

# Servicehåndbok

no Invacare løfteveil  
Servicehåndbok .....


PROVIDER: Keep this manual.  
The procedures in this manual MUST be performed by a qualified technician.



**Yes, you can.®**

## Sjekkliste for sikkerhetskontroll Invacare løfteseil

- !** **VIKTIG!**
- En sikkerhetskontroll av løfteseilet må utføres minst hver 6 måned, dersom ikke annet kreves i henhold til lokale krav.
  - Inspeksjonene må utføres av en kvalifisert person som er godt kjent med design, bruk og stell av løfteseil.
  - Loggføringen av inspeksjonen må oppbevares for å bli undersøkt i tilfelle en hendelse.

	Modell:	REF/SN-nummer:
---	---------	----------------

Sjekkpunkter for Invacare løfteseil i henhold til ISO 10535:2006 vedlegg B	✓	✗	Kommentar
<b>Kontroller produktetikettene</b> for å kontrollere at følgende informasjon er leselig:			
Maks. sikker arbeidsbelastning og -størrelse			
Serienummer og referansenummer			
Produksjonsdato			
Vaskeinstruksjoner			
<b>Kontroller at opphengsstroppene</b> og sørg for at det ikke er noen tegn på skade eller slitasje, for eksempel hull, slitasje, løse tråder, slitte eller endringer i farge og stivhet på:			
Stropper og løkker			
Sømmer på løkker og ved festepunkter til hovedstoff			
<b>Kontroller stoffet og andre komponenter</b> og sørg for at det ikke er noen tegn på skade eller slitasje, for eksempel hull, slitasje, løse tråder, slitte eller endringer i farge og stivhet på:			
Hovedstoffet og kantbåndet			
Håndtak og lommer (hvis det finnes)			
Belter og spenner (hvis de finnes)			
<b>Generelle kontrollpunkter</b>			
Kontroller at det ikke er noen synlige reparasjoner og ikke bruk av knuter, bånd, nåler eller andre metoder for å endre formen eller størrelsen på løfteseilet.			
Pass på at løfteseilet er rent			
Kontroller at den gjeldende versjonen av bruksanvisningen er tilgjengelig.			
Kontroller at tilbehøret (hvis tilstede) ikke har tegn på skade eller slitasje, og bytt dem ut hvis det oppdages mangler.			

## Generell vurdering

<input type="checkbox"/> <b>Bestått</b> Ingen sikkerhets- eller funksjonssvikt ble påvist. Dato for neste kontroll: _____	<input type="checkbox"/> <b>Ikke bestått</b> Det ble påvist sikkerhets- eller funksjonssvikt.
---	--

- !** **VIKTIG!**  
Hvis det oppdages sikkerhets- eller funksjonsmangler kan ikke løfteseilet brukes lengre og må kasseres.

Navn: \_\_\_\_\_ Dato/underskrift: \_\_\_\_\_



## Invacare Distributors

### Ireland:

Invacare Ireland Ltd,  
Unit 5 Seatown Business Campus  
Seatown Road, Swords, County  
Dublin  
Tel : (353) 1 810 7084  
Fax: (353) 1 810 7085  
ireland@invacare.com  
www.invacare.ie

### United Kingdom:

Invacare Limited  
Pencoed Technology Park, Pencoed  
Bridgend CF35 5AQ  
Tel: (44) (0) 1656 776 222  
Fax: (44) (0) 1656 776 220  
uk@invacare.com  
www.invacare.co.uk

### Danmark:

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
DK-2605 Brøndby  
Tel: (45) (0)36 90 00 00  
Fax: (45) (0)36 90 00 01  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

### Deutschland:

Invacare GmbH,  
Alemannenstraße 10  
D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)7562 700 0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

### Österreich:

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
A-5310 Mondsee-Tiefgraben  
Tel: (43) 6232 5535 0  
Fax: (43) 6232 5535 4  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

### Schweiz / Suisse / Svizzera:

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
CH-4108 Witterswil  
Tel: (41) (0)61 487 70 80  
Fax: (41) (0)61 487 70 81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

### España:

Invacare SA  
Avda. Del Oeste n.50, 1ª, 1ª  
Valencia-46001  
Tel: (34) (0)972 49 32 14  
contactsp@invacare.com  
www.invacare.es

### France:

Invacare Poirier SAS  
Route de St Roch  
F-37230 Fondettes  
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66  
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24  
contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

### Italia:

Invacare Mecc San s.r.l.,  
Via dei Pini 62,  
I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39) 0445 38 00 59  
Fax: (39) 0445 38 00 34  
italia@invacare.com  
www.invacare.it

### Nederland:

Invacare BV  
Galvanistraat 14-3  
NL-6716 AE Ede  
Tel: (31) (0)318 695 757  
Fax: (31) (0)318 695 758  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

### Belgium & Luxemburg:

Invacare nv  
Autobaan 22  
B-8210 Loppem  
Tel: (32) (0)50 83 10 10  
Fax: (32) (0)50 83 10 11  
belgium@invacare.com  
www.invacare.be

### Norge:

Invacare AS  
Grensesvingen 9, Postboks 6230,  
Etterstad  
N-0603 Oslo  
Tel: (47) (0)22 57 95 00  
Fax: (47) (0)22 57 95 01  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

### Portugal:

Invacare Lda  
Rua Estrada Velha, 949  
P-4465-784 Leça do Balio  
Tel: (351) (0)225 1059 46/47  
Fax: (351) (0)225 1057 39  
portugal@invacare.com  
www.invacare.pt

### Suomi:

Camp Mobility  
Patamäenkatu 5, 33900 Tampere  
Puhelin 09-35076310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

### Sverige:

Invacare AB  
Fagerstagatan 9  
S-163 53 Spånga  
Tel: (46) (0)8 761 70 90  
Fax: (46) (0)8 761 81 08  
sweden@invacare.com  
www.invacare.se

### Australia:

Invacare Australia Pty. Ltd.  
1 Lenton Place, North Rocks NSW  
2151  
Australia  
Phone: 1800 460 460  
Fax: 1800 814 367  
orders@invacare.com.au  
www.invacare.com.au

### New Zealand:

Invacare New Zealand Ltd  
4 Westfield Place, Mt Wellington  
1060  
New Zealand  
Phone: 0800 468 222  
Fax: 0800 807 788  
sales@invacare.co.nz  
www.invacare.co.nz

### Eastern Europe, Middle East & CIS:

Invacare EU Export  
Alemannenstraße 10  
D-88316 Isny  
Tel: (49) (0)7562 700 397  
eu-export@invacare.com  
www.invacare-eu-export.com



Invacare Portugal, Lda  
Rua Estrada Velha 949  
4465-784 Leça do Balio  
Portugal

