

INVACARE® TOP END®

Force™ C



Yes, you can.®

INVACARE® TOP END® Force™ C



Invacare **Top End Force C** er en håndsykkel som er velegnet til bruk på skogsbilveier samt asfalterte veier. Det er en robust lettvektssykel med klatregir og solide 559-26" sykkelhjul med mountain-dekk eller city-dekk. Skivebrems foran og bak gir sikker og rask nedbremsning.

Sykkelen kombinerer de beste egenskapene fra våre populære håndsykler *Invacare Top End Force RX* og *Invacare Top End Force G*. Økt bakkeklaring og en aktiv ryggvinkeljustering gir deg full kontroll i kupert, steinete og ulendt terreng.

Nå kan du virkelig nå nye høyder både på landevei og i terreng!

TILBEHØR OG FUNKSJONER




Håndpedaler med power-plater.



Speil montert på fotstøtten.



Vannflaske montert på rammen.



Sikkerhetsflagg.




Verktøyveske.



Verktøy.



Hjulbag.



Sykelbag.



TEKNISKE DATA



15" eller 17"
(ca. 381 eller 432 mm)



Hjulbase:
60"
(ca. 1524 mm)



Foran og bak:
26"



Ca. 113 kg

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2013 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

TopEnd Force C
NO - 02/2013

Topp nr:	HMS nr	Beskrivelse
FRCC-15C	192977	TopEnd Force C SB38 27 gir
FRCC-17C	192978	TopEnd Force C SB43 27 gir

Se bestillingsskjema for oversikt over alle tekniske spesifikasjoner.



Yes, you can.®