



AQUATEC

Aquatec[®]

Major badekarheis






Aquatec Major - en unik badekarmontert personløfter utviklet for brukere som har behov for å bade i liggende stilling. Den trygge konstruksjonen forenkler stellet for pleier, og ivaretar brukerens sikkerhet og komfort både under forflytning og i badekaret.

- Den hydrauliske badekarheisen justeres enkelt ved hjelp av en håndkontroll
- Avtagbar dekkmatte som kan maskinvaskes (fås i hvit eller blå)
- Tilgjengelig i tre vektclasser: 20-70 kg, 50-130 kg, 100- 150 kg

Major produseres tilpasset det enkelte badekar. Ved bestilling må eget målskjema som angir type badekar, fysiske mål, og plassering av kran og sluk følge bestillingen. Målskjema finner du på vår hjemmeside under: Produkter/Hygiene/Badekarheiser/Major.

Tilbehør **Aquatec Major**



Fast rygg

Støtter sitteposisjonen.
Art. nr.: **13645** Blå
HMS-nr.: **199078**
Art.nr.: **13646** Hvit




Vinkelregulerbar rygg opp til 45°

Tillater brukeren å ligge tilbaketilt i badekaret. Ryggen kan trinnløst justeres.
Art. nr.: **13699** Blå
HMS-nr.: **199080**
Art. nr.: **13700** Hvit




Polstret rygg, fast

Med sidestøtter som kan justeres.
Art. nr.: **13651** Blå
HMS-nr.: **199079**
Art. nr.: **13652** Hvit



Polstret vinkelregulerbar rygg opp til 45°

Med sidestøtter som kan justeres. Tillater brukeren å ligge tilbaketilt i badekaret. Ryggen kan trinnløst justeres.
Art. nr.: **13705** Blå
HMS-nr.: **163389**
Art. nr.: **13706** Hvit




Høydejusterbar hodestøtte

Med justerbare
sidesøtter for å sikre
god støtte for hode og
nakke. Kan festes til
alle rygger, anbefales
til vinkelregulerbar og
polstret rygg.

Art. nr.: **13639** Blå

HMS-nr.: **134916**

Art. nr.: **13640** Hvit



Fotbrett

For optimal støtte i
kombinasjon med rygg.
Kan tilpasses brukerens
høyde i tre nivåer.

Art. nr.: **13711** Blå

HMS-nr.: **134917**

Art. nr.: **13712** Hvit



Belter

For økt
pasientsikkerhet.

Art. nr.: **10119**

Brystbelte for
fast rygg

HMS-nr.: **199070**

Art. nr.: **10126**

Brystbelte
for fast rygg,
fabrikkmontert

HMS-nr.: **199071**

Art. nr.: **10121**

Brystbelte for
polstret fast
rygg

HMS-nr.: **199072**

Art. nr.: **10077**

Bekkenbelte

HMS-nr.: **134918**

Art. nr.: **10076**

Leggbelte

HMS-nr.: **199077**



Kilepute

Støtter kne. Fylles
valgfritt med skum eller
sand.

Art. nr.: **13687** Blå,
skum

HMS-nr.: **163183**

Art. nr.: **13693** Blå,
sand

HMS-nr.: **199076**

Art. nr.: **13688** Hvit,
skum

Art. nr.: **13694** Hvit,
sand



Pute med sidevinger

Med sidesøtter for å
festes til alle rygger
med unntak av polstret
rygg.

Art. nr.: **13681** Blå

HMS-nr.: **158805**

Art. nr.: **13682** Hvit

Hodepute (ikke vist)

Art. nr.: **13675** Blå

HMS-nr.: **199074**

Art. nr.: **13676** Hvit



Abduksjonskloss

Forhindrer at man sklir
ut av sete.

Art. nr.: **1525932** Blå (d
70 mm)

HMS-nr.: **199069**

Art. nr.: **1525933** Blå (d
120 mm)

HMS-nr.: **199068**



Transportbag med hjul

For transport og lagring
av **Major** badekarheis.

Art. nr.: **10016** Blå

HMS-nr.: **199082**

Major badekarheis

Maks. brukervekt	Lengde (cm)	Str.	Art. nr.	HMS-nr.
130	150-160	11	1.52.112	199047
150	150-160	11	1.52.102	199048
70	150-160	11	1.52.122	199049
130	160-170	21	1.52.212	199053
150	160-170	21	1.52.202	199054
70	160-170	21	1.52.222	199055
130	171-179	31	1.52.312	199059
150	171-179	31	1.52.302	199060
70	171-179	31	1.52.322	199061
130	180-200	41	1.52.412	199065
150	180-200	41	1.52.402	199066
70	180-200	41	1.52.422	199067


Major badekarheis forberedt for hydraulisk rygg

Maks. brukervekt	Lengde (cm)	Str.	Art. nr.	HMS-nr.
130	150-160	10	1.51.112	199044
150	150-160	10	1.51.102	199045
70	150-160	10	1.51.122	199046
130	160-170	20	1.51.212	199050
150	160-170	20	1.51.202	199051
70	160-170	20	1.51.222	199052
130	171-179	30	1.51.312	199056
150	171-179	30	1.51.302	199057
70	171-179	30	1.51.322	199058
130	180-200	40	1.51.412	199062
150	180-200	40	1.51.402	199063
70	180-200	40	1.51.422	199064

Farger

Blå (standard)

Hvit



Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
 Grensesvingen 9
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo - Norway



Yes, you can.®

