

Chasswheel 2015-modell



4WD

Elektrisk rullestol med motorisert styring for utendørsbruk

Chasswheel har firehjulsdrift, kraftige motorer og sving på begge akslinger. Sammen med det patenterte fjæringssystemet og den elektriske justeringen av tyngdepunktet, gir dette unik stabilitet og fremdrift i ulendt terreng.

Vi har nå oppgradert **Chasswheel** med et nytt og mer fleksibelt setesystem. Dette gir et lavere tyngdepunkt, noe som bedrer fremkommeligheten ytterligere.

Trusted Solutions, Passionate People



Egenskaper



Liten svingradius

Chasswheel svinger med begge akslingene samtidig. Dette gjør den til en smidig stol med liten svingradius.



Forflytning av tyngdepunktet

Forflytning av tyngdepunktet gjør at man trygt kan forsere bakker med helning opptil 18 %.



Bryter til å justere tyngdepunktet

En egen bryter på armlenet gjør det mulig å justere tyngdepunktet mens du kjører.



Transport av bruker i bil

Crash-testet og godkjent for transport av bruker i bil med stroppefester som tilbehør. Art. nr.: 1872256. HMS nr.: 203302

Tekniske data



440 - 530 mm



390 - 510 mm



500 mm



460 mm



700 mm



1160 mm



130 kg



125 kg



73 Amp (C20)



1150 mm



4 x 250 W



41 km



10 km/t

Hovedprodukt

Invacare art. nr.

1581627

HMS art. nr.

203110

Beskrivelse

Chasswheel 2015-modell

Standard konfigurasjon:

- Saver setesystem sb 45 x sd 45
- Oppfellbare armlener
- Regulerbar nakkestøtte
- Hoftebelte
- 2 el-funksjoner: Tilt- og tyngdepunksregulering samt ryggvinkel. Flere elektriske reguleringer tilgjengelig som tilbehør
- Styreboks: REM550 med LCD-skjerm og Swing Away innfestning
- Diameter på hjul: 30 cm
- Batteri og lader
- LED-lykter foran og bak