



Invacare I-Fit 9780E

- Høydejusterbar fra 380 mm til 550 mm
- Stort, ergonomisk utformet sete for god komfort
- Enkel å rengjøre
- Lav vekt; enkel å transportere
- Stilig, modulært design
- Intimutsparring i setet




Invacare I-Fit 9781E

- Høydejusterbar fra 380 til 550 mm
- Avtagbar rygg
- Ergonomisk utformet sete og rygg for ekstra god komfort
- Enkel å rengjøre
- Lav vekt; enkel å transportere
- Intimutsparring i setet

Tekniske data

	Artikkelnummer	
Produkt	Invacare I-Fit 9780E	Invacare I-Fit 9781E
Dusjkrakk	9780E	
Dusjstol		9781E
Mål		
Setebredde	340 mm	340 mm
Setedybde	370 mm	370 mm
Setehøyde	380-550 mm	380-550 mm
Total bredde	500 mm	500 mm
Total dybde	430 mm	430 mm
Total høyde	380-550 mm	760-930 mm
Annen info		
Vekt	3,7 kg	4,5 kg
Maks brukervekt	180 kg	180 kg
Farge	Hvit	Hvit

Invacare I-Fit 9780E



Invacare I-Fit 9781E

