

Invacare® | **Veggmonterte dusjseter, badekarbrett- og matter**



Invacare **R8802**

- Plassbesparende: Veggmontert dusjsete som kan felles opp når det ikke brukes.
- Ergonomisk utformet sete gir god komfort
- Enkelt å montere (kun tre skruer)*



Aquatec® **Sansibar**

- Plassbesparende: Veggmontert dusjsete som kan felles opp når det ikke brukes.
- Utsparring som gjør intimhygiene enklere
- Høydejusterbare støtteben som gir ekstra stabilitet



Invacare **R8804,60**

- Plassbesparende: Veggmontert dusjsete som kan felles opp når det ikke brukes.
- Ergonomisk utformet sete gir god sittekomfort
- Armlener gir god støtte på sidene
- Oppfellbare armlener for enkel inn- og utstigning




Invacare **Marina**

- Badekarbrett med stilig design
- Anti-skli overflate
- Håndtak gir økt sikkerhet
- Praktisk dusjholder på begge sider
- Kan tilpasses ulike badekarbredder uten bruk av verktøy
- Også tilgjengelig i størrelse XL



Invacare **H190**

- Badekarmatte av høy kvalitet
- Holder seg trygt på plass ved hjelp av sugekopper på mattens underside
- Anti-skli overflate sikrer brukeren godt feste
- Ekstra lang: Dekker hele badekarbunnen



AQUATEC®



Yes, you can.®



*Skruer er ikke inkludert i leveringen

Tekniske data



Produkt	Artikkelnummer				
	Invacare R8802	Aquatec® Sansibar	Invacare R8804-60	Invacare Marina / Marina XL	Invacare H190
Vegghengt dusjsete	R8802	9.10.101	R8804,60		
Badekarbrett med håndtak				1541330	
Badekarbrett XL				1471594	
Badekarmatte (6 stk)					H190
Mål					
Setebredde	380 mm (A)	400 mm (A)	380 mm (A)	–	410 mm (A)
Setedybde	370 mm (B)	410 mm (B)	370 mm (B)	–	810 mm (B)
Setehøyde	–	460 - 530*1 mm (C)	440 - 550 mm (C)	–	10 mm (C)
Total bredde	385 mm (C)	400 mm (D)	545 mm (D)	330 mm (A)	410 mm
Total dybde	470 mm (D)	460 mm (E)	470 mm (E)	690 / 740 mm (B)	810 mm
Total høyde	180 mm (E)	530 - 600 mm (F)	770 - 880 mm (F)	160 mm (C)	10 mm
Bredde på håndtak	–	–	–	180 mm (D)	–
Justeringsområde, innsidemål	–	–	–	400 - 620 / 420 - 690 mm (E)	–
Høydejustering	–	25 mm	–	–	–
Høydejustering	–	–	0 - 110 mm	–	–
Høyde opp til armlener	–	–	700 - 810 mm (G)	–	–
Høyde fra sete til rygg	–	–	150 mm (H)	–	–
Høyde rygg	–	–	180 mm (I)	–	–
Bredde mellom armlener	–	–	460 mm (J)	–	–
Dybde, oppfelt	105 mm	110 mm	115 mm	–	–
Høyde, oppfelt	520 mm	540 - 610 mm	1080 - 1190 mm	–	–
Annen info					
Vekt	4.8 kg	2.6 kg	9 kg	1.6 kg	1.7 kg
Maks brukervekt	135 kg	130 kg	135 kg	150 kg	130 kg
Farge	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Lavendelblå

*1/ 3. høydeadapter valgfri


Invacare® **R8802**



Aquatec **Sansibar**



Invacare **R8804,60**



Invacare **Marina**

