

# DOLOMITE | JAZZ



## Ny generasjon

**DOLOMITE JAZZ** er en helt ny generasjon innenfor rullatorer med et stilfullt design og smarte funksjoner. Den ergonomiske utformingen, det innebygde bremsesystemet, samt mulighet for høyderegulering gjør **JAZZ** til en unik rullator som kan foldes sammen vertikalt. Dette gjør **JAZZ** til en vinner!





## Egenskaper og valg

## Sammenleggbar

Den romslige kurven i slitesterkt materiale er fleksibel når rullatoren legges sammen. Takket være den sterke aluminiumsrammen er **DOLOMITE JAZZ** stødig og stabil gjennom hele servicelivet. Ved hjelp av en setestropp kan man enkelt og balansert felle rullatoren sammen. Rullatoren er enkel å håndtere, tar liten plass og står oppreist i sammenfelt posisjon. **JAZZ** er utsyrt med et mykt sete.

## Individuell tilpasning

**DOLOMITE JAZZ** er tilgjengelig i to ulike høyder. De justerbare håndtakene kan enkelt tilpasses brukerens behov. Kurv, hvilesete og brett er inkludert som standard.



## Slepebrems

En sikkerhet som hindrer rullatoren i å trille vekk, og hjelper med å styre hastigheten/retning. Art no 13041-21 (par) HMS art. nr 21034



## Ryggbøyle

Komfortabel og sikker støtte å lene seg mot. Monteres på håndtakene. Art. nr 1522062 HMS art. nr 158194



## Krykkeholder

Enkel å tilpasse, enkel å bruke. Krykken kan festes på høyre eller venstre side av rullatoren, og er lett tilgjengelig. Art. nr 1512912

## Tekniske data

JAZZ 520	620 mm	680 mm	440 mm	675-815 mm	520 mm
JAZZ 600	620 mm	680 mm	440 mm	750-970 mm	600 mm
JAZZ 520	420 mm	200 mm	7 kg	130 kg	290 mm
JAZZ 600	420 mm	200 mm	7.7 kg	130 kg	290 mm

## Rammefarge



Mørk grå

## Hovedprodukt

Invacare art.nr	HMS art. nr	Beskrivelse
12142-46-24	157122	DOLOMITE Jazz 520
12140-46-24		DOLOMITE Jazz 600