



Invacare® | **Sengetilbehør**

Tilbehør som dekker alle behov!



Invacare har et bredt sortiment av tilbehør som gir mulighet til å tilpasse sengene til det aktuelle behovet. Blant annet er det mulig å velge ulike endegavler og sidegrinder for å få et ønsket design på sengen, samtidig som man imøtekommer pasientens behov for sikkerhet.

Endegavler



Sophie endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.
Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523360-0101 (85 cm)
Art. nr 1523359-0101 (90 cm)



Victoria endegavl

Avtagbart panel - tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik. Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523805-0101 (85 cm)
Art. nr 1523804-0101 (90 cm)



Susanne endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.
Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523502-0101 (85 cm)
Art. nr 1523501-0101 (90 cm)
Art. nr 1545468-0101 (105 cm)
Art. nr 1545522-0101 (120 cm)



Anita endegavl

Tilgjengelig i bøk, kirsebær, hvitpigmentert bøk og lys eik.
Kan brukes med **Line** og **Britt V** sidegrinder.

Art. nr 1523500-0101 (85 cm)
Art. nr 1523473-0101 (90 cm)



Olivia endegavl

Kan brukes sammen med kosmetisk langside og **Scala 2** sidegrind. Leveres i lys eik og bøk.

Art. nr 1576598-0525 (85 cm)
Art. nr 1576599-0526 (90 cm)



Sidegrind Line

Integrert sidegrind i aluminium. Tilfredsstiller den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til gavlene Victoria/Sophie/Susanne og Anita. Max madrasshøyde 180-200 mm anhengig av hvilken sengemodell. Tilgjengelig i bøk, lys eik, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Lengde 2000 mm.
Art. nr 1522786-0126 (par)



Sidegrind Line teleskopisk

Integrert sidegrind i aluminium som er teleskopisk. Tilfredsstiller den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til gavlene Victoria/Sophie/Susanne og Anita. Max madrasshøyde 180-200 mm anhengig av hvilken sengemodell. Tilgjengelig i bøk, lys eik, kirsebær og hvitpigmentert bøk. Lengde 2000-2200 mm.
Art. nr 1522787-0125 (par)



Sidegrind Britt V

Sidegrind i bøk og lys eik. Møter standarden for senger IEC 60601-2-52.
Art. nr 1538458-0101 (par, lengde 2000 mm)
Art. nr 1574861-0101 (par, lengde 2100 mm)
Art. nr 1574862-0101 (par, lengde 2200 mm)



Forhøyningsribbe

Til sidegrind Line samt Britt III/V. Monterbar forhøyningsribbe som øker høyden med 150 mm, noe som innebærer en maks madrasshøyde for Britt sidegrind 270-300 mm, samt for Line sidegrind 320-340 mm.
Art. nr 1538420-0125 (Britt, 1 stk)
Art. nr 1538345-0125 (Line, 1 stk)



Sidegrind Scala Basic 2 Plus

Nedfellbar sidegrind i metall med hurtigkobling som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 150-170 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver.
Art. nr 1529901-0154 (høyre)
Art. nr 1529746-1015 (venstre)



Sidegrind Scala Medium 2

Nedfellbar sidegrind i metall som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 200-220 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver.
Art. nr 1530437-0154 (høyre)
Art. nr 1530453-0154 (venstre)



Sidegrind Scala Decubi 2

Nedfellbar sidegrind i metall som imøtekommer kravene i den nye standarden IEC60601-2-52. Passer til **SB 750/755/400/Etude** og eldre sengemodeller som har samme type sengeramme. Passer til madrasshøyde 290-300 mm. Tilgjengelig i fargene beige eller alu-silver.
Art. nr 1530819-0154 (høyre)
Art. nr 1530818-0154 (venstre)



Brukerbetjent sengegrind i metall

Sammenfellbar sengegrind i metall hvor brukeren kan betjene sengegrinden.
Art. nr 1435212-0154 (høyre)
Art. nr 1435211-0154 (venstre)



Polstret trekk til sidegrind Line og Britt V

Polstret trekk som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Fåes som normalpolstret og dobbeltpolstret i lengdene 2000/2100/2200 mm. Vaskbart på 90 grader. Farge blå.
Art. nr 1449588 (200 cm)
Art. nr 1449591 (210 cm)
Art. nr 1449592 (220 cm)



Overtrekk til sidegrind Line og Britt V, netting

Overtrekk i netting som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Tilgjengelig i lengdene 2000/2100/2200 mm. Vaskbart på 60 grader. Farge hvit.
Art. nr 1449590 (200 cm)
Art. nr 1449593 (210 cm)
Art. nr 1449594 (220 cm)



Polstret overtrekk til sidegrind Britt III/IV og Lilly III

Polstret overtrekk som kan sitte på samtidig som man hever/senker sidegrinden. Tilgjengelig som normalpolstret i lengdene 2000/2160 mm, samt dobbeltpolstret i lengdene 2000 mm. Vaskbart på 90 grader. Farge blå.
Art. nr 1449412 (200 cm)
Art. nr 1493565 (215 cm)



Polstret sikkerhetstrekk

Polstret sikkerhetstrekk som egner seg godt til urolige pasienter. Tilgjengelig i lengdene 2000/2160 mm. Kompatibelt med sidegrind Britt III/IV og Lilly III. Vaskbart på 90 grader. Farge lys blå.
Art. nr 1511890



Polstret overtrekk til nedfellbar sidegrind

Overtrekket kan sitte på sidegrinden når denne senkes. Finnes som normalpolstret og dobbeltpolstret. Vaskbart på 90 grader. Farge lys blå.
Art. nr 1449419 (Medium/Decubi)
Art. nr 1449423 (Basic)

Støtte-og vendehandtak



Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling

Støtte-og vendehandtak som kan brukes til vending i seng eller til inn/utstigning av seng. Støtte-vendehandtaket finnes i fargene beige eller alu-silver og passer til **SB® 750/755/400/Etude**, samt eldre sengemodeller fra Invacare.

Bilde 1: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H400 x B950 mm.

Art. nr 1417512-0154

Bilde 2: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H250 x B800 mm.

Art. nr 1417510-0154

Bilde 3: Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling H400 x B300, og H400 x B500 (ikke avbildet).

Art. nr 1417511-0154

Art. nr 021963-0154

Art. nr 021964-0154

Bilde 4: Støtte-vendehandtak med hurtigkobling H250 x B300 mm.



Utsvingbart utstigningshandtak

Kan brukes alene eller som par som ekstra hjelp ved inn- og utstigning av sengen. Farge alu-silver eller beige.

Art. nr 1529665-0154

(alu-silver)

Art. nr 1529665-1015

(beige)



Støtte-og vendehandtak med hurtigkobling. Passer til Octave seng

H400 x B 350.

Farge alu-silver.

Art. nr 1446353-0152



Oppreisningsstøtte

Hjelper pasienten å komme helt opp i sittende stilling, samt fungerer som en ekstra hjelp for å komme ut av sengen. Oppreisningsstøtten kan enkelt reguleres og det medfølgende festet kan monteres valgfritt på høyre eller venstre side. Farge beige eller alu-silver.

Art. nr 1534684-0154
(alu-silver)



Utstigningshjelp

Plasseres i sengens feste for løftebøyle. Utstigningshjelpen benyttes som støtte ved forflytning mellom seng og stol, rullator eller opp til stående.

Art. nr 1426899-0154

Løftebøyer




Løftebøyle

Håndtaket kan stilles inn i høyde og dybde. Farge alu-silver eller beige.

Art. nr 1542093-0154 (alu-silver)

Art. nr 1542093-1015 (beige)



Svingbar løftebøyle

Svingbart parallelt med sengens langside og til ca. 20 grader fra hode-enden. Fungerer veldig godt sammen med for eksempel takløft. Håndtaket kan enkelt innstilles etter høyde og dybde.

Art. nr 3000650.57650PO (alu-silver)

Art. nr 50.57650.DO (beige)

Øvrig tilbehør



Avstandsfender

Beskytter veggene på pasientrommet. Det finnes to modeller; én som settes på sengerammen i hodeenden (type1), og én som settes på sengerammen på langsiden (type 2). Fenderene er teleskopiske.

Art. nr 1426875-0154 (type 1)

Art. nr 1527093-0154 (type 2)



Avviserhjul

Monteres horisontalt under gavlen. Beskytter veggene ved forflytning av sengen gjennom korridorer. Finnes i 3 hjuldiameter.

Art. nr 50.59600.00 (75 mm)



Alternative hjulstørrelser

Flere ulike størrelser mellom 80-150 mm, separat låsbare eller sentrallås kan tilbys ved ny bestilling av seng eller til ettermontering. Noen størrelser kan også leveres med retningsperre.



Lavbygningssett

75 mm hjul som passer til **SB® 750/755**. Farge beige eller alu-silver. Sengens laveste posisjon kan da senkes til 250 mm.

Art. nr 021343.DO



Begrensningsbøyle til bendel

Forhindrer at bendelen på **SB 750/755** kommer under horisontalen. Farge beige eller alu-silver. Teleskopisk stillbar i breddene 850-1200 mm.

Art. nr 1510820-0154



Grindlås til integrert sidegrind

Enkel låsing av sidegrind. Brukes i de tilfeller der man ønsker å forhindre bruk av sidegrind. Passer alle modeller.

Art. nr 1525496

Øvrig tilbehør



Langside

Kosmetisk langside i stedet for sidegrind. Passer til endegavlene Victoria, Sophie, Susanne og Anita. Finnes i bøk, hvitpigmentert bøk, lys eik og kirsebær i lengdene 200, 210 og 220 cm.

Art. nr 1575493-0101
(bøk, 200 cm)

Art. nr 1575493-0105 (hvitpigmentert bøk, 200 cm)

Art. nr 1575493-0526
(lys eik, 200 cm)

Art. nr 1575493-0102
(kirsebær, 200 cm)



Langside til Olivia

Kan brukes i kombinasjon med **Scala 2** sidegrinder. Leveres i bøk og lys eik.


Art. nr 1576603-0526 (lys eik, 200 cm)

Art. nr 1576603-0101 (bøk, 200 cm)



Sengetralle Bjørn

For lagring og transport av 850-1200 mm brede senger. Art. nr 6490097-02



Dyne-støtte

Plasseres frittstående i seng. Art. nr L871



Infusjonsstativ

Infusjonsstativ til seng. Art. nr 50.60030.DO



Feste til infusjonsstativ

Feste til hjørne eller langside. Art. nr 50.59570.DO

Alternative betjeningsbokser og annet elektronisk tilbehør



Låsbar betjeningsboks HL80, HB80 og HB85 (vaskbar)

På HL85 kan hver funksjon låses individuelt. Passer til **SB 750** (4 motorer)/**755**.

Art. nr 1531346-7035 (HL80 låsbar)

Art. nr 1531345-7035 (HB80)

Art. nr SP1575833-7035 (HB85 vaskbar)



Betjeningsboks HB85 til Octave® seng

Låsbar betjeningsboks til **Octave** sengen.

Art. nr 1529915-7035



Holder til betjeningsboks

Passer til betjeningsboks modell HB70/HB80/Softcontrol. Farge beige eller alu-silver.

Art. nr 1433835-0154



Spise -/lese Brett

Et stabilt bord som plasseres direkte på sidegrindene når de er felt opp. Passer til 850 mm og 900 mm brede senger.

Art. nr 50.51260.09 (85 cm)

Art. nr 50.51250.09 (90 cm)

For øvrige sengebord, se vår hjemmeside www.invacare.com.

Kompatibilitetsskjema

Invacare **SB* 755, SB* 750, SB* 400**

		Endegavler				
		Victoria				
		Sophie				
		Susanne				Forhøyningsribbe
		Anita	Olivia	Emma		Line
						Britt
Sidegrinder	Line					x
	Line forlengningsribbe	x				
	Britt V	x				
	Scala Basic					x
	Scala Basic Plus	x			x	
	Scala Medium	x			x	
	Scala Decubi	x			x	
	Langside	x				
	Langside til Olivia		x			

Invacare **Etude Plus (Low) og Octave**

		Endegavler		
		Etude Plus (Low)	Octave	Forhøyningsribbe
				Britt
Sidegrinder	Line	x	x	
	Line teleskopisk	x	x	
	Britt V	x	x	x
	Scala Basic	x		
	Scala Basic Plus	x		
	Scala Medium	x		
	Scala Decubi	x		

Tilfredsstiller kravene i IEC 60601-2-52

Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
 Grensesvingen 9
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo - Norway

