

Toppnummer komplett stol – Champion 75

Art. Nr.	HMS nr.	Beskrivelse
1516065	140823	Mrs akt Champion 75 sb34 sd34 sh50 50-51
1516066	151071	Mrs akt Champion 75 sb34 sd36 sh50 50-51
1516067	151072	Mrs akt Champion 75 sb34 sd38 sh50 50-51
1516068	023452	Mrs akt Champion 75 sb34 sd40 sh50 50-51
1516069	151073	Mrs akt Champion 75 sb34 sd42 sh50 50-51
1516070	151074	Mrs akt Champion 75 sb34 sd44 sh50 50-51
1516071	151075	Mrs akt Champion 75 sb34 sd46 sh50 50-51
1516072	151076	Mrs akt Champion 75 sb36 sd34 sh50 50-51
1516073	151077	Mrs akt Champion 75 sb36 sd36 sh50 50-51
1516074	151078	Mrs akt Champion 75 sb36 sd38 sh50 50-51
1516075	023453	Mrs akt Champion 75 sb36 sd40 sh50 50-51
1516076	151079	Mrs akt Champion 75 sb36 sd42 sh50 50-51
1516077	151080	Mrs akt Champion 75 sb36 sd44 sh50 50-51
1516078	151081	Mrs akt Champion 75 sb36 sd46 sh50 50-51
1516079	151082	Mrs akt Champion 75 sb38 sd34 sh50 50-51
1516080	151083	Mrs akt Champion 75 sb38 sd36 sh50 50-51
1516081	151084	Mrs akt Champion 75 sb38 sd38 sh50 50-51
1516082	023454	Mrs akt Champion 75 sb38 sd40 sh50 50-51
1516083	151085	Mrs akt Champion 75 sb38 sd42 sh50 50-51
1516084	151086	Mrs akt Champion 75 sb38 sd44 sh50 50-51
1516085	151087	Mrs akt Champion 75 sb38 sd46 sh50 50-51
1516086	151088	Mrs akt Champion 75 sb40 sd34 sh50 50-51
1516087	151089	Mrs akt Champion 75 sb40 sd36 sh50 50-51
1516088	151090	Mrs akt Champion 75 sb40 sd38 sh50 50-51
1516089	023455	Mrs akt Champion 75 sb40 sd40 sh50 50-51
1516090	151091	Mrs akt Champion 75 sb40 sd42 sh50 50-51
1516091	151092	Mrs akt Champion 75 sb40 sd44 sh50 50-51

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
1516092	151093	Mrs akt Champion 75 sb40 sd46 sh50 50-51
1516093	151094	Mrs akt Champion 75 sb42 sd34 sh50 50-51
1516094	151095	Mrs akt Champion 75 sb42 sd36 sh50 50-51
1516095	151096	Mrs akt Champion 75 sb42 sd38 sh50 50-51
1516096	023456	Mrs akt Champion 75 sb42 sd40 sh50 50-51
1516097	151097	Mrs akt Champion 75 sb42 sd42 sh50 50-51
1516098	151098	Mrs akt Champion 75 sb42 sd44 sh50 50-51
1516099	151099	Mrs akt Champion 75 sb42 sd46 sh50 50-51
1516100	151100	Mrs akt Champion 75 sb44 sd34 sh50 50-51
1516101	151101	Mrs akt Champion 75 sb44 sd36 sh50 50-51

Topppnummer komplett stol – Champion 90

Artikkel nr	HMS nr	Beskrivelse
1549567	184996	Mrs akt Champion 90 sb34 sd34 sh50 50-51
1549568	184997	Mrs akt Champion 90 sb34 sd36 sh50 50-51
1549569	184998	Mrs akt Champion 90 sb34 sd38 sh50 50-51
1549570	184999	Mrs akt Champion 90 sb34 sd40 sh50 50-51
1549571	185000	Mrs akt Champion 90 sb34 sd42 sh50 50-51
1549572	185001	Mrs akt Champion 90 sb34 sd44 sh50 50-51
1549573	185002	Mrs akt Champion 90 sb34 sd46 sh50 50-51
1549574	185003	Mrs akt Champion 90 sb36 sd34 sh50 50-51
1549575	185004	Mrs akt Champion 90 sb36 sd36 sh50 50-51
1549576	185005	Mrs akt Champion 90 sb36 sd38 sh50 50-51
1549577	185006	Mrs akt Champion 90 sb36 sd40 sh50 50-51
1549578	185007	Mrs akt Champion 90 sb36 sd42 sh50 50-51
1549579	185008	Mrs akt Champion 90 sb36 sd44 sh50 50-51
1549580	185009	Mrs akt Champion 90 sb36 sd46 sh50 50-51
1549581	185010	Mrs akt Champion 90 sb38 sd34 sh50 50-51
1549582	185011	Mrs akt Champion 90 sb38 sd36 sh50 50-51
1549583	185012	Mrs akt Champion 90 sb38 sd38 sh50 50-51
1549584	185013	Mrs akt Champion 90 sb38 sd40 sh50 50-51
1549585	185014	Mrs akt Champion 90 sb38 sd42 sh50 50-51
1549586	185015	Mrs akt Champion 90 sb38 sd44 sh50 50-51

1549587	185016	Mrs akt Champion 90 sb38 sd46 sh50 50-51
1549588	185017	Mrs akt Champion 90 sb40 sd34 sh50 50-51
1549589	185018	Mrs akt Champion 90 sb40 sd36 sh50 50-51
1549590	185019	Mrs akt Champion 90 sb40 sd38 sh50 50-51
1549591	185020	Mrs akt Champion 90 sb40 sd40 sh50 50-51
1549592	185021	Mrs akt Champion 90 sb40 sd42 sh50 50-51
1549593	185022	Mrs akt Champion 90 sb40 sd44 sh50 50-51
1549594	185023	Mrs akt Champion 90 sb40 sd46 sh50 50-51
1549595	185024	Mrs akt Champion 90 sb42 sd34 sh50 50-51
1549596	185025	Mrs akt Champion 90 sb42 sd36 sh50 50-51
1549597	185026	Mrs akt Champion 90 sb42 sd38 sh50 50-51
1549598	185027	Mrs akt Champion 90 sb42 sd40 sh50 50-51
1549599	185028	Mrs akt Champion 90 sb42 sd42 sh50 50-51
1549600	185029	Mrs akt Champion 90 sb42 sd44 sh50 50-51
1549601	185030	Mrs akt Champion 90 sb42 sd46 sh50 50-51
1549602	185031	Mrs akt Champion 90 sb44 sd34 sh50 50-51
1549603	185032	Mrs akt Champion 90 sb44 sd36 sh50 50-51
1549604	185033	Mrs akt Champion 90 sb44 sd38 sh50 50-51
1549605	185034	Mrs akt Champion 90 sb44 sd40 sh50 50-51
1549606	185035	Mrs akt Champion 90 sb44 sd42 sh50 50-51
1549607	185036	Mrs akt Champion 90 sb44 sd44 sh50 50-51
1549608	185037	Mrs akt Champion 90 sb44 sd46 sh50 50-51

1549609	185038	Mrs akt Champion 90 sb46 sd34 sh50 50-51
1549610	185039	Mrs akt Champion 90 sb46 sd36 sh50 50-51
1549611	185040	Mrs akt Champion 90 sb46 sd38 sh50 50-51
1549612	185041	Mrs akt Champion 90 sb46 sd40 sh50 50-51
1549613	185042	Mrs akt Champion 90 sb46 sd42 sh50 50-51
1549614	185043	Mrs akt Champion 90 sb46 sd44 sh50 50-51
1549615	185044	Mrs akt Champion 90 sb46 sd46 sh50 50-51

Rygg

Rygg alternativer

Enkelt rygtrekk ikke justerbart



320 gram

Velcro rygg med *Velcro®* bånd



560 gram (inkl Velcro® bånd)

Aero rygttrekk,
til rygg med *Velcro®* bånd



600 gram (inkl Velcro® bånd)

Kjørehåndtak

Uten kjørehåndtak



Kjørehåndtak faste, lange



240 gram per par (uten ryggør)

Kjørehåndtak faste, mini



160 gram per par (uten ryggør)

Kjørehåndtak, hreg, bakenforliggende



1'800 gram per par (inkl. rør og fester)

Kjørehåndtak, fellbare



1'120 gram per par (inkl. rør og fester)

Kjørehåndtak, hreg, integrerte

980 gram per par (inkl. rør og fester)

Ryggtilbehør

Avstiverbøyle avtagbar

220 gram (inkl fester)



Fotstøtter

Fotstøtte


Flip-up fotplate,
set to the front eller to the back std

620 gram (inkl fester)



Flip-up fotplate,
høyt mont, set to the rear

760 gram (inkl fester)



Leggbånd

Leggbånd, festet på svinghjulsoppheng



70 gram (inkl fester)

Leggbånd montert på rammen



30 gram

Klesbeskytter/ armlen

Klesbeskytter / hjulbeskytter

Carbon klesbeskytter, flip-back

Liten: 420 gram per par (inkl. fester)

Stor: 540 gram per par (inkl. fester)



Carbon hjulbeskytter, avtagbar
(Dette valget øker total stolbredde med 2 cm)

Liten: 660 gram per par (inkl. fester)

Stor: 824 gram per par (inkl. fester)



Armlen

1517682 Armlen hreg (med verktøy), avtagbar, kort par

1517683 Armlen hreg (med verktøy), avtagbar, lang par

Kort: 1'580 gram per par

Lang: 1'700 gram per par



1432099

Sportsarmen, hreg, avtagbar, swing-away, komfort polster par



820 gram per par

Pute og valg

Puter

Setepute std

*510 grams (SB40 cm*SD40 cm)*

Flo-tech Lite pute



*1'020 gram (SB40 cm*SD42 cm)*

Valg

1512052 SB34	Seteveske, click in og avtagbar
1512053 SB36	
1512054 SB38	
1512055 SB 40	130 gram
1512056 SB42	
1512057 SB44	
1512058 SB46	



Drivhjul

Drivhjulsfeste og posisjoner

1511605-CPS VE	Dynamic adapterplate
1511606-CPS HØ	

420 gram per par




1511609-CPS VE	Active adapterplate
1511610-CPS HØ	


540 gram per par



Adapterplate posisjoner



Drivhjulscamber
0° eller 4°



-
- 1493754 par kort Quad hjulbolt 0°
 - 1493755 par lang Quad hjulbolt 0°
 - 1493755 par lang Quad hjulbolt 4°



440 gram per par


Bremser

Standard brems push, bøyd håndtak



380 gram per par

Push brems, rett håndtak



380 gram per par

Performance brems




420 gram per par

Active brems



300 gram per par

Pull brems



400 gram per par

Bremsespak forlenger

*Samme vekt som bremsespak uten
forlenger*



Valg

Festeklips
(for å holde rammen sammen i sammenlagt
posisjon)



Hjelp til å folde stolen ut
(for å enkelt åpne folde mekanismen i front)



Sikkerhet

Belte



230 gram

Tippesikring, høydejusterbar,
aktiv eller passiv posisjon, avtagbare,
høyre, venstre eller begge sider



430 gram per par (inkludert feste)

Tilbehør

Transit hjul 3"



1'160 gram per par

Pumpe



100 gram

AirMan



Küschall klokke , høyre eller venstre side



30 gram

1512059 std
1512060 stor

Champion reisebag
(Hjulene kan stå på stolen)



Std: 2'000 gram
Stor: 2'880 gram

Rammebeskytter (2 stykk)



80 gram per par
