



## Rullatoren med mange muligheter

**DOLOMITE FUTURA** er utviklet for å kunne dekke behovet hos den største gruppen av rullatorbrukere. Denne alsidige rullatore finnes i fire forskjellige setehøyder. **FUTURA** tilbyr brukeren et av de største tilbehørssortimentet på markedet - med **FUTURA** er mulighetene for personlig tilpasning nesten ubegrenset.



### Håndtaksinnstilling

Lett justerbare håndtak som kan stilles i riktig høyde for ulike armstillinger, og i rett vinkel for å følge kroppens naturlige bevegelsesmønstre. Kurv og hvilesete leveres som standard.

### Gangplass

**DOLOMITE** rullator tilbyr stor gangplass innenfor rammen. Det oppfellbare setet gir enda større gangplass, og gjør det lettere for brukeren å få tak i ting fremfor seg. Setet med anti-glid funksjon, runde hjørner og stor sitteplass, gjør at brukeren kan sitte trygt og komfortabelt.

### Brukervennlige brems

Lange bremsehåndtak og bremsestoppere gjør det mulig å enkelt bremse, selv for brukere med svak håndkraft. Kort avstand til parke-

ringsposisjonen reduserer risikoen for å miste balansen. Forsterket bremsekabel og bremsestoppere i rustfritt stål.

## Egenskaper og valg



#### Kurv (standard)

Tilgjengelig for forskjellige høyder. Maksimum lastevikt 9 kg:  
Art. nr 12538-15 (600, 520)  
Art. nr 12582-15 (680)  
Maksimum lastevikt 7 kg:  
Art. nr 12538-15 (450)



#### Krykkeholder

Lett tilgjengelig uten å være i veien.  
Art. nr 12606  
HMS art. nr 5542



#### Ryggbøyle

En komfortabel og sikker ryggbøyle å lene seg mot. Monteres på håndtaket og følger dermed høydejusteringene.  
Art. nr 12600  
HMS art. nr 17252



#### Serveringsbrett (standard)

Art. nr 70311  
HMS art. nr 17253

## Egenskaper og valg

**Tramperør**

"Pedal" som gjør det enklere å komme over fortauskanter og lignende. Art. nr 12560-21  
HMS art. nr 157144

**Slepebrems**

Forhindrer rullatoren i å trille. Art no 13041-21 (par)  
HMS art. nr 21034

**Multihåndtak**

Art. nr 12613 (par)

**Bremsekraftforsterker**

Gir ekstra bremskraft til brukere med svak håndkraft. Art. nr 12651  
HMS art. nr 24546

**Hjulskjerm**

Forhindrer at klær setter seg fast og beskytter mot søle. Art. nr 12544 (par)  
HMS art. nr 157134

**Oksygenflaskeholder**

Plasseres rullatoren på midten av rullatoren og forblir dermed lett manøvrerbar til tross for vekten. Monteres uten verktøy. Art. nr 12682-25  
HMS art. nr 24648

**Bag**

Gir mulighet for ekstra oppbevaringsplass når kurven er full. Kan også kombineres med oksygenholder. Art. nr 12523  
HMS art. nr 11434

**Enhåndsbremse**

Gjør det mulig å aktivere begge bremsene med en hånd. Art. nr 12507-R (høyre). HMS art. nr 17254  
Art. nr 12507-L (venstre)  
HMS art. nr 17255

**Hemiarmen**

Art. nr 12611-R-60 (høyre)  
HMS art. nr 17265  
Art. nr 12611-L-60 (venstre)  
HMS art. nr 17266

**Infusjonsstativ**

Praktisk infusjonsstativ. Art.nr SP1582476

**Gjør det mulig å håndtere rullatoren med en hånd**

Art nr 1559175 (venstre)  
Art nr 1559174 (høyre)

## Tekniske data



Futura 450	600 mm	590 mm	460 mm	640 - 790 mm	475 mm
Futura 520	610 mm	660 mm	470 mm	710 - 850 mm	545 mm
Futura 600	610 mm	700 mm	470 mm	790 - 930 mm	620 mm
Futura 680	640 mm	780 mm	500 mm	860 - 1015 mm	705 mm



Futura 450	420 mm	200 mm	7.6 kg	150 kg
Futura 520	420 mm	200 mm	7.8 kg	150 kg
Futura 600	420 mm	200 mm	8 kg	150 kg
Futura 680	420 mm	200 mm	8.23 kg	150 kg

## Rammefarge



RAL 7021

## Hovedprodukt

Invacare art.nr	Beskrivelse
12074-43-27	DOLOMITE Futura 450
12072-43-27	DOLOMITE Futura 520
12070-43-27	DOLOMITE Futura 600
12076-43-27	DOLOMITE Futura 680

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2016 Invacare International  
Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykktidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Futura - NO - 01/2016



Yes, you can.®