



Aquatec Tellus

- Stabil dusjkrakk som kan stables
- Ergonomisk seteplate, kan fåes med eller uten intimutsparring
- Høydejusterbar og rustfri
- Tilbehør: Dusjkrakken kan gjøres om til dusjstol ved å montere på rygg



Aquatec Pluto

- Ergonomisk seteplate, kan fåes med eller uten intimutsparring
- Høydejusterbar og rustfri
- Anti-skli-gummi (FlexiFoot) nederst på bena kompenserer for høydeforskjeller opp til 10 mm
- Tilbehør: Dusjkrakken kan gjøres om til dusjstol ved å montere på rygg


Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer	
	Aquatec Tellus	Aquatec Pluto
Dusjkrakk uten intimutsparring	1470796	
5 stk.	1470797	
Dusjkrakk med intimutsparring	1470798	
5 stk.	1470799	
Tilbehør: Rygg, kan ettermonteres	1470800	1470800
Dusjkrakk med armlener og intimutsparring		1470801
5 stk.		1470804
Dusjkrakk med armlener, uten intimutsparring		1470802
5 stk.		1470803

Mål		
Setebredde	400 mm (A)	400 mm (A)
Setedybde	345 mm (B)	345 mm (B)
Setehøyde	460 - 610 mm (C)	460 - 610 mm (C)
Total bredde	550 mm (D)	550 mm (D)
Total dybde	510 mm (E)	510 mm (E)
Total høyde	460 - 610 mm (C)	630 - 780 mm (F)
Høydejustering	25 mm	25 mm
Høyde opp til armlener	-	-
Bredde mellom armlener	-	490 mm (G)
Bredde, intimutsparring	-	130 mm
Dybde, intimutsparring	-	140 mm

Annen info		
Vekt	3.8 kg	4.5 kg
Maks brukervekt	130 kg	130 kg
Farge	Hvit	Hvit

Aquatec Tellus



Aquatec Pluto

