

matrx[®]
SEATING SERIES

Ryggsystem




Ergonomisk utformet og
fleksibelt ryggsystem

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

Invacare **Matrix** er et fleksibelt ryggsystem som gir unike muligheter for optimal posisjonering av brukere i alle typer rullestoler. **Matrix** har et moderne, lett og smart design. Ryggene gir stabil, komfortabel støtte og god bevegelsesfrihet. Et stort utvalg høyder, bredder og dybder er tilgjengelig. Kombiner **Matrix** med Invacares seteputer for å oppnå en ergonomisk korrekt sittestilling.

Invacare **Matrix MX2 Back**

Invacare **Matrix MX2 Back** er utviklet til aktive rullestolbrukere som ønsker god funksjonalitet og lekkert design. Ryggskallet er laget i karbon, som er svært stivt og lett. Formet for å gi støtte til bekken og bole og dermed sikre god mobilitet i overkroppen.



MX2 har to ulike monteringsbeslag: Quick release og fast, som begge tillater trinnløs justering av høyde, dybde og ryggvinkel.

Festene er justerbare i bredden, slik at **MX2**-ryggen kan tilpasses rullestoler som er opp til 25 mm smalere eller bredere enn **MX2**-ryggen.

Passer ryggør med diameter 19, 22 og 25 mm.

Trekk og skum:

- ▶ Vannavstøtende og pustende trekk
- ▶ Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- ▶ Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag

- ▶ Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen

Ryggskall

- ▶ Solid skall i karbon gir en fleksibilitet som reduserer vibrasjon
- ▶ Formet for å gi god stabilitet ved hofter og bole og samtidig gi rom for bevegelse i overkroppen
- ▶ Utsparringer i ryggskallet gir ekstra lav vekt og bidrar til at ryggen puster bedre

Korsryggstøtte

- ▶ Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert



Quick release monteringsbeslag

Quick release gjør at ryggen fjernes uten bruk av verktøy. 108 mm dybdejustering.

Fast monteringsbeslag

76 mm dybdejustering.

Tekniske data ▼

	Bredde	Høyde	Vinkeljusterbar	Dybdejusterbar	Egenvekt	Vask	Maks. brukervekt
Matrix MX2	355, 380, 405, 430, 455 mm	150, 230, 305, 405 mm	+/- 15°	76 mm ¹ 108 mm ²	fra 770 gram (m/fast monteringsbeslag)	60°	113 kg

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

1. Med fast monteringsbeslag
2. Med quick release monteringsbeslag

Invacare **Matrix E2** rygg

NYHET

Matrix E2 har et veldig lett, men robust materiale. Ryggen har et ergonomisk design som gir ekstra støtte og god trykkfordeling. Designet gir plass til hoftene, samt optimal støtte til bekkenet for økt stabilitet og balanse. **Matrix E2** er tilgjengelig i flere ulike bredder og høyder for å sikre optimal passform.

Trekk og skum:



- ▶ Trekket har et pustende og vannavisende materiale
- ▶ Overdimensjonert polstring for ekstra avlastning og komfort
- ▶ Nøkkelhullsformede utskjæringer i skummet gir bedre lufting, fuktreduksjon og bedre temperaturkontroll.
- ▶ Høyelastisk skum gir god trykkavlastning og reduserer risikoen for trykksår og friksjonskrefter

Monteringsbeslag



- ▶ **Matrix E2** monteres ved hjelp av monteringsbeslag på rullestolens ryggør som er enkel å montere og justere med bruk av kun ett verktøy.
- ▶ Alle etterjusteringer kan gjøres når brukeren sitter i rullestolen.
- ▶ Fleksibel montering er designet for å tilpasse behovene til brukere med ulike kroppsformer og størrelser.

Ryggs skall



- ▶ Utskjæringer for bedre ventilasjon
- ▶ Vertikale spor for monteringsbeslag
- ▶ God plass til halebenet
- ▶ Ekstra lav vekt

Bekkenstøtte



- ▶ Behagelig tilleggsstøtte til bekkenet for å hjelpe med å få en ergonomisk oppreist sittestilling.



80 mm dybde



Tekniske data ▼



	Bredde	Høyde	Vinkeljusterbar	Dybdejusterbar	Egenvekt	Vask	Maks. brukervekt
Elite E2	360, 380, 410, 430, 460, 480, 510 mm	360, 410 mm	40°	Dybde: 8 cm. Dybdejusteres 5 cm foran eller 5 cm bak ved ryggør.	fra 2,0 kg	60°	136 kg

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

Invacare **Matrix E2 dyp rygg**

NYHET

Matrix E2 Dyp er designet med en dybde på 15 cm, som gir ekstra stabil sidestøtte. **Matrix E2 dyp** er utviklet med sterkt og lett materiale med utskjæringer for fri bevegelse av skuldre og armer, samt god plass til halebensområde. Ryggen er tilgjengelig i ulike størrelser, bredder og høyder.



Trekk og skum:

- ▶ Trekket har et pustende og vannavisende materiale
- ▶ Overdimensjonert polstring for ekstra avlastning og komfort
- ▶ Nøkkelhullsformede utskjæringer i skummet gir bedre lufting, fuktreduksjon og bedre temperaturkontroll.
- ▶ Høyelastisk skum gir god trykkavlastning og reduserer risikoen for trykksår og friksjonskrefter



Monteringsbeslag

- ▶ **Matrix E2** monteres ved hjelp av monteringsbeslag på rullestolens ryggør som er enkel å montere og justere med bruk av kun ett verktøy.
- ▶ Alle etterjusteringer kan gjøres når brukeren sitter i rullestolen.
- ▶ Fleksibel montering er designet for å tilpasse behovene til brukere med ulike kroppsformer og størrelser.



Ryggskall

- ▶ Utskjæringer for bedre ventilasjon
- ▶ Vertikale spor for monteringsbeslag
- ▶ God plass til halebenet
- ▶ Ryggskallet er utoformet så den har ekstra lav vekt, men svært solid.



Bekkenstøtte

- ▶ Behagelig tilleggsstøtte til bekkenet for å hjelpe med å få en ergonomisk oppreist sittestilling.

Tekniske data ▼

	Bredde	Høyde	Vinkeljusterbar	Dybdejusterbar	Egenvekt	Vask	Maks. brukervekt
Elite E2 dyp	360, 380, 410, 430, 460, 480, 510 mm	410, 510 mm	40°	Dybde: 15 cm. Dybdejusteres 5 cm foran eller 5 cm bak ved ryggøret.	fra 2,0 kg	60°	136 kg

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

Invacare **Matrix Posture Back**

Invacare **Matrix Posture Back** har middels sidestøtte og kraftig polstring for å gi postural støtte og høy komfort.



Trekk og skum:

- ▶ Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- ▶ Skummet festes til ryggskallet med borrelås for enkel utskiftning
- ▶ Vannavstøtende og pustende trekk
- ▶ Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag

- ▶ Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- ▶ Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Ryggskall

- ▶ Formet for å gi middels sidestøtte og god posisjonering
- ▶ Slitesterk, lett, ABS-plast med innebygd plate for nakkestøtteinnfestning

Korsryggstøtte

- ▶ Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert



Tekniske data ▼

	Bredde	Høyde	Vinkeljusterbar	Dybdejusterbar	Egenvekt	Vask	Maks. brukervekt
MPB	355, 405, 430, 455, 505 mm	305, 405, 505 mm	+/- 20°	10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	fra 1,3 kg	60°	136 kg
HDB (Heavy-Duty)	505, 560, 610 mm	405, 505 mm	+/- 20°	10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	fra 2,7 kg	60°	227 kg

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

Invacare **Matrix Posture Back dyp**

Matrix Posture Back dyp har ekstra dype sidestøtter og kraftig polstring for å gi solid postural støtte og høy komfort.



Tekniske data ▼

	Bredde	Høyde	Vinkeljusterbar	Dybdejusterbar	Egenvekt	Vask	Maks. brukervekt
Matrix Posture Back dyp	355, 405, 430, 455, 505 mm	305, 405, 505 mm	+/- 20°	10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	fra 1,3 kg	60°	136 kg
Matrix Posture Back dyp Heavy Duty	505, 560, 610 mm	405, 410, 505 mm	+/- 20°	10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	fra 3,2kg	60°	227 kg

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

Trekk og skum:

- ▶ Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- ▶ Skummet festes til ryggskallet med borrelås for enkel utskifting
- ▶ Vannavstøtende og pustende trekk
- ▶ Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag

- ▶ Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- ▶ Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Ryggskall

- ▶ Formet for å gi mye sidestøtte og god posisjonering
- ▶ Slitesterk, lett, ABS-plast med innebygd plate for nakkestøtteinnfestning

Korsryggstøtte

- ▶ Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert

Invacare **Matrix Elite TR Back**

Elite TR Back er designet til rullestol med sete- og/eller ryggtilt. Puten har et ekstra skumlag, som er svært mykt og som lar brukeren synke godt inn i puten og fordeler trykket over en større flate. Lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen.

Trekk og skum:

- ▶ Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- ▶ Vannavstøtende og pustende trekk

Monteringsbeslag


- ▶ Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- ▶ Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Ryggskall

- ▶ Formet ryggskall i aluminium som gir svært god støtte også til skuldrene
- ▶ Adapter til nakkestøtte er inkludert

Korsryggstøtte

- ▶ Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert



Tekniske data ▼

	Bredde	Høyde	Vinkeljusterbar	Dybdejusterbar	Egenvekt	Vask	Maks. brukervekt
Elite TR Back	380, 410, 430, 460, 480, 510 mm	410, 460, 510 mm	+/- 20°	10 cm (5 cm foran eller bak ryggøret)	fra 0,8 kg	60°	136 kg

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

Invacare **Matrix monteringsbeslag**



Monteringsbeslaget **Easy Set** er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen.

- ▶ «Quick-release» for å enkelt kunne demontere selve ryggsystemet
- ▶ Justerbar i høyde, dybde, horisontal og vertikal vinkel
- ▶ Passer til ryggør med diameter 19 mm, 22 mm og 25 mm

Invacare **Easy Set** monteringsbeslag

Følgende rygger kan lett byttes ut uten å gjøre endringer på beslaget:

- ▶ **Matrix Posture Back**
- ▶ **Matrix Posture Back, dyp**
- ▶ **Matrix TR Back**

Justeringsmuligheter ▼



Dybdejustering

Justering opp til 50 mm bak ryggørene.



Dybdejustering

Justering opp til 50 mm foran ryggørene.



Vinkeljustering

Justering av ryggvinkelen opp til 20° fremover.



Vinkeljustering

Justering av ryggvinkelen opp til 20° bakover.



Rotasjon

Ryggen kan roteres for optimal støtte - for eksempel ved bekkenrotasjon.

Tilbehør **Matrx Elite ryggsystem** - sidestøtter ▼



Sidestøtte, fast

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke dybde eller vinkel. Kan justeres 60 mm vertikalt. Finnes som høyre og venstre.



Sidestøtte «Swing-away»

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke justeringen av dybde eller vinkel. Kan justeres 60 mm vertikalt. Svinges til siden med et enkelt trykk på knappen. Finnes som høyre og venstre. Fire putestørrelser tilgjengelig.



Sidestøtte «Offset», Swing-away

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke justeringen av dybde eller vinkel. Kan justeres 80 mm vertikalt. Svinges til siden med et enkelt trykk på knappen. Finnes som høyre og venstre. Fire putestørrelser tilgjengelig.



Sidestøtte «Offset», fast

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke dybde eller vinkel. Kan justeres 80 mm vertikalt. Finnes som høyre og venstre.

Sidestøtteputer

Brukes sammen med Swing-Away og Offset Swing-Away.

Størrelser B x H (mm)

- ▶ Ekstra small 110 x 80
- ▶ Small 130 x 90
- ▶ Medium 150 x 100
- ▶ Large 170 x 110



Hodestøtter ▼



Monteringsbeslag til nakkestøtte

Adapter til nakkestøtte monteres direkte på ryggplaten til **Matrx Elite** rygger.

Størrelser (mm)

- ▶ Small, ryggbredde 310, art. 1544189
- ▶ Medium, ryggbredde 330-430, art. nr. 1544188
- ▶ Large, ryggbredde 460-510, art. nr. 1544187



Nakkestøtte komplett med stang

- ▶ Multijusterbar / høydejusterbar nakkestøtteholder
 - ▶ Pivot ball til justering av selve nakkestøtten
 - ▶ Dybdejusterbar med horisontal glideskinne
 - ▶ Selve puta på nakkestøtten er 254 mm
- Art. nr. 1545274



Montering av nakkestøtte

Matrx Elite og **Posture back** har ferdigborrede hull for montering av nakkestøttebeslag.

Alternative monteringsbeslag ▼



Easy Set HD monteringsbeslag

- ▶ Brukes sammen med **Posture Back Heavy Duty**



Space Saver monteringsbeslag

- ▶ Benyttes dersom man trenger mer plass mellom ryggrorene enn det man får med f. eks. Easy Set
- ▶ Fjerning av ryggen krever verktøy
- ▶ Justerbar i dybde, høyde og vinkel

Tilbehør ▼

Standard monteringspinner

- ▶ Ved bruk av standard monteringspinner kan **Matrx PB** tilpasses rullestoler som er 25 mm smalere eller som har samme bredde som ryggen. Standard monteringspinner er inkludert i både **Matrx PB** og **Matrx E2**.

Lengere monteringspinner

- ▶ Ved bruk av lengere monteringspinner kan både **Matrx PB** og **Matrx Elite** tilpasses en rullestol som er 25 mm bredere enn ryggen. Lengre monteringspinner er inkludert i både **Matrx PB** og **Matrx Elite**.

Ekstra lange monteringspinner

- ▶ Ved bruk av ekstra lange monteringspinner kan både **Matrx PB** og **Matrx E2** tilpasses en rullestol som er 50 mm bredere enn ryggen. Bestilles separat. Ikke tilgjengelig for Heavy Duty-rygger.



Overgangstrekk

- ▶ Alle **Matrx PB**, **Matrx E2** og **Matrx MX2** har borrelåsfester til overgangstrekk.

Ultra-Fresh™ ▼



Ultra-Fresh

- ▶ **Matrx**- skummet er behandlet med Ultra-Fresh antibakterielt middel. Dette beskytter mot misfarging og forebygger bakterievekst og lukt.

Farge ▼

Svart (lett melert)



Crash testet

Branntest:
EN 1021: Part 1 & 2

Bio-kompatibilitet:
ISO 10993-5



Antibakteriell skumbehandling

Artikkelnummer ▼

Matrx E2 og Matrx E2 dyp leveres med feste, de andre bestilles feste separat.
Egnet feste avhenger av stol.

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.
Rygg Matrx MX2 Back					
Rygg Matrx MX2 Back b35,5 h15	1629002	241004	Rygg Matrx MX2 Back b40,5 h30,5	1629012	240996
Rygg Matrx MX2 Back b35,5 h23	1629003	240989	Rygg Matrx MX2 Back b40,5 h40,5	1629013	240997
Rygg Matrx MX2 Back b35,5 h30,5	1629004	240990	Rygg Matrx MX2 Back b43 h15	1629014	241007
Rygg Matrx MX2 Back b35,5 h40,5	1629005	240991	Rygg Matrx MX2 Back b43 h23	1629015	240998
Rygg Matrx MX2 Back b38 h15	1629006	241005	Rygg Matrx MX2 Back b43 h30,5	1629016	240999
Rygg Matrx MX2 Back b38 h23	1629007	240992	Rygg Matrx MX2 Back b43 h40,5	1629017	241000
Rygg Matrx MX2 Back b38 h30,5	1629008	240993	Rygg Matrx MX2 Back b45,5 h15	1629018	241008
Rygg Matrx MX2 Back b38 h40,5	1629009	240994	Rygg Matrx MX2 Back b45,5 h23	1629019	241001
Rygg Matrx MX2 Back b40,5 h15	1629010	241006	Rygg Matrx MX2 Back b45,5 h30,5	1629020	241002
Rygg Matrx MX2 Back b40,5 h23	1629011	240995	Rygg Matrx MX2 Back b45,5 h40,5	1629021	241003
Rygg Matrx E2 dyp					
Rygg Matrx E2 dyp b36 h15 m/feste	1632634	288493	Rygg Matrx E2 dyp b43 h36 m/feste	1632662	288521
Rygg Matrx E2 dyp b36 h20 m/feste	1632635	288494	Rygg Matrx E2 dyp b43 h41 m/feste	1632663	288522
Rygg Matrx E2 dyp b36 h26 m/feste	1632636	288495	Rygg Matrx E2 dyp b43 h46 m/feste	1632664	288523
Rygg Matrx E2 dyp b36 h31 m/feste	1632637	288496	Rygg Matrx E2 dyp b43 h51 m/feste	1632665	288524
Rygg Matrx E2 dyp b36 h36 m/feste	1632638	288497	Rygg Matrx E2 dyp b46 h15 m/feste	1632666	288525
Rygg Matrx E2 dyp b36 h41 m/feste	1632639	288498	Rygg Matrx E2 dyp b46 h20 m/feste	1632667	288526
Rygg Matrx E2 dyp b36 h46 m/feste	1632640	288499	Rygg Matrx E2 dyp b46 h26 m/feste	1632668	288527
Rygg Matrx E2 dyp b36 h51 m/feste	1632641	288500	Rygg Matrx E2 dyp b46 h31 m/feste	1632669	288528
Rygg Matrx E2 dyp b38 h15 m/feste	1632642	288501	Rygg Matrx E2 dyp b46 h36 m/feste	1632670	288529
Rygg Matrx E2 dyp b38 h20 m/feste	1632643	288502	Rygg Matrx E2 dyp b46 h41 m/feste	1632671	288530
Rygg Matrx E2 dyp b38 h26 m/feste	1632644	288503	Rygg Matrx E2 dyp b46 h46 m/feste	1632672	288531
Rygg Matrx E2 dyp b38 h31 m/feste	1632645	288504	Rygg Matrx E2 dyp b46 h51 m/feste	1632673	288532
Rygg Matrx E2 dyp b38 h36 m/feste	1632646	288505	Rygg Matrx E2 dyp b48 h15 m/feste	1632674	288533
Rygg Matrx E2 dyp b38 h41 m/feste	1632647	288506	Rygg Matrx E2 dyp b48 h20 m/feste	1632675	288534
Rygg Matrx E2 dyp b38 h46 m/feste	1632648	288507	Rygg Matrx E2 dyp b48 h26 m/feste	1632676	288535
Rygg Matrx E2 dyp b38 h51 m/feste	1632649	288508	Rygg Matrx E2 dyp b48 h31 m/feste	1632677	288536
Rygg Matrx E2 dyp b41 h15 m/feste	1632650	288509	Rygg Matrx E2 dyp b48 h36 m/feste	1632678	288537
Rygg Matrx E2 dyp b41 h20 m/feste	1632651	288510	Rygg Matrx E2 dyp b48 h41 m/feste	1632679	288538
Rygg Matrx E2 dyp b41 h26 m/feste	1632652	288511	Rygg Matrx E2 dyp b48 h46 m/feste	1632769	288539
Rygg Matrx E2 dyp b41 h31 m/feste	1632653	288512	Rygg Matrx E2 dyp b48 h51 m/feste	1632770	288540
Rygg Matrx E2 dyp b41 h36 m/feste	1632654	288513	Rygg Matrx E2 dyp b51 h15 m/feste	1632771	288541
Rygg Matrx E2 dyp b41 h41 m/feste	1632655	288514	Rygg Matrx E2 dyp b51 h20 m/feste	1632772	288542
Rygg Matrx E2 dyp b41 h46 m/feste	1632656	288515	Rygg Matrx E2 dyp b51 h26 m/feste	1632773	288543
Rygg Matrx E2 dyp b41 h51 m/feste	1632657	288516	Rygg Matrx E2 dyp b51 h31 m/feste	1632774	288544
Rygg Matrx E2 dyp b43 h15 m/feste	1632658	288517	Rygg Matrx E2 dyp b51 h36 m/feste	1632775	288545
Rygg Matrx E2 dyp b43 h20 m/feste	1632659	288518	Rygg Matrx E2 dyp b51 h41 m/feste	1632776	288546
Rygg Matrx E2 dyp b43 h26 m/feste	1632660	288519	Rygg Matrx E2 dyp b51 h46 m/feste	1632777	288547
Rygg Matrx E2 dyp b43 h31 m/feste	1632661	288520	Rygg Matrx E2 dyp b51 h51 m/feste	1632778	288548

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.
Rygg Matrx E2					
Rygg Matrx E2 b36 h15 m/feste	1632513	288549	Rygg Matrx E2 b43 h46 m/feste	1632543	288579
Rygg Matrx E2 b36 h20 m/feste	1632514	288550	Rygg Matrx E2 b43 h31 m/feste	1632540	288576
Rygg Matrx E2 b36 h26 m/feste	1632515	288551	Rygg Matrx E2 b43 h41 m/feste	1632542	288578
Rygg Matrx E2 b36 h31 m/feste	1632516	288552	Rygg Matrx E2 b43 h51 m/feste	1632544	288580
Rygg Matrx E2 b36 h36 m/feste	1632517	288553	Rygg Matrx E2 b46 h15 m/feste	1632545	288581
Rygg Matrx E2 b36 h41 m/feste	1632518	288554	Rygg Matrx E2 b46 h20 m/feste	1632546	288582
Rygg Matrx E2 b36 h46 m/feste	1632519	288555	Rygg Matrx E2 b46 h26 m/feste	1632547	288583
Rygg Matrx E2 b36 h51 m/feste	1632520	288556	Rygg Matrx E2 b46 h36 m/feste	1632549	288585
Rygg Matrx E2 b38 h15 m/feste	1632521	288557	Rygg Matrx E2 b46 h46 m/feste	1632551	288587
Rygg Matrx E2 b38 h20 m/feste	1632522	288558	Rygg Matrx E2 b46 h31 m/feste	1632548	288584
Rygg Matrx E2 b38 h26 m/feste	1632523	288559	Rygg Matrx E2 b46 h41 m/feste	1632550	288586
Rygg Matrx E2 b38 h36 m/feste	1632525	288561	Rygg Matrx E2 b46 h51 m/feste	1632552	288588
Rygg Matrx E2 b38 h46 m/feste	1632527	288563	Rygg Matrx E2 b48 h15 m/feste	1632553	288589
Rygg Matrx E2 b38 h31 m/feste	1632524	288560	Rygg Matrx E2 b48 h20 m/feste	1632554	288590
Rygg Matrx E2 b38 h41 m/feste	1632526	288562	Rygg Matrx E2 b48 h26 m/feste	1632555	288591
Rygg Matrx E2 b38 h51 m/feste	1632528	288564	Rygg Matrx E2 b48 h46 m/feste	1632559	288595
Rygg Matrx E2 b41 h15 m/feste	1632529	288565	Rygg Matrx E2 b48 h31 m/feste	1632556	288592
Rygg Matrx E2 b41 h20 m/feste	1632530	288566	Rygg Matrx E2 b48 h36 m/feste	1632557	288593
Rygg Matrx E2 b41 h26 m/feste	1632531	288567	Rygg Matrx E2 b48 h41 m/feste	1632558	288594
Rygg Matrx E2 b41 h31 m/feste	1632532	288568	Rygg Matrx E2 b48 h51 m/feste	1632560	288596
Rygg Matrx E2 b41 h36 m/feste	1632533	288569	Rygg Matrx E2 b51 h15 m/feste	1632561	288597
Rygg Matrx E2 b41 h41 m/feste	1632534	288570	Rygg Matrx E2 b51 h20 m/feste	1632562	288598
Rygg Matrx E2 b41 h46 m/feste	1632535	288571	Rygg Matrx E2 b51 h26 m/feste	1632563	288599
Rygg Matrx E2 b41 h51 m/feste	1632536	288572	Rygg Matrx E2 b51 h31 m/feste	1632564	288600
Rygg Matrx E2 b43 h15 m/feste	1632537	288573	Rygg Matrx E2 b51 h36 m/feste	1632565	288601
Rygg Matrx E2 b43 h20 m/feste	1632538	288574	Rygg Matrx E2 b51 h41 m/feste	1632566	288602
Rygg Matrx E2 b43 h26 m/feste	1632539	288575	Rygg Matrx E2 b51 h46 m/feste	1632567	288603
Rygg Matrx E2 b43 h36 m/feste	1632541	288577	Rygg Matrx E2 b51 h51 m/feste	1632568	288604
Matrx Posture Back					
Rygg Posture Back b35,5 rh30,5	1544783	226966	Rygg Posture Back b43 rh50,5	1515730	226973
Rygg Posture Back b35,5 rh40,5	1544784	226967	Rygg Posture Back b45,5 rh30,5	1544787	226974
Rygg Posture Back b40,5 rh30,5	1544785	226968	Rygg Posture Back b45,5 rh40,5	1515731	226975
Rygg Posture Back b40,5 rh40,5	1515727	226969	Rygg Posture Back b45,5 rh50,5	1515732	226976
Rygg Posture Back b40,5 rh50,5	1515728	203247	Rygg Posture Back b50,5 rh40,5	1518131	226977
Rygg Posture Back b43 rh30,5	1544786	226971	Rygg Posture Back b50,5 rh30,5	1544788	226978
Rygg Posture Back b43 rh40,5	1515729	226972	Rygg Posture Back b50,5 rh50,5	1518132	226979
Matrx Posture Back, Dyp					
Rygg Posture Back Dyp b35,5 rh30,5	1545001	226980	Rygg Posture Back Dyp b43 rh50,5	1545062	203262
Rygg Posture Back Dyp b35,5 rh40,5	1545002	203258	Rygg Posture Back Dyp b45,5 rh30,5	1545063	226988
Rygg Posture Back Dyp b40,5 rh30,5	1545003	226982	Rygg Posture Back Dyp b45,5 rh40,5	1545064	203263
Rygg Posture Back Dyp b40,5 rh40,5	1545058	203259	Rygg Posture Back Dyp b45,5 rh50,5	1545065	203264
Rygg Posture Back Dyp b40,5 rh50,5	1545059	203260	Rygg Posture Back Dyp b50,5 rh30,5	1545066	226991
Rygg Posture Back Dyp b43 rh30,5	1545060	226985	Rygg Posture Back Dyp b50,5 rh40,5	1545067	203265
Rygg Posture Back Dyp b43 rh40,5	1545061	203261	Rygg Posture Back Dyp b50,5 rh50,5	1545068	203266
Matrx Posture Back, HD					
Rygg Posture Back HD b50,5 rh40,5	1544538	227002	Rygg Posture Back HD b56 rh50,5	1544659	227005
Rygg Posture Back HD b50,5 rh50,5	1544657	227003	Rygg Posture Back HD b61 rh40,5	1544660	227006
Rygg Posture Back HD b56 rh40,5	1544658	227004	Rygg Posture Back HD b61 rh50,5	1544661	227007

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.
Matrx Posture Back Dyp, HD					
Rygg Posture Back Dyp HD bredde lages etter mål, rh40,5	1543498	226994	Rygg Posture Back Dyp HD b50,5 rh50,5	1543487	226997
Rygg Posture Back Dyp HD bredde lages etter mål, rh50,5	1543499	226995	Rygg Posture Back Dyp HD b56 rh40,5	1543488	226998
Rygg Posture Back Dyp HD b50,5 rh40,5	1543486	226996	Rygg Posture Back Dyp HD b56 rh50,5	1543489	226999
			Rygg Posture Back Dyp HD b61 rh41	1543490	227000
			Rygg Posture Back Dyp HD b61 rh50,5	1543491	227001

Matrx Elite TR back

Rygg Elite TR Back b38 rh41	1589721	226964	Rygg Elite TR Back b46 rh46	1580026	226863
Rygg Elite TR Back b38 rh46	1589754	226965	Rygg Elite TR Back b46 rh51	1580027	226864
Rygg Elite TR Back b38 rh51	1589755	226856	Rygg Elite TR Back b48 rh41	1580028	226865
Rygg Elite TR Back b41 rh46	1580020	226857	Rygg Elite TR Back b48 rh46	1580029	226866
Rygg Elite TR Back b41 rh51	1580021	226858	Rygg Elite TR Back b48 rh51	1580030	226867
Rygg Elite TR Back b43 rh41	1580022	226859	Rygg Elite TR Back b51 rh41	1580031	226868
Rygg Elite TR Back b43 rh46	1580023	226860	Rygg Elite TR Back b51 rh46	1580032	226869
Rygg Elite TR Back b43 rh51	1580024	226861	Rygg Elite TR Back b51 rh51	1580033	226870
Rygg Elite TR Back b46 rh41	1580025	226862			

Trekk Matrx E2

Trekk Matrx E2 36x15	1632569	288661	Trekk Matrx E2 43x36	1632597	288689
Trekk Matrx E2 36x20	1632570	288662	Trekk Matrx E2 43x41	1632598	288690
Trekk Matrx E2 36x26	1632571	288663	Trekk Matrx E2 43x46	1632599	288691
Trekk Matrx E2 36x31	1632572	288664	Trekk Matrx E2 43x51	1632600	288692
Trekk Matrx E2 36x36	1632573	288665	Trekk Matrx E2 46x15	1632601	288693
Trekk Matrx E2 36x41	1632574	288666	Trekk Matrx E2 46x20	1632602	288694
Trekk Matrx E2 36x46	1632575	288667	Trekk Matrx E2 46x26	1632603	288695
Trekk Matrx E2 36x51	1632576	288668	Trekk Matrx E2 46x31	1632604	288696
Trekk Matrx E2 38x15	1632577	288669	Trekk Matrx E2 46x36	1632605	288697
Trekk Matrx E2 38x20	1632578	288670	Trekk Matrx E2 46x41	1632606	288698
Trekk Matrx E2 38x26	1632579	288671	Trekk Matrx E2 46x46	1632607	288699
Trekk Matrx E2 38x31	1632580	288672	Trekk Matrx E2 46x51	1632608	288700
Trekk Matrx E2 38x36	1632581	288673	Trekk Matrx E2 48x15	1632609	288701
Trekk Matrx E2 38x41	1632582	288674	Trekk Matrx E2 48x20	1632610	288702
Trekk Matrx E2 38x46	1632583	288675	Trekk Matrx E2 48x26	1632611	288703
Trekk Matrx E2 38x51	1632584	288676	Trekk Matrx E2 48x31	1632612	288704
Trekk Matrx E2 41x15	1632585	288677	Trekk Matrx E2 48x36	1632613	288705
Trekk Matrx E2 41x20	1632586	288678	Trekk Matrx E2 48x41	1632614	288706
Trekk Matrx E2 41x26	1632587	288679	Trekk Matrx E2 48x46	1632615	288707
Trekk Matrx E2 41x31	1632588	288680	Trekk Matrx E2 48x51	1632616	288708
Trekk Matrx E2 41x36	1632589	288681	Trekk Matrx E2 51x15	1632617	288709
Trekk Matrx E2 41x41	1632590	288682	Trekk Matrx E2 51x20	1632618	288710
Trekk Matrx E2 41x46	1632591	288683	Trekk Matrx E2 51x26	1632619	288711
Trekk Matrx E2 41x51	1632592	288684	Trekk Matrx E2 51x31	1632620	288712
Trekk Matrx E2 43x15	1632593	288685	Trekk Matrx E2 51x36	1632621	288713
Trekk Matrx E2 43x20	1632594	288686	Trekk Matrx E2 51x41	1632622	288714
Trekk Matrx E2 43x26	1632595	288687	Trekk Matrx E2 51x46	1632623	288715
Trekk Matrx E2 43x31	1632596	288688	Trekk Matrx E2 51x51	1632624	288716

Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Artikkelnr.	HMS-nr.
Trekk Matrx E2 dyp					
Trekk Matrx E2 dyp 36x15	1632779	288605	Trekk Matrx E2 dyp 43x36	1632718	288633
Trekk Matrx E2 dyp 36x20	1632780	288606	Trekk Matrx E2 dyp 43x41	1632719	288634
Trekk Matrx E2 dyp 36x26	1632781	288607	Trekk Matrx E2 dyp 43x46	1632720	288635
Trekk Matrx E2 dyp 36x31	1632693	288608	Trekk Matrx E2 dyp 43x51	1632721	288636
Trekk Matrx E2 dyp 36x36	1632694	288609	Trekk Matrx E2 dyp 46x15	1632722	288637
Trekk Matrx E2 dyp 36x41	1632695	288610	Trekk Matrx E2 dyp 46x20	1632723	288638
Trekk Matrx E2 dyp 36x46	1632696	288611	Trekk Matrx E2 dyp 46x26	1632724	288639
Trekk Matrx E2 dyp 36x51	1632697	288612	Trekk Matrx E2 dyp 46x31	1632725	288640
Trekk Matrx E2 dyp 38x15	1632698	288613	Trekk Matrx E2 dyp 46x36	1632726	288641
Trekk Matrx E2 dyp 38x20	1632699	288614	Trekk Matrx E2 dyp 46x41	1632727	288642
Trekk Matrx E2 dyp 38x26	1632700	288615	Trekk Matrx E2 dyp 46x46	1632728	288643
Trekk Matrx E2 dyp 38x31	1632701	288616	Trekk Matrx E2 dyp 46x51	1632729	288644
Trekk Matrx E2 dyp 38x36	1632702	288617	Trekk Matrx E2 dyp 48x15	1632730	288645
Trekk Matrx E2 dyp 38x41	1632703	288618	Trekk Matrx E2 dyp 48x20	1632731	288646
Trekk Matrx E2 dyp 38x46	1632704	288619	Trekk Matrx E2 dyp 48x26	1632732	288647
Trekk Matrx E2 dyp 38x51	1632705	288620	Trekk Matrx E2 dyp 48x31	1632733	288648
Trekk Matrx E2 dyp 41x15	1632706	288621	Trekk Matrx E2 dyp 48x36	1632734	288649
Trekk Matrx E2 dyp 41x20	1632707	288622	Trekk Matrx E2 dyp 48x41	1632735	288650
Trekk Matrx E2 dyp 41x26	1632708	288623	Trekk Matrx E2 dyp 48x46	1632736	288651
Trekk Matrx E2 dyp 41x31	1632709	288624	Trekk Matrx E2 dyp 48x51	1632737	288652
Trekk Matrx E2 dyp 41x36	1632710	288625	Trekk Matrx E2 dyp 51x15	1632738	288653
Trekk Matrx E2 dyp 41x41	1632711	288626	Trekk Matrx E2 dyp 51x20	1632739	288654
Trekk Matrx E2 dyp 41x46	1632712	288627	Trekk Matrx E2 dyp 51x26	1632740	288655
Trekk Matrx E2 dyp 41x51	1632713	288628	Trekk Matrx E2 dyp 51x31	1632741	288656
Trekk Matrx E2 dyp 43x15	1632714	288629	Trekk Matrx E2 dyp 51x36	1632742	288657
Trekk Matrx E2 dyp 43x20	1632715	288630	Trekk Matrx E2 dyp 51x41	1632743	288658
Trekk Matrx E2 dyp 43x26	1632716	288631	Trekk Matrx E2 dyp 51x46	1632744	288659
Trekk Matrx E2 dyp 43x31	1632717	288632	Trekk Matrx E2 dyp 51x51	1632745	288660
Øvrig					
Feste hodestøtte Elite liten	1544189	224446	Feste quick release Matrx MX2	1629028	241009
Feste hodestøtte Elite medium	1544188	224447	Feste fast Matrx MX2	1629027	241010
Feste hodestøtte Elite stor	1544187	224448	Overgangstrekk/intimtrekk str. XS (26 x 41 cm)	1551799	227929
Hodestøtte Matrx 25,5 mm soft med feste til Posture Back	1545274	224449	Overgangstrekk/intimtrekk str. S (33 x 41 cm)	1551800	227926
Feste ryggørør 25,5mm diameter	1551509	224450	Overgangstrekk/intimtrekk str. M (38 x 41 cm)	1551903	227927
Feste Space Saver Matrx	1545277	224451	Overgangstrekk/intimtrekk str. L (43 x 41 cm)	1551904	227928
Feste Split Mount alle Matrx	1545278	224452	Feste Matrx E2 rh opptil 46cm, par	1632762	288491
Monteringssett bekkensjyevhet Kit	1580360	226197	Feste Matrx E2 rh 46 og 51 cm, par	1632763	288492
Monteringssett Easy Set Matrx	1545275	207223	Feste hodestøtte Elan til E2 rygg	1632756	
Monteringssett Easy Set Matrx Quickie	1545276	226199			
Monteringssett Easy Set Heavy Duty	1544776	226182			

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 OSLO



Yes, you can.®