

küschall®
designed for life





SEIZE

THE

D

K-SERIES ATTRACT

AY

Allsidig og konfigurierbar for å dekke et bredt spekter av personlige behov. Kuschall K-Series attract passer for alle, uansett alder, som ønsker et produkt som tilbyr mobilitet i kombinasjon med stil. Med sin smale frontramme representerer kuschall K-Series attract den perfekte kombinasjon mellom lav vekt, enkel håndtering, kvalitet og pålitelighet, samt svært gode kjøreegenskaper.

Prisforhandlet:

- Post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte



FARGE: Den spesielle strukturen av matte farger i kuschall K-Series attract sikrer høy slitestyrke og motstand mot riper.



Enkel å justere etter brukerens behov



SETE: Som et alternativ er setetrekket også tilgjengelig med regulerbare velcro-stropper.



En attraktiv rullestol for alle

KONFIGURASJON: Stolen har aluminiumramme i sort matt med 75 grader fronvinkel (U). Aluminiumsaksling med 3 grader cambring, nedfell – og låsbar vinkeljusterbar rygg med velcrobånd med faste korte kjørehåndtak. Standard setetrekk, opp – og innsvingbare klesbeskyttere i kompositt og standard push bremses. Fotbøylen er fast og i aluminium. 24" Aktive drivhjul i sort med Light wheel luftdekk og aluminiums driving. 4" Everyday svinghjul i sort og to stk. brukerbetjent innsvingbar tippesikring.

TEKNISKE DATA K-SERIES ATTRACT



Fronrammevinkel
75°/90°



Setehøyde
Foran: 480 – 510 mm
Bak: 400 – 480 mm
i trinn på 10 mm



Maks helling
7°



Produktvekt
Fra ca. 10.3 kg



Setebredde
360 – 480 mm
i trinn på 20 mm



Lengde kne til hæl
290 – 480 mm
i trinn på 10 mm



Svingradius
920 – 1230 mm



Transportvekt uten drivhjul
Fra ca. 7 kg



Setedybde
375 – 475 mm
i trinn på 20 mm



Tyndgepunkt
80 mm/95 mm/
110 mm/125 mm



Total bredde
SW + 170 mm



Maks brukervekt
120 kg



Høyde rygg
315 – 480 mm
i trinn på 15 mm



Vinkel rygg
74°/78°/82°/86°/90°



Total lengde
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



Krasj testet
Tilfredsstiller
ISO 7176-19





DIN KÜSCHALL FORHANDLER

Invacare Norge
www.invacare.no
+47 22 57 95 00