



ØKT KLINISK FUNKSJONALITET

Brukere har ulike kliniske sittebehov. For å møte de individuelle behovene har vi utviklet *Invacare® Flex3* systemet som er et fleksibelt sete - og ryggssystem som gir god støtte. *Flex3* systemet tilbyr en kombinasjon av ryggstøtter og ryggputer, fra liten støtte til høy ergonomisk posisjonering for brukere med ulike behov for støtte.

KOMPATIBILITET MELLOM PRODUKTENE

Med samme ryggstøttefeste på alle rullesto- lene, gir *Flex3*-systemet mulighet for kombi- nasjon mellom ryggputer og ryggstøttetyper på tvers av sortimentet av komfortrullestoler. I tillegg gir den mulighet for bakoverkompati- bilitet.

ØKT KLINISK FUNKSJONALITET

Invacare Rea **Flex3**



Dual Stability System

Kombinert med setetiltfunksjon, hjelper DSS til å redusere skyv - og friksjonsk- reftene, noe som igjen forebygger decubitus. *Rea®* er det eneste selskapet som tilbyr det patenterte systemet DSS. *Rea®* var en av de første rullestolprodu- senterne som brukte kroppslengdekompensasjon (eller virtuelle vendepunkter) i rygg - og benstøtter.

Vektskifte i tilt. Stolen opprettholder stabiliteten når brukeren beveger kropps- vekten fremover. I tillegg er fremre del av stolen hevet med kun 40-60 mm.

Kroppslengdekompensasjon. Setet og benstøttene tilpasses perfekt til bruke- rens kroppslengde ved å kun endre vinkelen på ryggstøtten og benstøtter.

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2012 Invacare International Sàrl
All rights reserved.


All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Flex3 - NO - 05/2012



En modell som passer deg og din livsstil.

Anbefalinger for valg ryggpute, fast eller justerbar ryggstøtte



Find den riktige rullestolen

→ **Rea® Azalea®**
→ **Rea® Azalea® Assist**
egnet for alle brukere;
tilgjengelig som ledsagerstyrt
eller selvdrevet.



→ **Rea® Azalea® Tall**
optimal komfort for høye brukere



Rea® Azalea® Max
for tynge brukere



Rea® Azalea® Base
For de som krever et mer
spesialisert setesystem



Rea® Azalea® Minor
for lavere brukere eller
brukere med lav kroppsvekt

→ Best fits Flex3 system

Velg riktig ryggstøttetype



Justerbare ryggstøtte
for brukere med spesifikke
setebehov.



Fast ryggstøtte
for brukere som krever en
fast og stabil ryggstøtte

Finn riktig støtte



Laguna
gir lateral støtte



Mistral
gir punktstøtte i
hofteområdet



Passad 2
gir støtte rundt
skuldrene og
korsryggen



Polstret trekk
kombinert med justerbare
ryggstøtten, kan man
forme ryggstøtten slik
at den passer den
individuelle brukeren.



Høye skuldre
for høye brukere som
krever støtte i
skuldreområdet og
i korsryggen

Alle ryggstøtteputene er tilgjengelig
i plysj eller Dartex

Mix og Match	Fast ryggstøtte	Justerbar
Laguna	X	X
Passad 2	X	X
Høye skuldre	X	X
Mistral 2	X	X
Polstret trekk	n/a	X

