



- ✓ Hjemlig design
- ✓ Tilgjengelig i 2 ulike lengder
- ✓ Høydejusterbar i 3 ulike høyder
- ✓ Kan anvendes på sengen **Invacare SB® 755**

Invacare® | **Torill Sidegrind**

Fleksibilitet, sikkerhet og selvstendighet



Tilgjengelig i to ulike lengder

Torill Lang - 98 cm

- I høyeste posisjon gir grindene full beskyttelse og sikkerhet
- I midterste posisjon kan grinden benyttes til å gi støtte ved forflytning



Torill Kort - 76 cm

- To korte grinder gir en fin åpning i midten som er ideell for mobilisering og støtte
- Redusert risiko for shear ettersom brukeren unngår å forflytte seg lengre inn i sengen ved mobilisering



Høydejusterbar - 3 ulike høyder

Laveste posisjon

- Tillater full tilgang på brukeren ved daglig stell.
- Det er enkelt å komme til for å skifte på sengen.
- Det avrundede designet sikrer optimal komfort når brukeren sitter på sengekanten.



Midterste posisjon

- Ideell høyde når sidegrinden benyttes til støtte for inn- og utstigning av sengen.
- Gir ekstra beskyttelse og sikkerhet når brukeren sover eller hviler.



Høyeste posisjon

- Full beskyttelse for sikkerhet og komfort.
- Kan benyttes med madrass høyder mellom 12-16 cm.



Farge og treverk

Aluminiumsgrå



Bøk



Lys eik



Hvitpigmentert bøk(bjerk)



For mer informasjon om dette produktet, inkludert brukermanual, vennligst se www.invacare.no