



Aquatec **Ocean-serien**

Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. Den er enkel å regulere og har et bredt tilbehørsprogram. Alle **Ocean**-stolene er laget i rustfritt materiale.

Ocean Vip/Ocean Vip XL er høyderegulerbar, har manuell tilt, og kan i tillegg leveres med regulerbar rygg (**Ocean Dual-Vip**). Stolen er trygg og komfortabel, og godt egnet for brukere med redusert kroppsstabilitet.

Ocean E-Vip har elektrisk høyderegulering og elektrisk tilt. Dette gir avlastning for pleier ved stell, og brukeren får en trygg sittestilling med mange posisjoneringsmuligheter.

AQUATEC



Aquatec **Ocean**
Prisforhandlet post 2



Aquatec **Ocean Vip og Ocean Vip XL**
Prisforhandlet post 4



Aquatec **Ocean E-Vip**
Prisforhandlet post 5

Aquatec®

Ocean dusj- og toalettstoller

INVACARE
Yes, you can.

- Stabil, rustfri stålramme
- Enkel justering av setehøyde - uten bruk av verktøy
- Ryggtrekket er justerbart med bånd på baksiden for tilpasning til brukerens ryggform. Båndene har hurtigkobling slik at trekket enkelt kan tas av for vask
- Plassbesparende kjørebøyle gjør stolen lett å plassere over toalettet uten å komme i konflikt med veggen bak
- Ergonomiske, oppfellbare armlener som kan justeres i to høydenivå
- Benstøttene er høydejusterbare, utsving- og oppfellbare og kan tas av for enkel forflytning
- Oppfellbar fotplate med helbånd gir en sikker posisjon
- Leveres med bekkenholder og bekken med lokk



Ocean

Standard konfigurasjon:

Ocean:

Bekkenholder og bekken med lokk

Ocean XL:

Bekkenholder og bekken med lokk. **Ocean XL** har maksimal brukervekt 180 kg og større avstand mellom armlenene enn **Ocean**.

Ocean er også tilgjengelig med 24" drivhjul slik at brukeren kan kjøre stolen selv (ikke prisforhandlet).



Ocean XL



Ocean 24" hjul
24" drivhjul med hurtigkoplign
gir brukeren mulighet til selv å
manøvrere stolen.



Ocean XL
Breder rygg og maksimal
brukervekt 180 kg.



Enkel justering av setehøyde -
uten bruk av verktøy.



Stabil, rustfri stålramme.



Enkel demontering for transport
og lagring.



Ocean Vip i tiltet posisjon

- Stabil, rustfri stålramme
- Manuell setetilt, tiltvinkel 0° - 35°
- Gassfjær i rustfritt stål
- Meget stabil selv når maksimum tiltet
- Setehøyde kan justeres i 3 nivåer, uten bruk av verktøy
- Meget komfortabelt, ergonomisk formet sete
- Ryggtrekket er justerbart med bånd på baksiden for tilpasning til brukerens ryggform. Båndene har hurtigkobling slik at trekket enkelt kan tas av for vask
- Leveres med bekkenholder og bekken med lokk

Standard konfigurasjon:

Nakkestøtte, bekkenholder og bekken med lokk.

Ocean Vip er også tilgjengelig i XL-versjon som har større avstand mellom armlenene.

Egenskaper



Aquatec **Ocean Vip**



Hodestøtte
Høyde- og dybdejusterbar
hodestøtte er inkludert.



Retningslås
Ett av stolens fire svinghjul er utstyrt med retningssperre for enklere manøvrering over større avstander.



Justerbar setehøyde
Justerbar i 3 nivåer, uten bruk av verktøy.

Aquatec *Ocean E-Vip*



Aquatec *Ocean E-Vip*

- Setehøyde kan justeres elektrisk fra 500 til 1050 mm
 - Setet kan tiltes elektrisk frem og tilbake (vinkel tilt -5° til 35°)
 - Meget stabil, selv i maksimalt tiltet vinkel og maksimal setehøyde
 - Håndkontroll for enkel justering av setehøyde og setetilt (kun 4 knapper)
 - Forseglede elektriske komponenter: Ideell for bruk i dusjen
 - Leveres med bekkenholder og bekken med lokk
- Standard konfigurasjon:
Nakkestøtte, brystbelte, benstøtter, bekkenholder og bekken med lokk.
- XL-armleener finnes som tilbehør.

Egenskaper



Ocean E-Vip i posisjon med maksimal tilt og - setehøyde.



Avtagbar batteripakke



Håndkontroll

Tilbehør *Aquatec Ocean*



Myksete

Med intimhull.

Art. nr.: **16341** til *Ocean / Ocean XL / Ocean E-Vip*

HMS-nr.: **025116**

Art. nr.: **1470075** til *Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual-Vip*

HMS-nr.: **097887**



llegg

For myksete med intimhull.

Art. nr.: **16343** til alle modellene i

Ocean serien

HMS-nr.: **025117**



Myksete

Med mindre, ovalt hull.

Art. nr.: **16342** til alle modellene i **Ocean** serien

HMS-nr.: **025118**



Sprutskjerm

Forhindrer sprut ved bruk, til myksete med intimhull.

Art. nr.: **16511** til alle modellene i

Ocean serien

HMS-nr.: **097890**



Heldekkende myksete

Hel seteoverflate.
Art. nr.: **1526032** til alle modellene i **Ocean** serien.
HMS-nr.: **170620**



Ergonomisk myksete

Ekstra mykt.
Art. nr.: **1531259 Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip**
HMS-nr.: **199692**



Vendbart myksete

Vend myksetets åpning i alle fire retninger etter brukerens behov. Monteres enkelt med to klips.
Art. nr.: **1544469** vendbart myksete til **Ocean, Ocean Vip** og **Ocean Dual Vip**
HMS-nr.: **199703**



Ryggpute med sidestøtte

For god komfort og ekstra støtte for små brukere.
Art. nr.: **1558769** til alle modellene i **Ocean** serien
HMS-nr.: **199705**



Sikkerhetsbøyle

Ekstra sikkerhet for brukere som lener seg fremover.
Art. nr.: 10167-10 til alle modellene i **Ocean** serien.
Lengde 540 mm.
HMS-nr.: **025122**
Art. nr.: **1470078 XL** sikkerhetsbøyle til alle XL modellene i **Ocean** serien.
Lengde 620 mm.
HMS-nr.: **097889**



Hoftebelte og brystbelte

For sikker posisjonering. Kan justeres individuelt og er enkel å montere. Kan masinvaskes. Til alle modellene i **Ocean** serien.
Art. nr.: **1470081** Brystbelte, grått
HMS-nr.: **097878**
Art. nr.: **1470082** Hoftebelte, grått
HMS-nr.: **097877**



Sikkerhetsbelte

Art. nr.: **1451959** til **Ocean**
HMS-nr.: **199693**



24" drivhjul (sett)

Art. nr.: **16379** hjul m/ brems og hjulbolt til **Ocean/Ocean XL** (par)
HMS-nr.: **025123**



Bekken med lokk

Utformet så det enkelt skal kunne settes på plass og tas ut av holderen. **Ocean** stolene leveres med bekken.

Art. nr.:

10230 til alle modellene i **Ocean** serien.
Lengde 460 mm

Bekkenholder (ikke vist)

Art. nr.:

16335 til **Ocean / Ocean XL**
1470076 til **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual-Vip**
1471233 til **Ocean E-Vip**



Hode-/nakkestøtte (nakkestøtte er avbildet)

Art. nr.:

1531465
Hodestøtte til **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip** og **Ocean E-Vip**

HMS-nr.:

199696

Art. nr.:

1531608

Nakkestøtte til **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip** og **Ocean E-Vip**

HMS-nr.:

199695



Vinkelregulerbar benstøtte

Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar. Passer alle produkter i **Ocean**-serien unntatt **Ocean XL**. Monteres og justeres enkelt uten bruk av verktøy.

Art. nr.:

1546705

(venstre)

HMS-nr.:

199699

Art. nr.:

1546439

(høyre)

HMS-nr.:

199698



Amputasjonsstøtte

Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar. Passer til alle produkter i **Ocean**-serien unntatt **Ocean XL**.

Art. nr.:

1556893

(høyre)

HMS-nr.:

199701

Art. nr.:

1556894

(venstre)

HMS-nr.:

199700



Sidestøtte

Monteres i eksisterende hull for armlensinnfestning. Både høyde- og breddejusterbar. Passer til alle **Ocean**-stoler.

Art. nr.:

1535077

HMS-nr.:

199694



Multijusterbar nakkestøtteholder

Holder med svært mange tilpasningsmuligheter. Leveres uten nakkepute.

Art. nr.:

1531613 til **Ocean Vip** og **E-Vip**.

HMS-nr.:

199697



Tippesikring - front

Forhindrer at stolen tipper forover.

Art. nr.:

1535936 til **Ocean Vip/Vip XL** og **Ocean Dual Vip**.

HMS-nr.:

199702



Hygienepute

Brukes sammen med toalettstolen for å gi trykkavlastning og motvirke fremoverglidning.

Art. nr.:

LTC3

Str. i cm (b x d): 45 x 50

Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer						
	<i>Aquatec Ocean</i>	<i>Aquatec Ocean 24" drivhjul</i>	<i>Aquatec Ocean XL</i>	<i>Aquatec Ocean Vip med tilt</i>	<i>Aquatec Ocean Vip XL med tilt</i>	<i>Aquatec Ocean Dual-Vip med tilt og senk</i>	<i>Aquatec Ocean E-Vip</i>
Dusjstol med svinghjul og bekkenholder og bekken med myksete	Art. nr: 1556892		Art. nr: 1640650				
	HMS-nr.: 243289		HMS-nr.: 243290				
Dusjstol med 24" drivhjul og bekkenholder og bekken		Art. nr.: 1537786					
Dusj-og toalettstol med svinghjul og bekkenholder og bekken med myksete				Art. nr.: 1470793	Art. nr.: 1640649	Art. nr.: 1540262	Art. nr.: 1640648
				HMS-nr.: 243291	HMS-nr.: 243292		HMS-nr.: 162031
Dimensjoner							
Setebredde	480 mm (A)	480 mm (A)	480 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	480 mm (A)
Setedybde	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Setehøyde	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	500 - 1050 mm (C)
Total bredde	560 mm (D)	675 mm (D)	640 mm (D)	595 mm (D)	625 mm (D)	625 mm (D)	730 mm (D)
Total dybde	900 mm (E)	1060 mm (E)	900 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1010 mm (E)
Total høyde uten justerbar hodestøtte	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1070 - 1620 mm (F)
Dybde uten benstøtte	700 mm (G)	855 mm (G)	700 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	1010 mm (G)
Dybde fotplate	155 mm (H)	155 mm (H)	155 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	155 mm (H)
Høyde til armlen	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	730 - 1320 mm (I)
Høyde, benstøtte til sete	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)
Høyde, gulv til nedre setekant: med holder til bekken	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 970 mm (K)
uten holder til bekken	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	465 - 1015 mm (K)
Høyde, sete til armlen	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	230 - 270 mm (L)
Bredde mellom armlen	460 mm (M)	460 mm (M)	540 mm (M)	475 mm (M)	555 mm (M)	475 mm (M)	470 mm (M)
Bredde, intimhull i seteplate	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Dybde, intimhull i seteplate	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Tilt setevinkel	-	-	-	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Tilt ryggvinkel	-	-	-	-	-	10° - 50°	-
Høydejustering	25 mm	25 mm	25 mm	50 mm	50 mm	50 mm	trinnløs
Ø Svinghjul	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Hjul	-	24" (610 mm)	-	-	-	-	-
Bredde mellom 24" drivhjul	-	540 mm (N)	-	-	-	-	-
Annen info							
Vekt	14.5 kg	19.5 kg	14.5 kg	23.5 kg	23.5 kg	28.3 kg	39 kg
Maks brukervekt	150 kg	150 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Farge	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit

Ocean med svinghjul

Ocean med 24" hjul

Ocean XL

Ocean Vip / Vip XL / Dual-Vip

Ocean E-Vip

