

Aquatec® | **Toalettforhøyer og toalettmonterte armlener**



Aquatec 90000
toalettforhøyer
avbildet med
setehøyde 60 mm
og armlener

Aquatec 90000 toalettforhøyer

Aquatec 90000 toalettforhøyer er utviklet for å imøtekomme kravene fra brukere både på institusjoner og hjemme. Med et toalettsete som enkelt kan tas av basen, og komponenter i plast og rustfritt stål, er Aquatec 90000 både enkel å rengjøre og svært robust.

- Tilgjengelig i tre setehøyder: 20 mm, 60 mm og 100 mm
- Oppfellbare, ergonomisk utformede armlener for ekstra støtte - fjernes eller monteres raskt ved hjelp av klipssystem
- Innovativt klipssystem: Toalettsetet kan enkelt tas av basen, uten bruk av verktøy
- Store utskjæringer både foran og bak på toalettringen forenkler hygienestellet
- Høy maksimal brukervekt; 150 kg
- Toalettforhøyerne med setehøyde 60 mm og 100 mm kan leveres med eller uten armlener



Toalettmonterte
armlener


Aquatec 90000 toalettmonterte armlener

Toalettmonterte armlener/fastmontert toalettforhøyer med armlener.

- Oppfellbare, ergonomisk utformede armlener for ekstra støtte

Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer	
	Aquatec 90000 toalettforhøyer	Aquatec 90000 toalettmonterte armlener
Toalettforhøyer med armlener	8.31.121 (Setehøyde 20 mm) 8.31.111 (Setehøyde 60 mm) 8.31.101 (Setehøyde 100 mm)	8.31.121
Toalettforhøyer uten armlener	8.31.011 (Setehøyde 60 mm) 8.31.001 (Setehøyde 100 mm)	
Tilbehør: Adapter som gir en sittestilling på 8° fremover	1470825	
Dimensjoner		
Setebredde	36.5 cm (A)	36.5 cm (A)
Setedybde	39 cm (B)	39 cm (B)
Setehøyde	2 / 6 / 10 cm (C)	2 cm (C)
Total bredde med armlener	54 cm (D)	54 cm (D)
Total bredde uten armlener	38 cm (E)	38 cm (E)
Total dybde	47.5 cm (F)	47.5 cm (F)
Total høyde med armlener	23 / 27 / 31 cm (G)	23 cm (G)
Total høyde uten armlener	3 / 7 / 11 cm (H)	3 / 7 / 11 cm (H)
Høyde, sete til armlener	20 cm (I)	20 cm (I)
Bredde mellom armlener	45 cm (J)	45 cm (J)
Bredde åpning	20.5 cm (K)	20.5 cm (K)
Dybde åpning	27.5 cm (L)	27.5 cm (L)
Annen info		
Vekt med armlener	4.4 kg (SH:10 cm) 4 kg (SH:6 cm) 3.6 kg (SH:2 cm)	3.6 kg (SH:2 cm)
Maks brukervekt	150 kg	150 kg
Farge	Hvit	Hvit



Invacare AS
 Grensesvingen 9
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo - Norway
 Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
 www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Aquatec90000 - NO - 02/2016



Yes, you can.®