



Storhjulingen i sortimentet

DOLOMITE SOPRANO har høy brukervekt, og er en lett utendørs rullator med store hjul som sikrer gode kjøreegenskaper, også i ulendt terreng. Rullatoren kan enkelt slås sammen og bli stående i sammenslått posisjon.



Kommer frem de fleste steder

Store, lette og solide hjul gjør *SOPRANO* enkel å kjøre. De gode kjøreegenskapene på ujevne flater, sammen med den robuste rammen som er godkjent for brukere opp til 160 kg, gjør at brukeren kommer enkelt til de fleste steder

Stående i sammenslått posisjon

SOPRANO forblir stående i sammenslått posisjon, noe som gjør rullatoren ideell å parkere selv på steder med begrenset plass. Dette gjør *SOPRANO* plassbesparende også ved oppbevaring hjemme. Rullatoren er enkel å slå sammen og den er dermed praktisk å ta med seg i bil. *SOPRANO* blir levert med kurv og brett som standard.

Stabilitet

Håndtakene er fremovervendt noe som gjør at brukeren kommer godt frem i rullatoren. Setet er oppførbart og sammen med den

brede rammen gir dette brukeren et stort gangområde. Rullatoren er godt egnet for utendørsbruk.

Egenskaper og tilbehør



Serveringsbrett (standard)

Art. nr 70311
HMS art. nr 17253



Kurv (standard)

Kurv med håndtak. Maks lastevikt 12 kg.
Art. nr 12541D
HMS art. nr 157138



Krykkeholder

Krykkene er lett tilgjengelig uten å være i veien.
Art.nr 12606
HMS art. nr 5542



Ryggbøyle

En komfortabel og sikker ryggbøyle å lene seg mot. Monteres på håndtakene og følger dermed høydejusteringene.
Art.nr 12628
HMS art. nr 24650

Egenskaper og tilbehør

**Bag**

Gir mulighet for ekstra oppbevaringsplass når kurven er full. Kan også kombineres med oksygenholder.
Art.nr 12523
HMS art. nr 11434

**Tramperør**

"Pedal" som gjør det enklere å komme over fortauskanter og lignende.
Art.nr 12563
HMS art. nr 157145

**Hjulskjerm**


Forhindrer at klær setter seg fast og beskytter mot søle.
Art.nr 12544 (par)
HMS art. nr 157134 (par)

**Slepebrems**

Forhindrer rullatoren i å trille.
Art.nr 1452396-L (venstre)
HMS art. nr 157143
Art.nr 1452396-R (høyre)
HMS art. nr 157142

**Oksygenflaskeholder**

Plasseres rullatoren på midten av rullatoren og forblir dermed lett manøvrerbar til tross for vekten. Monteres uten verktøy.
Art.nr 12682-25
HMS art. nr 24648

**Bremsekraftforsterker**

Art. nr 12651
HMS art. nr 24546

**Håndtak multifunksjon**

Tilgjengelig ved bestilling av nytt hovedprodukt.
Art. nr 12030-44-21

**Infusjonsstativ**

Praktisk infusjonsstativ.
Art. nr 214754

**Enhåndsbrems**

Gjør det mulig å aktivere bremsene med en hånd.
Art. nr 12030-44-21L (venstre)
Art.nr 12030-44-21R (høyre)

**HP-håndtak**

Håndtak spesielt laget for slagpasienter. Kan kun bestilles som komplett produkt.

Tekniske data



650 mm



760 mm



450 mm



790 - 990 mm



620 mm

DOLOMITE
SOPRANO

450 mm



260 mm



10 kg



160 kg



330 mm

DOLOMITE
SOPRANO

Rammefarge



RAL 1035

Hovedprodukt

Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
12030-44-27	214760	DOLOMITE Soprano

Invacare AS
Grensvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2016 Invacare International
Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Soprano - NO - 01/2016



Yes, you can.®