

dynamic™ 
iPortal™
Mouse Mover

Ny teknologi – nye muligheter!

Nye iPortal2 Bluetooth musestyring gir deg mulighet til å surfe på Internett, skrive dokumenter, SMS og e-post, betale regninger, ha videosamtaler og mye mer med joysticken på din elektriske rullestol.



iPortal2 musestyring forenkler hverdagen

iPortal2 musestyring er en innovativ løsning som gir deg tilgang til PC, Mac og andre bærbare dataenheter via joystick eller en spesialstyring tilkoblet din elektriske rullestol.

iPortal er enkel å montere og bruke. Den er kompatibel med joysticker fra DX og DX2 styringer fra Dynamic Control.

dynamic™ 
iPortal™
Mouse Mover



iPortal2 – egenskaper

- Kontrollér din PC, Mac eller nettbrett fra din elektriske rullestol via joystick eller annen inngangsenhet ved hjelp av eksisterende Bluetooth-teknologi (Bluetooth 2.1 eller høyere)
- Bruk datamaskinens digitale keyboard til å skrive tekst
- Ideell for brukere med nedsatt håndfunksjon
- Kommuniserer med Windows-, Mac-, og Linux-systemer
- Ved nedlasting av den tilhørende appen fra iTunes kan du i tillegg kontrollere alle dine Apple-enheter

