


Aquatec Dot

- Liten dusjkrakk som passer til alle dusjrom
- Avtagbare ben, krakken er ideell å ha med på reise
- Strukturert overflate gir et sikkert sete
- Store gummiføtter gjør krakken stabil


Aquatec Disk on Dot

- Kombiner **Disk**, dusjkrakken **Dot** og en adapter, og du får en dusjstol med roterende sete
- Maks brukervekt: 125 kg

Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer		
	Aquatec Dot	Aquatec Disk on Dot setehøyde 550 mm	Aquatec Disk on Dot setehøyde 500 mm
Dusjkrakk rund, setehøyde 500 mm	10200-32		
Dusjkrakk rund, setehøyde 550 mm	10201-32		
Blå Disk + Dot + adapter		9.01.002	9.00.002
Grå Disk + Dot + adapter		9.01.008	9.00.008
Mål			
Setebredde	400 mm (A)	400 mm (A)	400 mm (A)
Setedybde	400 mm (A)	400 mm (A)	400 mm (A)
Setehøyde	500 / 550 mm (B)	575 mm (B)	525 mm (B)
Total bredde	460 mm (C)	460 mm (C)	460 mm (C)
Total dybde	460 mm (C)	460 mm (C)	460 mm (C)
Total høyde	500 / 550 mm (B)	575 mm (B)	525 mm (B)
Annen info			
Vekt	2.5 kg	4.1 kg	4.1 kg
Maks brukervekt	125 kg	125 kg	125 kg
Farge	Hvit	Blå, Grå	Blå, Grå
Tilbehør			
Disk , blå	4.02.002	-	-
Disk , grå	4.02.008	-	-
Adapter til Disk on Dot	15326AQT	-	-

