

Invacare® | **P409 Asteria**



Stabil og lett

Invacare P409 Asteria er et stabilt, lett og brukervennlig gåstativ. Den dype og brede rammen gir større benplass, og muligheten for høydergulering gjør at gåstativet passer de fleste brukere. Den ergonomiske sammenleggingsmekanismen gjør det enkelt å åpne og lukke gåstativet. I tillegg sørger det nye designet for at gåstativet gir fra seg lite lyd når det er i bruk.



Yes, you can.®



Egenskaper

Praktisk

Invacare **P409 Asteria** gir god komfort og stabilitet til brukeren. Dette bidrar til at brukeren vil føle seg trygg og kan gå med økt selvsikkerhet.

Foldbar/Justerbar

Gåstativet er enkelt å folde sammen ved hjelp av utløserknappen. Stativet kan også justeres med enkle grep.



Den nederste sidestangen på begge sider av rammen gjør gåstativet mer stabilt.



Den ergonomiske utløserknappen gjør at gåstativet enkelt kan foldes sammen for transport og oppbevaring.



Komfortabel og slitesterkt håndtak.

Tekniske data

	Invacare P409 Asteria
Bredde innside håndtak	430 mm
Bredde innside benrammen	550 mm
Dybde	Åpen: 450 mm, Sammenlagt: 120 mm
Høydejustering	770 - 950 mm
Produktvekt	2,8 kg
Maksimal brukervekt	135 kg

Farge



Aluminium

Hovedprodukt

Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
1515569	175777	Asteria