



MANUELLE RULLESTOLER OG
ELEKTRISKE DRIVAGGREGAT

Anbudsstart 1.oktober 2020



*- ny rammeavtale for manuelle rullestoler
og elektriske drivaggregat*

Fra 1.oktober 2020 gjelder ny rammeavtale på manuelle rullestoler og elektriske drivaggregat og vi er glade for å kunne tilby gode kvalitetsprodukter i hele åtte ulike delkontrakter. I denne brosjyren vil du finne en kort presentasjon av de ulike produktene fra Invacare som er tilgjengelig i den nye avtalen.

Du vil finne igjen noen kjente modeller i “ny drakt”, samtidig som det nå lanseres helt nye produkter. REA Azalea er tilbake på første plass, og tilbyr mange muligheter for både god komfort og funksjonalitet. Küschall har utviklet en helt ny generasjon Küschall 2.0 aktive stoler med fokus på kvalitet og kjøreegenskaper, og våre populære elektriske drivaggregat fra Alber er vinner i de fleste delkontraktene.



Küschall®

Nyhet!

K-SERIES 2.0


Lett rullestol for en aktiv hverdag.

Küschall K-series 2.0 er en lett fastramme stol med mange innstillingsmuligheter. Rammen er laget med hydroforming teknologi som gir meget gode kjøreegenskaper, og et ergonomisk grep i kneområde for enklere forflytning. Stolen leveres standard med velcro rygg og ventilerende Aero back ryggoverdrag, foldbare kjørehåndtak og ny design på ryggbøylen som gir bedre grep. Standard er også light sete for lettere vekt, karbon klesbeskytter, 4" starec svinghjul i sort, 24" Active drivhjul med light dekk, aluminium drivringer, 3° camber, push bremses og tippesikringer.

Fjæring på sete og varioaksling kan bestilles som tilbehør.

AKTIV RULLESTOL MED FASTRAMME OG FAST BENSTØTTE

DELKONTRAKT 2

NR. 3



Produktvekt
Fra ca 11kg*
*std konfig
sb42 sd40



Maks.
brukervekt
130 kg



Trans. vekt
uten drivhjul
Ca 5,5kg*
*std konfig sb42
sd40



Setebredde
320-500 mm
i trinn på 20
mm



Setedybde
350-525 mm
i trinn på 25
mm



Setehøyde
F: 450-520 mm
B: 390-490 mm
i trinn på
10 mm



Nyhet!

COMPACT 2.0


Ingen grenser

Küschall Compact 2.0 er en lett sammenleggbare rullestol med mange muligheter og gode kjøreegenskaper. Stolen leveres standard med 70 grader swing away benstøtter i hydroformet materiale som har et ergonomisk grep i kneområde for enklere forflytning. Fotplaten kan flippes opp for å få bedre plass til føttene. Ryggen leveres med velcro bånd med ryggoverdrag og avtagbare armlener med korte pads. Standard leveres også med 5" komfort svinghjul, 24" aktive drivhjul med komfort dekk, 3° camber, push bremses og tippesikringer.

Som tilbehør kan stolen også bestilles med fast og hemi front.

AKTIV RULLESTOL MED SAMMENLEGGBAR RAMME

DELKONTRAKT 4

NR. 3



Produktvekt
Ca 14,5kg*
*std konfig sb42
sd40



Maks.
brukervekt
130 kg



Trans. vekt
uten drivhjul
Ca 11kg*
*std konfig



Setebredde
280-50 mm i
trinn på 20
mm



Setedybde
320-500 mm
i trinn på 20
mm



Setehøyde
F: 380-530 mm
B: 360-500 mm i
trinn på
10 mm



Invacare XLT Swing

Titan stolen.

XLT swing er en stabil fastrammestol som leveres med 80 grader swingaway benstøtter. Den foldbare ryggen kan høydejusteres og leveres standard med velcro bånd og rio armlen med kort padding. Stolen har foldbare kjørehåndtak, 3 °camber, 5" svinghjul medium harde, 24" sporty lavprofil drivhjul med marathon evo dekk og alu drivringer. Brems og tippesikringer er også standard på stolen.

AKTIV RULLESTOL MED FASTRAMME OG AVTAKBARE BENSTØTTER

DELKONTRAKT 3

NR. 1



Produktvekt
Fra 11,5 kg



Trans.vekt
uten drivhjul
Fra 6 kg



Maks. brukervekt
135 kg



Setebredde
330-505 mm
i intervall på
15 mm



Setedybde
400/450/
500 mm
40 mm justerbar



Setehøyde
390-520 mm

Invacare Rea Azalea

Høy sittekomfort over tid.

Rea Azalea er en komfortrullestol med et komfortabelt og tilpasningsvennlig setesystem. Stolen har setetilt og vinkeljusterbar rygg med gassfjær som gir vektfordeling og høy komfort. Bredde- og høyderegulerbar velcroygg med polstret ryggtrekk. Dybde- og høyderegulerbar nakkestøtte, bredde- og dybdejusterbart sete med FloShape sete-pute som gir høy komfort. Lengdejusterbar og vinkelregulerbar benstøtte, dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælklapper. Drivhjul 24" kompakte med ledsagerbrems, svinghjul 8" medium hard. Høyderegulerbare kjørehåndtak og høyderegulerbare armlener med mykt langt polster. Avmerkede løfteputer og to stykk tippesikringer.

KOMFORTRULLESTOL

DELKONTRAKT 8

NR. 1



Produktvekt
Fra ca. 34 kg



Tilt og rygg reg.
-1° - 20°
0°-30°



Maks. brukervekt
135 kg



Setebredde
390-450/440-
500/490-550 mm



Setedybde
430-500 mm



Setehøyde
400/450 mm

e·motion®

Gir det lille ekstra



Alber e-motion M25 er kraftige elektriske drivhjul. Motor, batteri og elektronikken er skjult inni navet. Hjulene ser ut som "vanlige" hjul, og disse kan ettermonteres på de aller fleste manuelle rullestoler. Følsomhet og kraft kan justeres individuelt etter brukers behov individuelt på hjulene. En liten berøring av drivringene gir kraft nok til å forsure hverdagslige hindre og styrke nok til enkelt å komme både opp og ned bakker, ramper og lignende fordi den også hjelper til med å bremse.

Emotion M25 er nå tilgjengelig som produktserie i hjulstørrelse 22", 24" og 25". Standard konfigurasjon inneholder også fjernkontroll med bakkestart assistanse og rustfrie drivringer.

DRIVHJUL MED ELEKTRISK MOTOR

DELKONTRAKT 15

NR. 1

| Hastighet | Rekkevidde | Motorkraft | Vekt | Maks brukervekt |
|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| 6 km/h Oppgraderbar til 8,5 m/Mobility Plus | 25 km ISO 7176 | 2*80 Watt | 15,6 kg Tyngste del 7,8 kg | 150 kg |

STANDARD KONFIGURASJON

Nyhet!

SMOOV

Ekstra kraft når du trenger det



Smoov er en nyskapende og diskre hjelpemotor fra Alber som er utviklet sammen med aktive brukere. Smoov veier lite og kan veldig enkelt taes av og på rullestolen utifra brukers behov og ønsker. Med ekstra kraft reduseres belastningen på skuldre og armer samtidig som det tilrettelegges for en enklere og mer fleksibel hverdag for brukeren. Motoren er kraftig og har lang rekkevidde på opptil 20 km.

Smoov leveres i 6 km/h versjon som standard og er (slik som de andre drivaggregatene våre) godkjent for transport i fly i standard konfigurasjon

DRIVAGGREGAT MED MANUELL STYRING - BRUKERSTYRT

DELKONTRAKT 16

NR. 3

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Maks. brukervekt 140 kg | Maks. totalvekt 170 kg | Maks. helling 16 % | Motor 250 W / max. 450 W |
|  |  |  |  |
| Hastighet 6 km/t (Oppgraderbar til 10 km/h) | Batterikapasitet 36 V, 6.2 Ah | Batterikapasitet 224 Wh | Rekkevidde 20 km |

STANDARD KONFIGURASJON

e-fix®

Gjør din manuelle rullestol motorisert med joystick styring

STANDARD KONFIGURASJON

Alber e-fix E35 og E36 er et drivaggregat laget for å kombinere fordelene ved elektrisk og manuell rullestol for innendørs og utendørs bruk. Resultatet er en smidig innestol og en praktisk, transportvennlig utestol med overraskende god fremkommelighet. Mange brukere av manuell rullestol vil kunne få stor nytte av dette unike «to-i-ett»-konseptet. e-fix kan enkelt demonteres, og komponentene er lett å transportere. De integrerte drivhjuls motorene er diskrete, og designet gjør e-fix egnet til de med en aktiv livsstil. E-fix er tilbudt som produktserie og tilgjengelig med hjul i størrelse 22" og 24". I serien inngår også E-fix E36 som er en HD versjon godkjent for brukere opp til 160 kg



Kan leveres med intuitiv ledsagerstyring, og kan monteres på mange typer barnestoler.

DRIVAGGREGAT MED MOTORISERT STYRING - BRUKERSTYRT

DELKONTRAKT 17

NR. 1

| e-fix E35 | 16 km standard 22 km Tilbehør | 6,0 Ah standard 7,5 Ah Tilbehør | 2 x 110 W, 36 Volts | 2,0 kg 2,0 kg | 20% | 18,9 kg (ett hjul 7,8 kg) | 120 kg |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|-----|------------------------------|--------|
| e-fix E36 | 14 km standard 20 km Tilbehør | 6,0 Ah standard 7,5 Ah Tilbehør | 2 x 150 W, 36 Volts | 2,0 kg 2,0 kg | 15% | 19,3 kg (ett hjul 8,0 kg) | 160 kg |

viamobil®

Kraftig motor

STANDARD KONFIGURASJON

Viamobil er en kraftig hjelpemotor som bistår ledsager med å forsere stigninger, hindre og nedoverbakker trygt. Viamobil plasseres enkelt under rullestolen med hurtigkobling slik at bevegelsesplassen for ledsager sine ben blir god. Med viamobil kan man bevege seg mye enklere utendørs og forsere hindringer uten at ledsager blir utslitt. Viamobil kan enkelt monteres og demonteres, den er også enkel å ta med seg i bil.

I standard konfigurasjon inngår tippesikringene som er festet på drivaggregatet. Vi har nødvendig tilbehør også for ledsager slik som kjørehåndtak som er festet på drivmotoren og tippesikringer med Jack-up funksjon for å gjøre håndteringen enda enklere.

DRIVAGGREGAT - LEDSAGERSTYRT

DELKONTRAKT 18

NR. 1



| | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|-------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|
| maks 5.5 km/t | 20 km | 36V / 6.6 Ah | 150 W | 2,3 kg | 18% (11% med 160 kg bruker) | 13,5 kg (kjøreenhet: 10,3 kg) | 160 kg |
|---------------|-------|--------------|-------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|



Notater





Det er nå åpent for påmelding på Webinar hvor vi går gjennom de ulike produktene på tilbudet. Meld deg på til din distriktssælger eller kontakt oss på:

Tlf: 22 57 95 00

E-post: norway@invacare.com

Eller besøk oss på vår
hjemmeside:

www.invacare.no

www.kuschall.com

