

MANUELLE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGAT



Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®

Våre bidrag til bedre mobilitet!

Invacare arbeider langsiktig og målrettet for at den enkelte bruker på best mulig måte skal få utnyttet sitt potensiale og få en aktiv og meningsfylt hverdag. Under vårt slagord «**Trusted Solutions, Passionate People**» arbeider vi med å realisere dette ved å utvikle gode produkter med store muligheter for individuell tilpasning.

Invacare legger ned store ressurser for å utvikle manuelle rullestoler som skal gjøre hverdagen enklere for brukerne.

I denne katalogen har vi gleden av å presentere vårt utvalg av manuelle rullestoler som er med i den nye rammeavtalen med NAV som vil gjelde fra 1. oktober 2016.

Invacare XLT er med i to produktposter. I post 2, «Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte» er stolen rangert som nummer fem. I post 3 «Aktiv rullestol med fastramme og avtakbar benstøtte» er stolen eneste produkt med avtale.

Invacare MyOn^{HC} er en ny stol i det norske markedet, rangert som nummer tre i post nummer 4 «Aktiv rullestol med sammenleggbare ramme og avtakbare benstøtter». Spesielt for denne er rammekonstruksjonen og at ryggen kan felles frem for lagring og transport.

En kjennig for mange, *Rea Spirea^{NG}*, er med som nummer to i post 5 «Allround rullestol med sammenleggbare ramme og avtakbare benstøtter».

Nyheten *Rea Dahlia*® er rangert som nummer 3 i post 7 «Allround rullestol med fastramme, tilt og avtakbare benstøtter». *Dahlia*® kan bygges svært lavt og har beskjedne ytre mål.

I post 8, «Komfortrullestol» er *Rea Azalea*® rangert som nummer tre.

I tillegg lanserer vi nå *Invacare Matrix*® som tilhører til våre manuelle rullestoler. *Matrix*® er et fleksibelt ryggssystem som gir unike muligheter for optimal posisjonering av brukere i alle typer rullestoler.

De aller fleste av våre rullestoler kan også kombineres med hjelpemotorer fra *alber*, og med dette tilføre ekstra kraft og rekkevidde til en manuell rullestol.

I tillegg til denne katalogen, har vi også laget en egen *Küschall*®-katalog der vi viser bredden av vårt sortiment av prisforhandlede aktive rullestoler; *KSL* (küschall Super Light), *Advance*, *K-series* og *Compact Attract*.

Vår hjemmeside – www.invacare.no

På vår hjemmeside kan du laste ned produktbrosjyrer, brukermanualer og dele kataloger, og du kan enkelt finne frem til hvem i Invacare som betjener deg i ditt distrikt.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss:

Kundeservice: norway@invacare.com
22 57 95 00

Åpningstider er mellom klokken
08.00 og 16.00 fra mandag til fredag.

Trusted Solutions, Passionate People



Invacare® | **Manuelle rullestoler og drivaggregat**

Aktivstoler	<i>Invacare</i> XLT	04
	<i>Invacare</i> XLT Swing	15
	<i>Invacare</i> MyOn^{HC} sammenleggbar	24
Allroundstoler	<i>Rea</i> Spirea[®] 4_{NG}	30
	<i>Rea</i> Dahlia[®]	40
Komfortstoler	<i>Rea</i> Azalea[®]	44
Ryggsystem	<i>Invacare</i> Matrx[®]	62
Drivaggregat	Alber e-motion[®]	74
	Alber scalamobil[®]	78



Prisforhandlet i antrasitt sort rammefarge.

Få perfekt støtte - forbli aktiv!

Invacare **XLT** er den ideelle fastrammestolen til daglig bruk. Stolen er utformet for å gi brukeren god støtte, og mulighet for selvstendighet, mobilitet og en aktiv livsstil. **XLT** kan tilpasses brukerens behov, og det finnes et bredt utvalg av tilbehør.

* Prisforhandlet:

- Post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte
- Post 3: Aktiv rullestol med fastramme og avtakbare benstøtter

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Perfekt tilpasning

Invacare **XLT** er konstruert med tanke på den enkelte brukers ulike forutsetninger. Retttilpasset brukerens spesifikke behov, gir XLT de beste forutsetninger for å beholde, gjenvinne eller forbedre bevegelsesfrihet såvel som uavhengighet. *Invacare* **XLT** kan fås i 3 fastrammemodeller: **Aktiv** 75° knevinkel med fast fotbøyle, **Dynamisk** 90° med fast fotbøyle, eller **Swing** med delte benstøtter. Med et bredt og lett tilgjengelig sortiment av tilbehør fra Invacare er det mulig å tilpasse stolen uten problem.

Stabilitet, styrke og et aktivt liv

Invacare **XLT** er konstruert i titan, noe som sikrer optimal tilpasning og styrke uten å gå på kompromiss med den lave vekten. De unike egenskapene, det brede utvalget av tilbehør, og flere konfigurasjonsmuligheter, gjør at **XLT** kan gi brukeren en rullestol med maksimal sikkerhet og støtte som er nødvendig i en travel og aktiv hverdag.

Svensk kvalitet

Invacare, i samarbeid med *Rea*, har vært kompromissløse i utviklingen av nye **XLT**. Stolen er utformet og produsert på Reafabrikken i Sverige. Brukeren vil dra fordeler av

en sterk tradisjon for kvalitet både fra Invacare og *Rea*. Sammen er den ultimate og unike stolen skapt: Den nye *Invacare* **XLT**.

Prisforhandlede XLT-modeller



XLT active 75° - Post 2



XLT dynamic 90° - Post 2

Prisforhandlet i antrasitt sort rammefarge.



XLT Swing - Post 3

Benstøttene kan svinges til side eller inn under stolen for enklere forflytning og ved kjøring i trange omgivelser.

XLT er også tilgjengelig for tyngre brukere opp til 180 kg, **XLT Max**.

Egenskaper og tilbehør



Armlen

① Avtagbart armlen med kort armlenspolster, ② Avtagbart armlen med langt armlenspolster, ③ Oppfellbart og avtagbart armlen med langt armlenspolster, ④ Oppfellbart og avtagbart armlen med kort armlenspolster



Titan fotbøyle

Kan monteres på **Aktiv** (75°) eller **Dynamisk** (90°) ramme.



Tippesikring

Den nye tippesikringen kan enkelt klappes vekk ved bruk av foten. Likeledes kan den vinkles utover for å gi mer plass til ledsageren.



Eikebeskyttere 22" og 24"

Art. nr. 5102800 - 22"

HMS nr. 27113

Art. nr. 5102807 - 24"

HMS nr. 27114



Rammebeskytter



Dekk

① massive, ② luftfylte, ③ lav profil, ④ høytrykksdekk, ⑤ punkteringsfrie, ⑥ sorte Marathon Evolution.



Svinghjul

① 75 x 24 harde (3"),
② 100 x 27 halv massiv (4")
③ 125 x 27 halv massiv (5"),

④ 140 x 37 myke (5,5")
⑤ 150 x 27 halv massiv (6"),
⑥ 150 x 30 myke (6"),

⑦ 150 x 32 luftfylte (6"),
⑧ 180 x 40 luftfylte (7"),
⑨ 180 x 40 myke (7")



Hoftebelte

Art. nr. 1551066
HMS nr. 138819



Bord inkludert monteringskit

Art. nr. 5206727 Bord S
HMS nr. 08676
Art. nr. 5206725 Bord M
HMS nr. 08678
Art. nr. 5206725 Bord L
HMS nr. 08678



Krykkeholder

Art. nr. 5106390
HMS nr. 9414



Tramperør

Art. nr. 1493346

Tekniske data



Invacare XLT Active	355 - 480 mm	400 / 450 / 500	400 - 520 mm	200 - 490 mm	380 - 505 mm	0 - 14°
Invacare XLT Dynamic	355 - 500 mm	400 / 450 / 500	400 - 500 mm	200 - 490 mm	355 - 485 mm	0 - 14°
Invacare XLT Swing	330 - 505 mm	400 / 450 / 500	390 - 520 mm	200 - 490 mm	280 - 510 mm	0 - 14°

trinn på 15 mm 40 mm justerbar



Invacare XLT Active	± 10°	Setebredde + 200mm	610 - 1050mm	830 - 1030 mm	9.8 kg	135 kg
Invacare XLT Dynamic	± 10°	Setebredde + 200mm	610 - 1050mm	730 - 880 mm	9.8 kg	135 kg
Invacare XLT Swing	± 10°	Setebredde + 200mm	610 - 1050mm	820 - 1230 mm	11.3 kg	135 kg



Invacare XLT overholder ISO 7176-19 spesifikasjoner. Bemerk at det kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i buss eller bil sittende i rullestolen, vennligst se brukermanual. Denne finnes også på www.invacare.no.

Invacare XLT Active	6 kg
Invacare XLT Dynamic	6 kg
Invacare XLT Swing	6 kg

Crashtestet
ISO 7176-19

Rammefarge



Blå



Rød



Sort (standard)



Grå



Titan*
(Ikke for Swing)



Orange*

* Tilgjengelig som spesialfarge


Standard konfigurasjon XLT Active 75° og Dynamic 90°:

- Faste kjørehåndtak
- Høydejusterbar, nedfellbar, låsbar og vinkeljusterbar rygg med velcro
- Velcro setetrekk for posisjonering
- Saksebremser
- Avtagbare klesbeskyttere
- Drivhjul 24" luftfylte dekk
- Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
- 3° camber
- Titanramme i antrasitt sort, 75 grader
- Fast fotbøyle i aluminium
- Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: antrasitt sort

Standard konfigurasjon XLT Swing:

- Faste kjørehåndtak
- Velcro setetrekk for posisjonering
- Høydejusterbar, nedfellbar, låsbar og vinkeljusterbar rygg med velcro
- Avtagbare og høydejusterbare klesbeskyttere
- Avtagbare høyderegulerbare benstøtter 80°
- Oppfellbare vinkelfaste fotplater
- Standard pull-bremser
- Drivhjul 24" luftfylte dekk
- Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
- 3° camber
- Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: antrasitt sort

Trekk



Sort Jemima

Tilbehørsguide
Aktiv fastrammestol med fast front



Yes, you can.®

Invacare® **XLT 75/90**

Max brukervekt = 135 Kg

Kryss av for alternativ

Vi tar forbehold om trykkfeil.

	Lev. art. nr.	HMS art. nr.	Beskrivelse	Kommentar
TOPPNUMMER KOMPLETT STOL				
<input type="checkbox"/>	1539584	185095	Mrs akt XLT 75 sb35,5 sd36-40 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539585	184931	Mrs akt XLT 75 sb35,5 sd41-45 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539586	184932	Mrs akt XLT 75 sb35,5 sd46-50 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539587	184933	Mrs akt XLT 75 sb38 sd36-40 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539588	184934	Mrs akt XLT 75 sb38 sd41-45 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539589	184935	Mrs akt XLT 75 sb38 sd46-50 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539590	184936	Mrs akt XLT 75 sb40,5 sd36-40 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539591	184937	Mrs akt XLT 75 sb40,5 sd41-45 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539592	184938	Mrs akt XLT 75 sb40,5 sd46-50 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539593	184939	Mrs akt XLT 75 sb43 sd36-40 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539594	184940	Mrs akt XLT 75 sb43 sd41-45 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539595	184941	Mrs akt XLT 75 sb43 sd46-50 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539596	184942	Mrs akt XLT 75 sb45,5 sd36-40 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539597	184943	Mrs akt XLT 75 sb45,5 sd41-45 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539598	184944	Mrs akt XLT 75 sb45,5 sd46-50 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539599	184945	Mrs akt XLT 75 sb48 sd36-40 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539600	184946	Mrs akt XLT 75 sb48 sd41-45 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539601	184947	Mrs akt XLT 75 sb48 sd46-50 sh47-51 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539602	184948	Mrs akt XLT 90 sb35,5 sd36-40 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539603	184949	Mrs akt XLT 90 sb35,5 sd41-45 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539604	184950	Mrs akt XLT 90 sb35,5 sd46-50 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539605	184951	Mrs akt XLT 90 sb38 sd36-40 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539606	184952	Mrs akt XLT 90 sb38 sd41-45 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539607	184953	Mrs akt XLT 90 sb38 sd46-50 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539608	184954	Mrs akt XLT 90 sb40,5 sd36-40 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539609	184955	Mrs akt XLT 90 sb40,5 sd41-45 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539610	184956	Mrs akt XLT 90 sb40,5 sd46-50 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539611	184957	Mrs akt XLT 90 sb43 sd36-40 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539612	184958	Mrs akt XLT 90 sb43 sd41-45 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539613	184959	Mrs akt XLT 90 sb43 sd46-50 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539614	184960	Mrs akt XLT 90 sb45,5 sd36-40 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539615	184961	Mrs akt XLT 90 sb45,5 sd41-45 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539616	184962	Mrs akt XLT 90 sb45,5 sd46-50 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539617	184963	Mrs akt XLT 90 sb48 sd36-40 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539618	184964	Mrs akt XLT 90 sb48 sd41-45 sh47-50 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539619	184965	Mrs akt XLT 90 sb48 sd46-50 sh47-50 rygg vreg	
RYGG				
RYGG IKKE HØYDEJUSTERBAR				
<input type="checkbox"/>	1508716	186532	Ryggbøyle XLT sb35,5 rh20 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508717	186533	Ryggbøyle XLT sb35,5 rh25 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508718	186534	Ryggbøyle XLT sb35,5 rh30 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508719	186535	Ryggbøyle XLT sb35,5 rh35 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508720	186536	Ryggbøyle XLT sb38 rh20 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508721	186537	Ryggbøyle XLT sb38 rh25 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508722	186538	Ryggbøyle XLT sb38 rh30 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508723	186539	Ryggbøyle XLT sb38 rh35 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508724	186539	Ryggbøyle XLT sb40,5 rh20 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508725	186540	Ryggbøyle XLT sb40,5 rh25 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508726	186541	Ryggbøyle XLT sb40,5 rh30 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508727	186542	Ryggbøyle XLT sb40,5 rh35 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508728	186543	Ryggbøyle XLT sb43 rh20 fast kpl	



Active 75

Svinghjul: Setehøyde
 3" : 40-48 cm
 4" : 41-49 cm
 5" : 43-51 cm
 5,5" : 44-51 cm
 6" : 45-52 cm
 7" : 48-52 cm

Dynamic 90

Svinghjul: Setehøyde
 3" : 40-48 cm
 4" : 41-49 cm
 5" : 43-50 cm


Drivhjul: setehøyde bak

22" : 38-45 cm
 24" : 40-47 cm
 25" : 40-47 cm
 26" : 41-48 cm

Ryggøyde

Fast	Høyde justerbar
20 cm	30 - 32 cm (2 cm steps)
25 cm	35 - 39 cm (2 cm steps)
30 cm	40 - 44 cm (2 cm steps)
35 cm	44 - 49 cm (2 cm steps)

<input type="checkbox"/>	1508729	186544	Ryggbøyle XLT sb43 rh25 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508730	186545	Ryggbøyle XLT sb43 rh30 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508731	186546	Ryggbøyle XLT sb43 rh35 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508732	186547	Ryggbøyle XLT sb45,5 rh20 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508733	186548	Ryggbøyle XLT sb45,5 rh25 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508734	186549	Ryggbøyle XLT sb45,5 rh30 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508735	186550	Ryggbøyle XLT sb45,5 rh35 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508736	186551	Ryggbøyle XLT sb48 rh20 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508737	186552	Ryggbøyle XLT sb48 rh25 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508738	186553	Ryggbøyle XLT sb48 rh30 fast kpl	
<input type="checkbox"/>	1508739	186554	Ryggbøyle XLT sb48 rh35 fast kpl	
HØYDEJUSTERBAR				
<input type="checkbox"/>	1508744	186515	Rygg XLT sb35,5 rh30 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1508745		Rygg akt XLT sb35,5 rh35 høyderegulerbar kpl.	
<input type="checkbox"/>	1508746	186517	Rygg XLT sb35,5 rh40 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1508747		Rygg akt XLT sb35,5 rh45 høyderegulerbar kpl.	
<input type="checkbox"/>	1508748	186518	Rygg XLT sb38 rh30 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1508749		Rygg akt XLT sb38 rh35 høyderegulerbar kpl.	
<input type="checkbox"/>	1508750	186520	Rygg XLT sb38 rh40 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511055	186491	Rygg XLT 38 rh45 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511056	186492	Rygg XLT 40,5 rh30 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511057		Rygg akt XLT 40,5 rh35 høyderegulerbar kpl.	
<input type="checkbox"/>	1511086	186493	Rygg XLT 40,5 rh40 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511119	186494	Rygg XLT 40,5 rh45 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511350	186495	Rygg XLT 43 rh30 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511351		Rygg akt XLT 43 rh35 høyderegulerbar kpl.	
<input type="checkbox"/>	1511352	186496	Rygg XLT 43 rh40 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511353	186497	Rygg XLT 43 rh45 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511354	186498	Rygg XLT 45,5 rh30 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511392		Rygg akt XLT 45,5 rh35 høyderegulerbar kpl.	
<input type="checkbox"/>	1511393	186499	Rygg XLT 45,5 rh40 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511394	186500	Rygg XLT 45,5 rh45 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511410	186501	Rygg XLT 48 rh30 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511411		Rygg akt XLT 48 rh35 høyderegulerbar kpl.	
<input type="checkbox"/>	1511412	186502	Rygg XLT 48 rh40 hreg kpl	
<input type="checkbox"/>	1511413	186503	Rygg XLT 48 rh45 hreg kpl	
RYGGSTØTTE MED INNSVING (annen høyde kan fåes som spesial)				
<input type="checkbox"/>	1516333	186516	Rygg XLT sb35,5 rh35 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1516334	186519	Rygg XLT sb38 rh35 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1516335	186521	Rygg XLT sb40,5 rh35 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1516336	186522	Rygg XLT sb43 rh35 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1516337	186523	Rygg XLT sb45,5 rh35 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1516338	186524	Rygg XLT sb48 rh35 smal kpl	
RYGGOVERDRAG				
<input type="checkbox"/>	1512549	186693	Ryggtrekk XLT sb35,5 rh30 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512562		Ryggtrekk akt XLT 35,5 rh40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512563	186695	Ryggtrekk XLT sb35,5 rh50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512593	186698	Ryggtrekk XLT sb38 rh30 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512604		Ryggtrekk akt XLT 38 rh40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512605	186700	Ryggtrekk XLT sb38 rh50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512606	186703	Ryggtrekk XLT sb40,5 rh30 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512628		Ryggtrekk akt XLT 40,5 rh40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512629	186705	Ryggtrekk XLT sb40,5 rh50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512630	186708	Ryggtrekk XLT sb43 rh30 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512631		Ryggtrekk akt XLT 43 rh40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512632	186710	Ryggtrekk XLT sb43 rh50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512633	186713	Ryggtrekk XLT sb45,5 rh30 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512634		Ryggtrekk akt XLT 45,5 rh40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512653	186715	Ryggtrekk XLT sb45,5 rh50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512654	186718	Ryggtrekk XLT sb48 rh30 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512655		Ryggtrekk akt XLT 48 rh40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512656	186720	Ryggtrekk XLT sb48 rh50 kpl	



RYGGOVERDRAG INNSVINGET				
<input type="checkbox"/>	1517360	186694	Ryggtrekk XLT sb35,5 rh40 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1517361	186699	Ryggtrekk XLT sb38 rh40 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1517362	186704	Ryggtrekk XLT sb40,5 rh40 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1517363	186709	Ryggtrekk XLT sb43 rh40 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1517364	186714	Ryggtrekk XLT sb45,5 rh40 smal kpl	
<input type="checkbox"/>	1517365	186719	Ryggtrekk XLT sb48 rh40 smal kpl	
KJØRHÅNDTAK				
<input type="checkbox"/>	1511455		Kjørehåndtak akt XLT fast kpl par	
<input type="checkbox"/>	1511472	186223	Kjørehåndtak XLT sammenleggbar par	
<input type="checkbox"/>	1512795	186220	Kjørehåndtak XLT 146x290 bakenforliggende par	
<input type="checkbox"/>	1512797	186222	Kjørehåndtak XLT 206x290 bakenforliggende par	
RYGGSTØTTE TILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	1530539	186206	Kjørehåndtak sb35,5 feste nakkestøtte	
<input type="checkbox"/>	1435750		Kjørehåndtaksbøyle sb38 kpl u nakke hodest	
<input type="checkbox"/>	1483920	186207	Kjørehåndtak sb40,5 feste nakkestøtte	
<input type="checkbox"/>	1435751		Kjørehåndtaksbøyle sb43 nakke hodestøtte kpl	
<input type="checkbox"/>	1483921	186208	Kjørehåndtak sb45,5 feste nakkestøtte	
<input type="checkbox"/>	1435752		Kjørehåndtaksbøyle sb48 nakke hodestøtte kpl	
<input type="checkbox"/>	1446559	29462	Hodestøtte multi kpl sideforflytning tr26	1
<input type="checkbox"/>	1508848	186161	Hodestøtte std svart dartex kpl	2
<input type="checkbox"/>	1446560	29463	Hode/kinnstøtte kpl sideforflytning tr26	3
SETE				
SETETYPE				
<input type="checkbox"/>	1512243		Setetrekk akt XLT sb35.5 sd40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512498		Setetrekk akt XLT sb35.5 sd45 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512505		Setetrekk akt XLT sb35.5 sd50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512244		Setetrekk akt XLT sb38 sd40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512499		Setetrekk akt XLT sb38 sd45 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512506		Setetrekk akt XLT sb38 sd50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512301		Setetrekk akt XLT sb40.5 sd40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512500		Setetrekk akt XLT sb40.5 sd45 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512507		Setetrekk akt XLT sb40.5 sd50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512389		Setetrekk akt XLT sb43 sd40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512501		Setetrekk akt XLT sb43 sd45 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512529		Setetrekk akt XLT sb43 sd50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512393		Setetrekk akt XLT sb45.5 sd40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512502		Setetrekk akt XLT sb45.5 sd45 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512530		Setetrekk akt XLT sb45.5 sd50 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512496		Setetrekk akt XLT sb48 sd40 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512503		Setetrekk akt XLT sb48 sd45 kpl	
<input type="checkbox"/>	1512547		Setetrekk akt XLT sb48 sd50 kpl	
SETEPUTE				
<input type="checkbox"/>	5104317-TR18	9386	Pute sete sb38 sd40	
<input type="checkbox"/>	5104319-TR18	9387	Pute sete sb38 sd45	
<input type="checkbox"/>	1495830	186414	Pute sete sb38 sd50	
<input type="checkbox"/>	5103179-TR18	9389	Pute sete sb41 sd40	
<input type="checkbox"/>	5104259-TR18	9390	Pute sete sb41 sd45	
<input type="checkbox"/>	1495831	186421	Pute sete sb41 sd50	
<input type="checkbox"/>	5104262-TR18	9392	Pute sete sb43 sd40	
<input type="checkbox"/>	5104264-TR18	9393	Pute sete sb43 sd45	
<input type="checkbox"/>	1495832	186424	Pute sete sb43 sd50	
<input type="checkbox"/>	5103180-TR18	9395	Pute sete sb46 sd40	
<input type="checkbox"/>	5104266-TR18	9396	Pute sete sb46 sd45	
<input type="checkbox"/>	1495833	186431	Pute sete sb46 sd50	
<input type="checkbox"/>	5226509-TR18	12241	Pute sete sb48 sd40	
<input type="checkbox"/>	5226510-TR18	12242	Pute sete sb48 sd45	
<input type="checkbox"/>	1495834	186436	Pute sete sb48 sd50	
FOTBØYLE				
<input type="checkbox"/>	1512671	185953	Fotbøyle XLT sb35,5 lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1512672	185957	Fotbøyle XLT sb38 lav kpl	



<input type="checkbox"/>	1512673	185961	Fotbøyle XLT sb40,5 lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1512674	185965	Fotbøyle XLT sb43 lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1512675	185969	Fotbøyle XLT sb45,5 lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1512676	185973	Fotbøyle XLT sb48 lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1512677	185952	Fotbøyle XLT sb35,5 høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1512678	185956	Fotbøyle XLT sb38 høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1512679	185960	Fotbøyle XLT sb40,5 høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1512680	185964	Fotbøyle XLT sb43 høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1512681	185968	Fotbøyle XLT sb45,5 høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1512682	185972	Fotbøyle XLT sb48 høy kpl	

FOTBØYLE MED PLATE

<input type="checkbox"/>	1516932	185955	Fotbøyle XLT sb35,5 m/plate lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1517033	185959	Fotbøyle XLT sb38 m/plate lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1517034	185963	Fotbøyle XLT sb40,5 m/plate lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1517035	185967	Fotbøyle XLT sb43 m/plate lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1517036	185971	Fotbøyle XLT sb45,5 m/plate lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1517037	185975	Fotbøyle XLT sb48 m/plate lav kpl	
<input type="checkbox"/>	1517091	185954	Fotbøyle XLT sb35,5 m/plate høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1517104	185958	Fotbøyle XLT sb38 m/plate høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1517105	185962	Fotbøyle XLT sb40,5 m/plate høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1517106	185966	Fotbøyle XLT sb43 m/plate høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1517107	185970	Fotbøyle XLT sb45,5 m/plate høy kpl	
<input type="checkbox"/>	1517108	185974	Fotbøyle XLT sb48 m/plate høy kpl	

FOTPLATE HEL FLIP-UP

<input type="checkbox"/>	1512689	186064	Fotplate XLT sb35,5-38 hel kpl	
<input type="checkbox"/>	1512690	186067	Fotplate XLT sb40,5-43 hel kpl	
<input type="checkbox"/>	1512691	186070	Fotplate XLT sb45,5-48 hel kpl	

FOTBØYLE HØYT MONTERT

<input type="checkbox"/>	1512692	186063	Fotplate XLT sb35,5 høyt montert kpl	
<input type="checkbox"/>	1512693	186065	Fotplate XLT sb38 høyt montert kpl	
<input type="checkbox"/>	1512694	186066	Fotplate XLT sb40,5 høyt montert kpl	
<input type="checkbox"/>	1512758	186068	Fotplate XLT sb43 høyt montert kpl	
<input type="checkbox"/>	1512759	186069	Fotplate XLT sb45,5 høyt montert kpl	
<input type="checkbox"/>	1512760	186071	Fotplate XLT sb48 høyt montert kpl	

ARMLEN**ARMLEN VENSTRE**

<input type="checkbox"/>	1491238	186609	Sidestøtte XLT ve kpl	
<input type="checkbox"/>	1512845	186155	Hjulskjerm XLT høy kpl ve	
<input type="checkbox"/>	1512847	186157	Hjulskjerm XLT lav kpl ve	
<input type="checkbox"/>	1435459	026320	Armlen Flip-Up Hreg langt polster ve	
<input type="checkbox"/>	1435489	026318	Armlen Flip-Up Hreg kort polster ve	
<input type="checkbox"/>	1435461	26314	Armlene hreg Rio kort ve	
<input type="checkbox"/>	1435487	26316	Armlen Spirea4 hreg Rio lang ve	
<input type="checkbox"/>	1492901	026322	Armlen Hemi hreg ve	



ARMLEN HØYRE



<input type="checkbox"/>	1491237	186603	Sidestøtte XLT hø kpl	
<input type="checkbox"/>	1512844	186154	Hjulskjerm XLT høy kpl hø	
<input type="checkbox"/>	1512846	186156	Hjulskjerm XLT lav kpl hø	
<input type="checkbox"/>	1435460	26313	Armlen Flip-Up Hreg langt polster hø	
<input type="checkbox"/>	1435488	026317	Armlen Flip-Up Hreg kort polster hø	
<input type="checkbox"/>	1435460	26313	Armlene hreg Rio kort hø	
<input type="checkbox"/>	1435486	26315	Armlen Spirea4 hreg Rio lang hø	
<input type="checkbox"/>	1492900	185381	Armlen Hemi hreg hø	

TILBEHØR**RYGGTILBEHØR**

<input type="checkbox"/>	1513037		Ryggkile par	
<input type="checkbox"/>	1552739		Sidestøtte swing away ve kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1552740		Sidestøtte swing away hø kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1530502	186607	Sidestøtte XLT multi reg m/feste ve	
<input type="checkbox"/>	1530501	186606	Sidestøtte XLT multi reg m/feste hø	



RAMME									
RAMMEFARGE							75	110	150
<input type="checkbox"/>	I512940		Anthracite Svart -0514					3	5
<input type="checkbox"/>	I512941		Perlegrå -0515					3	5
<input type="checkbox"/>	I512942		Blå -0507					3	5
<input type="checkbox"/>	I512943		Rød -0501					2	4
<input type="checkbox"/>	I512944		Orange -0518					2	4
<input type="checkbox"/>	I512945		Sanblåst Titan					2	4
SVINGHJUL									
<input type="checkbox"/>	I512239	I86262	Oppheng svinghjul XLT par aktiv dynamic					2	4
<input type="checkbox"/>	I512699	I86081	Gaffel 75/40 fast kpl anodized par	1				2	4
<input type="checkbox"/>	I512700	I86080	Gaffel 110/40 fast kpl anodized par	2				3	5
<input type="checkbox"/>	I512701		Gaffel 110/60 fast kpl anodized par	3				2	4
<input type="checkbox"/>	I512702	I86084	Gaffel 150/40 fast kpl anodized par	4				1	2
<input type="checkbox"/>	I512703	I86085	Gaffel 150/60 fast kpl anodized par	5				1	2
<input type="checkbox"/>	5750781	I86614	Svinghjul 180 x40 7" soft					1	2
<input type="checkbox"/>	5750782	I86615	Svinghjul 180x40 7" luft					2	4
<input type="checkbox"/>	5322006	I86613	Svinghjul 150x32 6" luft					1	2
<input type="checkbox"/>	5750806	I86618	Svinghjul 150X30 6" soft					1	2
<input type="checkbox"/>	1555797	I68815	Svinghjul 150X30 6" medium hard					1	2
<input type="checkbox"/>	5750734	I86612	Svinghjul 140x37 5,5" soft					2	4
<input type="checkbox"/>	I491228	I86611	Svinghjul 125 x27 5" mh					1	2
<input type="checkbox"/>	5750890	I86640	Svinghjul 100x27 4" mh					1	2
<input type="checkbox"/>	I512761	I86641	Svinghjul 75x24 " hard					1	2
DRIVHJUL									
<input type="checkbox"/>	I511869		Drivhjulsfeste akt akt XLT par						
<input type="checkbox"/>	I511930	I85849	Feste drivhjul XLT camber par						
<input type="checkbox"/>	I512236	I85850	Feste drivhjul XLT forlenget par						
<input type="checkbox"/>	I518685		Aksel XLT quick release 24"spinerger sett						
<input type="checkbox"/>	I497787	I85753	Drivhjul 24" XLT Spinerger bm-evo sd2l titan 12mm						
<input type="checkbox"/>	I508583	I85766	Drivhjul 25" XLT mønstret lav drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I508584	I85795	Drivhjul 26" XLT mønstret lav drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I532143	I85696	Drivhjul 24" sort marathon drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I532144	I85700	Drivhjul 24" sort marathon drivring rustfri						
<input type="checkbox"/>	I532183	I85699	Drivhjul 24" sort marathon drivring plastbelagt						
<input type="checkbox"/>	I532184	I85698	Drivhjul 24" sort marathon drivring foam						
<input type="checkbox"/>	I532185	I85697	Drivhjul 24" sort marathon drivring blackgrip						
<input type="checkbox"/>	I512822	I85755	Drivhjul 24" XLT Sporty sort marathon evo drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I483924	I85754	Drivhjul 24" XLT Sporty drivring alu						
DRIVHJUL									
<input type="checkbox"/>	I524023	I85562	Drivhjul 22" luft non marking drivring plastbelagt						
<input type="checkbox"/>	I523948	I85561	Drivhjul 22" luft non marking drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I523949	I85559	Drivhjul 22" luft mønstret drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I524024	I85560	Drivhjul 22" luft mønstret drivring plastbelagt						
<input type="checkbox"/>	I524021	I85563	Drivhjul 22" massivt drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I524027	I85564	Drivhjul 22" massivt drivring plastbelagt						
<input type="checkbox"/>	I524022	I85565	Drivhjul 22" punkteringsfri drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I524028	I85566	Drivhjul 22" punkteringsfri drivring plastbelagt						
<input type="checkbox"/>	I524029	I85682	Drivhjul 24" luft non marking drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I531538	I85683	Drivhjul 24" luft non marking drivring blackgrip						
<input type="checkbox"/>	I524163	I85684	Drivhjul 24" luft non marking drivring plastbelagt						
<input type="checkbox"/>	I530763	I85685	Drivhjul 24" luft non marking drivring rustfri						
<input type="checkbox"/>	I524030	I85677	Drivhjul 24" luft mønstret drivring alu						
<input type="checkbox"/>	I531563	I85678	Drivhjul 24" luft mønstret drivring blackgrip						
<input type="checkbox"/>	I531508	I85681	Drivhjul 24" luft mønstret drivring skumbelagt						
<input type="checkbox"/>	I524186	I85679	Drivhjul 24" luft mønstret drivring plastbelagt						

		
	SHr (cm)	
22"	38 - 39	Hjuls- kjem høy
24" + 25"	40 - 44	
26"	41 - 46	
22"	40 - 45	Hjuls- kjem lav
24" + 25"	45 - 48	
26"	47 - 49	

<input type="checkbox"/>	I530764	I85680	Drivhjul 24" luft mønstret drivring rustfri	
<input type="checkbox"/>	I524050		Drivhjul 24" massiv alu drivring	
<input type="checkbox"/>	I531564	I85687	Drivhjul 24" massivt drivring blackgrip	
<input type="checkbox"/>	I531531	I85690	Drivhjul 24" massivt drivring skumbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524188	I85688	Drivhjul 24" massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I530762	I85689	Drivhjul 24" massivt drivring rustfri	
<input type="checkbox"/>	I524150	I85691	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I531565	I85692	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring blackgrip	
<input type="checkbox"/>	I531532	I85695	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring skumbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524189	I85693	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I531129	I85694	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring rustfri	
DRIVHJUL, LEDSAGERBREMS				
<input type="checkbox"/>	I524337	I85570	Drivhjul 22" trommelbrems luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524289	I85569	Drivhjul 22" trommelbrems luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524290	I85567	Drivhjul 22" trommelbrems luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524361	I85568	Drivhjul 22" trommelbrems luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524291	I85571	Drivhjul 22" trommelbrems massivt drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524388	I85572	Drivhjul 22" trommelbrems massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524292	I85573	Drivhjul 22" trommelbrems punkteringsfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524435	I85574	Drivhjul 22" trommelbrems punkteringsfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524436	I85703	Drivhjul 24" trommelbrems luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524514	I85702	Drivhjul 24" trommelbrems luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524513	I85704	Drivhjul 24" trommelbrems luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524437	I85701	Drivhjul 24" trommelbrems luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524447	I85705	Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" alu 2010	
<input type="checkbox"/>	I531569		Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" blackgrip 2010	
<input type="checkbox"/>	I524515	I85706	Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" plast belagt drivr 2010	
<input type="checkbox"/>	I531536		Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" skum drivring 2010	
ENARMSDRIFT				
<input type="checkbox"/>	I512860	I85843	Enarmsdrift 24" luft kpl alu drivring XLT	35,5 38 40,5
<input type="checkbox"/>	I512863	I85846	Enarmsdrift 24" massive kpl alu drivring XLT	
<input type="checkbox"/>	I512861	I85844	Enarmsdrift 24" luft kpl alu drivring XLT	43 45,5 48
<input type="checkbox"/>	I512864	I85847	Enarmsdrift 24" massive kpl alu drivring XLT	
DRIVHJULSTILBEHØR				
EIKEBESKYTTER				
<input type="checkbox"/>	I5102800	27113	Eikebeskytter 22" frost kpl	
<input type="checkbox"/>	I5102807	27114	Eikebeskytter 24" frost kpl	
BREMSER				
<input type="checkbox"/>	I512662		Brems akt akt XLT std par	1
<input type="checkbox"/>	I512668	I85506	Brems XLT performance par	2
<input type="checkbox"/>	I512665	I85503	Brems XLT aktiv par	
<input type="checkbox"/>	I512669	I85505	Brems XLT enarm kpl ve	
<input type="checkbox"/>	I512670	I85504	Brems XLT enarm kpl hø	
LEDSAGERBREMS				
<input type="checkbox"/>	I536467		Ledsagerbrems par kpl uten drivhjul	
<input type="checkbox"/>	I536468		Ledsagerbrems Ve kpl uten drivhjul	
<input type="checkbox"/>	I536469		Ledsagerbrems Hø kpl uten drivhjul	
SIKKERHETSTILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	I551066	I38819	Belte	
<input type="checkbox"/>	I5203340	27108	Bremsespakforlenger kpl	
<input type="checkbox"/>	I5203340	27108	Bremsespakforlenger kpl	
<input type="checkbox"/>	I512715	I86648	Tippesikring XLT kpl ve	
<input type="checkbox"/>	I512716	I86647	Tippesikring XLT kpl hø	
<input type="checkbox"/>	I518488		Tippesikring akt XLT forlengbar	
<input type="checkbox"/>	I518488		Tippesikring akt XLT forlengbar	
<input type="checkbox"/>	I5104965	I86481	Refleks	



TILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	5206727	08676	Bord S inkl montsats	38 40,5
<input type="checkbox"/>	5206726	08677	Bord M inkl montsats	43 45,5
<input type="checkbox"/>	5206725	08678	Bord L inkl montsats	48 50,5
<input type="checkbox"/>	1415416		Lås for Bord	
<input type="checkbox"/>	5106390	9414	Krykkeholder	
<input type="checkbox"/>	5750729		Pumpe	
<input type="checkbox"/>	1493346		Tramperør	

Tilbehørsguide

Aktiv fastrammestol med avtakbar benstøtte

Invacare® XLT Swing

Max brukervekt = 135 Kg


Yes, you can.®
 Kryss av for alternativ

Vi tar forbehold om trykkfeil.

	Lev. art. nr.	HMS art. nr.	Beskrivelse	Kommentar:
TOPPNUMMER KOMPLETT STOL				
<input type="checkbox"/>	1539620	184966	Aktiv XLT Swing sb33 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539628	184967	Aktiv XLT Swing sb33 sd41-45 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539630	184968	Aktiv XLT Swing sb35,5 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539631	184969	Aktiv XLT Swing sb35,5 sd41-45 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539632	184970	Aktiv XLT Swing sb35,5 sd46-50 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539633	184971	Aktiv XLT Swing sb38 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539634	184972	Aktiv XLT Swing sb38 sd41-45 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539635	184973	Aktiv XLT Swing sb38 sd46-50 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539636	184974	Aktiv XLT Swing sb40,5 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539637	184975	Aktiv XLT Swing sb40,5 sd41-45 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539638	184976	Aktiv XLT Swing sb40,5 sd46-50 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539639	184977	Aktiv XLT Swing sb43 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539640	184978	Aktiv XLT Swing sb43 sd41-45 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539641	184979	Aktiv XLT Swing sb43 sd46-50 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539642	184980	Aktiv XLT Swing sb45,5 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539643	184981	Aktiv XLT Swing sb45,5 sd41-45 sh45 43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539644	184982	Aktiv XLT Swing sb45,5 sd46-50 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539645	184983	Aktiv XLT Swing sb48 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539646	184984	Aktiv XLT Swing sb48 sd41-45 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539647	184985	Aktiv XLT Swing sb48 sd46-50 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539648	184986	Aktiv XLT Swing sb50,5 sd36-40 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539649	184987	Aktiv XLT Swing sb50,5 sd41-45 sh43-47 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539650	184988	Aktiv XLT Swing sb50,5 sd46-50 sh43-47 rygg vreg	
RYGG				
RYGG IKKE HØYDEJUSTERBAR				
<input type="checkbox"/>	1518650	186507	Rygg SB 33/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1518651	186508	Rygg SB 33/ RH 25 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1518652	186509	Rygg SB 33/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1518653	186511	Rygg SB 33/ RH 35 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508716	186532	Rygg SB 35.5/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508717	186533	Rygg SB 35.5/ RH 25 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508718	186534	Rygg SB 35.5/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508719	186535	Rygg SB 35.5/ RH 35 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508720	186536	Rygg SB 38/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508721	186537	Rygg SB 38/ RH 25 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508722	186538	Rygg SB 38/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508723	186559	Rygg SB 38/ RH 35 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508724	186539	Rygg SB 40.5/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508725	186540	Rygg SB 40.5/ RH 25 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508726	186541	Rygg SB 40.5/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508727	186542	Rygg SB 40.5/ RH 35 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508728	186543	Rygg SB 43/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508729	186544	Rygg SB 43/ RH 25 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508730	186545	Rygg SB 43/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508731	186546	Rygg SB 43/ RH 35 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508732	186547	Rygg SB 45.5/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508733	186548	Rygg SB 45.5/ RH 25 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508734	186549	Rygg SB 45.5/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508735	186550	Rygg SB 45.5/ RH 35 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508736	186551	Rygg SB 48/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1508737	186552	Rygg SB 48/ RH 25 fast kpl XLT	



Svinghjul : Setehøyde foran

3"	: 38-48 cm
4"	: 41-49 cm
5"	: 43-51 cm
5,5"	: 44-51 cm
6"	: 45-52 cm
7"	: 48-52 cm

Drivhjul : Setehøyde bak

22"	: 38-44 cm
24"	: 40-47 cm
25"	: 40-47 cm
26"	: 41-47 cm

Rygg høyde	
Fast	Høyde justerbar
20 cm	30 - 32 cm (2 cm steps)
25 cm	35 - 39 cm (2 cm steps)
30 cm	40 - 44 cm (2 cm steps)
35 cm	44 - 49 cm (2 cm steps)



<input type="checkbox"/>	I508738	I86553	Rygg SB 48/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508739	I86554	Rygg SB 48/ RH 35 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508740	I86555	Rygg SB 50.5/ RH 20 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508741	I86556	Rygg SB 50.5/ RH 25 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508742	I86557	Rygg SB 50.5/ RH 30 fast kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508743	I86558	Rygg SB 50.5/ RH 35 fast kpl XLT	
RYGG HØYDEJUSTERBAR				
<input type="checkbox"/>	I518654	I86510	Rygg SB 33/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I518655	I86512	Rygg SB 33/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I518656	I86513	Rygg SB 33/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I518657	I86514	Rygg SB 33/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508744	I86515	Rygg SB 35-39.5/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508745		Rygg SB 35-39.5/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508746	I86517	Rygg SB 35-39.5/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508747		Rygg SB 35-39.5/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508748	I86518	Rygg SB 38/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508749		Rygg SB 38/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I508750	I86520	Rygg SB 38/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511055	I86491	Rygg SB 38/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511056	I86492	Rygg SB 40-44.5/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511057		Rygg SB 40-44.5/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511086	I86493	Rygg SB 40-44.5/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511119	I86494	Rygg SB 40-44.5/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511350	I86495	Rygg SB 43/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511351		Rygg SB 43/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511352	I86496	Rygg SB 43/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511353	I86497	Rygg SB 43/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511354	I86498	Rygg SB 44-49.5/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511392		Rygg SB 44-49.5/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511393	I86499	Rygg SB 44-49.5/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511394	I86500	Rygg SB 44-49.5/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511410	I86501	Rygg SB 48/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511411		Rygg SB 48/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511412	I86502	Rygg SB 48/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511413	I86503	Rygg SB 48/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511415	I86504	Rygg SB 50.5/ RH 30-32 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511416		Rygg SB 50.5/ RH 35-39 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511424	I86505	Rygg SB 50.5/ RH 40-44 Høydejusterbar kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I511425	I86506	Rygg SB 50.5/ RH 44-49 Høydejusterbar kpl XLT	
RYGGSTØTTE MED INNSVING (annen høyde kan fås som spesial)				
<input type="checkbox"/>	I516333	I86516	Rygg innsvinget XLT 35,5/35	
<input type="checkbox"/>	I516334	I86519	Rygg innsvinget XLT 38/35	
<input type="checkbox"/>	I516335	I86521	Rygg innsvinget XLT 40,5/35	
<input type="checkbox"/>	I516336	I86522	Rygg innsvinget XLT 43/35	
<input type="checkbox"/>	I516337	I86523	Rygg innsvinget XLT 45,5/35	
<input type="checkbox"/>	I516338	I86524	Rygg innsvinget XLT 48/35	
<input type="checkbox"/>	I516339	I86525	Rygg innsvinget XLT 50,5/35	
RYGGOVERDRAG				
<input type="checkbox"/>	I518668		Ryggoverdrag 33/30 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I518669		Ryggoverdrag 33/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I518670		Ryggoverdrag 33/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512549	I86693	Ryggoverdrag 35.5/30 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512562		Ryggoverdrag 35.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512563	I86695	Ryggoverdrag 35.5/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512593	I86698	Ryggoverdrag 38/30 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512604		Ryggoverdrag 38/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512605	I86700	Ryggoverdrag 38/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512606	I86703	Ryggoverdrag 40.5/30 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512628		Ryggoverdrag 40.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512629	I86705	Ryggoverdrag 40.5/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512630	I86708	Ryggoverdrag 43/30 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512631		Ryggoverdrag 43/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512632	I86710	Ryggoverdrag 43/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I512633	I86713	Ryggoverdrag 45.5/30 kpl XLT	



<input type="checkbox"/>	1512634		Ryggoverdrag 45.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512653	186715	Ryggoverdrag 45.5/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512654	186718	Ryggoverdrag 48/30 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512655		Ryggoverdrag 48/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512656	186720	Ryggoverdrag 48/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512657	186723	Ryggoverdrag 50.5/30 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512658		Ryggoverdrag 50.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512659	186725	Ryggoverdrag 50.5/50 kpl XLT	
RYGGOVERDRAG INNSVINGET				
<input type="checkbox"/>	1517360	186694	Ryggoverdrag innsvinget 35,5/35 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1517361	186699	Ryggoverdrag innsvinget 358/35 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1517362	186704	Ryggoverdrag innsvinget 40,5/35 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1517363	186709	Ryggoverdrag innsvinget 43/35 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1517364	186714	Ryggoverdrag innsvinget 45,5/35 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1517365	186719	Ryggoverdrag innsvinget 48/35 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1517366	186724	Ryggoverdrag innsvinget 50,5/35 kpl XLT	
KJØRHÅNDTAK				
<input type="checkbox"/>	1511455		Kjørehåndtak fast kpl par XLT	
<input type="checkbox"/>	1511472	186223	Kjørehåndtak fellbare kpl par XLT	
<input type="checkbox"/>	1512795	186220	Kjørehåndtak korte Bakenforliggende H/S par XLT	
<input type="checkbox"/>	1512797	186222	Kjørehåndtak lange Bakenforliggende H/S par XLT	
RYGGSTØTTE TILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	1530539	186206	Kjørehåndtak sb35,5 feste nakkestøtte	
<input type="checkbox"/>	1435750		Kjørehåndtaksbøyle sb38 kpl u nakke hodest	
<input type="checkbox"/>	1483920	186207	Kjørehåndtak sb40,5 feste nakkestøtte	
<input type="checkbox"/>	1435751		Kjørehåndtaksbøyle sb43 nakke hodestøtte kpl	
<input type="checkbox"/>	1483921	186208	Kjørehåndtak sb45,5 feste nakkestøtte	
<input type="checkbox"/>	1435752		Kjørehåndtaksbøyle sb48 nakke hodestøtte kpl	
<input type="checkbox"/>	1446559	29462	Hodestøtte multi kpl sideforflytning tr26	
<input type="checkbox"/>	1508848	186161	Hodestøtte std svart dartex kpl	
<input type="checkbox"/>	1446560	29463	Hode/kinnstøtte kpl sideforflytning tr26	
SETE				
SETETYPE				
<input type="checkbox"/>	1518674		Setetrekk 33/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1518675		Setetrekk 33/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512243		Setetrekk 35.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512498		Setetrekk 35.5/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512505		Setetrekk 35.5/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512244		Setetrekk 38/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512499		Setetrekk 38/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512506		Setetrekk 38/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512301		Setetrekk 40.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512500		Setetrekk 40.5/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512507		Setetrekk 40.5/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512389		Setetrekk 43/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512501		Setetrekk 43/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512529		Setetrekk 43/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512393		Setetrekk 45.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512502		Setetrekk 45.5/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512530		Setetrekk 45.5/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512496		Setetrekk 48/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512503		Setetrekk 48/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512547		Setetrekk 48/50 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512497		Setetrekk 50.5/40 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512504		Setetrekk 50.5/45 kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	1512548		Setetrekk 50.5/50 kpl XLT	
SETEPUTE				
<input type="checkbox"/>	5226506-TR18	186407	Setepute 34/40 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5226507-TR18	186408	Setepute 34/45 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104317-TR18	9386	Setepute 38/40 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104319-TR18	9387	Setepute 38/45 Jemima	



<input type="checkbox"/>	1495830	186414	Setepute 38/50 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5103179-TRI8	9389	Setepute 41/40 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104259-TRI8	9390	Setepute 41/45 Jemima	
<input type="checkbox"/>	1495831	186421	Setepute 41/50 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104262-TRI8	9392	Setepute 43/40 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104264-TRI8	9393	Setepute 43/45 Jemima	
<input type="checkbox"/>	1495832	186424	Setepute 43/50 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5103180-TRI8	9395	Setepute 46/40 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104266-TRI8	9396	Setepute 46/45 Jemima	
<input type="checkbox"/>	1495833	186431	Setepute 46/50 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5226509-TRI8	12241	Setepute 48/40 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5226510-TRI8	12242	Setepute 48/45 Jemima	
<input type="checkbox"/>	1495834	186436	Setepute 48/50 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104269-TRI8	186437	Setepute 50/40 Jemima	
<input type="checkbox"/>	5104271-TRI8	9399	Setepute 50/45 Jemima	
<input type="checkbox"/>	1495835	186441	Setepute 50/50 Jemima	
BENSTØTTE/ FOTSTØTTE				
BENSTØTTE OVERDEL VINKELREGULERBAR				
<input type="checkbox"/>	1508945	026342	Benstøtteoverdel vs kpl Ve	
<input type="checkbox"/>	1508948	026341	Benstøtteoverdel vs kpl Hø	
BENSTØTTEOVERDEL FAST PASSER BÅDE HØYRE OG VENSTRE				
<input type="checkbox"/>	1493055-0509		Benstøtteoverdel vinkel fast 80 gr Alu 2003 Svart	
<input type="checkbox"/>	1493055-0501		Benstøtteoverdel vinkel fast 80 gr Alu 2003 Rød	
<input type="checkbox"/>	1493055-0507		Benstøtteoverdel vinkel fast 80 gr Alu 2003 Blå	
<input type="checkbox"/>	1493055-0514		Benstøtteoverdel vinkel fast 80 gr Alu 2003 Antracite Svart	
<input type="checkbox"/>	1493055-0515		Benstøtteoverdel vinkel fast 80 gr Alu 2003 Perle grå	
<input type="checkbox"/>	1493055-0518		Benstøtteoverdel vinkel fast 80 gr Alu 2003 Orange	
<input type="checkbox"/>	1493056-0509		Benstøtteoverdel vinkel fast 90 gr Alu 2003 svart	
<input type="checkbox"/>	1493056-0501		Benstøtteoverdel vinkel fast 90 gr Alu 2003 Rød	
<input type="checkbox"/>	1493056-0507		Benstøtteoverdel vinkel fast 90 gr Alu 2003 Blå	
<input type="checkbox"/>	1493056-0514	185465	Benstøtteoverdel vinkel fast 90 gr Alu 2003 Antracite Svart	
<input type="checkbox"/>	1493056-0515		Benstøtteoverdel vinkel fast 90 gr Alu 2003 Perle grå	
<input type="checkbox"/>	1493056-0518		Benstøtteoverdel vinkel fast 90 gr Alu 2003 Orange	
<input type="checkbox"/>	1518617		Leggstøtte kpl 38	38
<input type="checkbox"/>	1518531		Leggstøtte 16 cm kpl	40,5 43
<input type="checkbox"/>	1518533		Leggstøtte 22 cm kpl	45,5 48 50,5
FOTPLATE MED INNERRØR VENSTRE				
<input type="checkbox"/>	1485430		Fotplate med innerrør kpl 12 vinkel- og dybdejusterbar kort ve Alu 2003	35,5
<input type="checkbox"/>	1429159	26343	Fotplate med innerrør kpl 14 vinkel- og dybdejusterbar kort ve Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	1429163	26347	Fotplate med innerrør kpl 17 vinkel- og dybdejusterbar kort ve Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	1429165	26349	Fotplate med innerrør kpl 18 vinkel- og dybdejusterbar kort ve Alu 2003	48
<input type="checkbox"/>	1429167	26351	Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel- og dybdejusterbar kort ve Alu 2003	50,5
<input type="checkbox"/>	1446130		Fotplate med innerrør kpl 11 vinkel- og dybdejusterbar kort 90 ve Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	1446132		Fotplate med innerrør kpl 13 vinkel- og dybdejusterbar kort 90 ve Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	1446134		Fotplate med innerrør kpl 16 vinkel- og dybdejusterbar kort 90 ve Alu 2003	48 50,5
<input type="checkbox"/>	1485428		Fotplate med innerrør kpl 12 vinkel- og dybdejusterbar lang ve Alu 2003	35,5
<input type="checkbox"/>	1429171	137488	Fotplate med innerrør kpl 14 vinkel- og dybdejusterbar lang ve Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	1429175	26356	Fotplate med innerrør kpl 17 vinkel- og dybdejusterbar lang ve Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	1429179	26360	Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel- og dybdejusterbar lang ve Alu 2003	48
<input type="checkbox"/>	1429181	26362	Fotplate med innerrør kpl 20 vinkel- og dybdejusterbar lang ve Alu 2003	50,5
<input type="checkbox"/>	1446136		Fotplate med innerrør kpl 11 vinkel- og dybdejusterbar lang 90 ve Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	1446138		Fotplate med innerrør kpl 13 vinkel- og dybdejusterbar lang 90 ve Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	1446140		Fotplate med innerrør kpl 16 vinkel- og dybdejusterbar lang 90 ve Alu 2003	48 50,5
<input type="checkbox"/>	1428357		Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel fast kort ve Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	1428361		Fotplate med innerrør kpl 21 vinkel fast kort ve Alu 2003	43 45,5





<input type="checkbox"/>	I428365		Fotplate med innerrør kpl 24 vinkel fast kort ve Alu 2003	48 50,5
<input type="checkbox"/>	I428359		Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel fast lang ve Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	I428363		Fotplate med innerrør kpl 21 vinkel fast lang ve Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	I428367		Fotplate med innerrør kpl 24 vinkel fast lang ve Alu 2003	48 50,5
FOTPLATE MED INNERRØR HØYRE				
<input type="checkbox"/>	I485524		Fotplate med innerrør kpl 12 vinkel- og dybdejusterbar kort hø Alu 2003	35,5
<input type="checkbox"/>	I429160	26344	Fotplate med innerrør kpl 14 vinkel- og dybdejusterbar kort hø Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	I429164	26348	Fotplate med innerrør kpl 17 vinkel- og dybdejusterbar kort hø Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	I429166	26350	Fotplate med innerrør kpl 18 vinkel- og dybdejusterbar kort hø Alu 2003	48
<input type="checkbox"/>	I429168	26490	Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel- og dybdejusterbar kort hø Alu 2003	50,5
<input type="checkbox"/>	I446131		Fotplate med innerrør kpl 11 vinkel- og dybdejusterbar kort 90 hø Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	I446133		Fotplate med innerrør kpl 13 vinkel- og dybdejusterbar kort 90 hø Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	I446135		Fotplate med innerrør kpl 16 vinkel- og dybdejusterbar kort 90 hø Alu 2003	48 50,5
<input type="checkbox"/>	I485429		Fotplate med innerrør kpl 12 vinkel- og dybdejusterbar lang hø Alu 2003	35,5
<input type="checkbox"/>	I429172	137487	Fotplate med innerrør kpl 14 vinkel- og dybdejusterbar lang hø Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	I429176	26357	Fotplate med innerrør kpl 17 vinkel- og dybdejusterbar lang hø Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	I429180	26361	Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel- og dybdejusterbar lang hø Alu 2003	48
<input type="checkbox"/>	I429182	26363	Fotplate med innerrør kpl 20 vinkel- og dybdejusterbar lang hø Alu 2003	50,5
<input type="checkbox"/>	I446137		Fotplate med innerrør kpl 11 vinkel- og dybdejusterbar lang 90 hø Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	I446139		Fotplate med innerrør kpl 13 vinkel- og dybdejusterbar lang 90 hø Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	I446141		Fotplate med innerrør kpl 16 vinkel- og dybdejusterbar lang 90 hø Alu 2003	48 50,5
<input type="checkbox"/>	I428358		Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel fast kort hø Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	I428362		Fotplate med innerrør kpl 21 vinkel fast kort hø Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	I428366		Fotplate med innerrør kpl 24 vinkel fast kort hø Alu 2003	48 50,5
<input type="checkbox"/>	I428360		Fotplate med innerrør kpl 19 vinkel fast lang hø Alu 2003	38 40,5
<input type="checkbox"/>	I428364		Fotplate med innerrør kpl 21 vinkel fast lang hø Alu 2003	43 45,5
<input type="checkbox"/>	I428368		Fotplate med innerrør kpl 24 vinkel fast lang hø Alu 2003	48 50,5
FOTPLATE MED INNERRØR HELT				
<input type="checkbox"/>	I496945		Fotplate med innerrør helt 38 kpl Vreg & Dreg kort 80 gr	38
<input type="checkbox"/>	I496946		Fotplate med innerrør helt 40,5 kpl Vreg & Dreg kort 80 gr	40,5
<input type="checkbox"/>	I496947		Fotplate med innerrør helt 43 kpl Vreg & Dreg kort 80 gr	43
<input type="checkbox"/>	I496948		Fotplate med innerrør helt 45,5 kpl Vreg & Dreg kort 80 gr	45,5
<input type="checkbox"/>	I496949		Fotplate med innerrør helt 48 kpl Vreg & Dreg kort 80 gr	48
<input type="checkbox"/>	I496953		Fotplate med innerrør helt 50,5 kpl Vreg & Dreg kort 80 gr	50,5
<input type="checkbox"/>	I496954		Fotplate med innerrør helt 38 kpl Vreg & Dreg lang 80 gr	38
<input type="checkbox"/>	I496955		Fotplate med innerrør helt 40,5 kpl Vreg & Dreg lang 80 gr	40,5
<input type="checkbox"/>	I466982		Fotplate med innerrør helt 43 kpl Vreg & Dreg lang 80 gr	43
<input type="checkbox"/>	I497004		Fotplate med innerrør helt 45,5 kpl Vreg & Dreg lang 80 gr	45,5
<input type="checkbox"/>	I497005		Fotplate med innerrør helt 48 kpl Vreg & Dreg lang 80 gr	48
<input type="checkbox"/>	I497006		Fotplate med innerrør helt 50,5 kpl Vreg & Dreg lang 80 gr	50,5
<input type="checkbox"/>	I491247	185994	Fotplate med innerrør helt 38 kpl Vreg kort 90 gr	38
<input type="checkbox"/>	I491248	185996	Fotplate med innerrør helt 40,5 kpl Vreg kort 90 gr	40,5
<input type="checkbox"/>	I493267	185993	Fotplate med innerrør helt 43 kpl Vreg kort 90 gr	43
<input type="checkbox"/>	I493268	186000	Fotplate med innerrør helt 45,5 kpl Vreg kort 90 gr	45,5
<input type="checkbox"/>	I493269	186001	Fotplate med innerrør helt 48 kpl Vreg kort 90 gr	48
<input type="checkbox"/>	I493270	186004	Fotplate med innerrør helt 50,5 kpl Vreg kort 90 gr	50,5
<input type="checkbox"/>	I493349	185995	Fotplate med innerrør helt 38 kpl Vreg lang 90 gr	38
<input type="checkbox"/>	I493350	185997	Fotplate med innerrør helt 40,5 kpl Vreg lang 90 gr	40,5
<input type="checkbox"/>	I493351	185999	Fotplate med innerrør helt 43 kpl Vreg lang 90 gr	43
<input type="checkbox"/>	I493358	186074	Fotplate med innerrør helt 45,5 kpl Vreg lang 90 gr	45,5
<input type="checkbox"/>	I493359	186002	Fotplate med innerrør helt 48 kpl Vreg lang 90 gr	48
<input type="checkbox"/>	I493377	186003	Fotplate med innerrør helt 50,5 kpl Vreg lang 90 gr	50,5





ARMLLEN				
ARMLLEN VENSTRE				
<input type="checkbox"/>	I491238	I86609	Klesbeskytter ve kpl	
<input type="checkbox"/>	I512845	I86155	Hjulbeskytter høy kpl ve	
<input type="checkbox"/>	I512847	I86157	Hjulbeskytter lav kpl ve	
<input type="checkbox"/>	I435459	026320	Armlen Flip-Up H/S kort pute ve	
<input type="checkbox"/>	I435489	026318	Armlen Flip-Up H/S lang pute ve	
<input type="checkbox"/>	I435461	26314	Armlen H/S Rio kort ve	
<input type="checkbox"/>	I435487	26316	Armlen H/S Rio langt ve	
<input type="checkbox"/>	I492901	026322	Armlen Hemi ve, kpl vridbart	
ARMLLEN HØYRE				
<input type="checkbox"/>	I491237	I86603	Klesbeskytter hø kpl	
<input type="checkbox"/>	I512844	I86154	Hjulbeskytter høg kpl hø	
<input type="checkbox"/>	I512846	I86156	Hjulbeskytter lav kpl hø	
<input type="checkbox"/>	I435458	026319	Armlen Flip-Up H/S kort pute hø	
<input type="checkbox"/>	I435488	026317	Armlen Flip-Up H/S lang pute hø	
<input type="checkbox"/>	I435460	26313	Armlen H/S Rio kort hø	
<input type="checkbox"/>	I435486	26315	Armlen H/S Rio langt hø	
<input type="checkbox"/>	I492900	I85381	Armlen Hemi hø, kpl vridbart	
TILBEHØR				
RYGGTILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	I513037		Ryggkile par	
<input type="checkbox"/>	I552739		Sidestøtte ve kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I552740		Sidestøtte hø kpl XLT	
<input type="checkbox"/>	I530502	I86607	Sidestøtte multi ve inkl feste XLT	
<input type="checkbox"/>	I530501	I86606	Sidestøtte multi hø inkl feste XLT	
BENSTØTTE ALTERNATIV				
<input type="checkbox"/>	I429192-0509	I36715	Benstøtte amputasjon KPL 38-43 cm ve ALU 2003	38 40,5 43
<input type="checkbox"/>	I429211-0509	I36716	Benstøtte amputasjon KPL 45-48 cm ve ALU 2003	45,5 48 50,5
<input type="checkbox"/>	I429191-0509	I36705	Benstøtte amputasjon KPL 38 43 cm hø ALU 2003	38 40,5 43
<input type="checkbox"/>	I429212-0509	I36714	Benstøtte amputasjon KPL 45-48 cm hø ALU 2003	45,5 48 50,5
<input type="checkbox"/>	5321579	I43280	Helkappe 40-50 kpl par	
<input type="checkbox"/>	I429214	I86237	Leggbånd til Alu2003	
RAMME				
RAMMEFARGE				
<input type="checkbox"/>	I512940		Anthracite Svart -0514	
<input type="checkbox"/>	I512941		Perlegrå -0515	
<input type="checkbox"/>	I512942		Blå -0507	
<input type="checkbox"/>	I512943		Rød -0501	
<input type="checkbox"/>	I512944		Orange -0518	
SVINGHJUL				
<input type="checkbox"/>	I512242	I86261	Svinghjulsoppheng par kpl Swing XLT	
<input type="checkbox"/>	I512699	I86081	Gaffel 75/40 fast kpl anodized par	1
<input type="checkbox"/>	I512700	I86080	Gaffel 110/40 fast kpl anodized par	2
<input type="checkbox"/>	I512701		Gaffel 110/60 fast kpl anodized par	3
<input type="checkbox"/>	I512702	I86084	Gaffel 150/40 fast kpl anodized par	4
<input type="checkbox"/>	I512703	I86085	Gaffel 150/60 fast kpl anodized par	5
<input type="checkbox"/>	5750781	I86614	Svinghjul 180 x40 7" soft	
<input type="checkbox"/>	5750782	I86615	Svinghjul 180x40 7" luft	
<input type="checkbox"/>	5322006	I86613	Svinghjul 150x32 6" luft	
<input type="checkbox"/>	5750806	I86618	Svinghjul 150X30 6" soft	
<input type="checkbox"/>	1555797	I68815	Svinghjul 150X30 6" medium hard	
<input type="checkbox"/>	5750734	I86612	Svinghjul 140x37 5,5" soft	
<input type="checkbox"/>	I491228	I86611	Svinghjul 125 x27 5" mh	
<input type="checkbox"/>	5750890	I86640	Svinghjul 100x27 4" mh	
<input type="checkbox"/>	I512761	I86641	Svinghjul 75x24 " hard	
DRIVHJUL				
<input type="checkbox"/>	I511869		Drivhjulsfeste par XLT	



		
	SHr (cm)	
22"	38 - 39	Hjuls- kjerm høy
24" + 25"	40 - 44	
26"	41 - 46	
22"	40 - 45	Hjuls- kjerm lav
24" + 25"	45 - 48	
26"	47 - 49	



				
		75	110	150
180x40 (7") soft		3	5	
180x40 (7") pneu		3	5	
150x32 (6") pneu		2	4	
150x30 (6") soft		2	4	
150x27 (6") mh		2	4	
140x37 (5,5") soft		3	5	
125x27 (5") mh		2	4	
100x27 (4") mh	1	2	4	
100x24 (3") h	1	2	4	

<input type="checkbox"/>	I511930	I85849	Feste drivhjul XLT camber par	
<input type="checkbox"/>	I512236	I85850	Feste drivhjul XLT forlenget par	
<input type="checkbox"/>	I518685		Aksel akt akt XLT qr 24"spinergy sett	
<input type="checkbox"/>	I497787	I85753	Drivhjul 24" XLT Spinergy bm-evo sd2l titan I2mm	
<input type="checkbox"/>	I508583	I85766	Drivhjul 25" XLT mønstret lav drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I508584	I85795	Drivhjul 26" XLT mønstret lav drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I532143	I85696	Drivhjul 24" sort marathon drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I532144	I85700	Drivhjul 24" sort marathon drivring rustfri	
<input type="checkbox"/>	I532183	I85699	Drivhjul 24" sort marathon drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I532184	I85698	Drivhjul 24" sort marathon drivring foam	
<input type="checkbox"/>	I532185	I85697	Drivhjul 24" sort marathon drivring blackgrip	
<input type="checkbox"/>	I483924	I85754	Drivhjul 24" XLT Sporty drivring alu	
DRIVHJUL				
<input type="checkbox"/>	I524023	I85562	Drivhjul 22" luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I523948	I85561	Drivhjul 22" luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I523949	I85559	Drivhjul 22" luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524024	I85560	Drivhjul 22" luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524021	I85563	Drivhjul 22" massivt drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524027	I85564	Drivhjul 22" massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524022	I85565	Drivhjul 22" punkteringsfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524028	I85566	Drivhjul 22" punkteringsfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524029	I85682	Drivhjul 24" luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I531538	I85683	Drivhjul 24" luft non marking drivring blackgrip	
<input type="checkbox"/>	I524163	I85684	Drivhjul 24" luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I530763	I85685	Drivhjul 24" luft non marking drivring rustfri	
<input type="checkbox"/>	I524030	I85677	Drivhjul 24" luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I531563	I85678	Drivhjul 24" luft mønstret drivring blackgrip	
<input type="checkbox"/>	I531508	I85681	Drivhjul 24" luft mønstret drivring skumbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524186	I85679	Drivhjul 24" luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I530764	I85680	Drivhjul 24" luft mønstret drivring rustfri	
<input type="checkbox"/>	I524050		Drivhjul 24" massiv alu drivring	
<input type="checkbox"/>	I531564	I85687	Drivhjul 24" massivt drivring blackgrip	
<input type="checkbox"/>	I531531	I85690	Drivhjul 24" massivt drivring skumbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524188	I85688	Drivhjul 24" massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I530762	I85689	Drivhjul 24" massivt drivring rustfri	
<input type="checkbox"/>	I524150	I85691	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I531565	I85692	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring blackgrip	
<input type="checkbox"/>	I531532	I85695	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring skumbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524189	I85693	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I531129	I85694	Drivhjul 24" punkteringsfri drivring rustfri	
DRIVHJUL, LEDSAGERBREMS				
<input type="checkbox"/>	I524337	I85570	Drivhjul 22" trommelbrems luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524289	I85569	Drivhjul 22" trommelbrems luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524290	I85567	Drivhjul 22" trommelbrems luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524361	I85568	Drivhjul 22" trommelbrems luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524291	I85571	Drivhjul 22" trommelbrems massivt drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524388	I85572	Drivhjul 22" trommelbrems massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524292	I85573	Drivhjul 22" trommelbrems pfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524435	I85574	Drivhjul 22" trommelbrems pfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524436	I85703	Drivhjul 24" trommelbrems luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524514	I85702	Drivhjul 24" trommelbrems luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524513	I85704	Drivhjul 24" trommelbrems luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	I524437	I85701	Drivhjul 24" trommelbrems luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	I524447	I85705	Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" alu 2010	
<input type="checkbox"/>	I531569		Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" blackgrip 2010	
<input type="checkbox"/>	I524515	I85706	Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" plast belagt drivr 2010	

<input type="checkbox"/>	I531536		Drivhjul 24" trommelbrems mass/21" skum drivring 2010	
ENARMSDRIFT				
<input type="checkbox"/>	I512860	I85843	Enarmsdrift 24" luft kpl alu drivring	35,5 38 40,5
<input type="checkbox"/>	I512863	I85846	Enarmsdrift 24" massive kpl alu drivring	
<input type="checkbox"/>	I512861	I85844	Enarmsdrift 24" luft kpl alu drivring	43 45,5 48
<input type="checkbox"/>	I512864	I85847	Enarmsdrift 24" massive kpl alu drivring	43 45,5 48 50,5
DRIVHJULS TILBEHØR				
EIKEBESKYTTER				
<input type="checkbox"/>	5102800	27113	Eikebeskytter 22" frost kpl	
<input type="checkbox"/>	5102807	27114	Eikebeskytter 24" frost kpl	
BREMSER				
<input type="checkbox"/>	I512662		Brems Standard par	
<input type="checkbox"/>	I512665	I85503	Brems Active par	
<input type="checkbox"/>	I512668	I85506	Brems performance par	
<input type="checkbox"/>	I512669	I85505	Brems Enarm ve kpl	
<input type="checkbox"/>	I512670	I85504	Brems Enarm hø kpl	
LEDSAGERBREMS				
<input type="checkbox"/>	I536467		Ledsagerbrems par kpl uten drivhjul	
<input type="checkbox"/>	I536468		Ledsagerbrems Ve kpl uten drivhjul	
<input type="checkbox"/>	I536469		Ledsagerbrems Hø kpl uten drivhjul	
SIKKERHETSTILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	I551066	I38819	Belte	
<input type="checkbox"/>	5203340	27108	Bremsespaksforlenger kpl ve	
<input type="checkbox"/>	5203340	27108	Bremsespaksforlenger kpl hø	
<input type="checkbox"/>	I512715	I86648	Tippesikring Swing Away ve kpl	
<input type="checkbox"/>	I512716	I86647	Tippesikring Swing Away hø kpl	
<input type="checkbox"/>	5104965	I86481	Refleks	
TILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	5206727	08676	Bord S inkl montsats	38 40,5
<input type="checkbox"/>	5206726	08677	Bord M inkl montsats	43 45,5
<input type="checkbox"/>	5206725	08678	Bord L inkl montsats	48 50,5
<input type="checkbox"/>	I415416		Lås for Bord	
<input type="checkbox"/>	5106390	9414	Krykkeholder	
<input type="checkbox"/>	5750729		Pumpe	
<input type="checkbox"/>	I493346		Tramperør	



Notater

Ruled area for taking notes, consisting of horizontal lines.



"The ideal match for
my active lifestyle"

Sarah Williams

Passer perfekt til din aktive livsstil


Invacare **MyOn^{HC}** er designet for aktive brukere. Den har god ytelse og patentert foldemekanisme for enkel håndtering og lagring. **MyOn^{HC}** har lav vekt, som gjør den enkel og praktisk å transportere i bil.

MyOn^{HC} tilbyr:

- Patentert foldemekanisme
- Stivheten til en fastrammestol
- Trinnløse justeringsmuligheter
- Svært konfigurierbar

* Prisforhandlet:

- Post 4: Aktiv rullestol med sammenleggbare ramme og avtakbare benstøtter



reddot award 2015
winner



Yes, you can.®



Patentert foldemekanisme



- Stolens innovative design og unike foldemekanisme reduserer stolens størrelse betydelig ved sammenlegging. Ryggen kan også felles ned, noe som gjør stolen svært kompakt.
- **MyOn^{HC}** foldes enkelt sammen, og er dermed svært enkel å transportere eller oppbevare.



Stivheten til en fastrammestol



- Den patenterte H-formede horisontale foldemekanismen gjør **MyOn^{HC}** svært stabil sammenlignet med andre foldbare rullestoler på markedet.
- Foldemekanismen låser seg selv og gjør MyOn helt stiv, noe som gir svært gode kjøreegenskaper.



Juster ryggen mens brukeren sitter i stolen

- Det patenterte ryggsystemet kan innstilles til den ønskede ryggvinkel, mens brukeren sitter i stolen.
- Den trinnløse justeringen gjør det raskt og enkelt å tilpasse ryggen perfekt til brukerens behov.
- En innebygget skala sikrer en nøyaktig justering av ryggen.



Gjør det personlig

- Velg mellom et bredt spekter av rammefarger og kontrastfarger for å gi stolen et personlig preg
- **MyOn** har et stort utvalg av tilbehør og egenskaper som gjør den svært velegnet for brukere med ulike behov.
- **MyOn** er kompatibel med **alber** drivaggregat og ryggsystemet **Invacare Matrix**.



Prisvinner

- **MyOn** har allerede vunnet priser for både design og funksjonalitet. Blant annet Red Dot Award for produktdesign.
- Red Dot Awards er ikke bare den største produktkonkurransen i verden, men også den mest prestisjetunge designprisen.



reddot award 2015
winner



JUSTERINGSMULIGHETER



①



②



③

BENSTØTTER



④



⑤



⑥

TILBEHØR



⑦



⑧



⑨

JUSTERINGSMULIGHETER

① Justerbar setedybde

Setet kan justeres trinnløst i dybden og seteflaten kan justeres med velcrostropper, noe som gir god vektfordeling.

② Balansepunkt

Drivhjulet kan justeres fram og tilbake 10 cm, noe som sikrer et optimalt balansepunkt og optimale kjøreegenskaper.

③ Cambring

Standard cambring av drivhjulet er 0-2°, men kan enkelt økes til 3° eller 4° om det er behov for mer retingsstabilitet.

BENSTØTTER

④ Swing-away benstøtter

Lar benstøtten svinge enten utover eller inn under stolen.

⑥ Øvrige benstøtter

Velg mellom 70, 80 eller 90° benstøtte, vinkelregulerbar benstøtte, eller amputasjonsstøtte.

TILBEHØR

⑦ Ryggtrekk

Inkluderer en ryggglomme og en refleksstripe for økt synlighet

⑧ Swing-away tippesikring

Tippesikringen kan lett svinges inn under stolen av ledsager eller bruker.

⑨ Svinghjul

Et utvalg av hjul fra 4" til 7" er tilgjengelig, og velg gjerne en kontrastfarge på drivhjulsoppheng og svinghjuls-gaffel som passer din smak.

ARMLENER



①



②



③

SWING-AWAY OG AVTAGBARE ARMLENER



④



⑤

KLESBESKYTTERE OG ARMLENER

① Hjulskjerm

Lett, praktisk hjulskjerm som også fungerer som klesbeskytter.

② Høydejusterbart armlene

Trinnløst justerbart armlene med en komfortabel armlenspute.

③ Hemi-armlene

Hemiarmletet kan stilles inn i høyde, dybde og vinkel for å gi ekstra komfortabel støtte.

SVINGBART OG AVTAGBART ARMLENE

④ Avtagbart armlene med swing-away-funksjon.

For å forenkle forflytning kan dette armlenet svinges bakover eller tas helt av.






⑤ Høydejustering






Enkel høydejustering ved å trykke på en knapp under armlensputen.

Topppnummer	HMS-nr.	Beskrivelse
1608060	226215	MyonHC sb30,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636768	226216	MyonHC sb30,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636769	226217	MyonHC sb33 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636770	226218	MyonHC sb33 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636771	226219	MyonHC sb35,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636772	226220	MyonHC sb35,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636773	226221	MyonHC sb35,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636774	226222	MyonHC sb38 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636775	226223	MyonHC sb38 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636776	226224	MyonHC sb38 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636777	226225	MyonHC sb40,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636778	226226	MyonHC sb40,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636779	226227	MyonHC sb40,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636780	226228	MyonHC sb43 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636781	226229	MyonHC sb43 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636782	226230	MyonHC sb43 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636783	226231	MyonHC sb45,5 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636784	226232	MyonHC sb45,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636785	226233	MyonHC sb45,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636786	226234	MyonHC sb48 sd35-40 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636787	226235	MyonHC sb48 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636788	226236	MyonHC sb48 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636789	226237	MyonHC sb50,5 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636790	226238	MyonHC sb50,5 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636791	226239	MyonHC sb53 sd40-45 sh48,5-51 rygg vreg fellb
1636805	226240	MyonHC sb53 sd45-50 sh48,5-51 rygg vreg fellb

TEKNISK DATA

						
Invacare MyOn^{HC}	305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	Fremre del 360-535 mm intervall 25 mm Bakre del: 360-510 mm intervall 25 mm	Fast 90° Trinnløst 90° -15°/+15°	Faste benstøtter 80° Swing away benstøtter 70°/80° & 90° Vinkelreg. benstøtter 0-80°











							
Invacare MyOn^{HC}	Swing away ramme 200-510 mm Fast ramme 300-530 mm	186-227 mm 186-266 mm 205-280 mm	SB +180 mm til SB+ 250 mm	320 -380 mm	845 -1205 mm	670 -860 mm	701 -1108 mm

					
Invacare MyOn^{HC}	7°	1050 -1380 mm	100 og 130 kg	Fra 12,3 kg	Fra 8,3 kg




MyOn overholder EN 12183:2014. Mål kan variere med 15 cm / 2°. I tillegg overholdes ISO 7176:2008 og ISO 10542 standarder. Rullestolbrukere bør alltid forflyttes til bil-/bussete og benytte bildnes belte- og sikkerhetssystem, når det er mulig. For mer informasjon om MyOn henvises det til www.invacare.no. For informasjon om bruk, justeringsmuligheter og transport, vennligst se brukerveiledningen som kan lastes ned på www.invacare.no.

RAMMEFARGER

					
Pearl White (standard)	Dark Red	Pop Blue	Anthracite Black	Electric Green	Hypnotic Purple
					
Pearl Grey	Matt Black	Intense Yellow	Vibrating Orange		

TREKK



Black Nylon /
Grey mesh

KONTRASTFARGER



Silver Blue Purple

Velg kontrastfarger til drivhjulsoppheng og svinghjulsagfler og -lokk!

Standard konfigurasjon MyOn^{HC}:

- Unik foldemekanisme med låsing av ramme for optimale kjøreegenskaper samt reduksjon av energitap i ramme på grunn av økt stivhet
- Bakenforliggende kjørehåndtak
- Dybderegulerbart setetrekk
- Høydejusterbar, nedfellbar og vinkeljusterbar rygg med velcro
- Avtagbare og høydejusterbare armlener med polster (280 mm)
- Avtagbare høyderegerbare benstøtter 80°
- Oppfellbare vinkelfaste fotplater
- Standard nedfellbare push-bremser
- Drivhjul 24" lett vekt med luftfylte høytrykksdekk og aluminiumsdriving.
- Svinghjul 5" medium hard (125 x 27 cm)
- 2° camber
- Brukerbetjente innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: Pearl White



Dynamisk allround sammenleggbar rullestol

Rea **Spirea⁴_{NG}** er en dynamisk og holdbar rullestol med lav vekt som er ideell til daglig bruk. **Spirea⁴_{NG}** er enkel å håndtere og har individuelle tilpasningsmuligheter, høy teknisk kvalitet og minimalt behov for vedlikehold. Dette gjør den til et perfekt valg for brukere, så vel som for pleiere og teknikere.

* Prisforhandlet:

- Post 5: Allround rullestol med sammenleggbar ramme og avtakbare benstøtter



Enkel å manøvrere

Det kjente designet på **Spirea**-familien finnes også i konstruksjonen på **Rea Spirea⁴ NG**, noe som gjør rullestolen lett å kjøre for både bruker og ledsager. Høyderegulerbare kjørehåndtak, og de ulike justeringsmulighetene for drivhjulets posisjon, forbedrer manøvrerbarheten hos **Spirea⁴ NG**, samtidig som den stabile rammen gir lav rullemotstand. Drivhjulets nydesignede feste tilbyr et bredt utvalg av muligheter, og hjelper brukeren til å finne den mest optimale posisjonen.

Optimal manøvrering og stabilitet

Muligheten for å svinge benstøttene enten ut til siden eller inn under setet gjør det lettere å kjøre steder hvor det er liten plass og forenkler forflytning. Den doble kryssrammekonstruksjonen gjør **Spirea⁴ NG** lett å legge sammen, stabil og lettkjørt.

Høy kompatibilitet

Med den holdbare, stabile, og tilnærmet vedlikeholdsfrie aluminiumsrammen, er **Spirea⁴ NG** kjent for sin solide og sikre konstruksjon. Alle komponentene fra hjul til benstøtte finnes i vårt sortiment av rullestoler fra Rea og Invacare. Bare tre enkle verktøy

kreves for å utføre alle justeringene på **Spirea⁴ NG**. **Spirea⁴ NG** er en allsidig og lett rullestol. Sammenfoldet, og uten drivhjul, kan stolen enkelt plasseres i forsetet eller i bagasjerommet på bilen. Stolens vekt uten drivhjul er kun 9,5 kg, noe som gjør den lett å håndtere og transportere.

Egenskaper



Fremdrift med benene

Ved å velge 22" drivhjul oppnås en lav setehøyde. Dette er ideelt for hemiplegiske brukere eller for brukere som sparker seg frem.



Ryggstøtte

Velcroyggen er vinkel- og høydejusterbar. Dette gjør det mulig å tilpasse rullestolens rygg etter brukerens individuelle behov.



Innebygd camber

Spirea⁴ NG har to forskjellige innebygde muligheter for cambring; 0° eller 2° av drivhjulene uten ytterligere komponenter.



Transportversjon

Vinkelfast rygg, 16" drivhjul. Kan leveres som transportversjon (ikke prisforhandlet).

Egenskaper og tilbehør



Benstøtte

① Vinkelregulerbar benstøtte med dybde - og vinkeljusterbar fotplate, ② Fast benstøtte med vinkel - og dybdejusterbar fotplate, ③ Amputasjonstøtte, ④ gipsstøtte, ⑤ Oppfellbar fotplate, ⑥ Fotplateforlenger. Både benstøtter og fotplater er kompatible med de øvrige manuelle rullestolene fra Rea.



Armlen

① Avtagbart armlen med kort eller langt armlenspolster, Rio ② Hemiplegiarmlen, ③ Avtabart komfort armlen med mykt polster, Ducktail.



Krykkeholder

Art. nr. 0572-02056

Vinkelregulerbar rygg

Ved å bytte rygg, får du er rullestol med vinkelregulerbar rygg.

Art. nr. SP1428535-0601 (til sb. 38)
 SP1428536-0601 (til sb. 40,5)
 SP1428537-0601 (til sb. 43)
 SP1428538-0601 (til sb. 45,5)
 SP1428539-0601 (til sb. 48)
 SP1428540-0601 (til sb. 50,5)



Tippesikring

Velg mellom en høyde- og dybdejusterbar tippesikring, eller en swing-away tippesikring (se høyre bilde, standard).



Drivhulets posisjoner

Drivhulets feste har åtte ulike posisjoner for optimale kjøreegenskaper. Kan plasseres foran eller bak rammerøret.



Bord og tilhørende pute

Stabilt bord og pute som dekker hele bordplaten.








Art. nr. bord	Small (til sb. 38)	SP1570747
	Medium (til sb. 40,5/43)	SP1570748
HMS-nr. 202237	Stor (til sb. 45,5/48)	SP1570749
	HMS-nr. 202238	
XL (til sb. 50,5)	HMS-nr. 202239	SP1570775
	Art. nr. pute til bordet	
	Small (til sb. 38)	SP1570746
	Medium (til sb. 40,5/43)	SP1571269
	Stor (til sb. 45,5/48)	SP1571270
	XL (til sb. 50,5)	SP1571271












Puter

① 50 mm skumpute, ② Komfort **Mistral2** pute og ③ visco pute.

Tekniske data

						
Rea Spirea⁴_{NG} 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm (-50 mm)	0° / 3° / 6°	380 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	7° / -6 - +13°	380 - 460 / 350 - 480 / 420 - 550 mm	80° / 0° - 80°

						
Rea Spirea⁴_{NG} 320 - 440 / 410 - 530 mm	190 - 290 mm	Setebredde + 200 mm	305 mm	920 - 1170 mm	690 - 950 mm	720 - 1220 mm

				COMPATIBLE 
Rea Spirea⁴_{NG} 135 kg	16 kg	Transportvekt: 9,5 kg	Crashtestet ISO 7176-19	

Rea **Spirea⁴_{NG}** tilfredstiller ISO 7176-19 spesifikasjoner. Bemerk at det kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i buss eller bil sittende i rullestolen, vennligst se brukermanual. Denne finnes også på www.invacare.no.

Rammefarge



Koksgrå

Trekk



Sort Jemima
(TR18)

Standard konfigurasjon **Spirea⁴_{NG}**:

- Dobbelt rammekryss med låsing av setebunn mot ramme for optimale kjøreegenskaper samt reduksjon av energitap i ramme på grunn av økt stivhet
- 8 drivhjulsposisjoner gir rom for individuell tilpasning
- Dybderegulerbart setetrekk 5 cm
- Høyde- og vinkeljusterbar rygg med velcro og avstiverbøyle
- Høydejusterbart svinghjulsoppheng
- Høyderegulerbare, bakenforliggende kjørehåndtak
- Avtagbare og høydejusterbare armlener med langt polster
- 2° camber
- Avtagbare ut- og innsvingbare benstøtter 80°
- Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælklapper
- Drivhjul 24" kompakte dekk og aluminiumsdriving
- Svinghjul 6" medium hard
- Innsvingbare tippesikringer 2 stk.
- Rammefarge: Koksgrå



Tilbehørsguide
Allround sammenleggbar

 Rea® Spirea® 4 NG
 Max brukervekt = 135 Kg


Yes, you can.®

 Kryss av for alternativ

Vi tar forbehold om trykkfeil.

	Inv. art. nr.	HMS art. nr.	Beskrivelse	Passer bredde:
TOPPNUMMER KOMPETT STOL				
<input type="checkbox"/>	1539548	185096	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb38 sd35-40 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539549	185097	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb38 sd40-45 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539551	185098	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb40,5 sd35-40 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539552	185099	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb40,5 sd40-45 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539553	185100	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb40,5 sd45-50 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539554	185101	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb43 sd35-40 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539555	185102	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb43 sd40-45 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539556	185103	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb43 sd45-50 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539557	185104	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb45,5 sd35-40 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539558	185105	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb45,5 sd40-45 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539559	185106	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb45,5 sd45-50 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539560	185107	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb48 sd35-40 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539561	185108	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb48 sd40-45 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539562	185109	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb48 sd45-50 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539563	185110	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb50,5 sd35-40 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539564	185111	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb50,5 sd40-45 sh41-48,5 rygg vreg	
<input type="checkbox"/>	1539565	185112	Mrs allr Rea Spirea 4NG sb50,5 sd45-50 sh41-48,5 rygg vreg	
RYGG				
<input type="checkbox"/>	1542553-TR18	138244	Ryggtrekk sb 38 rh 35-48 for velcro rygg	38
<input type="checkbox"/>	1542554-TR18	138246	Ryggtrekk sb 40,5 rh 35-48 for velcro rygg	40,5
<input type="checkbox"/>	1542555-TR18	138248	Ryggtrekk sb 43 rh 35-48 for velcro rygg	43
<input type="checkbox"/>	1542556-TR18	138251	Ryggtrekk sb 45,5 rh 35-48 for velcro rygg	45,5
<input type="checkbox"/>	1542557-TR18		Ryggtrekk sb 48 rh 35-48 for velcro rygg	48
<input type="checkbox"/>	1542558-TR18	138252	Ryggtrekk sb 50 rh 35-48 for velcro rygg	50
<input type="checkbox"/>	1542540-TR18	137883	Ryggtrekk sb 38 rh 42-55 for velcro rygg	38
<input type="checkbox"/>	1542541-TR18		Ryggtrekk sb 40,5 rh 42-55 for velcro rygg	40,5
<input type="checkbox"/>	1542542-TR18	137884	Ryggtrekk sb 43 rh 42-55 for velcro rygg	43
<input type="checkbox"/>	1542543-TR18		Ryggtrekk sb 45,5 rh 42-55 for velcro rygg	45,5
<input type="checkbox"/>	1542544-TR18	137885	Ryggtrekk sb 48 rh 42-55 for velcro rygg	48
<input type="checkbox"/>	1542545-TR18		Ryggtrekk sb 50 rh 42-55 for velcro rygg	50
<input type="checkbox"/>	5106253		Rygg Velcro kpl sb 36-41	
<input type="checkbox"/>	5106254		Rygg Velcro kpl sb 43-50	
<input type="checkbox"/>	1435415	143271	Rygg velcro kpl 38-45,5	
<input type="checkbox"/>	1435416		Rygg velcro kpl 48-53	
<input type="checkbox"/>	1508659		Ryggforlenger velcro sb 35,5-44	
<input type="checkbox"/>	1512729		Ryggforlenger velcro sb 45,5-50-5	
<input type="checkbox"/>	SPI428535-0601		Rygg vreg med gassjåfær kpl med ryggtrekk sb38	38
<input type="checkbox"/>	SPI428536-0601		Rygg vreg med gassjåfær kpl med ryggtrekk sb40,5	40,5
<input type="checkbox"/>	SPI428537-0601		Rygg vreg med gassjåfær kpl med ryggtrekk sb43	43
<input type="checkbox"/>	SPI428538-0601		Rygg vreg med gassjåfær kpl med ryggtrekk sb45,5	45,5
<input type="checkbox"/>	SPI428539-0601		Rygg vreg med gassjåfær kpl med ryggtrekk sb48	48
<input type="checkbox"/>	SPI428540-0601		Rygg vreg med gassjåfær kpl med ryggtrekk sb50,5	50,5
KJØREHÅNDTAK				
<input type="checkbox"/>	1508061		Kjørehåndtak hreg kort 29cm bakenforliggende par	
<input type="checkbox"/>	1434473		Kjørehåndtak hreg kort 29cm bakenforl stk for trommelbrems	
<input type="checkbox"/>	1508062		Kjørehåndtak hreg langt 39cm bakenforliggende par	
<input type="checkbox"/>	1445821		Kjørehåndtak hreg langt 39cm bakenforliggende stk	
SETE				
SETETREKK JUSTERBAR -5 CM				
<input type="checkbox"/>	1534848		Setetrekk Mrs allr Spirea4 35,5 sd35-40 sling regbar	35,5
<input type="checkbox"/>	1534849		Setetrekk Mrs allr Spirea4 35,5 sd40-45 sling regbar	35,5



<input type="checkbox"/>	1534850		Setetrek Mrs allr Spirea4 38 sd35-40 sling regbar	38
<input type="checkbox"/>	1437580		Setetrek Mrs allr Spirea4 Action3 sb38 sd40-45 sling regbar	38
<input type="checkbox"/>	1534851		Setetrek Mrs allr Spirea4 40.5 sd35-40 sling regbar	40,5
<input type="checkbox"/>	1437581		Setetrek Mrs allr Spirea4 Action3 sb40.5 sd40-45 sling regbar	40,5
<input type="checkbox"/>	1534852		Setetrek Mrs allr Spirea4 43 sd35-40 sling regbar	43
<input type="checkbox"/>	1437582		Setetrek Mrs allr Spirea4 Action3 sb43 sd40-45 sling regbar	43
<input type="checkbox"/>	1534863		Setetrek Mrs allr Spirea4 45.5 sd35-40 sling regbar	45,5
<input type="checkbox"/>	1437583		Setetrek Mrs allr Spirea4 Action3 sb45.5 sd40-45 sling regbar	45,5
<input type="checkbox"/>	1534869		Setetrek Mrs allr Spirea4 45.5 sd45-50 sling regbar	45,5
<input type="checkbox"/>	1534870		Setetrek Mrs allr Spirea4 48 sd35-40 sling regbar	48
<input type="checkbox"/>	1437584		Setetrek Mrs allr Spirea4 Action3 sb48 sd40-45 sling regbar	48
<input type="checkbox"/>	1534939		Setetrek Mrs allr Spirea4 48 sd45-50 sling regbar	48
<input type="checkbox"/>	1534940		Setetrek Mrs allr Spirea4 50.5 sd35-40 sling regbar	50,5
<input type="checkbox"/>	1437585		Setetrek Mrs allr Spirea4 Action3 sb50.5 sd40-45 sling regbar	50,5
<input type="checkbox"/>	1534941		Setetrek Mrs allr Spirea4 50.5 sd45-50 sling regbar	50,5

**SETEPUTE**

<input type="checkbox"/>	5104255-TR18	9383	Pute sete mrs Spirea 4NG sb36 sd40	35,5
<input type="checkbox"/>	5104257-TR18	9384	Pute sete mrs Spirea 4NG sb36 sd45	35,5
<input type="checkbox"/>	5104317-TR18	9386	Pute sete mrs Spirea 4NG sb38 sd40	38
<input type="checkbox"/>	5104319-TR18	9387	Pute sete mrs Spirea 4NG sb38 sd45	38
<input type="checkbox"/>	5103179-TR18	9389	Pute sete mrs Spirea 4NG sb41 sd40	40,5
<input type="checkbox"/>	5104259-TR18	9390	Pute sete mrs Spirea 4NG sb41 sd45	40,5
<input type="checkbox"/>	1495831		Pute sete mrs Spirea 4NG sb41 sd50	40,5
<input type="checkbox"/>	5104262-TR18	9392	Pute sete mrs Spirea 4NG sb43 sd40	43
<input type="checkbox"/>	5104264-TR18	9393	Pute sete mrs Spirea 4NG sb43 sd45	43
<input type="checkbox"/>	1495832		Pute sete mrs Spirea 4NG sb43 sd50	43
<input type="checkbox"/>	5103180-TR18	9395	Pute sete mrs Spirea 4NG sb46 sd40	45,5
<input type="checkbox"/>	5104266-TR18	9396	Pute sete mrs Spirea 4NG sb46 sd45	45,5
<input type="checkbox"/>	1495833	186431	Pute sete mrs Spirea 4NG sb46 sd50	45,5
<input type="checkbox"/>	5226509-TR18	12241	Pute sete mrs Spirea 4NG sb48 sd40	48
<input type="checkbox"/>	5226510-TR18	12242	Pute sete mrs Spirea 4NG sb48 sd45	48
<input type="checkbox"/>	1495834	186436	Pute sete mrs Spirea 4NG sb48 sd50	48
<input type="checkbox"/>	5104269-TR18	186437	Pute sete mrs Spirea 4NG sb50 sd40	50,5
<input type="checkbox"/>	5104271-TR18	9399	Pute sete mrs Spirea 4NG sb50 sd45	50,5
<input type="checkbox"/>	1495835	186441	Pute sete mrs Spirea 4NG sb50 sd50	50,5

**BENSTØTTE/FOTSTØTTE****BENSTØTTE**

<input type="checkbox"/>	1508945	026342	Benstøtte overdel vreg ve	
<input type="checkbox"/>	1508948	026341	Benstøtte overdel vreg hø	
<input type="checkbox"/>	1493055-0509		BENSTÖDSÖVERDEL VF 80 GR	
<input type="checkbox"/>	1493056-0509		BENSTÖDSÖVERDEL VF 90 GR	
<input type="checkbox"/>	1429192-0509	136715	Amp Støtte KPL SB 38-43 VE	38 40,5 43
<input type="checkbox"/>	1429211-0509	136716	Amp benstøtte KPL SB 45-48 VE	45,5 48 50,5
<input type="checkbox"/>	1429191-0509	136705	AMP støtte KPL sb 38-43 HØ	38 40,5 43
<input type="checkbox"/>	1429212-0509	136714	AMP støtte KPL sb 45-48 HØ	45,5 48 50,5
<input type="checkbox"/>	1435771	26339	Gipsbenstøtte ve kpl	
<input type="checkbox"/>	1435770	26338	Gipsbenstøtte Hø kpl	
<input type="checkbox"/>	1518616		Leggstøtte Mrs allr Spirea4 Focus sb36 kpl	35,5
<input type="checkbox"/>	1518617		Leggstøtte Mrs allr Spirea4 Focus sb38 kpl	38
<input type="checkbox"/>	1518531		Leggstøtte Mrs allr Spirea4 Focus 16" kpl	40,5 43
<input type="checkbox"/>	1518532		Leggstøtte Mrs allr Spirea4 Focus 19" kpl	45,5 48
<input type="checkbox"/>	1518533		Leggstøtte Mrs allr Spirea4 Focus 22" kpl	50,5

**FOTPLATE VENSTRE MED INNERRØR**

<input type="checkbox"/>	1485430		Fotplate 12 kort alu ve	35,5
<input type="checkbox"/>	1429159	26343	Fotplate 14 vreg kort ve alu	38
<input type="checkbox"/>	1429161	26345	Fotplate 16 alu 2003 vreg kort ve	40,5
<input type="checkbox"/>	1429163	26347	Fotplate 17 vreg kort ve alu	43
<input type="checkbox"/>	1429165	26349	Fotplate 18 vreg kort ve alu	45,5
<input type="checkbox"/>	1429167	26351	Fotplate 19 vreg kort ve alu	48
<input type="checkbox"/>	1429169	26352	Fotplate 20 vreg kort ve alu	50,5
<input type="checkbox"/>	1485428		Fotplate 12 lang alu ve	35,5
<input type="checkbox"/>	1429171	137488	Fotplate 14 vreg lang ve alu	38

Kort = 32 - 44 cm

Lang = 41 - 53 cm


<input type="checkbox"/>	1429173	26354	Fotplate 16 alu 2003 vreg lang ve	40,5
<input type="checkbox"/>	1429175	26356	Fotplate 17 vreg lang ve alu	43
<input type="checkbox"/>	1429177	26358	Fotplate 18 vreg lang ve alu	45,5
<input type="checkbox"/>	1429179	26360	Fotplate 19 vreg lang ve alu	48
<input type="checkbox"/>	1429181	26362	Fotplate 20 vreg lang ve alu	50,5
<input type="checkbox"/>	1530620	186025	Fotplate sb38-40,5 kort ve	
<input type="checkbox"/>	1530622	186027	Fotplate sb43-45,5 kort ve	
<input type="checkbox"/>	1530623	186029	Fotplate sb48-50 kort hø	
<input type="checkbox"/>	1530633		Fotplate sb38cm sd40,5cm lang ve	
<input type="checkbox"/>	1530634		Fotplate sb43cm sd45,5cm lang ve	
<input type="checkbox"/>	1530635		Fotplate sb48cm sd50,5cm lang ve	
FOTPLATE HØYRE MED INNERRØR				
<input type="checkbox"/>	1485524		Fotplate 12 kort hø	35,5
<input type="checkbox"/>	1429160	26344	Fotplate 14 vreg kort hø alu	38
<input type="checkbox"/>	1429162	26346	Fotplate 16 alu 2003 vreg kort hø	40,5
<input type="checkbox"/>	1429164	26348	Fotplate 17 vreg kort hø alu	43
<input type="checkbox"/>	1429166	26350	Fotplate 18 vreg kort hø alu	45,5
<input type="checkbox"/>	1429168	26490	Fotplate 19 vreg kort hø alu	48
<input type="checkbox"/>	1429170	26353	Fotplate 20 vreg kort hø alu	50,5
<input type="checkbox"/>	1485429		Fotplate 12 lang alu hø	35,5
<input type="checkbox"/>	1429172	137487	Fotplate 14 vreg lang hø alu	38
<input type="checkbox"/>	1429174	26355	Fotplate 16 alu 2003 vreg lang hø	40,5
<input type="checkbox"/>	1429176	26357	Fotplate 17 vreg lang hø alu	43
<input type="checkbox"/>	1429178	26359	Fotplate 18 vreg lang ve alu	45,5
<input type="checkbox"/>	1429180	26361	Fotplate 186 vreg lang hø alu	48
<input type="checkbox"/>	1429182	26363	Fotplate 20 vreg lang hø alu	50,5
<input type="checkbox"/>	1530614	186024	Fotplate sb38 sd40,5 kort hø	
<input type="checkbox"/>	1530616	186026	Fotplate sb43-45,5 kort hø	
<input type="checkbox"/>	1530617	186028	Fotplate sb48-50 kort ve	
<input type="checkbox"/>	1530630		Fotplate sb38cm sd40,5cm lang hø	
<input type="checkbox"/>	1530631		Fotplate sb43cm sd45,5cm lang hø	
<input type="checkbox"/>	1530632		Fotplate sb48cm sd50,5cm lang hø	
FOTPLATE HEL				
<input type="checkbox"/>	1496945		Fotplate sb38 oppfellbar dybde og vreg kort 80 kpl	38
<input type="checkbox"/>	1496954		Fotplate sb38 oppfellbar dybde og vreg lang 80 kpl	38
<input type="checkbox"/>	1496946		Fotplate sb40,5 oppfellbar dybde og vreg kort 80 kpl	40,5
<input type="checkbox"/>	1496955		Fotplate sb40,5 oppfellbar dybde og vreg lang 80 kpl	40,5
<input type="checkbox"/>	1496947		Fotplate sb43 oppfellbar dybde og vreg kort 80 kpl	43
<input type="checkbox"/>	1496982		Fotplate sb43 oppfellbar dybde og vreg lang 80 kpl	43
<input type="checkbox"/>	1496948		Fotplate sb45,5 oppfellbar dybde og vreg kort 80 kpl	45,5
<input type="checkbox"/>	1497004		Fotplate sb45,5 oppfellbar dybde og vreg lang 80 kpl	45,5
<input type="checkbox"/>	1497005		Fotplate sb48 oppfellbar dybde og vreg kort 80 kpl	48
<input type="checkbox"/>	1496949		Fotplate sb48 oppfellbar dybde og vreg lang 80 kpl	48
<input type="checkbox"/>	1496953		Fotplate sb50 oppfellbar dybde og vreg kort 80 kpl	50,5
<input type="checkbox"/>	1497006		Fotplate sb50 oppfellbar dybde og vreg lang 80 kpl	50,5
ARMLÉN				
ARMLÉN VENSTRE				
<input type="checkbox"/>	1435487	26316	Armlen hreg Rio lang ve	
<input type="checkbox"/>	1536816		Armlen hreg lang ve	
<input type="checkbox"/>	1435461	26314	Armlene hreg Rio kort ve	
<input type="checkbox"/>	1536814		Armlen hreg kort ve	
<input type="checkbox"/>	1492901	26322	Armlen Hemi VE, KPL VRIDBART	
ARMLÉN HØYRE				
<input type="checkbox"/>	1435486	26315	Armlen hreg Rio lang hø	
<input type="checkbox"/>	1536815		Armlen hreg kort hø	
<input type="checkbox"/>	1435460	26313	Armlene hreg Rio kort hø	
<input type="checkbox"/>	1536817		Armlen hreg Rio lang hø	
<input type="checkbox"/>	1492900	185381	Armlene hemi hø kpl vridbart	
RYGG				



RYGGBØYLE				
<input type="checkbox"/>	5106188-C9005	126743	Avstiverbøyle KPL 36	35,5
<input type="checkbox"/>	5106399-C9005	126744	Avstiverbøyle KPL 38	38
<input type="checkbox"/>	5221696-C9005		Avstiverbøyle KPL 40	40,5
<input type="checkbox"/>	5106331-C9005	126747	Avstiverbøyle KPL 43	43
<input type="checkbox"/>	5106190-C9005	126748	Avstiverbøyle KPL 46	45,5
<input type="checkbox"/>	1435484-9005		Avstiverbøyle KPL 48	48
<input type="checkbox"/>	5106191-C9005	126746	Avstiverbøyle KPL 50	50,5
HODESTØTTE				
<input type="checkbox"/>	1446559	29462	Hodestøtte multi kpl sideforflytning tr26	35,5
<input type="checkbox"/>	1508848	186161	Hodestøtte std svart dartex kpl	38
<input type="checkbox"/>	1530539	186206	Kjørehåndtak sb35,5 feste nakkestøtte	35,5
<input type="checkbox"/>	1435750		Kjørehåndtaksbøyle sb38 kpl u nakke hode	38
<input type="checkbox"/>	1483920	186207	Kjørehåndtak sb40,5 feste nakkestøtte	40,5
<input type="checkbox"/>	1435751		Kjørehåndtaksbøyle sb43 nakke hodestøtte kpl	43
<input type="checkbox"/>	1483921	186208	Kjørehåndtak sb45,5 feste nakkestøtte	45,5
<input type="checkbox"/>	1435752		Kjørehåndtaksbøyle sb48 nakke hodestøtte kpl	48
<input type="checkbox"/>	1483922	186209	Kjørehåndtak sb50,5 feste nakkestøtte	50,5
<input type="checkbox"/>	1518516		Trekk hodestøtte multi tr34	
<input type="checkbox"/>	1518617		Trekk hodestøtte tr34	
BENSTØTTE/ FOTSTØTTE VALG				
<input type="checkbox"/>	5255296	144373	Forlenger fotplate b13,5 hø kpl	38
<input type="checkbox"/>	5255297	144374	Forlenger fotplate b13,5 ve kpl	38
<input type="checkbox"/>	5255298	147375	Forlenger fotplate b16 hø kpl	40,5 43 45,5 50
<input type="checkbox"/>	5255299	147376	Forlenger fotplate b16 ve kpl	40,5 43 45,5 50
<input type="checkbox"/>	5321579	143280	Hælkappe 40-50 par	
<input type="checkbox"/>	1429214	186237	Leggbånd	
SVINGHJUL				
<input type="checkbox"/>	1534977		Oppheng svinghjulgaffel l36 5" par	
<input type="checkbox"/>	1534978		Oppheng svinghjulgaffel l60 55" par	
<input type="checkbox"/>	1535043		Oppheng svinghjulgaffel l36 8"&6" par	
<input type="checkbox"/>	1535044		Oppheng svinghjulgaffel l60 8"&6" par	
<input type="checkbox"/>	1515254		Svinghjul 120 SMAL MEDIUM HARD	
<input type="checkbox"/>	1450174		Svinghjul 150 smal hard	
<input type="checkbox"/>	1450175		Svinghjul 150 smal LUFT	
<input type="checkbox"/>	1450622		Svinghjul 150 smal medium	
<input type="checkbox"/>	1431351		Svinghjul 200 smal luft	
<input type="checkbox"/>	1431352		Svinghjul 200 smal hard	
<input type="checkbox"/>	1431353		Svinghjul 200 bred luft	
<input type="checkbox"/>	1431759		Svinghjul 200 bred hard	
DRIVHJUL				
<input type="checkbox"/>	1523949	185559	Drivhjul 22" luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524024	185560	Drivhjul 22" luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524021	185563	Drivhjul 22" massiv drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524027	185564	Drivhjul 22" massiv drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524022	185565	Drivhjul 22" pfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524028	185566	Drivhjul 22" pfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1523948	185561	Drivhjul 22" luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524023	185562	Drivhjul 22" luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524020	185557	Drivhjul 22" lavprofil drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524026	185558	Drivhjul 22" lavprofil drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1492642		DRIVHJUL 24 TUM LFT/2I TUM ALU BASIC	
<input type="checkbox"/>	1492643		DRIVHJUL 24 TUM MASSIV/2I TUM ALU BASIC	
<input type="checkbox"/>	1524150	185691	Drivhjul 24" pfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524189	185693	Drivhjul 24" pfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524029	185682	Drivhjul 24" luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524163	185684	Drivhjul 24" luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524030	185677	Drivhjul 24" luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524186	185679	Drivhjul 24" luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524050		Drivhjul 24" massiv drivring alu	



<input type="checkbox"/>	1524188	185688	Drivhjul 24" massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524049	185672	Drivhjul 24" lavprofil drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524187	185674	Drivhjul 24" lavprofil drivring plastbelagt	
TROMMELBREMS DRIVHJUL				
<input type="checkbox"/>	1492644		Drivhjul 24" basic trommelbrems luft profilert alu drivring	
<input type="checkbox"/>	1492645		Drivhjul 24" basic trommelbrems massivt alu drivring	
<input type="checkbox"/>	1524291	185571	Drivhjul 22" trommelbrems massivt drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524388	185572	Drivhjul 22" trommelbrems massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524290	185567	Drivhjul 22" trommelbrems luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524361	185568	Drivhjul 22" trommelbrems luft mønstret drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524292	185573	Drivhjul 22" trommelbrems pfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524435	185574	Drivhjul 22" trommelbrems pfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524337	185570	Drivhjul 22" trommelbrems luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524289	185569	Drivhjul 22" trommelbrems luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524436	185703	Drivhjul 24" trommelbrems luft non marking drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524513	185704	Drivhjul 24" trommelbrems luft non marking drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524512	185707	Drivhjul 24" trommelbrems pfri drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524516	185708	Drivhjul 24" trommelbrems pfri drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524447	185705	Drivhjul 24" trommelbrems massivt drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524515	185706	Drivhjul 24" trommelbrems massivt drivring plastbelagt	
<input type="checkbox"/>	1524437	185701	Drivhjul 24" trommelbrems luft mønstret drivring alu	
<input type="checkbox"/>	1524514	185702	Drivhjul 24" trommelbrems luft mønstret drivring plastbelagt	
DRIVHJUL ENARMSDRIFT				
<input type="checkbox"/>	1513269	185833	Drivring sd38 sd43 dual dhr luft sett	38 40,5 43
<input type="checkbox"/>	1513270	185836	Drivring sd45,5 sd505 dual dhr luft sett	45,5 48 50,5
<input type="checkbox"/>	1513271	185834	Drivring sd38,5 sd43 dual dhr kompakte sett	38 40,5 43
<input type="checkbox"/>	1513272	185835	Drivring sd45,5 sd505 dual dhr kompakte sett	45,5 48 50,5
DRIVHJULSINNFESTNING				
<input type="checkbox"/>	1535065	0	Feste drivhjul std par	Standrad
<input type="checkbox"/>	1535065	0	Feste drivhjul std par	Passiv
<input type="checkbox"/>	1534828	0	Feste drivhjul aktiv sdamp par	Dobbel amp
<input type="checkbox"/>	1534828	0	Feste drivhjul aktiv sdamp par	Aktiv
EIKEBESKYTTER				
<input type="checkbox"/>	5102800	27113	Eikebeskytter hjul 22" frost	
<input type="checkbox"/>	5102807	27114	Eikebeskytter 24 frost	
SIKKERHET				
BREMS				
<input type="checkbox"/>	1431995	185502	Brems push to lock par	
<input type="checkbox"/>	1430202	185495	Brems enarm hø kpl	
<input type="checkbox"/>	1430203		Brems enarm ve kpl	
LEDSAGERBREMS				
<input type="checkbox"/>	1536732		Ledsagerbrems par kpl uten hjul	
<input type="checkbox"/>	1536733		Ledsagerbrems ve kpl uten hjul	
<input type="checkbox"/>	1536734		Ledsagerbrems hø kpl uten hjul	
SIKKERHETSTILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	1543660		Hoftebelte inkl feste	
<input type="checkbox"/>	1484890		Tippesikring	
<input type="checkbox"/>	1533911		Tippesikring swing away kpl ve	
<input type="checkbox"/>	1533912		Tippesikring swing away kpl hø	
<input type="checkbox"/>	1534090	186649	Transportfeste mrs Spirea 4NG sett	
TILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	SP1570747		Bord small inkl mont kit	38
<input type="checkbox"/>	SP1570748	202237	Bord medium inkl mont kit	40,5/43
<input type="checkbox"/>	SP1570749	202238	Bord large inkl mont kit	45,5/48
<input type="checkbox"/>	SP1570775	202239	Bord X-large inkl mont kit	50,5
<input type="checkbox"/>	SP1570746		Pute bord small	38
<input type="checkbox"/>	SP1571269		Pute bord medium	40,5/43
<input type="checkbox"/>	SP1571270		Pute bord large	45,5/48
<input type="checkbox"/>	SP1571271		Pute bord x-large	50,5
<input type="checkbox"/>	0572-02056		Krykkeholder	





Den nye, svært manøvrerbare og kompakte rullestolen:
*Invacare® Rea **Dahlia***

*Invacare Rea **Dahlia*** har alt, med smalt og moderne design, tiltfunksjon og enkle justeringer. For de som søker mobilitet med komfort og trykkavlastning, er denne stolen perfekt, både for passive og aktive brukere. **Dahlia** tilbys i to modeller, med 30° eller 45° setetilt, noe som forbedrer posisjoneringsmulighetene. *Invacare Rea **Dahlia*** er krysskompatibel med flere produktfamilier, blant annet **Flex3** setesystem.

* Prisforhandlet:

- Post 7: Allround rullestol med fastramme, tilt og avtakbare benstøtter



Optimal trykkavlastning

Versjonen med 45° setetilt gir mulighet for trykkavlastning på brukers mest sårbare områder i sittende stilling. Den unike tiltkonstruksjonen gjør det enkelt å endre stilling med lite muskelkraft.

En ideell komfortstol til den mer aktive bruker

Versjonen med 30° setetilt er velegnet til den mer aktive brukeren som ønsker å "gå" stolen framover, eller har behov for direkte kontakt med gulvet for bedre kroppsstabilitet. Setehøyden kan komme ned til 32,5 cm, og muligheten for å selv tilte stolen lar brukeren enkelt endre posisjon selv.

Fordeler ved *Dahlia* 30° og 45°:

- Enkel å manøvrere da drivhjulene sitter tett inntil kroppen
- Svært smal totalbredde
- Enkel å manøvrere ettersom drivhjulene trinnløst kan flyttes frem slik at tyngdepunktet endres til en mer aktiv stilling
- Det glidende balansepunktet gjør *Dahlia* svært sikker og stabil i alle tiltede posisjoner
- Tiltet kan enkelt endres med liten kraft
- Mye av tilbehøret er kompatibelt med Invacares øvrige rullestoler

Egenskaper og muligheter



Dahlia 30° leveres med vinkeljusterbar velcrocrygg og polstret ryggoverdrag, høyderegulerbare kjørehåndtak samt 80° benstøtter.



Dahlia 30° kan leveres med brukerbetjent tilt, slik at brukeren selv kan tilte stolen og skifte sittestilling. Stolen kan konfigureres med en setehøyde helt ned til 32,5 cm slik at brukers føtter når bakken og kan brukes til å "gå" stolen frem.



Dahlia 30° Allround med tilt leveres med en enkel, justerbar velcrocrygg.



Dahlia 45° sikrer reell trykkavlastning for bekkenet ved at trykket flyttes over til ryggen, og lar brukeren hvile tilbaketilt i stolen.

Egenskaper og muligheter




Dahlia 30° og 45° har begge Dual Stability System (DSS) som sikrer vektforskyvning og kroppslengdekompensasjon. Dette minimerer shear og gjør stolen svært stabil.



Ved tilting av de første 10° på **Dahlia** 30° heves setekanten minimalt, slik at brukeren kan beholde føttene på gulvet.



De faste **Matrx**®-ryggene kan enkelt monteres på Dahlia, om det er behov for ekstra kroppsstøtte. **Matrx**® **Elite Dyp** har innebygd sidestøtte og **Matrx**® **Elite** gir lett sidestøtte som gir mulighet for mer aktiv bevegelse.



Det er mulig å benytte de fleste formstøpte setesystemer på **Dahlia**.



For en bredere rygg på en mindre seteplate, er breddeutvidelsesblokker tilgjengelig.



Utvid seteplaten for individuell støtte av setepute og/eller ben.



Dahlia gir mulighet for individuell justering av både setedybde og setebredde.



Totalbredden på **Dahlia** er ekstra smal. Det blir dermed lettere å ta seg rundt gjennom trange passasjer.



Dahlia kan utstyres med et trapperør som gjør det enklere å tippe stolen bakover for å komme over hindringer.



Dahlia 45° har en ekstra gassfjær som gjør det enkelt for hjelperen å heve stolen fra tiltet posisjon.



Balansepunktet kan flyttes trinnløst fram og tilbake for å optimere kjøreegenskapene.



Tippesikringene kan skyves vekk med foten. I utslått posisjon peker de 5° ut, slik at det er god gangplass til hjelperen.

Tekniske data



Rea **Dahlia** 390-440/
440-490/ 490-540
16" (390-490/440-540/
490-590 mm)



430 - 500 mm



30° : 330 - 500 mm
45° : 350 - 500 mm



500 - 800 mm
Uten setepute



250 - 320 mm



330 - 500 mm



30°: -1 - 30°
45°: 0 - 45°



Rea **Dahlia** 0° - 30°



SB + 160 mm (16")
SB + 180 mm (24")



30°: 825 - 1250 mm
45°: 850 - 1250 mm



900 - 1180 mm



>35kg¹



Maks. 135 kg



Transportvekt
21/25 kg (SB 39 cm)¹



Rea **Dahlia** 755 mm



Crash-testet
ISO 7176-19



Maksimal helling for
bruk av brems: 7°



Rea **Dahlia** tilfredsstillter ISO 7176-19 spesifikasjoner. Merk at det kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerte opplysninger om transport i buss eller bil sittende i rullestolen, vennligst se brukermanual. Denne finnes også på www.invacare.no.

^{1/} Totaltvekt ved 39 cm setebredde og med letteste konfigurasjon.

^{2/} Komponenter kompatible med Invacare-familien

Rammefarge



Svart

Toppnummer	HMS-nr.	Beskrivelse
1591262	226241	Dahlia sb39 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt
1591263	226242	Dahlia sb44 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt
1591264	226243	Dahlia sb49 sd45 sh45 svreg rygg vjust tilt

Standard konfigurasjon Rea **Dahlia**:

- Regulerbar setetilt med gassfjær for vektfordeling
- Vinkeljusterbar rygg med velcro og polstret ryggoverdrag i Dartex
- Dybde - og høyderegulerbar nakkestøtte
- Uten setepute
- Bredde- og dybdejusterbart sete
- Vinkelfast benstøtte i 80°, inn - og utsvingbar.
- Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælkipper
- Trinnløs justering av tyngdepunkt for aktiv posisjon
- Drivhjul 24" kompakte dekk
- Svinghjul 6" medium hard
- Bakenforliggende kjørehåndtak
- Høydejusterbare armlen med mykt langt polster, Ducktail.
- Løftepunkter er avmerket
- Toppesikringer 2 stk. innsvingbare
- Rammefarge: Sort

Trekk



Black Dartex
TR26



Black plush
TR35



Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare International.

The Rea **Dahlia** is designed with DSS (Dual Stability system). It provides the user with enhanced stability and safety when being tilted or the backrest is reclined.



Komfortstoler - en stor familie

Invacare Rea komfortstoler tilbyr brukerne den perfekte passform og komfort samt et bredt utvalg av modeller, tilleggsutstyr og kompatibilitet på tvers av Rea-produktene. For at brukeren kun skal behøve én type komfortstol, har Rea utviklet et sortiment av nisjemodeller. Alle **Azalea**-modeller bygger på samme chassis, noe som gir mulighet til variasjon for å møte brukerens behov. Alle stoler kan enkelt justeres og er utstyrt med **Dual Stability System™** (DSS) (kroppslengdekompensasjon+vektfordeling).

- * Prisforhandlet:
- Post 8: Komfortrullestol



For å gi brukeren en stol med god passform, tilbyr **Azalea** individuell setejustering slik at bruker oppnår best mulig holdning. I tillegg til eksisterende mulighet for bredde- og dybdejustering av seteområdet, kan vi nå også tilby den samme justeringen for ryggen. Dette gir en unik kombinasjon av muligheter, da justeringene er uavhengig av hverandre.

Kroppslengdekompensasjon

De høye omdreiningspunktene rundt bekken og kneledd er viktig når man justerer sittestillingen. Omdreiningspunktene sørger for at kroppen beveger seg med normalt bevegelsesmønster ved regulering av sete og benstøtter. **Rea Azalea** er designet for å minimere skyvkrefter og virke trykkavlastende, noe som resulterer i en forbedret sittestilling. Hodestøtten og sidestøtten forblir i samme høyde uavhengig av om ryggen er vinklet eller ikke - noe som er avgjørende for god komfort for brukeren.

Definer behovet du er ute etter, og du kan finne passende støtte med **Rea Azalea**-familien.

Anbefalinger for valg av rygg, Matrx, ryggplate eller velcroygg.


Matrx, ryggplate eller velcroygg

Matrx, ryggplate eller velcroygg								Velcroygg	
Kort	Høy	Gjennomsnittlig	Bred	Bred overkropp	Bred underkropp	Bredere foran	S-formet rygg	Bredere bak	Kyphosis
Alle tilpasninger på innerste nivå	Forlenget høyde på rygg og setedybde	Rygg- og setetilpasninger i standard posisjon	Rygg og sete så bredt som mulig	Øvre del av ryggstøtten bred, sete smalt	Nedre del av rygg er like bredt som setet	Øvre del av ryggen snus opp ned for å gi bedre plass rundt skuldrene	Nedre midtdel er stram mens resten av støtten følger den S-formede ryggraden	Nedre del av ryggen vendes opp ned for å gi bedre plass til brukerens sete	Midtre del av ryggen åpnet opp, strammere støtte i den nedre del av støtten

Valg for rygg



Flex 3 velcroygg (standard på Azalea) har borrelåsbånd som kan høyde- og breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller -pute. Hele ryggen kan også bli snudd opp ned.



Flex 3 ryggplate gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar.



Tilbyr utmerket sittekomfort og mange justeringsmuligheter!

Rea **Azalea** er det naturlige valget for den moderate aktive bruker samt for de mer passive. Det komfortable setesystemet tillater brukeren å endre sittestilling, noe som sikrer maksimal komfort til enhver tid. Dette kombinert med gode kjøreegenskaper gjør **Azalea** til det ideelle valget.

Setetilt og ryggregulering gjør det mer komfortabelt

Rea **Azalea** og Rea **Azalea Assist** har 25° setetilt og 30° ryggvinkling. Både tilt og ryggvinkling kan reguleres manuelt eller elektrisk ved hjelp fra en ledsager, og den med el-funksjon kan brukeren selv regulere.

Egenskaper og tilbehør



Rea **Azalea**

Den originale med store drivhjul, som brukeren kan kjøre selv.



Rea **Azalea Assist**

Transportversjonen med små drivhjul. Leveres som tilbehør.

Drivhjul med ledsagerbrems kan bestilles som tilbehør til Rea **Azalea**.

Standard konfigurasjon Rea **Azalea**:

- Setetilt og vinkelregulerbar rygg med gassfjær som gir vektfordeling og høy komfort
- Bredde- og høydejusterbar velcroygg med polstret ryggtrekk, Lateral.
- Dybde- og høyderegulerbar nakke-støtte
- Bredde- og dybdejusterbart sete med setepute FloShape med høy komfort
- Lengdejusterbar og vinkelregulerbar benstøtte
- Dybde- og vinkeljusterbare fotplater med hælklapper
- Drivhjul 24" kompakte med ledsagerbrems
- Svinghjul 8" medium hard
- Høyderegulerbare kjørehåndtak
- Høydejusterbare armlener med mykt langt polster, Ducktail
- Løftepunkterer avmerket
- Tippetingsringer 2 stk.
- Rammefarge: Azurite (grå)

Tekniske data

Rea Azalea & Azalea Assist	390-450/440-500/490-550 mm (390-490/440-540/490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm (450 mm)	Fast rygg: 560-790 mm Regulerbar velcroygg: 540-715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm
Rea Azalea & Azalea Assist	0°-30°	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	900-1250 mm	34 kg (SB 44 kg)	Maks 135 kg	Transportvekt: 16,5 kg



Krasjtestet
ISO 7176-19

Rea **Azalea** og **Azalea Assist** oppfyller kravene i ISO-standarden 7176-19. For mer informasjon om transport i bil, vennligst se brukermanual. Denne finner du også på www.invacare.no.

Rammefarge



Grå

Trekk



Sort Dartex TR26



Plysj (standard)



Egenskaper og tilbehør

Rea Azalea Base

Utformet for brukere som ønsker et skreddersydd sete kombinert med en førsteklasses rullestolbase. **Rea Azalea Base** er videreutviklet fra vår modell **Rea Azalea** og er en robust rullestol med samme egenskaper; f.eks. tilt og glidende balansepunkt. En nøkkelegenskap er at basen er utstyrt med «tilt in space function» - en vektfordelingsmekanisme som gir stabilitet for brukeren.

Rea Azalea og Alber viamobil V25

I motsetning til mange andre drivaggregat, hindrer ikke **viamobil V25** tiltningsfunksjonen hos **Rea Azalea** (med en sittehøyde på 450 mm). Samtlige funksjoner på rullestolen forblir tilgjengelig. Det er derfor **viamobil** kan forbli montert på rullestolen etter at den har vært i bruk, uten at rullestolens funksjoner begrenses.



Rea Azalea Base

Ideell for de som trenger en stabil og sikker stol med skreddersydd sete eller skall. **Base** kan anvendes sammen med alle deler og tilbehør til de øvrige **Rea Azalea**-modellene (utenom sidestøtte).



Alber viamobil ledsagerstyring



Alber viamobil motor

Tekniske data

Rea Azalea Base	340*/390/440/ 490 mm (+ 50/100 mm)	380 - 450 mm* 430 - 500 mm	400/450 mm	600* / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm
Alber viamobil V25				600* / 700 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm
Rea Azalea Base	0°-30°	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1300* / 1400 mm	930 - 1040* / 950 - 1070 mm	20 kg	Maks 135 kg
Alber viamobil V25	0°-30°	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1300* / 1400 mm	900 - 1020* / 950 - 1070 mm	28kg* (SB 340) / 34kg (SB 440 mm)	Maks 75* 15* / 18,7 kg



Krasjetestet
ISO 7176-19

* **Rea Azalea Minor** har mindre dimensjoner.
Rea Azalea og **Azalea Assist** oppfyller kravene i ISO-standarden 7176-19. For mer informasjon om transport i bil, vennligst se brukermanual. Denne finner du også på www.invacare.no.

Rammefarge



Grå

Trekk



Sort Dartex TR26



Plysj (standard)




Rea Azalea Minor - Utviklet for små voksne og tenåringer

Rea **Azalea Minor** er utformet for brukere som har bruk for en kortere setedybde og smalere sittebredde enn en standard komfortrullestol. Rea **Azalea Minor** fås med fast ryggplate eller velcroygg. Den regulerbare velcroyggen gir brukeren god støtte for optimal sittestilling.

Rea Azalea Tall - Ingen begrensninger når det gjelder komfort for høye brukere

Rea **Azalea Tall** er utviklet for å møte behovene til høye brukere som har behov for lengre setedybde og høyere rygg høyde enn på en standard komfortrullestol. Tilpasset Rea **Azalea**, har Rea **Azalea Tall** alle de samme fordelene når det gjelder sikkerhet ved tiltning av rullestolen, og tilbyr dessuten en unik vektfordelingsmekanisme.

Egenskaper og tilbehør



Rea Azalea Minor
Kjørehåndtakene er vinklet utover for å gi bedre komfort for ledsager.



Rea Azalea Tall
Rea **Azalea Tall** er av aller høyeste kvalitet når det gjelder komfort og stabilitet.

Tekniske data

Rea Azalea Tall	390-450/440-500/490-550 mm (390-490/440-540/490-590 mm)	480 - 550 mm	500 mm	Fast rygg: 560 - 790 mm Justerbar rygg: 540 - 715 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm
Rea Azalea Minor	340*/390/440 / 490 mm (+50/100 mm)	380 - 450 mm* 430 - 500 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm
Rea Azalea Tall	0°-30°	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	1000 - 1300 mm	950 - 1070 mm	34 kg (SB 440 mm)	Maks 135 kg Transportvekt 18,7 kg
Rea Azalea Minor	0°-30°	SB + 220 mm (SB + 230 mm)	900 - 1250 mm	900-970mm	32 kg	Maks 75* / 135 kg 14,5 kg



Krasjtestet ISO 7176-19

* Rea **Azalea Minor** Rea **Azalea** og **Azalea Assist** oppfyller kravene i ISO-standarden 7176-19. For mer informasjon om transport i bil, vennligst se brukermanual. Denne finner du også på www.invacare.no.

Rammefarge



Grå

Trekk



Sort Dartex TR26



Plysj (standard)



En skreddersydd løsning for tyngre brukere

*Rea **Azalea Max*** er utviklet for å møte behovene til brukere med ekstra vekt (maks. 180 kg). *Rea **Azalea Max*** utfyller den øvrige *Rea **Azalea***-familien fra Invacare.

Kompatibilitet

*Rea **Azalea Max*** tilbyr sammefunksjoner som de øvrige rullestolene i *Rea **Azalea***-familien; f.eks. glidende balansepunkt og DSS (kroppslengdefunksjon+vektfordeling). Stabiliteten i denne rullestolen kommer fra kroppslengdekompenseringen i ryggen samt benstøtten. Dette er en fordel for brukere som har liten eller begrenset bevegelighet samt for brukere som har vanskelig for å endre posisjon.

Egenskaper og tilbehør



Vendbar velcroygg

Den øvre og nedre delen av ryggen har ulik form og er vendbar. Dette gir brukeren mulighet for mer plass i sete- eller brystområdet.



Elektrisk rygg/tilt

Håndkontroll for tilt og ryggvinkling kan brukes av bruker eller ledsager. Art. nr. 1484820
HMS nr. 161027

Tekniske data

Azalea Max	550; 610 + 50mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°
Azalea Max Assist	550; 610 + 100mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°
Azalea Max	0°-30°	SB + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	33 kg	Maks 180 kg
Azalea Max Assist	0°-30°	SB + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	37 kg	Maks 180 kg

*Rea **Azalea*** og ***Azalea Assist*** oppfyller kravene i ISO-standarden 7176-19. For mer informasjon om transport i bil, vennligst se brukermanual. Denne finner du også på www.invacare.no.

Rammefarge



Grå

Trekk



Sort Dartex TR26



Plysj (standard)

Tilbehørsguide
Komfortstol

Rea® **Azalea®**

Max brukervekt = 135 Kg





Yes, you can.®

Kryss av for alternativ

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Oppdatert 27.09.16

	Lev. art. nr.	HMS art. nr.	Beskrivelse	Kommentar
TOPPNUMMER HOVEDPRODUKT LAGUNA RYGG				
<input type="checkbox"/>	I539527	I85142	Azalea Minor sb34 sd38-45 sh40-45 sete vreg rygg vreg tilt	
<input type="checkbox"/>	I539529	I85143	Azalea Minor sb39 (sb34 +5cm) sd38-45 sh40-45 sete vreg rygg vreg tilt	
<input type="checkbox"/>	I539530	I85144	Azalea sb39 sd43-50 sh40-45 sete vreg rygg vreg tilt ledsagerbrems	Prisforhandlet
<input type="checkbox"/>	I539531	I85145	Azalea sb44 sd43-50 sh40-45 sete vreg rygg vreg tilt ledsagerbrems	Prisforhandlet
<input type="checkbox"/>	I539532	I85146	Azalea sb49 sd43-50 sh40-45 sete vreg rygg vreg tilt ledsagerbrems	Prisforhandlet
<input type="checkbox"/>	I539533	I85147	Azalea sb54 sd43-50 sh40-45 sete vreg rygg vreg tilt	
<input type="checkbox"/>	I539534	I85148	Azalea Tall sb39 sd48-55 sh 50 sete vreg rygg vreg tilt	
<input type="checkbox"/>	I539535	I85149	Azalea Tall sb44 sd48-55 sh 50 sete vreg rygg vreg tilt	
<input type="checkbox"/>	I539536	I85150	Azalea Tall sb49 sd48-55 sh 50 sete vreg rygg vreg tilt	
<input type="checkbox"/>	I539537	I85151	Azalea Tall sb54 sd48-55 sh 50 sete vreg rygg vreg tilt	
GLIDSETE				
<input type="checkbox"/>	I484576	I86569	Glidesete 39 Azalea	39
<input type="checkbox"/>	I484577	I86570	Glidesete 44 Azalea	44
<input type="checkbox"/>	I484578	I86571	Glidesete 49 Azalea	49
SETEPUTE				
<input type="checkbox"/>	I508055-TR35	I86314	Setepute Flosshape 405X535 Plysch	39
<input type="checkbox"/>	I508057-TR35	I86316	Setepute Flosshape 455X535 Plysch	44
<input type="checkbox"/>	I508059-TR35	I86318	Setepute Flosshape 505X535 Plysch	49
<input type="checkbox"/>	I508055-TR26	I86313	Setepute Flosshape 405X535 Dartex	39
<input type="checkbox"/>	I508057-TR26	I86315	Setepute Flosshape 455X535 Dartex	44
<input type="checkbox"/>	I508059-TR26	I86317	Setepute Flosshape 505X535 Dartex	49
<input type="checkbox"/>	I497347	I86319	Setepute Vicair multifunksjonell 37X52	39
<input type="checkbox"/>	I497348	I86320	Setepute Vicair multifunksjonell 40X52	44
<input type="checkbox"/>	I497349	I86321	Setepute Vicair multifunksjonell 45X52	49
<input type="checkbox"/>	I497387	I86322	Setepute Vicair multifunksjonell 50X52	54 59
<input type="checkbox"/>			uten setepute	
RYGG				
<input type="checkbox"/>	SPI554115	I89769	Ryggplate S 39 Laguna	39
<input type="checkbox"/>	SPI554116	I89770	Ryggplate M 44 Laguna	44
<input type="checkbox"/>	SPI554117	I89771	Ryggplate L 49/54 Laguna	49/54
<input type="checkbox"/>	SPI562152		Ryggplate S 39 Mistral	39
<input type="checkbox"/>	SPI562153		Ryggplate M 44 Mistral	44
<input type="checkbox"/>	SPI562154		Ryggplate L 49/54 Mistral	49/54
<input type="checkbox"/>	SPI554118	I89772	Rygg velcro S 39 Flex 3	39
<input type="checkbox"/>	SPI554119	I89773	Rygg velcro M 44 Flex 3	44
<input type="checkbox"/>	SPI554120	I89774	Rygg velcro L 49/54 Flex3	49/54
<input type="checkbox"/>	I549281		velcrobånd alle str	
RYGGOVERDRAG				
<input type="checkbox"/>	I543668	I86285	Ryggoverdrag Sidestøtte 420X500 Plysch	39
<input type="checkbox"/>	I543670	I86289	Ryggoverdrag Sidestøtte 500X460 Plysch	44
<input type="checkbox"/>	I543672	I86292	Ryggoverdrag Sidestøtte 550X460 Plysch	49
<input type="checkbox"/>	I543667		Ryggoverdrag Sidestøtte 450X460 Dartex	39
<input type="checkbox"/>	I543669		Ryggoverdrag Sidestøtte 500X460 Dartex	44
<input type="checkbox"/>	I543671		Ryggoverdrag Sidestøtte 550X460 Dartex	49
RYGGPUTE				
<input type="checkbox"/>	I427118-TR26	I86275	Ryggpute Laguna 372X550 Dartex	39
<input type="checkbox"/>	I427119-TR26	I86269	Ryggpute Laguna 402X550 Dartex	44
<input type="checkbox"/>	I427120-TR26	I86270	Ryggpute Laguna 452X550 Dartex	49
<input type="checkbox"/>	I427121-TR26	I86274	Ryggpute Laguna 492X550 Dartex	54
<input type="checkbox"/>	I427118-TR35	I86273	Ryggpute Laguna 372X550 Plysch	39
<input type="checkbox"/>	I427119-TR35	I86276	Ryggpute Laguna 402X550 Plysch	44
<input type="checkbox"/>	I427120-TR35	I86271	Ryggpute Laguna 452X550 Plysch	49
<input type="checkbox"/>	I427121-TR35	I86272	Ryggpute Laguna 492X550 Plysch	54
<input type="checkbox"/>	I431668-TR26	I86277	Ryggpute Mistral 2 355X510 Dartex	39
<input type="checkbox"/>	I424651-TR26	I86281	Ryggpute Mistral 2 405X510 Dartex	44
<input type="checkbox"/>	I424652-TR26	I86286	Ryggpute Mistral 2 455X510 Dartex	49
<input type="checkbox"/>	I424653-TR26	I86293	Ryggpute Mistral 2 505X510 Dartex	54
<input type="checkbox"/>	I431668-TR35	I86278	Ryggpute Mistral 2 355X510 Plysch	39



multifunksjonell



Ryggplate



Rygg velcro



Ryggoverdrag sidestøtte (standard)



Ryggpute Laguna



Mistral 2



Passad 2


<input type="checkbox"/>	I424651-TR35	186280	Ryggpute Mistral 2 405X510 Plysch	44
<input type="checkbox"/>	I424652-TR35	186287	Ryggpute Mistral 2 455X510 Plysch	49
<input type="checkbox"/>	I424653-TR35	186290	Ryggpute Mistral 2 505X510 Plysch	54
<input type="checkbox"/>	I429271-TR26	186263	Ryggpute Passad 2 440X550 Dartex	39
<input type="checkbox"/>	I424647-TR26	186264	Ryggpute Passad 2 470X550 Dartex	44
<input type="checkbox"/>	I424649-TR26	186265	Ryggpute Passad 2 520X550 Dartex	49
<input type="checkbox"/>	I429278-TR26	186302	Ryggpute Passad 2 580X550 Dartex	54
<input type="checkbox"/>	I429271-TR35	186282	Ryggpute Passad 2 440X550 Plysch	39
<input type="checkbox"/>	I424647-TR35	186300	Ryggpute Passad 2 470X550 Plysch	44
<input type="checkbox"/>	I424649-TR35	186301	Ryggpute Passad 2 520X550 Plysch	49
<input type="checkbox"/>	I429278-TR35	186303	Ryggpute Passad 2 580X550 Plysch	54
<input type="checkbox"/>	I444275-TR26	186283	Ryggpute Passad 2 høy 440X650 Dartex	39
<input type="checkbox"/>	I444276-TR26	186288	Ryggpute Passad 2 høy 470X650 Dartex	44
<input type="checkbox"/>	I444277-TR26	186291	Ryggpute Passad 2 høy 520X650 Dartex	49
<input type="checkbox"/>	I444278-TR26	186294	Ryggpute Passad 2 høy 580X650 Dartex	54
<input type="checkbox"/>	I435592	137875	Ryggpute Vicair S multifunksjonell	39
<input type="checkbox"/>	I445741	186298	Ryggpute Vicair M multifunksjonell	44
<input type="checkbox"/>	I445742	186299	Ryggpute Vicair L multifunksjonell	49
<input type="checkbox"/>	I445743	226352	Ryggpute Vicair XL multifunksjonell	54
KJØREBØYLE/ KJØREHÅNDTAKSBØYLE				
<input type="checkbox"/>	I557205		Kjørehåndtak justerbart i bredde	39/44/49/54
<input type="checkbox"/>	SPI563967		Kjørebøyle vinkelregulerbar sb39	39
<input type="checkbox"/>	SPI564551		Kjørebøyle vinkelregulerbar sb44	44
<input type="checkbox"/>	SPI561552		Kjørebøyle vinkelregulerbar sb49	49
REGULERING SETEENHET				
SETE RYGG/TILT				
<input type="checkbox"/>	I536332		Rygg- og setereguleringskit gassfjær	
<input type="checkbox"/>	I484820	161027	Rygg/tilt Azalea elektrisk	
BENSTØTTE/ FOTSTØTTE				
SENTERMONTERT FOTPLATE				
<input type="checkbox"/>	I484821	185425	Benstøtte sentermontert fotplate kpl Azalea	
BENSTØTTESINNFESTNING				
<input type="checkbox"/>	I508926-0509		Benstøtteinnfestning 34/ kpl justerbart Minor	34
<input type="checkbox"/>	I449888-0509		Benstøtteinnfestning 39/ kpl justerbart	39
<input type="checkbox"/>	I449889-0509		Benstøtteinnfestning 44/ kpl justerbart	44
<input type="checkbox"/>	I449890-0509		Benstøtteinnfestning 49/ kpl justerbart	49/54
<input type="checkbox"/>	I507966-0509		Benstøtteinnfestning 39 kpl Azalea TALL justerbart	39
<input type="checkbox"/>	I507967-0509		Benstøtteinnfestning 44 kpl Azalea TALL justerbart	44
<input type="checkbox"/>	I507968-0509		Benstøtteinnfestning 49 kpl Azalea TALL justerbart	49/54
BENSTØTTE				
<input type="checkbox"/>	I484839	137083	Benstøtte ve vreg kpl SB 39	39
<input type="checkbox"/>	I484840	137082	Benstøtte hø vreg kpl SB 39	39
<input type="checkbox"/>	I484841	137085	Benstøtte ve vreg kpl SB 44	44
<input type="checkbox"/>	I484842	137084	Benstøtte hø vreg kpl SB 44	44
<input type="checkbox"/>	I484843	137087	Benstøtte ve vreg kpl SB 49	49/54
<input type="checkbox"/>	I478538	137086	Benstøtte hø vreg kpl SB 49	49/54
FOTPLATE HEL				
<input type="checkbox"/>	I493358	186074	Fotplate hel 272 kpl dybde og vreg langt innerrør 90 gr	39
<input type="checkbox"/>	I493377	186003	Fotplate hel 322 kpl dybde og vreg langt innerrør 90 gr	44
<input type="checkbox"/>	I495826	186076	Fotplate hel 372 kpl dybde og vreg langt innerrør 90 gr	49/54
<input type="checkbox"/>	I493269	186001	Fotplate hel 297 kpl dybde og vreg kort innerrør 90 gr	39
<input type="checkbox"/>	I495821	186005	Fotplate hel 347 kpl dybde og vreg kort innerrør 90 gr	44
<input type="checkbox"/>	I495823	186007	Fotplate hel 397 kpl dybde og vreg kort innerrør 90 gr	49/54
BENSTØTTE AMPUTASJON OG GIPSBENSTØTTE				
<input type="checkbox"/>	I442990	185376	Benstøtte amputasjon hø	
<input type="checkbox"/>	I442991	185377	Benstøtte amputasjon ve	
<input type="checkbox"/>	I435770	26338	Gipsbenstøtte hø	
<input type="checkbox"/>	I435771	26339	Gipsbenstøtte ve	
BENSTØTTE OVERDEL VINKELREGULERBBAR				
<input type="checkbox"/>	I513006	194158	Benstøtte overdel vreg hø	
<input type="checkbox"/>	I513007	194159	Benstøtte overdel vreg ve	
<input type="checkbox"/>	I493055-0509		Benstøtte overdel fast hø/ve 80gr	
<input type="checkbox"/>	I493056-0509		Benstøtte overdel fast hø/ve 90gr	
LEGGSTØTTE (KUN VREG BENSTØTTE)				
<input type="checkbox"/>	I516313		leggstøtte 140x170 kpl	39
<input type="checkbox"/>	I516314		leggstøtte 165x170 kpl	44
<input type="checkbox"/>	I516315		leggstøtte 190x170 kpl	49/54




Multifunksjonal




Faste benstøtter leveres også ved behov



FOTKASSE				
<input type="checkbox"/>	1571749		Fotkasse sb39	39
<input type="checkbox"/>	1571750		Fotkasse sb44	44
<input type="checkbox"/>	1571751		Fotkasse sb49	49
FOTPLATE VINKEL - OG DYBDEREGULERBAR MED INNERRØR OG HELKAPPE VE				
<input type="checkbox"/>	1429163	26347	Fotstøtte 17 vereg og dreg kort ve kpl + helkappe 40-50	39
<input type="checkbox"/>	1429175	26356	Fotstøtte 17 vereg og dreg lang ve kpl + helkappe 40-50	
<input type="checkbox"/>	1429165	26349	Fotstøtte 18 vereg og dreg kort ve kpl + helkappe 40-50	44
<input type="checkbox"/>	1429177	26358	Fotstøtte 18 vereg og dreg lang ve kpl + helkappe 40-50	
<input type="checkbox"/>	1429167	26351	Fotstøtte 19 vereg og dreg kort ve kpl + helkappe 40-50	49/54
<input type="checkbox"/>	1429179	26360	Fotstøtte 19 vereg og dreg lang ve kpl + helkappe 40-50	
FOTPLATE VINKEL - OG DYBDEREGULERBAR MED INNERRØR OG HELKAPPE HØ				
<input type="checkbox"/>	1429164	26348	Fotplate 17 vreg og dreg kort hø kpl + helkappe 40-50	34/39
<input type="checkbox"/>	1429176	26357	Fotplate 17 vreg og dreg lang hø kpl + helkappe 40-50	
<input type="checkbox"/>	1429166	26350	Fotplate 18 vreg og dreg kort hø kpl + helkappe 40-50	44
<input type="checkbox"/>	1429178	26359	Fotplate 18 vreg og dreg lang hø kpl + helkappe 40-50	
<input type="checkbox"/>	1429168	26490	Fotplate 19 vreg og dreg kort hø kpl + helkappe 40-50	49/54
<input type="checkbox"/>	1429180	26361	Fotplate 19 vreg og dreg lang hø kpl + helkappe 40-50	
FOTPLATETILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	SP5255297	147376	Fotplateforlenger bredde 135 mm par	
<input type="checkbox"/>	SP5255299		Fotplateforlenger bredde 160 mm par	
<input type="checkbox"/>	SPI563959		Polster hel fotplate	39
<input type="checkbox"/>	SPI563962		Polster hel fotplate	44
<input type="checkbox"/>	SPI563963		Polster hel fotplate	49
<input type="checkbox"/>	SPI563946		Polster delte fotplater	
<input type="checkbox"/>	SPI563951		Leggbeskytter, myk polstret erstatter leggeplatene	
ARMLEN				
ARMLEN VENSTRE				
<input type="checkbox"/>	1517368	136825	Armlen hreg myk kpl ve	
<input type="checkbox"/>	1492901	026322	Armlen hemi ve, kpl	
<input type="checkbox"/>	1427167	26155	Armlen komfort ve (7cm)	
<input type="checkbox"/>	1492547		Armlen kpl helpolstret (lik hø og ve side)	
ARMLEN HØYRE				
<input type="checkbox"/>	1517367	136824	Armlen h/s myk kpl hø	
<input type="checkbox"/>	1492900	026321	Armlen hemi hø, kpl	
<input type="checkbox"/>	1427168	26156	Armlen komfort hø (7 cm)	
ARMLENSTILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	SPI563943		Klesbeskytter overdrag	
SETETILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	5253078-TR26	8689	Inkontinensoverdrag 39	39
<input type="checkbox"/>	5253079-TR26	8690	Inkontinensoverdrag 44	44
<input type="checkbox"/>	5253080-TR26	8691	Inkontinensoverdrag 49	49/54
<input type="checkbox"/>	1491354	185369	Bendeler Azalea kpl	
RYGGTILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	1446559	029462	Hodestøtte multi sidejusterbart kpl Dartex	
<input type="checkbox"/>	1508848	186161	Hodestøtte std	
<input type="checkbox"/>	1446560	029463	Hodestøtte med kinnstøtte sidej Dartex	
<input type="checkbox"/>	1445693		Håndtak klink sett hodestøtte	
<input type="checkbox"/>	1518516		Overdrag hodestøtte multi	
<input type="checkbox"/>	1518517		Overdrag hodestøtte	
<input type="checkbox"/>	1552681	186582	Sidestøtte forlenget hø kpl	1
<input type="checkbox"/>	1552680	186583	Sidestøtte forlenget ve kpl	1
<input type="checkbox"/>	1552726		Sidestøtte multijusterbart Dartex passer hø og ve	2
<input type="checkbox"/>	1552729	186584	Sidestøtte multijusterbart forlenget hø	3
<input type="checkbox"/>	1552728	186585	Sidestøtte multijusterbart forlenget ve	3
<input type="checkbox"/>	1557674	186590	Sidestøtte Swing away hø	4
<input type="checkbox"/>	1557673	186591	Sidestøtte Swing away ve	4
<input type="checkbox"/>	1557676	186586	Sidestøtte Swing away multi hø	5
<input type="checkbox"/>	1557675	186587	Sidestøtte Swing away multi ve	5
<input type="checkbox"/>	SPI561642	202727	Sidestøtte Swing away velcro rygg hø	6
<input type="checkbox"/>	SPI561641	202728	Sidestøtte Swing away velcro rygg ve	6
<input type="checkbox"/>	SPI561652		Sidestøtte Swing away multi velcro rygg hø	7
<input type="checkbox"/>	SPI561651		Sidestøtte Swing away multi velcro rygg ve	7
<input type="checkbox"/>	SPI562960		Sidestøtte multi ve forlenget arm velcro rygg	8
<input type="checkbox"/>	SPI562961		Sidestøtte multi hø forlenget arm velcro rygg	8
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	5252527	027168	Korsryggstøttepute	
<input type="checkbox"/>	1513037		Ryggkiler par	
SIKKERHET				
<input type="checkbox"/>	1484535		Rammeforlengning Azalea par kpl	
SVINGHJUL INKL GAFFEL				
<input type="checkbox"/>	5750734	186612	svinghjul 140X37 soft	
<input type="checkbox"/>	5750806	186618	svinghjul 150X30 soft	
<input type="checkbox"/>	1555797	168815	svinghjul 150X30 medium hard	
<input type="checkbox"/>	5322004	186621	svinghjul 200X27 medium hard	
<input type="checkbox"/>	5750800	186619	svinghjul 200X30 soft	



<input type="checkbox"/>	5322005	186616	svinghjul 200X32 luft	
<input type="checkbox"/>	1418196		svinghjul 200X45 medium hard	
DRIVHJUL				
<input type="checkbox"/>	1524021		Drivhjul 22 massiv dekk alu drivring	
<input type="checkbox"/>	1524027		Drivhjul 22 massiv dekk gummiert drivring	
<input type="checkbox"/>	1524050		Drivhjul 24 massiv dekk alu drivring	
<input type="checkbox"/>	1524188	185688	Drivhjul 24 massiv dekk gummiert drivring	
Drivhjul med ledsagerbrems				
<input type="checkbox"/>	1568310	196669	Ledsagerbrems inkl 24" hjul massiv dekk alu drivring kpl	1+3
<input type="checkbox"/>	1536757	185474	Ledsagerbrems kit par	1
<input type="checkbox"/>	1524291	185571	Drivhjul 22 massiv dekk trommelbrems alu drivring	2
<input type="checkbox"/>	1524388	185572	Drivhjul 22 massiv dekk trommelbrems gummiert drivring	
<input type="checkbox"/>	1524447	185705	Drivhjul 24 massiv dekk trommelbrems alu drivring 2010	3
<input type="checkbox"/>	1524515	185706	Drivhjul 24 massiv dekk trommelbrems gummiert drivring	
<input type="checkbox"/>	1536343		Drivhjul 16 trommelbrems solid med ledsagerbrems par kpl	
<input type="checkbox"/>	1536342		Drivhjul 16 trommelbrems luft med ledsagerbrems par kpl	
DRIVHJUL TILBEHØR				
EIKEBESKYTTER				
<input type="checkbox"/>	5102800	08682	Frost22"	
<input type="checkbox"/>	5102807	027114	Frost 24"	
SIKKERHET				
BREMS				
<input type="checkbox"/>	1508981		Brems std ve	1
<input type="checkbox"/>	1508980		Brems std hø	1
<input type="checkbox"/>	SPI563920		Bremsespakforlenger ve	2
<input type="checkbox"/>	SPI563919		Bremsespakforlenger hø	2
SIKKERHETS TILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	1551066	138819	Hoftebelte	1
<input type="checkbox"/>	SPI563945		X-belte kpl	2
<input type="checkbox"/>	SPI559963		Beltefeste, festes på nakkestøtten	3
<input type="checkbox"/>	SPI563952		Beltefeste på seteramme for større fleksibilitet	4
<input type="checkbox"/>	5206655	186478	Reflex	
TILBEHØR				
<input type="checkbox"/>	SPI570748	202237	Bord sb39-44	39-44
<input type="checkbox"/>	SPI570749	202238	Bord sb44-49	44-49
<input type="checkbox"/>	SPI570775	202239	Bord sb49-54	49-54
<input type="checkbox"/>	SPI571269		Bord pute sb39	
<input type="checkbox"/>	SPI571270		Bord pute sb44	
<input type="checkbox"/>	SPI571271		Bord pute sb49	
<input type="checkbox"/>	1449217	161433	Bord swing away kpl med feste	
<input type="checkbox"/>	1509919		Bord swing away kpl med feste Azalea minor	
<input type="checkbox"/>	SPI560811		Krykkeholder	
<input type="checkbox"/>	1440897		Infusjonsstativ kpl m/feste til nakkestøtte	
<input type="checkbox"/>	1439933	137533	Tippekikring	



rea | Azalea (A), Dahlia (D) Tilbehør



Invacare® Rea komfortrullestoler har et bredt utvalg av tilbehør som gir brukeren mulighet til å oppnå optimal støtte og sittestilling samt økt komfort. Tilbehøret kan brukes på de fleste Rea komfortmodeller, noe som gir terapeuter mulighet til å finne den modellen som passer brukeren best. Ved å tilby bedre støtte vil brukeren bli i stand til å delta i ønsket aktiviteter i en mer avslappet og behagelig sittestilling.

På de neste sidene referer vi til A eller D, som står for henholdsvis **Azalea** og **Dahlia**. En del av tilbehøret er også kompatibelt med Invacares allround og aktive rullestoler.

Rygg



Flex3 ryggplate

Gir en fast og stabil støtte kombinert med en ryggpute. Ryggplaten er individuelt høyde- og breddejusterbar. **(A) (D)**




Flex 3 velcro rygg (standard på Azalea)

Med borrelåsbånd som kan høyde- og breddejusteres samt vinkles og utvides. Kombineres med ryggoverdrag eller ryggpute. **(A) (D)**



Ryggoverdrag (standard på Azalea)

Polstret overdrag til velcro rygg. **(A) (D)**



Laguna ryggpute

Laguna ryggpute gir en avslappet og komfortabel støtte takket være ryggens formede sider i skum. **(A) (D)**




Mistral² ryggpute

Mistral² ryggputen gir med sine ekstra store og stabile sidestøtter brukeren en optimal sittestilling med god støtte, og samtidig god plass til bevegelse av armene. **(A) (D)**



Passad² ryggpute

Passad² gir stabilitet og komfort og er spesielt velegnet for brukere med stort behov for støtte ved skuldre og bekken. **(A) (D)**




Passad² ryggpute høy

Passad² i en 100 mm høyere variant, designet for høye brukere. **(A) (D)**



Vicair multifunksjonell

Ryggpute oppdelt i separate kamre med trekantede luftputer (Soft Cells). For brukere som trenger ekstra posisjoneringmuligheter. **(A) (D)**



Invacare® Matrix® Elite

Matrix Elite har lett sidestøtte (80 mm dybde) med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**



Invacare® Matrix® Elite dyp

Matrix Elite dyp har høy og dyp sidestøtte (160 mm dybde) som gir god støtte for overkroppen samtidig som det er god klaring ved skulde og hofter. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon **(A) (D)**



Invacare® Matrix® Elite TR

Elite TR er designet til rullestol med sete- og/eller ryggtilt. Puten har et ekstra skumlag, som er svært mykt og som lar brukeren synke godt inn i puten og fordeler trykket over en større flate. Lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. 75 mm dybde. Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**



Invacare® Matrix® PB

Matrix Posture Back har middels sidestøtte (130 mm dybde) og kraftig polstring for å gi postural støtte og høy komfort. **Matrix Posture Back**, dyp har mer sidestøtte (180 mm). Justerbar i dybde, høyde, vinkel og rotasjon. **(A) (D)**

Sete - og ryggtilt



Ledsagerstyrt setetilt og ryggregulering

Ryggen og hele seteenheden tiltes ved hjelp av gasspatron når utløserhåndtaket aktiveres. Posisjonen kan låses i ønsket vinkel. **(A) (D)**



Sete- og ryggtilt, elektrisk

Ryggen og hele seteenheden tiltes elektrisk. Kan benyttes av både bruker og ledsager. Kan låses i ønsket vinkel på selvbetjening. **(A) (D)**

Kjørehåndtak



Kjørehåndtak

Høydejusterbare skyvehåndtak monteres med en stabiliserende ryggbøyle. **(D)**




Kjørebøyle, vinkeljusterbar

Vinkeljusterbar bøyle som enkelt kan vinkles for å gi et behagelig grep for ledsager eller for å komme nærmere brukeren ved forflytninger. **(A) (D)**

Art. nr.:
SP1563967 til sb 39cm
SP1564551 til sb 44cm
SP1561552 til sb 49cm


Sete og seteputer



Glidesete

Hjelper til rett posisjonering på setet. Utløses med en liten spak på høyre side. Forenkler inn- og utstigning i stolen. **(A)**

Art. nr. 1484576 Glideste 39
HMS nr. 186569
Art. nr. 1484577 Glideste 44
HMS nr. 186570
Art. nr. 1484578 Glideste 49
HMS nr. 186571



Floshape setepute

Konturformet 100 mm standardpute i lateks-skum. Tilpasser seg kroppens former og gir dermed god trykk-fordeling. Leveres både med plysj- og dartex-trekk. **(A) (D)**



Mistral²

Pute med to lag for økt komfort. **(D)**




Inkontinentsoverdrag

Detløseinkontinentsoverdraget passer til putene. Kan vaskes ved 60 grader. **(A) (D)**

Art. nr. 5253078-TR26, størrelse 39 cm
HMS nr. 8689
Art. nr. 5253079-TR26, størrelse 44 cm
HMS nr. 8690
Art. nr. 5253080-TR26, størrelse 49 cm
HMS nr. 8691

Benstøtter og fotplater



Vicair[®] multifunksjonell

Sittepute bestående av separate kamre med trekantede luftputer (Soft Cells). For brukere som trenger ekstra posisjoneringmuligheter og/eller har risiko for å utvikle trykksår. **(A) (D)**



Vinkelregulerbare benstøtter med justerbare (alternativt faste) fotplater

Lengdekompenserende ved vinkling av benstøtten. **(A) (D)**



80° benstøtter

Benstøtter med justerbare (alternativt faste) fotplater og med sving inn/sving ut funksjon som aktiveres via håndtakets låsemekanisme. Kan benyttes av hjelper så vel som bruker. **(A) (D)**



90° benstøtte

Føttene kommer nærmere kroppen. Kan anvendes på rullestoler med små forhjul. **(A) (D)**

Benstøtter og fotplater



Sentermontert benstøtte
Gir kompakt støtte for bena. Benstøtten er justerbar i høyde, dybde og vinkel. Oppfellbare fotplater som gjør forflytning enklere. **(A) (D)**
Art. nr. 1484821
HMS nr. 185425



Amputasjonsbenstøtte
Gir brukeren perfekt støtte, er høyde-, vinkel- og dybdejusterbar. Med sving inn/sving ut funksjon. **(A) (D)**
Art. nr. 1442990 (høyre)
HMS nr. 185376
Art. nr. 1442991 (venstre)
HMS nr. 185377



Gipsbenstøtte
Stabil 90° gipsbenstøtte med justerbare myke leggpåler og fotstøtte. **(A) (D)**
Art. nr. 1435771 (venstre)
Art. nr. 1435770 (høyre)

Fotplate



Vinkeljusterbare fotplater (standard)
Fotplatene kan stilles inn i dybde, høyde og vinkel. **(A) (D)**



Fotplateforlenger
Fotplateforlengeren gir mulighet for bedre støtte i dybden. **(A) (D)**
Art. nr. SP5255297 (par) bredde 135 mm
Art. nr. SP5255299 (par) bredde 160 mm



Hel fotplate
Kan svinges opp til siden eller tas helt av sammen med den ene benstøtten. Vinkel- og dybdejusterbar. **(A) (D)**



Polster til hel fotplate
Polster med tykkelse 12 mm, gjør fotplaten ekstra myk og behagelig. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563959 (SB 39)
SP1563962 (SB 44)
SP1563963 (SB 49)



Faste fotplater
Faste fotplater som kan forbli oppe når stolen foldes. **(A) (D)**



Polster til delt fotplate
Polster med tykkelse 12 mm, til vinkel- og dybdejusterbare fotplater. Kan tas av for vask. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563946



Leggbeskytter
Myk og justerbar leggstøtte som kan erstatte leggstøtten på de vinkeljusterbare bestøttene eller kompletteres med de vinkelfaste. Til brukere som trenger en hel støtte bak fotplatene. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563951



Fotkasse
Fotkasse med polstrede sider. **(A)**
Art. nr.: 1571749 til sb 39
1571750 til sb 44
1571751 til sb 49

Armlen



Formet armlen (standard) Ducktail

Komfortable og høydejusterbare armlen som er vinklet opp på bakenden for å gi ekstra støtte når rullestolen er tiltet bakover. **(A) (D)**



Armlene komfort

Høydejusterbare og avtagbare armlener med bredere og lengre puter. **(A) (D)**



Helpolstret armlene

Mykt armlene polstret på utsiden og innsiden av armlenet. **(A) (D)**



Hemi armlen

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbare for å gi optimal komfort for brukeren. **(A) (D)**



Trekk til klesbeskytter

Skjuler klesbeskytteren. Dartex polstring og det myke fyllet gir økt komfort. **(A)**
Art. nr. 1415453
HMS nr. 166243



Innleggspute til klesbeskytter

20 mm tykk pute som reduserer setebredde. Monteres på øverste del av klesbeskytteren slik at den ikke kommer i veien for seteputen. **(A) (D)**



Klesbeskytter overdrag

Tykkelse 22 mm. Gjør klesbeskytteren mer komfortabel og reduserer sittebredden. Monteres med 2 stk. borrelåser som festes rundt klesbeskytter. **(A) (D)**
Art. nr.: SP1563943

Sete - og ryggvalg



Abduksjonskile

Myk, oval abduksjonskile til plassering mellom knærne. Dybdejusterbar og avtagbar. **(A) (D)**



Nakkestøtte høyderegulerbar

Harsammemonteringsbeslag som hovedstøtten. Konturformet for å gi god støtte til nakke og nederste del av hodet. **(A) (D)**



Sidejusterbar hodestøtte (multi)

Vinkeljusterbare vinger på sidene. Dybde-, vinkel-, høyde- og sideveis justerbar. **(A) (D)**

Sete - og ryggvalg



Korsryggstøttepute

Plasser bak ryggtrekket/puten for å øke og forbedre formen på ryggstøtten.

(A) (D)

Art. nr. 5252527
HMS nr. 027168



Vaskbart trekk

For enklere vedlikehold. Til standard hodestøtte og sidejusterbar multi hodestøtte.

(A) (D)



Hodestøtte med kinnstøtte

Ekstra kinnstøtte til den mer passive bruker. Har samme monteringsbeslag som standard hodestøtte.

(A) (D)

Art. nr. 1446560
HMS nr. 029463



Overgangstrekk

Dekker for et eventuelt mellomrom mellom ryggplate og sete.

(A)



Kiler

Faste posisjoneringskiler for å gi lett støtte under setepute eller bak ryggpute.

(A) (D)

Art. nr. 1513037



Fast sidestøtte

Bredde- og dybdejusterbar samt avtagbar.

(A) (D)



Sidestøtte multijusterbar

Mange innstillingsmuligheter gjør den lett å forme til den enkelte bruker. Finnes også i forlenget versjon som passer til velcro-ryggen.

(A) (D)



Sidestøtte swing-away

Med utsvingbart beslag. Fåes både med fast- og multijusterbar pute.

(A) (D)



Sidestøtte med armlenforlenger

Gir 50 mm høyere plassering av kroppsstøtten enn den enkle kroppsstøtten. Spesielt velegnet til høye brukere.

(A) (D)



Selevest

Elastisk vest i str. small. Plasseres over sternum og gjerne i kombinasjon med hoftesele.

(Azalea Minor)



Selefeste

Montering for selen. Mulig å plassere på hodestøtten.

(A) (D)

Art.nr 1559963

Forhjulsoppheng og forhjul



Hurtigkobling

Svinghjulet kan enkelt løsnes ved å trykke på knappen, slik at stolen blir enklere å transportere. **(D)**



Enhåndsdrift

For brukere som bruker høyre eller venstre arm for å kjøre stolen. **(D)**



Chassisforlenger

Flytter forhjul 50 mm fremover for økt stabilitet. **(A)**



Svinghjul

Fås i størrelsene 5"-8" og i myke, massive og luftfylte dekktyper. **(A) (D)**

Sikkerhet




Drivringer

Fås i følgende materialer: aluminium som standard, rustfritt stål, skum, Black Grip eller plast som tilbehør. **(A) (D)**




Eikerbeskytter

Monteres for å beskytte brukerens fingre. **(A) (D)**



Trommelbremses til 16"/20"/22"/24" drivhjul

Sikrer hjelperen/ledsageren kontroll over rullestolens bremses. **(A) (D)**



Hoftebelte

Sikrer brukeren i rullestolen. **(A) (D)**

Art. nr. 1551066
HMS nr. 138819

Øvrige muligheter



Reflekser

Øker synligheten av stolen i mørket. **(A) (D)**
Art. nr. 5206655
HMS nr. 186478



Bord og tilhørende pute

Forbedret stabilitet og festemekanisme. Finnes i 3 størrelser som hver kan bredjusteres 10 cm utover. I tillegg er det kommet en pute som dekker hele bordplaten. **(A) (D)**

Art. nr. bord
Medium (til sb. 39) SP1570748
Stor (til sb. 44) SP1570749
XL (til sb. 49) SP1570775



Pute til bord

Art. nr.
Medium (til sb. 39) SP1571269
Stor (til sb. 44) SP1571270
XL (til sb. 49) SP1571271
(A) (D)



Fingerskruer

Erstatter skruer på benstøtte og armlen. **(A) (D)**
Art. nr. SP1484457



Lås til bord



Swing-away-bord

Forenkler forflytning inn- og ut av stolen. Det er også avtagbart.



Innfestning av posisjoningsbelter

Som et supplement til det bakre standardfestet kan man montere et fremre feste til posisjoningsbraketten for å få flere innfestningspunkter. **(A)**

Art. nr.: SP1563952

Øvrige muligheter



Vinkelmåler

For å finne vinkelen til sete og rygg i forhold til basen.

(A) (D)

Art. nr.: SP1563954 (rygg)
1561584 (sete)



Krykkeholder

Med plass til to krykker.

(A) (D)

Art. nr. SP1560811

alber Hjelpemotorer



Alber e-motion

Diskret hjelpemotor styrt via drivringene. Gir brukeren ergonomiske fordeler og samtidig lang større frihet til å komme seg rundt.

Art. nr. 1490998_24
HMS nr. 161208



Alber e-fix E35

Konverterer en manuell rullestol til en lettevekts el-rullestol. **e-fix** demonteres lett og kan tas med i f.eks bagasjerommet på bilen.

Art. nr. 1566293
HMS nr. 215765



Alber scalamobil S35

Bruk trapper på den enkle måten. Konverterer rullestolen til en mobil "trapp-rullestol".

Art. nr. 1520731
HMS nr. 174014



Alber scalacombi S36

Inneholder integrert oppfellbart sete og rygg. Anvendes typisk av brukere som ikke har behov for en rullestol, men som har bruk for hjelp til å komme opp og ned trapper.

Art. nr. 1520417
HMS nr. 174506



Alber viamobil

Gjør kjøreturen lettere og mer skånsom for hjelperen, og gir overskudd til lengre og mer behagelige turer for brukeren.

Art. nr. 1521003
HMS nr. 176396



Ergonomisk utformet og fleksibelt ryggsystem

Invacare **Matrix** er et fleksibelt ryggsystem som gir unike muligheter for optimal posisjonering av brukere i alle typer rullestoler. **Matrix** har et moderne, lett og smart design. Ryggene gir stabil, komfortabel støtte og god bevegelsesfrihet. Et stort utvalg høyder, bredder og dybder er tilgjengelig. Kombiner **Matrix** med Invacares seteputer for å oppnå en ergonomisk korrekt sittestilling.



80 mm dybde



Korsryggstøtte

Invacare **Matrix MX1 Back**

Invacare **Matrix MX1 Back** er utviklet til aktive rullestolbrukere som ønsker god funksjonalitet og lekkert design. Ryggskallet er laget i karbon, som er svært stivt og lett. Formet for å gi støtte til bekken og bole og dermed sikre god mobilitet i overkroppen.

Egenskaper

Trekk og skum:

- Vannavstøtende og pustende trekk
- Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen

Ryggskall

- Solid skall i karbon gir en fleksibilitet som reduserer vibrasjon
- Formet for å gi god stabilitet ved hofte og bole og samtidig gi rom for bevegelse i overkroppen
- Ekstra lav vekt

Korsryggstøtte

- Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert

Tekniske data



MX1 Bredde (mm)
355, 380, 405,
430, 455



Høyde (mm)
230, 305,
405



Dybdejusterbar
5 cm¹
(Gjelder kun Dual Mount
monteringsbeslag)



Vinkeljusterbar
+/- 15°



Egenvekt
fra 0,9 kg



Maks.
brukervekt
115 kg



Vask
60°

^{1/} Begrensning i dybde- og vinkeljustering dersom Matrix-ryggen brukes på stoler med smalere bredde enn ryggen
Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

Monteringsbeslag



«Quick-release» Dual Mount

Festes til ryggørerne. Passer ryggør på 1,9, 2,2 og 2,5 cm i diameter. Beslaget har lavprofil-design uten skarpe kanter. «Quick-release» på beslaget gjør at ryggen fjernes uten bruk av verktøy.



Invacare **Matrix Elite Back**

Elite Back har lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen. Stilrent design og lav vekt gjør ryggen ideell for aktive brukere.

Egenskaper

Trekk og skum:

- Komfortabelt skum som sikrer god posisjonering
- Vannavstøtende og pustende trekk
- Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Rygskall


- Formet ryggskall som gir svært god støtte
- Ekstra lav vekt

Korsryggstøtte

- Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert



80 mm dybde



Korsryggstøtte



Tekniske data



Elite Back Bredder (mm)
305, 330, 355,
380, 405, 430,
455, 480, 505



Høyde (mm)
255, 305, 355,
405, 455, 505



Dybdejusterbar
10 cm
(5 cm foran eller
bak ryggrøret)



Vinkeljusterbar
+/- 20°



Egenvekt
fra 0,8 kg



Maks.
brukervekt
136 kg



Vask
60°

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.



Invacare **Matrix Elite Back dyp**

Elite Back dyp har dype sidestøtter. Dette gir mye støtte for midtre del av overkroppen, samtidig som det er klaring ved skuldre og hofter.

Egenskaper

Trekk og skum:

- Komfortabelt skum som sikrer god posisjonering
- Vannavstøtende og pustende trekk
- Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Rygskall

- Formet rygskall som gir svært god støtte
- Lav vekt – de fleste modeller er under 1,8 kg

Korsryggstøtte

- Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert

160 mm dybde



Korsryggstøtte



Tekniske data



Elite Back dyp Brede (mm)
355, 380, 405,
430, 455,
480, 505



Høyde (mm)
305, 405,
455, 505



Dybdejusterbar
10 cm
(5 cm foran eller
bak ryggrøret)



Vinkeljusterbar
+/- 20°



Egenvekt
fra 1,4 kg



Maks.
brukervekt
136 kg



Vask
60°

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.



Invacare **Matrix Posture Back**

Invacare **Matrix Posture Back** har middels sidestøtte og kraftig polstring for å gi postural støtte og høy komfort.

Egenskaper

Trekk og skum:

- Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- Skummet festes til ryggskallet med borrelås for enkel utskiftning
- Vannavstøtende og pustende trekk
- Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Rygskall

- Formet for å gi middels sidestøtte og god posisjonering
- Slitesterk, lett, ABS-plast med innebygd plate for nakkestøtteinnfestning

Korsryggstøtte

- Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert

130 mm dybde



Korsryggstøtte



Tekniske data

MPB	Bredde (mm) 355, 405, 430, 455, 505	Høyde (mm) 305, 405, 505	Dybdejusterbar 10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	Vinkeljusterbar +/- 20°	Egenvekt fra 1,3 kg	Maks. brukervekt 136 kg	Vask 60°
HDB (Heavy-Duty)	505, 560, 610	405, 505	10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	+/- 20°	fra 2,7 kg	227 kg	60°

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.



Invacare **Matrix Posture Back dyp**

Matrix Posture Back dyp har ekstra dype sidestøtter og kraftig polstring for å gi solid postural støtte og høy komfort.

Egenskaper

Trekk og skum:

- Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- Skummet festes til ryggskallet med borrelås for enkel utskiftning
- Vannavstøtende og pustende trekk
- Borrelåsfester til overgangstrekk

Monteringsbeslag


- Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Rygskall

- Formet for å gi mye sidestøtte og god posisjonering
- Slitesterk, lett, ABS-plast med innebygd plate for nakkestøtteinnfestning

Korsryggstøtte

- Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert



Tekniske data

Matrix Posture Back dyp	Bredde (mm) 355, 405, 430, 455, 505	Høyde (mm) 305, 405, 505	Dybdejusterbar 10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	Vinkeljusterbar +/- 20°	Egenvekt fra 1,3 kg	Maks. brukervekt 136 kg	Vask 60°
Matrix Posture Back dyp Heavy Duty	505, 560, 610	405, 410, 505	10 cm (5 cm foran eller bak ryggørret)	+/- 20°	fra 3,2 kg	227 kg	60°

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.

NYHET



Invacare **Matrix Elite TR Back**

Elite TR Back er designet til rullestol med sete- og/eller ryggtilt. Puten har et ekstra skumlag, som er svært mykt og som lar brukeren synke godt inn i puten og fordeler trykket over en større flate. Lett sidestøtte med god klaring ved skuldre og hofter. Dette gir rom for bevegelse i overkroppen.

Egenskaper

Trekk og skum:

- Skummet dekker godt også over ryggplatekanten, noe som gjør ryggen svært komfortabel
- Vannavstøtende og pustende trekk

Monteringsbeslag

- Monteringsbeslaget er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen
- Stort utvalg av monteringsbeslag for optimal tilpasning til rullestolen

Ryggskall

- Formet ryggskall i aluminium som gir svært god støtte også til skuldrene
- Adapter til nakkestøtte er inkludert

Korsryggstøtte

- Avtagbar korsryggstøtte som enkelt tilpasses individuelle behov er inkludert

75 mm dybde



Korsryggstøtte



Tekniske data



Elite TR Back

Bredde (mm)
380, 410, 430,
460, 480, 510



Høyde (mm)
410, 460, 510



Dybdejusterbar
10 cm
(5 cm foran eller
bak ryggrøret)



Vinkeljusterbar
+/- 20°



Egenvekt
fra 0,8 kg



Maks.
brukervekt
136 kg



Vask
60°

Ikke alle kombinasjoner av bredde og høyde er tilgjengelig, se artikkeloversikten for mulige kombinasjoner.



Invacare **Matrix monteringsbeslag**

Monteringsbeslaget **Easyt Set** er enkelt å montere og justere, og etterjusteringer kan gjøres mens brukeren sitter i rullestolen.

Egenskaper

- «Quick-release» for å enkelt kunne demontere selve ryggsystemet
- Justerbar i høyde, dybde, horisontal og vertikal vinkel
- Passer til ryggrør med diameter 19 mm, 22 mm og 25 mm

Invacare **Easy Set monteringsbeslag**

Følgende rygger kan lett byttes ut uten å gjøre endringer på beslaget:

- **Matrix Elite Back**
- **Matrix Elite Back, dyp**
- **Matrix Posture Back**
- **Matrix Posture Back, dyp**
- **Matrix TR Back**

Justeringsmuligheter



Dybdejustering

Justering opp til 50 mm bak ryggrørene.



Dybdejustering

Justering opp til 50 mm foran ryggrørene.



Vinkeljustering

Justering av ryggvinkelen opp til 20° fremover.



Vinkeljustering

Justering av ryggvinkelen opp til 20° bakover.



Rotasjon

Ryggen kan roteres for optimal støtte - for eksempel ved bekkenrotasjon.

Tilbehør *Matrix Elite* ryggsystem - sidestøtter



Sidestøtte, fast

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke dybde eller vinkel. Kan justeres 60 mm vertikalt. Finnes som høyre og venstre.



Sidestøtte «Swing-away»

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke justeringen av dybde eller vinkel. Kan justeres 60 mm vertikalt. Svinges til siden med et enkelt trykk på knappen. Finnes som høyre og venstre. Fire putestørrelser tilgjengelig.



Sidestøtte «Offset», Swing-away

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke justeringen av dybde eller vinkel. Kan justeres 80 mm vertikalt. Svinges til siden med et enkelt trykk på knappen. Finnes som høyre og venstre. Fire putestørrelser tilgjengelig.



Sidestøtte «Offset», fast

Monteres på innsiden av ryggskallet uten å påvirke dybde eller vinkel. Kan justeres 80 mm vertikalt. Finnes som høyre og venstre.



Sidestøtteputer

Brukes sammen med Swing-Away og Offset Swing-Away.

Størrelser B x H (mm)

- Ekstra small 110 x 80
- Small 130 x 90
- Medium 150 x 100
- Large 170 x 110

Hodestøtter



Monteringsbeslag til nakkestøtte

Adapter til nakkestøtte monteres direkte på ryggplaten til **Matrix Elite** rygger.

Størrelser (mm)

- Small, ryggbredde 310, art. 1544189
- Medium, ryggbredde 330-430, art. nr. 1544188
- Large, ryggbredde 460-510, art. nr. 1544187



Nakkestøtte komplett med stang

- Multijusterbar / høydejusterbar nakkestøtteholder
 - Pivot ball til justering av selve nakkestøtten
 - Dybdejusterbar med horisontal glideskinne
 - Selve puta på nakkestøtten er 254 mm
- Art. nr. 1545274




Montering av nakkestøtte *Matrix Elite* og *Posture back* har ferdigborrede hull for montering av nakkestøttebeslag.

Alternative monteringsbeslag




Easy Set HD monteringsbeslag

- Brukes sammen med **Posture Back Heavy Duty**



Split Mounting monteringsbeslag (todelt)

- Brukes dersom Easy Set ikke kan brukes, for eksempel pga. avstiverbøyle eller bakenforliggende kjørehåndtak



Space Saver monteringsbeslag

- Benyttes dersom man trenger mer plass mellom ryggørene enn det man får med f. eks. Easy Set
- Fjerning av ryggen krever verktøy
- Justerbar i dybde, høyde og vinkel

Tilbehør

Standard monteringspinner

Ved bruk av standard monteringspinner kan **Matrx PB** tilpasses rullestoler som er 25 mm smalere eller som har samme bredde som ryggen. Ved bruk på **Elite** ryggsystem kan den kun tilpasses rullestoler i samme bredde. Standard monteringspinner er inkludert i både **Matrx PB** og **Matrx Elite**.

Lengere monteringspinner

Ved bruk av lengere monteringspinner kan både **Matrx PB** og **Matrx Elite** tilpasses en rullestol som er 25 mm bredere enn ryggen. Lengre monteringspinner er inkludert i både **Matrx PB** og **Matrx Elite**.

Ekstra lange monteringspinner

Ved bruk av ekstra lange monteringspinner kan både **Matrx PB** og **Matrx Elite** tilpasses en rullestol som er 50 mm bredere enn ryggen. Bestilles separat. Ikke tilgjengelig for Heavy Duty-rygger.



Overgangstrekk

Alle **Matrx PB**, **Matrx Elite** og **Matrx MX1** har borrelåsfester til overgangstrekk.

Ultra-Fresh™



Ultra-Fresh

Matrx-skummet er behandlet med Ultra-Fresh antibakterielt middel. Dette beskytter mot misfarging og forebygger bakterievekst og lukt.

Farge



Svart (lett melert)



Crash testet

Branntest:
EN 1021: Part 1 & 2

Bio-compatibilitet:
ISO 10993-5



Antibakteriell skumbehandling

Artikkelnummer

Matrix®



Yes, you can.®

Alle rygger leveres uten feste. Egnede feste avhenger av stol.

	Artikkelnr.	HMS-nr.		Artikkelnr.	HMS-nr.	
Matrix MX1 Back						
Rygg MX1 Back b35,5 rh23	1545279	226899		Rygg Elite Back b45,5 rh25,5	1545107	226948
Rygg MX1 Back b35,5 rh30,5	1545280	226900		Rygg Elite Back b45,5 rh30,5	1515723	226949
Rygg MX1 Back b35,5 rh40,5	1545281	226901		Rygg Elite Back b45,5 rh35,5	1576150	226950
Rygg MX1 Back b38 rh23	1545282	226902		Rygg Elite Back b45,5 rh40,5	1515724	226951
Rygg MX1 Back b38 rh30,5	1545283	226903		Rygg Elite Back b45,5 rh45,5	1545108	226952
Rygg MX1 Back b38 rh40,5	1545284	226904		Rygg Elite Back b45,5 rh50,5	1517756	226953
Rygg MX1 Back b40,5 rh23	1545285	226905		Rygg Elite Back b48 rh25,5	1545110	226954
Rygg MX1 Back b40,5 rh30,5	1545286	226906		Rygg Elite Back b48 rh30,5rh	1515725	226955
Rygg MX1 Back b40,5 rh40,5	1545287	226907		Rygg Elite Back b48 rh40,5	1515726	226956
Rygg MX1 Back b43 rh23	1545288	226908		Rygg Elite Back b48 rh45,5	1545111	226957
Rygg MX1 Back b43 rh30,5	1545289	226909		Rygg Elite Back b48 rh50,5	1517757	226958
Rygg MX1 Back b43 rh40,5	1545290	226910		Rygg Elite Back b50,5 rh25,5	1545113	226959
Rygg MX1 Back b45,5 rh23	1545314	226911		Rygg Elite Back b50,5 rh30,5	1532095	226960
Rygg MX1 Back b45,5 rh30,5	1545315	226912		Rygg Elite Back b50,5 rh40,5	1532096	226961
Rygg MX1 Back b45,5 rh40,5	1545316	226913		Rygg Elite Back b50,5 rh45,5	1545114	226962
				Rygg Elite Back b50,5 rh50,5	1532097	226963
Matrix Elite Back				Matrix Elite Back, dyp		
Rygg Elite Back b30,5 rh45,5	1545087	226914		Rygg Elite Back Dyp b35,5 rh30,5	1543504	226871
Rygg Elite Back b30,5 rh25,5	1545083	226915		Rygg Elite Back Dyp b35,5 rh40,5	1543505	226872
Rygg Elite Back b30,5 rh30,5	1545084	226916		Rygg Elite Back Dyp b35,5 rh45,5	1543506	226873
Rygg Elite Back b30,5 rh35,5	1545085	226917		Rygg Elite Back Dyp b35,5 rh50,5	1543507	226874
Rygg Elite Back b30,5 rh40,5	1545086	226918		Rygg Elite Back Dyp b38 rh30,5	1543508	226875
Rygg Elite Back b33 rh25,5	1545088	226919		Rygg Elite Back Dyp b38 rh40,5	1543509	226876
Rygg Elite Back b33 rh30,5	1545089	226920		Rygg Elite Back Dyp b38 rh45,5	1543510	226877
Rygg Elite Back b33 rh35,5	1545090	226921		Rygg Elite Back Dyp b38 rh50,5	1543511	226878
Rygg Elite Back b33 rh40,5	1545091	226922		Rygg Elite Back Dyp b40,5 rh30,5	1543512	226879
Rygg Elite Back b33 rh45,5	1545092	226923		Rygg Elite Back Dyp b40,5 rh40,5	1543513	203269
Rygg Elite Back b35,5 rh30,5	1545094	226924		Rygg Elite Back Dyp b40,5 rh45,5	1543514	226881
Rygg Elite Back b35,5 rh35,5	1545095	226925		Rygg Elite Back Dyp b40,5 rh50,5	1543515	203270
Rygg Elite Back b35,5 rh40,5	1545096	226926		Rygg Elite Back Dyp b43 rh30,5	1543516	226883
Rygg Elite Back b35,5 rh45,5	1545097	226927		Rygg Elite Back Dyp b43 rh40,5	1543517	203271
Rygg Elite Back b35,5 rh50,5	1545098	226928		Rygg Elite Back Dyp b43 rh45,5	1543518	226885
Rygg Elite Back b36 rh25,5	1545093	226929		Rygg Elite Back Dyp b43 rh50,5	1543519	207222
Rygg Elite Back b38 rh25,5	1545099	226930		Rygg Elite Back Dyp b45,5 rh30,5	1543520	226887
Rygg Elite Back b38 rh30,5	1532092	226931		Rygg Elite Back Dyp b45,5 rh40,5	1543521	203273
Rygg Elite Back b38 rh35,5	1576147	226932		Rygg Elite Back Dyp b45,5 rh45,5	1543522	226889
Rygg Elite Back b38 rh40,5	1532093	226933		Rygg Elite Back Dyp b45,5 rh50,5	1543523	203274
Rygg Elite Back b38 rh45,5	1545100	226934		Rygg Elite Back Dyp b48 rh30,5	1543524	226891
Rygg Elite Back b38 rh50,5	1532094	226935		Rygg Elite Back Dyp b48 rh40,5	1543525	226892
Rygg Elite Back b40,5 rh25,5	1545101	226936		Rygg Elite Back Dyp b48 rh45,5	1543526	226893
Rygg Elite Back b40,5 rh30,5	1515719	226937		Rygg Elite Back Dyp b48 rh50,5	1543987	226894
Rygg Elite Back b40,5 rh35,5	1576148	226938				
Rygg Elite Back b40,5 rh40,5	1515720	226939				
Rygg Elite Back b40,5 rh45,5	1545102	226940				
Rygg Elite Back b41 rh51	1517754	226941				
Rygg Elite Back b43 rh25,5	1545104	226942				
Rygg Elite Back b43 rh30,5	1515721	226943				
Rygg Elite Back b43 rh35,5	1576149	226944				
Rygg Elite Back b43 rh40,5	1515722	226945				
Rygg Elite Back b43 rh45,5	1545105	226946				
Rygg Elite Back b43 rh50,5	1517755	226947				

	Artikkelnr.	HMS-nr.		Artikkelnr.	HMS-nr.
Rygg Elite Back Dyp b50, rh30,5	1543988	226895		Rygg Posture Back Dyp b50,5 rh50,5	1545068 203266
Rygg Elite Back Dyp b50,5 rh40,5	1543989	226896		Matrx Posture Back Dyp, HD	
Rygg Elite Back Dyp b50,5 rh45,5	1543990	226897		Rygg Posture Back Dyp HD bredde lages etter mål, rh40,5	1543498 226994
Rygg Elite Back Dyp b50,5 rh50,5	1543991	226898		Rygg Posture Back Dyp HD bredde lages etter mål, rh50,5	1543499 226995
Matrx Posture Back				Rygg Posture Back Dyp HD b50,5 rh40,5	1543486 226996
Rygg Posture Back b35,5 rh30,5	1544783	226966		Rygg Posture Back Dyp HD b50,5 rh50,5	1543487 226997
Rygg Posture Back b35,5 rh40,5	1544784	226967		Rygg Posture Back Dyp HD b56 rh40,5	1543488 226998
Rygg Posture Back b40,5 rh30,5	1544785	226968		Rygg Posture Back Dyp HD b56 rh50,5	1543489 226999
Rygg Posture Back b40,5 rh40,5	1515727	226969		Rygg Posture Back Dyp HD b61 rh41	1543490 227000
Rygg Posture Back b40,5 rh50,5	1515728	203247		Rygg Posture Back Dyp HD b61 rh50,5	1543491 227001
Rygg Posture Back b43 rh30,5	1544786	226971		Matrx Elite TR back	
Rygg Posture Back b43 rh40,5	1515729	226972		Rygg Elite TR Back b38 rh41	1589721 226964
Rygg Posture Back b43 rh50,5	1515730	226973		Rygg Elite TR Back b38 rh46	1589754 226965
Rygg Posture Back b45,5 rh30,5	1544787	226974		Rygg Elite TR Back b38 rh51	1589755 226856
Rygg Posture Back b45,5 rh40,5	1515731	226975		Rygg Elite TR Back b41 rh46	1580020 226857
Rygg Posture Back b45,5 rh50,5	1515732	226976		Rygg Elite TR Back b41 rh51	1580021 226858
Rygg Posture Back b50,5 rh40,5	1518131	226977		Rygg Elite TR Back b43 rh41	1580022 226859
Rygg Posture Back b50,5 rh30,5	1544788	226978		Rygg Elite TR Back b43 rh46	1580023 226860
Rygg Posture Back b50,5 rh50,5	1518132	226979		Rygg Elite TR Back b43 rh51	1580024 226861
Matrx Posture Back, HD				Rygg Elite TR Back b46 rh41	1580025 226862
Rygg Posture Back HD b50,5 rh40,5	1544538	227002		Rygg Elite TR Back b46 rh46	1580026 226863
Rygg Posture Back HD b50,5 rh50,5	1544657	227003		Rygg Elite TR Back b46 rh51	1580027 226864
Rygg Posture Back HD b56 rh40,5	1544658	227004		Rygg Elite TR Back b48 rh41	1580028 226865
Rygg Posture Back HD b56 rh50,5	1544659	227005		Rygg Elite TR Back b48 rh46	1580029 226866
Rygg Posture Back HD b61 rh40,5	1544660	227006		Rygg Elite TR Back b48 rh51	1580030 226867
Rygg Posture Back HD b61 rh50,5	1544661	227007		Rygg Elite TR Back b51 rh41	1580031 226868
Matrx Posture Back, Dyp				Rygg Elite TR Back b51 rh46	1580032 226869
Rygg Posture Back Dyp b35,5 rh30,5	1545001	226980		Rygg Elite TR Back b51 rh51	1580033 226870
Rygg Posture Back Dyp b35,5 rh40,5	1545002	203258		Øvrig	
Rygg Posture Back Dyp b40,5 rh30,5	1545003	226982		Feste hodestøtte Elite liten	1544189 224446
Rygg Posture Back Dyp b40,5 rh40,5	1545058	203259		Feste hodestøtte Elite medium	1544188 224447
Rygg Posture Back Dyp b40,5 rh50,5	1545059	203260		Feste hodestøtte Elite stor	1544187 224448
Rygg Posture Back Dyp b43 rh30,5	1545060	226985		Feste Matrx 25,5 hodestøtte Kit	1545274 224449
Rygg Posture Back Dyp b43 rh40,5	1545061	203261		Feste ryggør 25,5mm diameter	1551509 224450
Rygg Posture Back Dyp b43 rh50,5	1545062	203262		Feste Space Saver Matrx	1545277 224451
Rygg Posture Back Dyp b45,5 rh30,5	1545063	226988		Feste Split Mount alle Matrx	1545278 224452
Rygg Posture Back Dyp b45,5 rh40,5	1545064	203263		Monteringssett bekkenskjevhet Kit	1580360 226197
Rygg Posture Back Dyp b45,5 rh50,5	1545065	203264		Monteringssett Easy Set Matrx	1545275 207223
Rygg Posture Back Dyp b50,5 rh30,5	1545066	226991		Monteringssett Easy Set Matrx Quickie	1545276 226199
Rygg Posture Back Dyp b50,5 rh40,5	1545067	203265		Monteringssett Easy Set Heavy Duty	1544776 226182
				Monteringssett Dual Mount Quick Release til MX1 rygg	1551510 226183



Hjelpemotor for rullestoler

En manuell rullestol gjør det mulig for brukeren å forflytte seg og å være aktiv. Det kan likevel i mange situasjoner være vanskelig for mange rullestolbrukere å komme seg rundt alle steder i dagliglivet - selv med tilstrekkelig fysisk styrke. Bakker, fortauskanter og dørterskler er små hindre som ofte kan skape store problemer. **Alber e-motion** hjelpemotor gjør det nå mulig for brukeren å komme over slike hindringer. Med **e-motion** får brukeren en rekke terapeutiske fordeler og samtidig langt større frihet til å komme deg rundt.





Terapeutiske fordeler

Mange brukere opplever smerter og slitasje etter lengre tids kjøring av rullestol. Skuldre og håndledd er de mest utsatte områdene for belastningsskader. Med **e-motion** montert på rullestolen, kan det hjelpe til å forebygge og forhindre disse skadene ved å redusere belastningen på ledd og muskler. I tillegg gir den styrke, som er viktig for mobiliteten og koordinering for en rullestolbruker.

Transportabel og allsidig

Takket være det patenterte hurtigkoblingssystemet, kan **e-motion** demonteres til små deler i løpet av sekunder. Kun små beslag må monteres for å kunne bruke **e-motion**, og den kan monteres på nesten alle rullestoler. Batteriene er små og vedlikeholdsfrie, er plassert i navet, og kan enkelt monteres og demonteres når man sitter i rullestolen. De manuelle hjulene kan når som helst monteres på igjen.

Økt personlig frihet

Bare en liten berøring av drivringene aktiverer hjelpemotoren, og brukeren får hjelp til å kjøre rullestolen. **Alber e-motion** kommer til sin rett spesielt ved kjøring i motbakke eller ved lengre distanser. Ved hjelp av **e-motion** kan du også senke farten på rullestolen med svært liten kraft. Kun en liten bevegelse bakover på drivringene er det som skal til for at den elektriske servo-bremsen

senker effektivt farten. **e-motion** gir dermed ikke bare større frihet, men også større sikkerhet. Høyre og venstre drivhjul kan tilpasses individuelt uavhengig av hverandre. På den måten kan man kompensere brukerens eventuelle ulikheter i armstyrke. **e-motion** leveres med en fjernkontroll som gir mulighet til å velge mellom to forskjellige kjøremodus.

Egenskaper og tilbehør



Transportklar e-motion

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.



Drivringer

Bruk av drivringer aktiverer hjelpemotoren.



Batteri

Den siste Lithium-Ion teknologien gir maksimal utnyttelse og langvarig holdbarhet. Avtagbar ved flyreiser.

Egenskaper og tilbehør



Demontering av drivhjul

Lette å demontere fra rullestol, tilgjengelig i 22" og 24".



Batterilader

Automatisk lader med lysindikator.



Eikebeskyttere

Tilgjengelig i diameter for 22" og 24".



Tippesikring

Justerbar i høyde, vinkel og lengde.



Holder til håndkontroll



Gummibelagte drivringer

Styrker grepet.



Flytransport

Batteriene er testet og oppfyller gjeldende sikkerhetsstandard for flytransport.

Ergonomisk kontrollsystem (EKS)



EKS kombinerer terapeutiske fordeler med individuelle tilpasninger.

e-motion kan slås på og av ved hjelp av fjernkontrollen. I tillegg sikrer to støttenivåer optimal kjørekomfort - tilpasset til hver enkelt brukers bevegelighet og behov.

Rullestolbrukere vil også verdsette den elektroniske hjulbremsen som forhindrer stolen i å rulle baklengs ned en bakke, samtidig som den er et uvurdelig hjelpemiddel i bratte bakker. Displayet viser batteristatus samt ulike tjenester og diagnostiske koder. Ved hjelp av de store knappene er alle funksjoner lett tilgjengelig selv med begrenset håndbruk. Flere parametere som assistansenivå eller etterkjøring av motoren kan fritt programmeres med EKS i henhold til dine spesifikke krav.



Elektronisk hjulbrems



Håndkontroll



To assistansenivå



Batteriindikator



Selvdiagnose



Kodet radiooverføring

Tekniske data

e-motion	 maks. 6 km/h	 25 km (i henhold til ISO 7176)	 2 x 60 W	 1 kg	 22 kg (ett hjul: 11 kg)	 130 kg
-----------------	--	--	--	--	---	--

Hovedprodukt		
Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
1490998_24	161208	e-motion

**Standard konfigurasjon:**

- **e-motion** hjulsett inkludert batterier
- lader
- fjernkontroll

Monteringsbraketter, tippesikringer og modifiseringssett for drivhjul er tilbehør. Ved bestilling - husk å oppgi rullestolmodell, setebredde, setehøyde og cambring utover det som er standard på den manuelle rullestolen.



Mobil trappeklatrer

Med hjelp fra en ledsager, kan **Alber scalamobil** trygt og lett ta seg opp alle typer trapper. Dette kraftfulle tilbehøret kan moteres på et stort antall manuelle rullestoler. Det innovative ErgoBalance-håndtaket er ergonomisk utformet for å gi en sikker og enkel håndtering. De integrerte IQ-sensorene overvåker vinkelen på klatringen, og bidrar dermed til riktig håndtering og økt sikkerhet. Økt aksjonsradius kombinert med forbedret fremkommelighet gir økte muligheter for rullestolbrukere.



Patentert klatremekanisme

Med **scalamobil**s patenterte klatremekanisme er det mulig å komme opp og ned alle former for trapper. Belastning for ledsager er marginal. Systemet er designet for å gi så behagelig og skånsom overgang som mulig mellom trinnene. **scalamobil** kan klatre opp til 300 trinn på et fulladet batteri. På grunn av det kompakte hjulklatresystemet og myke hjul, vil ikke **scalamobil** gjøre skade på trappen. Det slitesterke materialet på hjulene gir lang levetid.

Sikkerhet og komfort

scalamobil er montert med ergonomiske håndtak og har sikkerhetsbremses på alle 4 hjul. De ergonomiske håndtakene er designet for å gi et godt, behagelig og sikkert grep, og sikkerhetsbremsene bremser trappeklatreren i god tid før den når kanten av et trappetrinn. Til sammen gir det ledsager og bruker sikkerhet og komfort.

Bærbar

scalamobil passer inn i alle biler fordi den lett kan demonteres til små og lett håndterlige komponenter. Motordelen har et integrert bærehåndtak. Kun to små låsesplinter må brukes for å montere eller

demontere **scalamobil**. **scalamobil** kan brukes til nesten alle manuelle rullestoler, og kun små beslag må moteres på stolen for å kunne bruke **scalamobil**.

Egenskaper



Transportklar scalamobil

De kompakte og lette komponentene er enkle å transportere.



ErgoBalance-håndtak

Ergonomisk utformet for komfortabel og trygg håndtering.



Stort og tydelig display

Alle viktige funksjoner vises direkte på displayet.



Batteripakke

Lett å montere eller demontere ved utskiftning eller transport.

Egenskaper



Sikkerhetsbremser

På alle fire hjulene. Stopper automatisk på trappekanten.



Batterilader

Automatisk lader med indikator for ladestatus.

Tilbehør



Beslag til rullestol

Den unike beslagteknologien gjør at nesten alle type rullestoler kan få montert og demontert systemet i løpet av !



Billader

Lader med automatisk frakobling til anvendelse i bilder og busser. 12-13 volts inngang.



Hoftebelte

Ekstra sikkerhet for brukeren. Art. nr. 1456343



Hodestøtte

Gir stabilitet for nakke og hode under trappeklatring. Justerbar i høyde og dybde. Art. nr. 1520455



Alber scalacombi S36

Inneholder integrert oppfellbart sete og rygg. **scalacombi** anvendes typisk av brukere som ikke har behov for en rullestol, men som har bruk for hjelp til å komme opp og ned trapper. Ideel til bruk ved trange plassforhold, smalle trapper eller lignende.



Scalaport X7

En universal løsning til anvendelse i forbindelse med manuelle rullestoler uten monteringsbeslag.

Tekniske data

scalamobil	maks. 19	opp til 300 (avhengig av brukers vekt)	24 V / 3,4 Ah	178 W	2,7 kg	200 mm (mulighet 250 mm)	110 mm

scalamobil	klatreenhet: 17,4 kg kjørehåndtak: 4,9 kg	140 kg*

* Trappeklatrerenes testede maksimal brukervekt kan aldri være høyere enn den manuelle rullestolens maksimale brukervekt. Ledsagerens fysikk bør også tas i betraktning.



Hovedprodukt		
Invacare art.nr	HMS art.nr	Beskrivelse
1520731	174014	scalamobil
1520417	174506	scalacombi

Standard konfigurasjon:

- **Scalacombi:** Komplet med sete, batteri og lader
- **Scalamobil:** Komplet med universalfeste for manuell rullestol, batteri og lader

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.
Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er forbudt uten
tillatelse fra Invacare International Sàrl.

MANUELLE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGAT - NO - 10/2016

Trusted Solutions, Passionate People

