

Vicair® Sitteputer



Den optimale løsningen for trykkavlastning
og posisjonering



Vicair sitteputer gir den optimale kombinasjonen av trykkavlastning, høy kvalitet og stabil posisjonering for brukere med middel og høy risiko for å utvikle trykksår.

Sitteputene, som er klinisk testet, kan tilpasses individuelt og krever svært lite vedlikehold. De trenger ingen daglig kontroll, og er derfor enkle å benytte både av brukere og pleiere. Vekten på putene er lav med et gjennomsnitt på mindre enn 750 gram.



Unikt design

I **Vicair Sitteputer** brukes **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode som gir en dynamisk overflate og støtte. Putene inneholder flere hundre små pyramideformede luftfylte celler, SmartCells, med lav friksjon og avrundede hjørner. Cellene glir lett mot hverandre, og former seg etter kroppsformen. Resultatet gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet. Putene er delt inn i flere seksjoner med ulik fyllingsrate for å minimere trykk og forskyvning.

Optimal posisjonering og trykkavlastning

Vicair sitteputer er klinisk testet med meget gode resultater. Putene kan brukes til å forhindre trykksår for brukere med middels eller høy risiko. De gir en høy grad av stabilitet, noe som gir komfort og bevegelsesfrihet for brukeren.

Mange muligheter

Det er flere behov som skal dekkes i sittende posisjon. Putene skal være trykkavlastende samtidig som det finnes behov for posisjonering, som for eksempel å korrigere feilstillinger eller å forhindre at nye oppstår. For å dekke de fleste behov har Vicair en rekke ulike modeller som kan justeres individuelt. Alle sitteputene har et slitesterkt, strekkbart og komfortabelt trekk. Trekket finnes i standard og som inkontinenstrekk. Til **Vector O2**, **Adjuster O2** og **Active O2** finnes et ekstra pustende trekk.

SmartCells



SmartCells

Tynt og følsomt materiale i en ny farge med avrundede hjørner for økt komfort. Cellene kan vaskes i vaskemaskinen på 60°.



Sitteputer



Vicair Vector O2

6 cm - nr. 2 i post 4

10 cm - nr. 1 i post 5 og nr. 2 i post 6

Delt inn i ni seksjoner hvor de to sideseksjonene gir økt stabilitet til bekkenet og forhindrer utoverrotasjon av lårene. De fremre seksjonene stabiliserer lårene, forhindrer innoverrotasjon og nedglidning. Puten er laget i et pustende materiale og kan vaskes i vaskemaskin på 60°.



Vicair Active O2

6 cm - nr. 8 i post 7

9 cm - nr. 9 i post 7

Puten er en kombinasjon av Vicair SmartCells teknologi og skum. Den fremre seksjonen er bygget opp av et ergonomisk formet skum for å forenkle forflytning og fremme stabilitet. Den bakre delen består av fire seksjoner fylt med Smart Cells. Puten er laget i et pustende materiale og kan vaskes i vaskemaskin på 60°.



Vicair Adjuster O2

6 cm - nr. 3 i post 4

10 cm - nr. 2 i post 5

Delt inn i fem seksjoner for god individuell tilpasning. Gode reguleringsmuligheter ved komplekse posisjoneringsbehov, og optimal trykkavlastning. Puten er laget i et pustende materiale og kan vaskes i vaskemaskin på 60°.



Vicair Liberty Profile

Nr. 5 i post 2

Puten består av hundrevis av Smart Cells plassert i et vinyltrekk og omsluttet av et tynt lag med silikon. Dette medfører at cellene fritt kan bevege seg i forhold til hverandre, og tilpasse seg kroppens konturer. Puten har to kammer for å motvirke fremoverglidning, og er en lettvekts-pute. Puten leveres med integrert bekkenstabilisator.

Junior



Vicair Vector Junior

Nr. 6 i post 6

Vicair Vector Junior er tilpasset barns fysikk. Puten består av små Smart Cells i junior-størrelse for optimal trykkfordeling og komfort. Vector Junior sørger for at barnet er komfortabelt og trygt gjennom dagens mange aktiviteter.

		bredde				
Inch		10	11	12	13	14
	CM	25	28	30	33	35
10	25					
11	28					
12	30					
13	33					
14	35					

dybde

Størrelser

Vicair Adjuster O2

		bredde											
Inch	CM	14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
dybde	35												
	38												
	40												
	43												
	45												
	48												
	50												
	53												
	55												
	58												
	60												

*Størrelser merket med "X" er ikke tilgjengelig for Vicair Adjuster O2 6 cm

Vicair Active O2

		bredde											
Inch	CM	14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
dybde	35												
	38												
	40												
	43												
	45												
	48												
	50												
	53												
	55												
	58												
	60												

*Størrelser merket med "X" er ikke tilgjengelig for Vicair Active O2 6 cm

Vicair Vector O2

		bredde											
Inch	CM	14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
dybde	35												
	38												
	40												
	43												
	45												
	48												
	50												
	53												
	55												
	58												
	60												

*Størrelser merket med "X" er ikke tilgjengelig for Vicair Vector O2 6 cm





Standard Ved forespørsel Ikke tilgjengelig

Vicair Liberty Profile

		bredde											
Inch	CM	14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24	
		35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60	
dybde	35												
	38												
	40												
	43												
	45												
	48												
	50												
	53												
	55												
	58												
	60												

Tekniske data

For mer informasjon om produktene og produktenes brukermanual, se vår hjemmeside www.invacare.no

	Størrelse	Vekt	Maks. brukervekt	Vask
Vicair puter	 Se tabell for hver enkelt pute	 0,4-1,2 kg	 Adjuster O2 og Vector O2: 250 kg Vicair Active O2: 200 kg Vicair Liberty Profile: 150 kg Vector Junior: 100 kg	 Adjuster O2, Active O2 og Vector O2, maskinvaskes på 60°, med Smartcells værende inne i puten.



Vicair finnes i ulike spesialstørrelser. Vicair sitteputer finnes også for ekstra tunge brukere opp til 500 kg.

Garanti: 2 år

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 OSLO