

Maxxcare Heel Pro Evolution hælavlaster

For optimal hælavlastning og posisjonering



Optimal komfort

100 % trykkavlastning



Yes, you can.®

Maxxcare

Maxxcare Heel Pro Evolution hælavlaster gir perfekt komfort og effektiv trykkavlastning i hælområdet for pasienter med høy risiko for utvikling av trykksår.

For pasienter med allerede utviklede trykksår på hælene kan Maxxcare Heel Pro Evolution være et effektivt supplement i behandlingen. Det unike designet gir 100 % trykkavlastning av hælene, noe som er anbefalt i de Europeiske retningslinjene fra 2019 (EPUAP 2019).

Reduserer trykk- og skyvekrefter

I klinisk planlegging og praksis er det svært viktig å ha et gjennomgående fokus på å redusere trykk- og skyvekrefter (shear) på pasientens hæler. Den bakre og fremtredende delen av hælen utsettes ofte for høyt trykk, selv ved bruk av trykkavlastende støtte (EPUAP 2019).

Basert på Vicair-teknologi!


Maxxcare Heel Pro Evolution er utviklet av Vicair, kjent for sine unikt utformede og trykkavlastende SmartCells. Hælavlasteren er laget av et slitesterkt lavfriksjonsmateriale, med et mykere materiale på innsiden for best mulig komfort. Vicair-teknologien kombinert med det unike designet bidrar dermed til optimal trykkfordeling, posisjonering og komfort.



Perfekt passform og trykkfordeling

Maxxcare Heel Pro Evolution er enkel, praktisk og effektiv å bruke, og kan benyttes både i liggende, sittende og gående posisjon (ved kortere avstander).

- ✓ Kan brukes for å forebygge trykksår for brukere med økt risiko for trykksår på og rundt hæler og ankler.
- ✓ Kan brukes ved behandling av allerede utviklede trykksår.
- ✓ Reduserer smerte ved lang tids sengeleie.
- ✓ Kan bidra til å forhindre droppfot.
- ✓ Vedlikeholdsfritt produkt som kan maskinvaskes på 60 grader.
- ✓ Gir 100 % avlastning av hælen.



| Størrelser | |
|------------|---------|
| Small | < 38 cm |
| Std. | < 43 cm |
| XL | ≥ 43 cm |

› Maxxcare er tilgjengelig i tre ulike størrelser for å passe flest mulig brukere. Brukere med vristmål på mer enn 43 cm anbefales bruk av XL. Se illustrasjon over for hvordan dette skal måles.



› Maxxcare har to praktiske og justerbare borrelåsbånd for individuell tilpassning og optimal komfort.



› Maxxcare kan brukes ved forflytning over kortere avstander, som f. eks. mellom seng og stol. Det sklisikre materialet på undersiden av sålen gjør forflytningen enda tryggere.

Tekniske data ▼



Vekt ▼

0,1 kg



Rengjøring ▼

60°C



Tørketrommel ▼

Skal ikke brukes i
tørketrommel



3 størrelser ▼

Small
Standard
XL



Garanti ▼

1 år

| Artikkelnummer | HMS-nummer | Produkt | Størrelser | Materiale |
|----------------|------------|-------------|----------------|------------|
| 060004 | 301470 | Hælavlaster | S | Luftceller |
| 1578539 | 202746 | Hælavlaster | Standard (M-L) | Luftceller |
| 060003 | 269681 | Hælavlaster | XL | Luftceller |

For ytterligere informasjon om produktet, som eksempelvis produktets brukermanual, se vår hjemmeside www.invacare.no



Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østengjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®