

ScanBeta[®] NG



JUNIOR

En sikker og konfigurerbar seng
som kan tilpasses barnets behov

INVACARE
Yes, you can.®

Invacare **ScanBeta_{NG}** barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er perfekt for barn i alderen 3 til 12 år. **ScanBeta_{NG}** oppfyller alle krav i henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten. Sengen kan bestilles med låsbar betjeningsboks for å unngå utilsiktet bruk. Både liggeflatens funksjonalitet og sidene kan konfigureres individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et tiltalende design sikrer at sengen vil passe inn både i private hjem og institusjoner.

Sikkerhetskrav

Standard konfigurasjoner av Invacare **ScanBeta_{NG}** er grundig testet etter nordiske kravspesifikasjoner. Sengens design har blitt til med sikkerhet som høyeste prioritet, og **ScanBeta_{NG}** oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav.

Konfigurering

Liggeflaten i de tre standard- størrelsene er konstruert med tanke på barnets komfort og behov. Liggeflaten kan enten være elektrisk eller manuell. Den har en lang bedel, som gir lengre brukstid før sengen må byttes ut til en større seng. **ScanBeta_{NG}** kan leveres med alternative sidegrinder (faste sider, nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i tråd med individuelle behov.



Ergonomisk konstruksjon

Høyden er justerbar fra 300-880 mm. Dette gjør det mulig for barn å komme inn og ut av sengen selv. Alle nødvendige egenskaper og funksjoner for sikkerhet og komfort, slik som sentralbrems (ekstrautstyr på **ScanBeta_{NG}** 60 x 140), høyderegulerbar liggeflate og låsbar håndkontroll, er tatt hensyn til i **ScanBeta_{NG}**.

Funksjoner



Lengden på seksjonene i liggeflaten er basert på gjennom-snittlig målinger i tre aldersintervaller. De 3 standardstørrel-sene er utviklet spesielt for barn mellom 3 og 12 år.



Den enkle og lette betjeningsboksen leveres standard med individuelt låsbare funksjoner for økt sikkerhet.



Hurtigkopling for deling av sengen i liggeflate og understell.

Muligheter



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbare sidegrinder

Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for økt sikkerhet.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm nedfellbar og fast sidegrind i plexi



ScanBeta_{NG} utstyrt med 400 mm dører

Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°.



ScanBeta_{NG} utstyrt med 800 mm doble dører

Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 180°. Krever mindre plass i rommet.



Konfigurering av liggeflate

Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres i takt med behov: tilføyning/fjerning av motorer og rastofix (se skjema side 6).



Polstring

30 mm tykk polstring for alle typer endegavler og sidegrinder.



Sikkerhetslås som kun åpnes via to forskjellige låsefunksjoner.



Klistremerker

Velg mellom ulike klistremerker for å dekorere sengen.

Størrelser på liggeflate

ScanBeta fås i størrelsene 60 x 140 cm, 70 x 160 cm og 80 x 180 cm

Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon om de ulike konfigureringene og artikkelnummer.

Sider og endegavler til *Invacare ScanBeta*_{NG} ▼

| | Fast side ▼ | Nedfellbar sidegrind ▼ | Dører ▼ | Doble dører ▼ |
|-------------------|-------------|------------------------|---------|---------------|
| 400 mm høy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 800 mm høy | ✓ | | ✓ | ✓ |

Tekniske data ▼

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

| |  Bredder utvendig ▼ |  Bredder innvendig ▼ |  Lengde utvendig ▼ |  Lengde innvendig ▼ |  Høyde-regulerbar ▼ |
|----------------------|--|---|---|--|--|
| 600 x 1400 mm | 680 mm | 620 mm | 1480 mm | 1400 mm | 300-880 mm |
| 700 x 1600 mm | 780 mm | 720 mm | 1680 mm | 1600 mm | 300-880 mm |
| 800 x 1800 mm | 880 mm | 820 mm | 1880 mm | 1800 mm | 300-880 mm |

| |  Inndeling liggeflate ▼ |  Ryggvinkel ▼ |  Lårvinkel ▼ |  Leggvinkel ▼ |  Maks. brukervekt ▼ |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| 600 x 1400 mm | 620-70-210-460 mm | 0° - 73° | 0° - 36° | 0° - 26° | 70 kg / SWL 100 kg |
| 700 x 1600 mm | 670-150-220-520 mm | 0° - 73° | 0° - 31° | 0° - 24° | 70 kg / SWL 100 kg |
| 800 x 1800 mm | 750-190-270-550 mm | 0° - 73° | 0° - 27° | 0° - 26° | 70 kg / SWL 100 kg |

Farge på ramme og treverk ▼



Perlehvit (metall)

Bøk (treverk)

Hovedprodukter ▼

| Delleveranse ▼ | Art.nr. ▼ | HMS nr. ▼ | Madrassmål ▼ | Produktbeskrivelse ▼ |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---|
| | 1561626_S4 | 214176 | 60x140 | ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm |
| | 1561623_S2 | 214174 | 70x160 | ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm |
| DELLEVERANSE 6 | 1561624_S3 | 214175 | 70x160 | ScanBeta NG, firedelt, 3 motorer, el. hev/senk, el.rygg, el. reg lårdel, man.reg av leggdal, sprinkeldører h 80 cm bøk, madrass 8 cm |