

AQUATEC®

Dreieskive




En liten hjelper for å snurre
til riktig posisjon



Yes, you can.


Aquatec **Dreieskive**

- Ekstra stor sitteflate
 - Dreieplatens rotasjonsfunksjon aktiveres når brukerens vekt kommer på platen
 - Sitteflaten roterer og glir enkelt til de ulike posisjonene
 - Overflaten på setet er myk mot huden og enkel å rengjøre
 - Kan kombineres med badekarheis
- Aquatec **Orca**



Aquatec **Disk**

- Ekstra stor sitteflate
- Dreieplaten roterer lett
- Sitteflaten på roterende setet er myk mot huden, i tillegg er den lettstelt og enkel å rengjøre
- Ved å sette sammen **Disk**, dusjkrakken **Dot** og en adapter får du raskt en dusjkrakk med roterende sete.



Tekniske data

Artikkelnummer	Aquatec Trans	Aquatec Disk
Roterende forflytning, blå	4.03.002	
Roterende forflytning, grå	4.03.008	
Roterende disk, blå		4.02.002
Roterende disk, grå		4.02.008
Dimensjoner		
Diameter	365 mm	365 mm
Lengde	530 mm	-
Høyde	25 mm	25 mm
Annen info		
Vekt	2.2 kg	1.6 kg
Maks brukervekt	140 kg	140 kg
Farge	Blå, grå	Blå, grå

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®