

Forflytningshjelpemidler seng

Glidelaken standard



Standard modell som legges oppå det vanlige lakenet som et stikklaken.

- Glideflate B 60 x L100 cm
- Totalmål 210 x 100 cm
- Vasketemperatur 90 grader

Artikkelnummer

1083

Glidelaken lang



Lang modell som legges oppå det vanlige lakenet som et stikklaken.

- Glideflate B 60 x L 140 cm
- Totalmål 210 x 140 cm
- Vasketemperatur 90 grader

Artikkelnummer

1084

Master Grip medium



Polstret flytte- og håndteringsbelte med runde, grepsvennlige håndtak.

- Former seg mot bruker og gir god komfort
- Forlenger helperens armer
- Fremmer gode arbeidsstillinger
- Anti-skli-innside
- Grepsvennlige håndtak
- Lang holdbarhet

Artikkelnummer

1511693

Slidemaster Elastic medium



Glidepute (slide) som legges under hofte/rygg og forenkler vending i seng og sittende og liggende overflytning.

- Unike glideegenskaper
- Tynt polstret for å forebygge varme
- Forebygger soppdannelse
- Allergiforebyggende egenskaper
- Lang holdbarhet
- Lav vekt (740 g)
- Kan leveres med trekk som kan vaskes på 95 grader
- Størrelse L 100 x B 60 cm

Artikkelnummer

1511784

Turn Master medium




Justerbar dreiepute, brukes til å dreie inn på sengekant, stolsete eller bilsete. Består av to runde polstrede puter som glir mot hverandre.

- Fleksibel; kan flytte bruker fra sengens kant og innover i sengen før den dreier rundt
- Dreier 180 grader
- Følger brukerens naturlige bevegelsesmønster
- Leveres med sitteflate av nett med ventilerende cellestruktur som er behagelig å sitte på

Artikkelnummer

1511864

Master Stop small



Antiskli-matte som kan brukes under sittepute i stol, som underlag for brukerens ben i seng, på badegulv med mer.

- Størrelse B 40 x L 45

Artikkelnummer

1529238

Dreietårn 8110



Regulerbart dreietårn til forflytning av personer fra leie til leie. Består av 2 avstivede skiver som dreier friksjonsfritt mot hverandre. Selve dreieskiven er utstyrt med fotbrems. Dreietårnet er høyderegulerbart.

- Dreier 360 grader
- Antiskli-materiale på oversiden og undersiden
- Står støtt på gulvet
- Lav egenvekt
- Leveres med hjul for enkel håndtering
- Høyde 104–119 cm
- Dreieskrive: 41 cm
- Knestøtte regulerbar: 34 +/- 5 cm
- Maks. brukervekt: 150 kg
- Vekt: 9500 gram

Artikkelnummer

1536874

Antisklimatte, metervare



Antiskli-matte som leveres i metermål. Brukes under sittepute i stol, som underlag for brukerens ben i seng, til gulv på bad med mer.

- Bredde: 80 cm
- Vekt: 120 gram

Artikkelnummer

1540563

Glidebrett Multimaster Glide medium



Fleksibelt glidebrett for sittende overflytninger mellom seng og stol, stol og toalett etc. Bakkant kan bøyes opp og beskytter mot rullestolhjulet, fremre del kan bøyes ned.

- Former seg mot underlaget og gir høy komfort
- Unike glideegenskaper
- Antiskli-materiale på undersiden
- Avrundede, grepsvennlige håndtak
- Lang holdbarhet
- Størrelse: L 60 x B 35 cm, H 5 mm

Artikkelnummer

1576826

Nylon Master medium



Rørformet (to-lags) glidestykke av spesialfremstilt nylon som er glatt på begge sider. Til bruk ved opptrening eller for brukere som har behov for avlastning i forbindelse med gikt, bekkenløsning, hofteproblemer etc.

- Unike glideegenskaper
- Meget robust
- Enkelt å plassere og fjerne
- Kan vaskes på 95 grader
- Lang holdbarhet
- Størrelse: L 80 x B 80 cm
- Vekt: 170 g

Artikkelnummer

1511830

Master Belt Multi medium



Forflytningsbelte med vertikale og horisontale håndtak. For sittende overføring, gåstøtte, hjelp til å reise opp og sitte ned samt gåtrening. Leveres med regulerbar låsespenne for optimal tilpasning.

- Innside polstret i sklisikker velur
- Trinnløs regulerbar låsespenne
- Lang holdbarhet
- Størrelse: Livmål 72–120 cm
- Vekt: 400 gram

Artikkelnummer

1576807

Master sengebånd single



Lengdejusterbart sengebånd som festes i sengegavl (fotende). Forenkler oppreising og inn- og utstiging av seng samt forflytning til rullestol.

- 1 håndtak med justerbar lengde
- Størrelse: L 150 x B 5 cm

Artikkelnummer

1576827

Master sengebånd hard



Sengebånd som festes i sengegavl (fotende). Forenkler oppreising i seng, og inn- og utstiging av seng. Gir også god støtte ved forflytning til rullestol.

- 8 avstivede håndtak
- Størrelse L 180 x B 10 cm

Artikkelnummer

1576828

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2014 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

... - NO - 04/2014