

Aquatec® | **Sorrento dusjstol og badekarseter**

Aquatec **Sorrento**-serien er en ny og innovativ produktserie, kjennetegnet av brukervennlig og stilig design med mange ulike konfigurasjoner og tilpasningsmuligheter.



Invacare **Sorrento dusjstol/dusjkrakk**

- Høydejusterbare ben
- Regulerbar rygg i mykt materiale
- Sammenleggbare ben, samt rygg og armlener som enkelt tas av, gjør den lett å oppbevare og meget egnet på reise
- Overflate i mykt anti-skli-materiale på armlener og sete for økt komfort og sikkerhet

Finnes som dusjstol og som dusjkrakk med eller uten armlener. Alle versjoner kan fåes med eller uten intimutsparring.



Sorrento som dusjkrakk med armlener



Sorrento som dusjstol



Sorrento som dusjkrakk

AQUATEC®



Yes, you can.®

**Sorrento dreibart
badekarsete
Prisforhandlet
Post 18**



Invacare Sorrento dreibart badekarsete

- Dreibart badekarsete som forenkler inn- og utstigning av badekaret
- Fire festeben i anti-skli-materiale holder det sikkert og stødig på plass i badekar i ulike størrelser
- Utløserhåndtak på begge sider av setet forenkler bruken av dreifunksjonen
- Monteres til badekaret uten bruk av verktøy



Sorrento som dreibart badekarsete

Invacare Sorrento badekarsete

- Høydejusterbare ben i anti-skli-materiale sikrer at badekarsetet står støtt
- Passer alle standard badekarstørrelser
- Monteres til badekaret uten bruk av verktøy
- Modellen gir god plass til bena



Sorrento som badekarsete

Tekniske data

	Sorrento dusjstol	Sorrento dusjkrakk m/ armlener	Sorrento dusjkrakk	Sorrento dusjstol u/ intimitusparring	Sorrento dusjkrakk m/ armlener, u/ intimitusparring	Sorrento dusjkrakk u/ intimitusparring	Sorrento dreibart badekarsete	Sorrento badekarsete
Dusjstol	1532633			1532730				
Dusjkrakk m/armlener		1532660			1532729			
Dusjkrakk			1532661			1532728		
Dreibart badekarsete							1532693 HMS-nr.: 199691	
Badekarsete								1532715

Mål								
Setebredde (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Setedybde (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Setehøyde (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610		
Total bredde (mm)	520	520	520	520	520	520	710 - 760	710 - 760
Total dybde (mm)	430	430	430	430	430	430	650	560
Total høyde (mm)	850 - 990	655 - 805	460 - 610	850 - 990	655 - 805	460 - 610	520	670 - 725
Høydejustering (mm)	150	150	150	150	150	150		
Bredde mellom armlenene (mm)	450	450		450	450		450	450
Armlener lengde (mm)	280	280		280	280		280	280
Armlener høyde (mm)	195	195		195	195		195	195
Rygg bredde (mm)	500			500			500	500
Rygg høyde (mm)	380			380			380	380
Ryggstøtrekk høyde (mm)	280			280			280	280
Bredde intimitusparring (mm)	140	140	140				140	140
Dybde intimitusparring (mm)	170	170	170				170	170
Maks brukervekt	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Vekt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg	4,5 kg

