



Invacare **H291 Cadiz**

- Høydejusteres enkelt fra 360 mm til 510 mm i 13 trinn
- Ergonomisk utformet seteplate
- Stabil og sikker med vinklede gummiføtter
- Maks brukervekt: 143 kg
- Enkel å rengjøre




Invacare **H296 Cadiz**

- Høydejusteres enkelt fra 360 mm til 510 mm i 13 trinn
- Ergonomisk utformet seteplate og rygg
- Stabil og sikker med vinklede gummiføtter
- Enkel å rengjøre

## Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer	
	Invacare <b>H291 Cadiz</b>	Invacare <b>H296 Cadiz</b>
Dusjkrakk u/ rygg	1544791	
Dusjkrakk med rygg		1544829
<b>Mål</b>		
Setebredde	510 mm	510 mm
Setedybde	310 mm	310 mm
Setehøyde	360 - 510 mm	360 - 510 mm
Bredde rygg	-	390 mm
Høyde rygg	-	230 mm
Total bredde	440 mm	440 mm
Total dybde	415 - 460 mm	415 - 460 mm
Total høyde	405 - 555 mm	790 - 940 mm
<b>Annen info</b>		
Maks brukervekt	143 kg	143 kg
Vekt	1,8 kg	2,6 kg
Farge	Hvit	Hvit

Invacare **H291 Cadiz**



Invacare **H296 Cadiz**

