



Oksygenet du trenger hvor enn du er

Invacares **XPO₂** er en sikker bærbar oksygenkonsentrator som er ideell for aktive og reisende brukere som er avhengig av oksygentilførsel. **Sensi-Pulse™**-systemet vil holde selv den mest aktive brukeren med tilstrekkelig oksygen. **XPO₂** er meget brukervennlig, og designet er både lett og solid.





Bærbar oksygenkonsentrator for ekstra frihet

Med sitt kompakte design og en vekt på kun 2,9 kilo, er **XPO₂** en naturlig del av et aktivt liv. Muligheten til å lade konsentratoren fra stikkontakt og i bil, gjør det mulig å opprettholde den uavhengigheten som ofte savnes med andre tradisjonelle modeller av ambulerende oksygenkonsentratorer.

Den portable følgesvennen

XPO₂ er den perfekte løsning for de som ønsker å redusere utgiftene, samtidig som servicenivået opprettholdes. Brukervennligheten, effektiviteten og det kompakte designet sikrer brukeren frihet.

Klinisk effektiv spareventil

XPO₂ har en patentert spareventil, **Sensi-Pulse™**, designet for å etterligne volumet som leveres med kontinuerlig flow. Spareventilen gir oksygenet i begynnelsen av innåndingen, som gir maksimalt oksygenutbytte. Med høy utløser-sensitivitet,

rask reaksjon og behagelig bolusleveranse, sørger **XPO₂** for at pasienten opprettholder oksygenmetningen. **XPO₂** produserer terapeutisk oksygen opp til 35 bpm (breaths per minute) ved alle innstillinger.

Tilbehør



1522884-XPO150
Tilbehørsveske



1522884-XPO112
Eksternt batteri



1522884-XPO132 - Adapter, AC/DC, Europa
1522884-XPO136 - Adapter, AC/DC, UK
1522884-XPO140 - Adapter, DC/DC



Valgfritt tilbehør
Lett og robust reisetilbehør.
1522884-XPO120 - Trillevogn, XPO2

Egenskaper



XPO₂ & Perfecto₂

Den komplette pasientpakken for mobile og stasjonære pasienter.



Ytelse

Få tilstrekkelig oksygen med XPO₂s effektive puls-dose levering.



Bærbar

XPO₂ veier kun 2,9 kg.



Kompakt og lett

Liten og diskret, XPO₂ fremmer mobilitet, reising og uavhengighet.



Klinisk effektiv

Gir oksygen direkte ved den første innåndingen for mer effektivt oksygenutbytte.



Enkel å betjene

Store knapper for enkel betjening.



Filter og timeteller

Enkelt å rengjøre kabinettfilter og enkel tilgang til timeteller.



Økt uavhengighet

Eksternbatteri som gir dobbel brukstid.








FAA godkjent

Godkjent for bruk på flyreiser.

Tekniske data

							
XPO ₂	250 mm	180 mm	100 mm	2.9 kg konsentrator, 0.7 kg eksternt batteri	100-240 VAC 50/60 Hz	12-16 VDC	FAA godkjent

					
XPO ₂	Puls dose levering, innstilling 1-5 900 ml per minutt	87% - 96%	IPX1 – beskyttet mot dryppende vann	60 W	≤ 45 dB(A) ved innstilling 2

Sensi-Pulse

Sensi-Pulse oksygen levering:

Sensi-Pulse teknologi gir en konstant mengde oksygen for å imitere den naturlige pusten. Dette betyr at uavhengig av hvor raskt pasienten puster, leveres den samme mengden oksygen per minutt. Når antall pust synker, øker oksygenvolumet. Den sensitive triggeren trenger kun -0.20 cm H₂O fra pasienten for å aktivere **Sensi-Pulse**. Oksygenet leveres tidlig i pasientens pustesyklus for å sikre maksimal klinisk effektivitet og komfort.

Innstilling	1	2	3	4	5
Gjennomsnittelig oksygenvolum ved 20 bpm	15 ml	23 ml	31 ml	37 ml	42 ml
Gjennomsnittelig oksygenvolum ved 30 bpm	10 ml	15 ml	21 ml	25 ml	28 ml
Intern batterivarighet (timer)	3.5	2.5	2	1.5	1
Ekstern batterivarighet (timer)	7	5	4	3	2

Hovedprodukt

Art. nr.	Beskrivelse
1522883-XPO100B-EU	Konsentrator XPO2