



Oksygenkonsentrator som dekker nåtidens behov

Invacare **Perfecto₂** er en kompakt og stillegående oksygenkonsentrator som gir fra 0,5 til 5 liter oksygen per minutt. **Perfecto₂** er enkel å bruke, og har mulighet for fukteflaske. Konsentratoren har **SensO₂** system som overvåker oksygenets renhet, trykk og flow. Konsentratoren trenger minimalt med vedlikehold.



Trusted Solutions, Passionate People





Svært stillestående

Ny teknologi har gjort det mulig å redusere størrelsen på konsentratoren og dempe lydnivået. Med **Perfecto₂** kan du nyte dine omgivelser uforstyrret mens du mottar oksygentilførsel i ditt eget hjem.

Sikker og pålitelig

Alle Invacares komponenter er nøye testet, og holdbart design og konstruksjon sikrer år med pålitelig drift. Alarm utløses dersom det oppstår feil, slik som klem på slange, strømbrudd eller lignende.

Egenskaper og tilbehør



Vedlikehold

Filterbyttet gjøres enkelt på baksiden av konsentratoren.



Enkel for brukeren

All betjening utføres på frontpanelet og er lett tilgjengelig for brukeren.



HomeFill-kompatibel

Nyt fordelene ved å kunne fylle dine egne oksygenflasker.

Flowregulator for lav flow

PreciseRx gir regulerbar flow 0-0,75 LPM.



Perfecto₂ V er et godt alternativ for den som ønsker en noe enklere modell som samtidig har opprettholdt den høye ytelsen.

Tekniske data

Perfecto₂	305 mm	380 mm	585 mm	20.5 kg	230V, 50Hz (±10%)	280 W
Perfecto₂ V	305 mm	380 mm	585 mm	18.2 kg	230V, 50Hz (±10%)	320 W
Perfecto₂	< 37 dB (A)	87 - 96%	34.5 kPa ± 10%	0.5 - 5.0 LPM	Opp til 2500moh	ISO8359, MDD
Perfecto₂ V	< 39 dB (A)	87 - 96%	34.5 kPa ± 10%	0.5 - 5.0 LPM	Opp til 2500moh	ISO8359, MDD

SensO₂-System

	O2-konsentrasjon høyere enn 85% - grønt lys - Normal
	mellom 73% og 85% - gult lys - Sjekk filter og flow nivå
	lavere enn 73% - rødt lys - Kontakt servicetekniker

Alarm og sikkerhet

Alarm strømsvikt ■ igangsette kretsløp ■ SensO₂ oksygenmåler ■ ventil kompressor ■ høy temperatur kompressor ■ alarm høyt og lavt trykk ■ minne feilsøkingkoder for teknikere ■ alarm lav flow

Hovedprodukt

Art. nr.	Beskrivelse
1524653	Konsentrator Perfect O2
1521652-VAW-SCAN	Konsentrator Perfect O2V