



Invacare® | **Platinum® 9**

Økonomisk konsentrator
med høy kapasitet

INVACARE
Yes, you can.

Platinum 9 er en pålitelig konsentrator til brukere med høyt oksygenbehov. **Platinum 9** er en **HomeFill**-kompatibel konsentrator med kapasitet opp til 9 l per minutt.

Samtidig som man optimaliserer oksygenkonsentrasjonen, minimerer **Platinum 9** kostnadene forbundet med vedlikehold og levering av oksygen. Takket være en rekke integrerte alarmer gir konsentratoren brukeren mulighet til å bli hjemme, komfortabelt og sikkert.

Egenskaper



Sikker strømforbindelse



Enkel tilgang ved bytte av filter



HomeFill-tilkobling

Gode egenskaper og pålitelighet kombinert med høy brukervennlighet

Invacare **Platinum 9** er kraftig, pålitelig og brukervennlig. Med 9 liters oksygenkapasitet med 87-95,6 % renhet, er **Platinum 9** utviklet for pasienter med høyt oksygenbehov. Med det integrerte håndtaket og svinghjulene er konsentratoren enkel å manøvrere. **Platinum 9** er enkel i bruk og ivaretar brukerens sikkerhet.

Tekniske data

	Dybde	Bredde	Høyde	Vekt	Strømforbruk	Flow
Platinum 9	365 mm	467 mm	670 mm	24 kg	475 W	1 - 9 l/min
	Outlet pressure	Lydnivå	Oksygenrenhet	Altitude	ISO Compliant	
Platinum 9	62 kPa	< 47 dB(A)	87-96%	Up to 1230m	ISO8359, AMD1	



SensO₂-System

O ₂ -konsentrasjon	
	høyere enn 85% - grønt lys - Normal
	mellom 73% og 85% - gult lys - Sjekk filter og flow-nivå
	lavere enn 73% - rødt lys - Kontakt servicetekniker

Se www.invacare.no eller trykk her for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Hovedprodukt

Art. nr. helseforetak

1577755

Konsentrator Platinum 9 inkl. ekstra kabinettfilter

Art. nr. kommune

IRC9LXO2AWQ-SCAN

Beskrivelse

Konsentrator Platinum 9

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo



Yes, you can.