

Vekt elektronisk ADE stolvekt

En prisgunstig stolvekt som er klasse III godkjent dvs til medisinsk bruk. Brukervennlig, mobil, hjul med brems. Svingbare arm og fothvilere. BMI-kalkulator og tydelig display for avlesning av vekt. Produsert av ADE i Tyskland - kvalitet i 70 år.



Minnefunksjon.
Stor LCD skjerm : 25mm.
Automatisk nullstilling.
BMI funksjon.
Nett og batteridrift.
Dobbelt bremsesystem.
Printfunksjon via serial RS232.

Tekniske spesifikasjoner:

Kapasitet 250 kg.
Gradering : 100 g.r
Vekt: ca 28 kg.
Dimensjon: 470x935x1055mm.
Klasse III.