

Invacare® | *Vicair*-rygger



Optimal trykkavlastning, støtte og stabilitet

Ved hjelp av flere hundre små luftfylte celler sørger *Invacare Vicair*-ryggene for optimal trykkavlastning, støtte og stabilitet til et bredt spekter av brukere. Ryggene er enkle i bruk og byr på en rekke spennende muligheter.



Yes, you can.®



Unik teknologi

Invacare **Vicair rygger** benytter seg av Invacare **Vicair Technology™**, en unik og innovativ metode til støtte av kroppen. Putene inneholder flere hundre små triangelformede luftceller, **SmartCells™**, med en meget lav friksjonsoverflate. Cellene glir derfor lett i forhold til hverandre og former seg etter kroppens konturer. Resultatet er en optimal kombinasjon av trykkavlastning, støtte og stabilitet.

Optimal sittestilling

Flere og flere innser viktigheten av en god ryggstøtte. **Vicair**-ryggene gir god komfort, samtidig som de gir økt stabilitet, bevegelsesfrihet og beskyttelse mot utvikling av feilstillinger. Ryggene er inndelt i flere kamre med ulik fyllingsgrad, og kan justeres individuelt for optimal tilpasning.

Mange muligheter

Ingen brukere er like, og har derfor ulike behov for posisjonering. **Vicair**-serien består av flere ulike modeller, slik at de dekker de fleste bruksområder.

Enkel og sikker

Alle **Vicair**-ryggene er enkle i bruk, noe som sikrer en korrekt og enkel håndtering. Ryggene har meget lav vekt, og monteres enkelt og hurtig av og på stolene.

Modeller



Academy Multifunctional rygg

Festes direkte i ryggskallet til en rekke stoler, eksempelvis på en komfort- eller elektrisk stol. Ryggen består av en ryggpute inndelt i åtte kamre. **Multifunctional** er spesielt godt egnet til Invacare Rea® **Azalea**®-serien.



Liberty rygg

Bygget opp på samme måte som **Liberty**-putene, med et silikonlag mellom cellene. **Liberty** rygg gir økt støtte og meget god komfort.



Academy rygg

Festes enkelt til stolens rygggrør, og er høyde-, vinkel- og dybdejusterbar. Ryggen består av et anatomisk formet plastskall og en ryggpute inndelt i ni kamre.

Tilpasning



Størrelser

Finn riktig størrelse på **Academy** og **Liberty** rygg ved å måle avstanden mellom ryggrorene på rullestolen.



Tilpasning av Academy rygg

Academy rygg monteres og tilpasses enkelt ved hjelp av fire fester, to nede og to oppe. Ryggvinkelen justeres gjennom å føre de øverste festene opp eller ned til en finner rett posisjon.



Tilpasning av Liberty rygg

Liberty rygg passer til de fleste velcroygger, og festes ved hjelp av borrelås. Ryggen justeres enkelt ved å stramme eller løsne på borrelåsen.

Tilbehør



Academy Butterfly

Passer de fleste rygger, ikke bare til rullestoler. Ryggen består av tre seksjoner og gir økt stabilitet og støtte til nedre del av ryggen. Plasseres direkte på eksisterende rygg.



Academy Multifunctional hodestøtte

Monteres på hodestøtte uten polstring. Støttet består av en seksjon.



Tilbehør Academy ryggsystem

Kan monteres med sidestøtte og/eller ryggforlenging. Ryggforlengingen er trekantformet så brukerens bevegelsesfrihet ivaretas.

Tekniske data



	Størrelser (b x h):	Vekt:	Maks brukervekt:	Rengjøring trekk:
Academy Multifunctional	36 x 45 41 x 45 46 x 45 37 x 54 40 x 54 45 x 54 50 x 54	1,25 kg	250kg	60°
Academy Butterfly	40 x 20 45 x 20 50 x 20	0,55 kg	120 kg	60°
Academy rygg (b)*	31 - 34 33,5 - 36,5 36 - 39 38,5 - 41,5 41 - 44 43,5 - 46,5 46 - 49 48,5 - 51,5	2,70 kg	180 kg	60°
Liberty rygg (b)*	36 / 40 x 45 40 / 44 x 45 44 / 48 x 45	0,70 kg	150 kg	60°

Anm.:

(b)* Minste - største avstand mellom ryggørene.
Vanligvis ca 5 cm mindre enn setebredden.

Garanti: To år

Academy Multifunctional

Art. nr: OMF/CC/3645 - HMS-nr: 280490
 Art. nr: OMF/CC/4145 - HMS-nr: 280523
 Art. nr: OMF/CC/4645 - HMS-nr: 280556
 Art. nr: OMF/CC/3754 - HMR-nr: 280505
 Art. nr: OMF/CC/4054 - HMS-nr: 280516
 Art. nr: OMF/CC/4554 - HMS-nr: 280549
 Art. nr: OMF/CC/5054 - HMS-nr: 280582

Invacare AS
 Brynsveien 16,
 Postboks 6230 Etterstad
 0667 Oslo - Norway
 Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
 www.invacare.no

© 2015 Invacare International
 Sàrl All rights reserved.

All informasjon er korrekt
 ved trykkesetidspunkt. Invacare
 forbeholder retten til å endre
 produktspesifikasjoner uten
 videre konsultasjon.

Vicair rygger - NO - 05/2015



Yes, you can.®