



Komfort for både bruker og personale

*Invacare **Birdie Plus** klarer hverdagens løft fra seng, stol og fra gulv og sparer både bruker og personale for tunge løft. Skal personløfteren oppbevares eller transporteres, kan den uten bruk av verktøy lett og sikkert foldes sammen og plasseres oppreist, hvor den opptar minst mulig plass.*



Trusted Solutions, Passionate People





Komfort og sikkerhet for brukeren

Selv når løfteren er i høyeste posisjon gir **Birdie Plus** rikelig med plass til brukeren og sikrer en lett forflytning til/fra seng eller stol uten risiko for at bena støter mot motor eller mast.

Enkel håndtering

Birdie Plus kan enkelt foldes sammen uten bruk av verktøy og plasseres i oppreist stilling. Dette er svært praktisk ved transport eller oppbevaring. **Birdie Plus** kan atskilles i to deler, hvor hver del veier mindre enn 21 kg.

Egenskaper og tilbehør



Vekt

Testet iht ISO standard EN 45501.
Art. nr.: 1588942.



Mast og hjul

Store hjul sikrer lett kjøring på de fleste underlag. Automatisk lås på mast gir maksimal sikkerhet.



Enkel transport og oppbevaring

I sammenfoldet tilstand tar løfteren liten plass på lager eller under transport.

Tekniske data

Birdie Plus	Benlengde: 1165 mm	Total bredde, lukket, utvendig: 680 mm	Vekt inkl. løftebøyle: 44 kg	Løfteområde: 475-1700 mm	Høyde til overkant av bena: 115 mm
Birdie Plus	Total bredde, åpen, innvendig: 1040 mm	Maks. brukervekt 180 kg	Arbeidskapasitet: 40 sykluser	Batterikapasitet: 2,9 Ah	Vendingsradius: 1400 mm

Alle mål er tatt med 100 mm forhjul og 125 mm bakhjul og 2 punkts løftebøyle.

Rammefarge



Lys grå / mørk grå

Invacare AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo - Norway
Telefon: +47 22 57 95 00
Telefaks: +47 22 57 95 01
E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2016 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Birdie Plus - NO - 02/2016

Hovedprodukt

Invacare art.nr

3000520.A1A00-0125

Beskrivelse

Passiv personløfter Birdie Plus