

AQUATEC®

# Ocean Ergo

Tilbehør og tilpasninger



**Enkle tilpasninger som gjør en forskjell**

Ergonomisk, allsidig og enkel å manøvrere



**Yes, you can.®**

## Tilbehør og tilpasninger

Ocean Ergo-serien tilbyr avanserte løsninger innen dusjstoler, og er designet for å gi brukeren høy grad av tilpasningsmuligheter med konfigurertbarhet som standard. For ytterligere tilpasning av dusjstolen vil vårt nyeste tilbehørssortiment gi ekstra komfort, støtte og sikkerhet.



### Fotplater

- > Vinkelregulerbare, oppfellbare fotplater med justerbare hælbånd
- > Krever ingen verktøy

### Benstøtter

- > Høydejusterbare, utsvingbare og avtagbare benstøtter
- > Krever ingen verktøy

### Armlener

- > Ergonomiske, oppfellbare armlener som kan justeres i to ulike høyder

### Setehøyde

- > Setehøyden kan justeres mellom 440 mm og 600 mm\* eller 475 mm og 600 mm\*\*

\* Ocean Ergo, Ergo XL og 24"

\*\* Ocean Ergo 24" Ergo XL og VIP

- > Krever ingen verktøy

# Tilbehør

---

## Sete og ryggstøtte

### Myksete

Mykt sete i PU-skum med nøkkelhull gir ekstra komfort og trykkavlastning. Også tilgjengelig med mindre åpning. Enkel å tilpasse og rengjøre.

### Myk ileggspute

Myksetet kan anvendes med eller uten ileggsputen. Tilgjengelig som standardversjon eller mindre versjon.

### Ergonomisk myksete

Ekstra mykt sete i viskoelastisk skum, designet for økt pelvis-stabilitet og bedre posisjonering. Egner seg godt til de med følsom og tynn hud

### Vendbart myksete

Utsparing som kan benyttes alle 4 retninger.

### Heldekkende myksete

Gir ekstra komfort når toalettfunksjonen ikke er i bruk.

### Fast, avtagbar rygg

Solid ryggstøtte som bidrar til en stabil og oppreist posisjon. Enkel å rengjøre.

### Padding til armlene

Gir forbedret støtte og komfort for brukeren (ikke for XL-armlener)

### XL rygg

Øker bredden mellom armlenene med 80mm. Kan benyttes til standard Ocean Ergo-modeller.

### Bredere XL armlen

Øker avstanden mellom armlenene med 40 mm på hver side

### Myk ryggpute

For ytterligere stabilitet og komfort. Kan også bidra til enklere posisjonering av mindre brukere.

### Komfort ryggtrekk

Et alternativ til standard ryggstøtte med et mykere materiale for økt komfort.

### Vicair hygienepute

Vicair hygienepute er en trykkavlastende pute som med sine fire seksjoner gir store tilpasningsmuligheter. Vicair hygienepute er tilgjengelig i størrelse 48x45x8 cm og er designet for å passe Ocean Ergo-serien. Puten kan maskinvaskes.

---

## Sikkerhet

### Sikkerhetsbøyle

Ekstra sikkerhet for brukere som lener seg fremover.

### Sikkerhetslås for armlen

Låser armlenen i vertikal eller horisontal posisjon.

### Tippesikring

Gir ekstra sikkerhet ved urolige brukere

### Tilt-stopp

Sikrer at rammen forblir i horisontal posisjon når brukeren heises inn/ut av stolen.

## Posisjonering

### Sikkerhetsbelter

For sikker posisjonering. Kan justeres individuelt og er enkel å montere. Kan monteres som både hoftebelte og brystbelte. Kan maskinvaskes.

### Sidestøtte

Justerbar i høyden via tre ulike innstillinger på ryggstøtten. Brede sideputer som gir komfort og effektiv trykkfordeling og som kan dybdejusteres.

### Multijusterbar nakkestøtteholder

Muliggjør flerveisjustering av nakkestøtten for bedre posisjonering av hode/nakke. Leveres uten nakkepute.

### Ergonomisk hode- og nakkestøtte

Gir god støtte og posisjonering av hodet. Nakkestøtten vist på bildet.

## Toalettbesøk

### Vinkelregulerbar benstøtte

Høyde- og vinkelregulerbar benstøtte med polstret leggpute for ekstra komfort. Fotplate inkludert.

### Amputasjonsstøtte

Leveres uten fotplate

### Sprutsjerm

Passer til myksetet med standard og smalere åpning. Enkelt å feste.

### Bekkenholder med lokk

Ergonomisk håndtak gjør det enklere å trekke ut bekkenet fra holderen. Målemuligheter på innsiden. Integreert lokkholder.

# Vårt utvalg av komplette Ocean Ergo-stoler

Alle dusjstolene i Ocean Ergo-serien kan tilpasses for å dekke ulike behov. Ved å gjøre enkle justeringer, eller ved å legge til et av våre lettmonterte tilbehør, er dusjstolene våre mer allsidige enn noen gang.

På anbud med NAV

På anbud med NAV

## Ocean Ergo

En standard pleierdrevet modell

Art. nr.: 1643741

HMS-nr.: 269542

Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

## Ocean Ergo XL

En standard bariatrisk pleierdrevet modell med maksimal brukervekt på 180 kg

Art.nr.: 1643742

## Ocean 24" Ergo

Standard modell for brukerdrevet kjøring

Art. nr.: 1650146

HMS-nr.: 297749

Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

På anbud med NAV



## Ocean 24" Ergo XL

En standard bariatrisk modell for brukerdrevet kjøring med maksimal brukervekt på 180 kg

## Ocean VIP Ergo

Stol med manuell setetilt designet for brukere som har behov for litt mer assistanse med posisjonering når de sitter i stolen

Art. nr.: 1643743

HMS-nr.: 269836

Inkluderer myksete, bekkenholder og bekken

## Ocean Dual VIP Ergo

Stol med manuell setetilt og ryggregulering designet for brukere som har et større behov for assistanse med posisjonering når de sitter i stolen

Art. nr.: 1644843

# Kompabilitet

✓ Kompatibel  
 x Ikke kompatibel  
 + Inkludert

Det meste av tilbehøret er kompatibelt med alle Ocean Ergo-modellene

	Artikkel-nr.	HMS-nr.	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Myksete	AP1603142	288941	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Myk ileggspute	AP1603143	291088	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Myksete med mindre ovalt hull	AP1603145	269899	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ileggspute for smalere myksete	AP1603152	269900	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sprutskjerm	AP1603155	291089	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heldekkende myksete	AP1603154	291090	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomisk myksete	AP60121311	291091	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vendbart myksete	1544469	199703	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetsbøyle 2.0	AP60123732	297779	✓	✓	x	x	✓	✓
Sikkerhetsbøyle 2.0 XL (kun til armlen 2.0)	AP60123771	-	x	x	✓	✓	x	x
Sikkerhetsbøyle XL (kun til XL med gamle armlen)	1470078	097889	x	x	✓	✓	x	x
Brystbelte	1470081	097878	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hoftebelte	1470082	097877	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL rygg	AP1604015	-	✓	✓	+	+	x	x
Fast, avtagbar rygg	1575299	210938	✓	✓	x	x	✓	✓
Myk ryggpute	1558769	199705	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Padding til armlen (1 pad: kun for armlen 2.0)	AP1643748	297753	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armlen XL	1470086	097875	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetslås for armlen XL	1470077	097885	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sikkerhetslås for armlen 2.0	AP1643760	297770	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24" hjulsett komplett	16379	025123	✓	+	✓	+	x	x
Amputasjonsstøtte, høyre	AP1643573	297751	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amputasjonsstøtte, venstre	AP1643574	297752	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelregulerbar benstøtte med fotplate, høyre	AP1643543	267756	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinkelregulerbar benstøtte med fotplate, venstre	AP1643572	297757	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sidestøtte	1535077	199694	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multijusterbar nakkestøtteholder	AP1531613	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hodestøtte	1531465	199696	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nakkestøtte	1531608	199695	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bekkenholder med lokk	10230	25119	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bekkenfeste	AP1602078	269898	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tippekring, front og bak (Ergo VIP-modeller)	AP1603992	-	x	x	x	x	✓	✓
Tippekring, front (Ocean Ergo)	AP1601986	297783	✓	✓	✓	✓	x	x
Komfort ryggtrekk VIP Ergo	AP1603606	-	x	x	x	x	✓	✓
Komfort ryggtrekk Ocean Ergo	AP1604136	297774	✓	✓	x	x	x	x
Komfort ryggtrekk Ocean Ergo XL	AP1604016	-	x	x	✓	✓	x	x
Tilt-stopp skruesett	AP60129156	-	x	x	x	x	✓	✓
Vicair hygienepute	VHY/4845	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Telefon: +47 22 57 95 00  
 norway@invacare.com  
 www.invacare.no

Invacare AS  
 Brynsveien 16  
 0667 Oslo

