



Til brukere som behøver ekstra støtte

DOLOMITE ALPHA er løsningen til brukere som behøver ekstra hjelp til gangtrening ved f.eks gikt, ortopediske spesialbehov eller etter en operasjon. **ALPHA** tilbyr stabilitet, og der andre produkter ikke kan gi den riktige armstøtten eller håndfunksjon, er **ALPHA** det riktige valget.



Fleksible innstillingsmuligheter

Alle versjoner av **DOLOMITE ALPHA** har fleksible innstillingsmuligheter for både høyde-, bredde - og dybderegulering av håndgrep. Alle innstillinger gir brukeren mulighet for ekstra god støtte og et solidt håndgrep. Kurv og hvilesete kommer som standard.

Avanserte spesialtilpasninger

DOLOMITE ALPHA AVANSERT har flere unike muligheter for betjening av bremsen. Dette gjør det mulig å leve opp til de behov som finnes hos brukere som har problemer med plassering av selve bremsen. Vinkel og høyde på bremsene kan plasseres etter ønske.

Egenskaper og muligheter



Støttebord

Ekstra god støtte for armene.
Art. nr 13018



Justerbart håndtak med enhåndsbremis

Art. nr 12514-R
HMS art. nr 96853 (høyre)
Art. nr 12514-L
HMS art. nr 96854 (venstre)



Underarmstøtte

Armene kan hvile i en myk og komfortabel skål.



Enhåndsbremis

Håndter begge bremsene med en hånd.
Art. nr 12515

Egenskaper og valg

**Tramperør**

"Pedal" som gjør det enklere å komme over fortauskanter og lignende.

Art. nr 12560-21

HMS art. nr 157144

**Bag**

Gir mulighet for ekstra oppbevaringsplass når kurven er full. Kan også kombineres med oksygenholder.

Art. nr 12523

HMS art. nr 11434

**Bremsekraftforsterker**

Gir ekstra bremsekraft til brukere med svak håndkraft.

Art. nr 12651

HMS art. nr 24546

**Multihåndtak**

Art. nr 12613 (par).

**Hjulskjerm**

Forhindrer at klær setter seg fast og beskytter mot søle.

Art. nr 12544 (par)

HMS art. nr 157134

Tekniske data



Basic	650 mm	700 mm	510 mm	950 - 1240 mm	620 mm
Advanced	650 mm	700 mm	510 mm	950 - 1240 mm	620 mm



Basic	430 mm	200 mm	10.9 kg	125 kg
Advanced	430 mm	200 mm	11.4 kg	125 kg

Farge



RAL 5022

Hovedprodukt

Invacare art.nr

12230-35-27

Beskrivelse

DOLOMITE Alpha Basic

Invacare AS
 Grensesvingen 9
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo - Norway
 Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
 www.invacare.no

© 2016 Invacare International
 Sàrl
 All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykkesetidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Alpha - NO - 01/2016



Yes, you can.®