

# ***DolomiteGloss***<sup>®</sup>



**Perfekt kombinasjon av lav vekt og design**

SVÆRT LETT | ALLSIDIG | MODERNE



# DOLOMITE

## GLOSS-serien

---

**DOLOMITE** sitt veletablerte sortiment av rullatorer er nå utvidet med den lette *GLOSS*-serien.

*GLOSS* er utviklet for å gi brukerne god støtte og selvstendighet til å ferdes fritt både inne og utendørs.

Rullatoren er stabil og trygg i kjent **DOLOMITE**-stil, samtidig som den har et moderne og elegant utseende.

Med en maks. brukervekt på hele 160 kg og fire ulike setehøyder passer rullatoren til et bredt spekter av brukere.

Den lette kryssrammen er enkel å folde sammen slik at transport og lagring går smidig.



---

**DOLOMITE *GLOSS* finnes i fire setehøyder.  
Finn størrelsen som passer!**

---



Fire setehøyder: 450 mm, 520 mm, 600 mm og 680 mm. Her avbildet i sammenfoldet posisjon.

**GLOSS**

**SMARTE  
FUNKSJONER**

### 1 Stort gangområde

► Rammens design samt diskret kabelføring gir rom for å bevege seg med naturlig gange og god holdning.

### 2 Høyderegulerbare, ergonomiske håndtak

► Håndtakene kan enkelt høydereguleres samt roteres innover 20° uten bruk av verktøy. Håndtakene vender forover for å bidra til en oppreist posisjon. Kjørebremser og parkeringsbremser er praktisk plassert og enkel og behagelig å betjene.

### 3 Lett kryssramme

► Den lette kryssrammen er enkel å folde sammen.

*GLOSS* blir stående i foldet posisjon, og låses med en praktisk låsestropp for sikker lagring. Sammenslått er den svært smal (kun 190 mm), slik at den er enkel å lagre og transportere i bil.

### 4 Tilpasses individuelle behov

► *GLOSS* er tilgjengelig i fire setehøyder, og kan derfor tilpasses de fleste brukere. Serien har også et stort utvalg av tilbehør.



## Tekniske data ▼

Se våre hjemmesider for brukermanual og mer informasjon om produktet.



Totalbredde ▼



Totallengde ▼



Bredde mellom  
hjulene ▼



Total høyde ▼



Setehøyde ▼

<b>Dolomite GLOSS 450</b>	518 mm	615 mm	423 mm	635 - 770 mm	450 mm
<b>Dolomite GLOSS 520</b>	595 mm	675 mm	501 mm	725 - 860 mm	520 mm
<b>Dolomite GLOSS 600</b>	602 mm	720 mm	509 mm	795 - 920 mm	600 mm
<b>Dolomite GLOSS 680</b>	609 mm	790 mm	501 mm	915 - 1050 mm	680 mm



Setebredde ▼



Diameter hjul ▼



Maks. brukervekt ▼



Totalvekt ▼

<b>Dolomite GLOSS 450</b>	370 mm	200 mm	160 kg	5.9 kg
<b>Dolomite GLOSS 520</b>	445 mm	200 mm	160 kg	6.3 kg
<b>Dolomite GLOSS 600</b>	445 mm	200 mm	160 kg	6.5 kg
<b>Dolomite GLOSS 680</b>	445 mm	200 mm	160 kg	6.8 kg

## Tilbehør og muligheter

Tilbehøret er kompatibelt med alle **GLOSS**-modellene.

- ▶ **Ryggbøyle:** Behagelig, trygg støtte når man sitter.
- ▶ **Krykkeholder:** Enkelt å få med seg krykken.
- ▶ **Sammenleggbar kurv:** Kan hukes av og fraktes eller lagres.
- ▶ **Brett:** Avtagbart, lett og praktisk.
- ▶ **Fortausklatrer:** Gir ekstra støtte for å komme over kanter og på ujevnt underlag.
- ▶ **Hemiplegi-håndtak:** For dem med nedsatt håndfunksjon på én av sidene.
- ▶ **Slepebrems:** Forhindrer rullatoren fra å trille.
- ▶ **Underarmstøtte:** Ekstra støtte for underarmen.
- ▶ **Bremsekraftforsterker:** Gir ekstra bremsekraft for dem med svak håndkraft.
- ▶ **Kurv i metall:** Tilgjengelig for høydene 450, 520 og 600 mm.

## Rammefarge ▼ Artikkelnnummer ▼



Grå

Art.nr	Beskrivelse	Størrelse (bredde og total høyde)
1650374	GLOSS 450 med kurv og brett	B 52 H 64-77
1650375	GLOSS 520 med kurv og brett	B 60 H 73-86
1650376	GLOSS 600 med kurv og brett	B 60 H 80-92
1650377	GLOSS 680 med kurv og brett	B 61 H 92-105

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo



Yes, you can.®

