



## ***Rammeavtale for hygienehjelpemidler og badekarmontert personløfter***

Prisforhandlet sortiment



## Vi kan hygiene og personløft!

Vi håper du gjennom denne katalogen vil bli bedre kjent med våre produkter.

Ønsker du mere informasjon om våre produkter se gjerne: [www.invacare.no](http://www.invacare.no) eller ta kontakt med oss direkte.

Med vennlig hilsen fra oss i Invacare

## Kontaktinformasjon

Distrikt	Kontaktperson	E-post	Telefon
Hele Norge	Kundeservice	<a href="mailto:norway@invacare.com">norway@invacare.com</a>	225 79 500
Hele Norge	Teknisk service	<a href="mailto:teknisk@invacare.com">teknisk@invacare.com</a>	225 79 500
Oslo, Akershus	Anne Berit Vestmoen Nielsen/ Tormod Kollerud	<a href="mailto:abvnilse@invacare.com">abvnilse@invacare.com</a> / <a href="mailto:tkolleru@invacare.com">tkolleru@invacare.com</a>	916 10 704/ 416 39 503
Østfold	Per Morten Halvorsen	<a href="mailto:pmhalvor@invacare.com">pmhalvor@invacare.com</a>	911 60 013
Hedmark og Oppland	Bjørn Sæther	<a href="mailto:bsaether@invacare.com">bsaether@invacare.com</a>	917 33 399
Vestfold, Buskerud og Telemark	Thor Erik Johansen	<a href="mailto:tejohans@invacare.com">tejohans@invacare.com</a>	930 30 170
Aust- og Vest-Agder	Jens Aspås	<a href="mailto:jaspas@invacare.com">jaspas@invacare.com</a>	913 80 353
Rogaland	Oddmar Byberg	<a href="mailto:obyberg@invacare.com">obyberg@invacare.com</a>	907 43 640
Hordaland og Sogn og Fjordane	Trond Langeland	<a href="mailto:tlangela@invacare.com">tlangela@invacare.com</a>	907 40 097
Sør-Trøndelag	Arild Nordgaard	<a href="mailto:anordgaa@invacare.com">anordgaa@invacare.com</a>	415 22 260
Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal	Kathrine R. Pedersen	<a href="mailto:krokkepe@invacare.com">krokkepe@invacare.com</a>	911 53 091
Nordland, Troms og Finnmark	Knut Hagen	<a href="mailto:khagen@invacare.com">khagen@invacare.com</a>	917 73 709
Salgssjef Region Øst	Karianne Nyrud Jansen	<a href="mailto:knjansen@invacare.com">knjansen@invacare.com</a>	915 42 478
Salgssjef Region Nord-Vest-Sør	Rune Sandbakk	<a href="mailto:rsandbakk@invacare.com">rsandbakk@invacare.com</a>	909 38 220

## Rammeavtale for hygienehjelpemidler og badekarmontert personløfter

Post	Navn på post	Produkt	Rangering	HMS Artnr	IVC varenr.	Side
1	Toalettstol	<i>Invacare</i> <b>H440 Omega Eco</b>	1	243288	1542903	12
2	Dusj- og toalettstol	<i>Aquatec</i> <b>Ocean</b>	2	243289	1556892	3-4
3	Dusj- og toalettstol - høy brukervekt	<i>Aquatec</i> <b>Ocean XL</b>	1	243290	1640650	3-4
4	Dusj- og toalettstol med manuell tilt	<i>Aquatec</i> <b>Ocean Vip</b>	1	243291	1470793	5
4	Dusj- og toalettstol med manuell tilt	<i>Aquatec</i> <b>Ocean Vip XL</b>	1	243292	1640649	5
5	Dusj- og toalettstol med elektrisk tilt	<i>Aquatec</i> <b>Ocean E-Vip</b>	1	162031	1640648	7
11	Dusjkrakk - firkantet - høy brukervekt	<i>Aquatec</i> <b>Pico</b>	1	24843	9.20.001	15-16
27	Toalettforhøyer - frittstående med armlener og høyderregulering	<i>Invacare</i> <b>9630 Styxo</b>	1	217574	9630E	12
28	Toalettforhøyer - fast med armlener	<i>Aquatec</i> <b>90000</b>	1	243293	8.31.121	13-14
28	Toalettforhøyer - fast med armlener	<i>Aquatec</i> <b>90000</b>	1	97819	8.31.111	13-14
28	Toalettforhøyer - fast med armlener	<i>Aquatec</i> <b>90000</b>	1	97820	8.31.101	13-14
9	Badekarmontert personløfter for sittende posisjon	<i>Aquatec</i> <b>Orca</b>	1	211366	1640742	17-20
9	Badekarmontert personløfter for sittende posisjon	<i>Aquatec</i> <b>Orca XL</b>	1	211365	1640939	17-20





### Aquatec **Ocean-serien**

**Ocean/Ocean XL** er en stabil og robust stol. Den er enkel å regulere og har et bredt tilbehørsprogram. Alle **Ocean**-stolene er laget i rustfritt materiale.

**Ocean Vip/Ocean Vip XL** er høyderegulerbar, har manuell tilt, og kan i tillegg leveres med regulerbar rygg (**Ocean Dual-Vip**). Stolen er trygg og komfortabel, og godt egnet for brukere med redusert kroppsstabilitet.

**Ocean E-Vip** har elektrisk høyderegulering og elektrisk tilt. Dette gir avlastning for pleier ved stell, og brukeren får en trygg sittestilling med mange posisjoneringsmuligheter.

**AQUATEC**



Aquatec **Ocean**  
Prisforhandlet post 2



Aquatec **Ocean Vip og Ocean Vip XL**  
Prisforhandlet post 4



Aquatec **Ocean E-Vip**  
Prisforhandlet post 5

Aquatec®

**Ocean dusj- og toalettstoller**

- Stabil, rustfri stålramme
- Enkel justering av setehøyde - uten bruk av verktøy
- Ryggtrekket er justerbart med bånd på baksiden for tilpasning til brukerens ryggform. Båndene har hurtigkobling slik at trekket enkelt kan tas av for vask
- Plassbesparende kjørebøyle gjør stolen lett å plassere over toalettet uten å komme i konflikt med veggen bak
- Ergonomiske, oppfellbare armlener som kan justeres i to høydenivå
- Benstøttene er høydejusterbare, utsving- og oppfellbare og kan tas av for enkel forflytning
- Oppfellbar fotplate med helbånd gir en sikker posisjon
- Leveres med bekkenholder og bekken med lokk



Leveres med myksete som standard.



**Ocean**

### **Standard konfigurasjon:**

#### **Ocean:**

Ocean dusj- og toalettstol med myksete og bekken holder med bekken.

**Ocean** er også tilgjengelig med 24" drivhjul slik at brukeren kan kjøre stolen selv (ikke prisforhandlet).

#### **Ocean XL:**

**Ocean XL** dusj- og toalettstol med myksete og bekkenholder med bekken.

**Ocean XL** har maksimal brukervekt 180 kg og større avstand mellom armlenene enn **Ocean**.



Leveres med myksete som standard.



**Ocean XL**



**Ocean 24"** hjul  
24" drivhjul med hurtigkoplign  
gir brukeren mulighet til selv å  
manøvrere stolen.



**Ocean XL**  
Bredere rygg og maksimal  
brukervekt 180 kg.



Enkel justering av setehøyde -  
uten bruk av verktøy.



Stabil, rustfri stålramme.



Enkel demontering for transport  
og lagring.



**Ocean Vip** i tiltet posisjon



Leveres med myksete som standard.

- Stabil, rustfri stålramme
- Manuell setetilt, tiltvinkel 0° - 35°
- Gassfjær i rustfritt stål
- Meget stabil selv når maksimum tiltet
- Setehøyde kan justeres i 3 nivåer, uten bruk av verktøy
- Meget komfortabelt, ergonomisk formet sete
- Ryggtrekket er justerbart med bånd på baksiden for tilpasning til brukerens ryggform. Båndene har hurtigkobling slik at trekket enkelt kan tas av for vask
- Leveres med bekkenholder og bekken med lokk

#### **Standard konfigurasjon:**

**Ocean Vip** dusj-og toalettstol med myksete, nakkestøtte og bekkenholder med bekken.

**Ocean Vip** er også tilgjengelig i XL-versjon som har større avstand mellom armlenene.

## Egenskaper



Aquatec **Ocean Vip**



Hodestøtte  
Høyde- og dybdejusterbar  
hodestøtte er inkludert.



Retningslås  
Ett av stolens fire svinghjul er utstyrt med retningssperre for enklere manøvrering over større avstander.



Justerbar setehøyde  
Justerbar i 3 nivåer, uten bruk av verktøy.



## Aquatec **Ocean E-Vip**



Aquatec **Ocean E-Vip**

- Setehøyde kan justeres elektrisk fra 500 til 1050 mm
- Setet kan tiltes elektrisk frem og tilbake (vinkel tilt -5° til 35°)
- Meget stabil, selv i maksimalt tiltet vinkel og maksimal setehøyde
- Håndkontroll for enkel justering av setehøyde og setetilt (kun 4 knapper)
- Forseglede elektriske komponenter: Ideell for bruk i dusjen
- Leveres med bekkenholder og bekken med lokk

### Standard konfigurasjon:

Nakkestøtte, brystbelte, hoftebelte, benstøtter, myksete, bekkenholder og bekken.

XL-armlener finnes som tilbehør.



Leveres med myksete som standard.

## Egenskaper



**Ocean E-Vip** i posisjon med maksimal tilt og - setehøyde.



Avtagbar batteripakke



Håndkontroll

## Tilbehør Aquatec **Ocean**



### Myksete

Med intimhull.

Art. nr.: **16341** til **Ocean / Ocean XL / Ocean E-Vip**

HMS-nr.: **025116**

Art. nr.: **1470075** til **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual-Vip**

HMS-nr.: **097887**



### llegg

For myksete med intimhull.

Art. nr.: **16343** til alle modellene i

**Ocean** serien

HMS-nr.: **025117**



### Myksete

Med mindre, ovalt hull.

Art. nr.: **16342** til alle modellene i **Ocean** serien

HMS-nr.: **025118**



### Sprutskjerm

Forhindrer sprut ved bruk, til myksete med intimhull.

Art. nr.: **16511** til alle modellene i

**Ocean** serien

HMS-nr.: **097890**





### Heldekkende myksete

Hel seteoverflate.  
Art. nr.: **1526032** til alle modellene i **Ocean** serien.  
HMS-nr.: **170620**



### Ergonomisk myksete

Ekstra mykt.  
Art. nr.: **1531259 Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip**  
HMS-nr.: **199692**



### Vendbart myksete

Vend myksetets åpning i alle fire retninger etter brukerens behov. Monteres enkelt med to klips.  
Art. nr.: **1544469** vendbart myksete til **Ocean, Ocean Vip** og **Ocean Dual Vip**  
HMS-nr.: **199703**



### Ryggpute med sidestøtte

For god komfort og ekstra støtte for små brukere.  
Art. nr.: **1558769** til alle modellene i **Ocean** serien  
HMS-nr.: **199705**



### Sikkerhetsbøyle

Ekstra sikkerhet for brukere som lener seg fremover.  
Art. nr.: 10167-10 til alle modellene i **Ocean** serien.  
Lengde 540 mm.  
HMS-nr.: **025122**  
Art. nr.: **1470078 XL** sikkerhetsbøyle til alle XL modellene i **Ocean** serien.  
Lengde 620 mm.  
HMS-nr.: **097889**



### Hoftebelte og brystbelte

For sikker posisjonering. Kan justeres individuelt og er enkel å montere. Kan masinvaskes. Til alle modellene i **Ocean** serien.  
Art. nr.: **1470081** Brystbelte, grått  
HMS-nr.: **097878**  
Art. nr.: **1470082** Hoftebelte, grått  
HMS-nr.: **097877**



### Sikkerhetsbelte

Art. nr.: **1451959** til **Ocean**  
HMS-nr.: **199693**



### 24" drivhjul (sett)

Art. nr.: **16379** hjul m/ brems og hjulbolt til **Ocean/Ocean XL** (par)  
HMS-nr.: **025123**



### Bekken med lokk

Utformet så det enkelt skal kunne settes på plass og tas ut av holderen. **Ocean** stolene leveres med bekken.

Art. nr.:

**10230** til alle modellene i **Ocean** serien.  
Lengde 460 mm

### Bekkenholder (ikke vist)

Art. nr.:

**16335** til **Ocean / Ocean XL**  
**1470076** til **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual-Vip**  
**1471233** til **Ocean E-Vip**



### Hode-/nakkestøtte (nakkestøtte er avbildet)

Art. nr.:

**1531465**  
Hodestøtte til **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip** og **Ocean E-Vip**

HMS-nr.:

**199696**

Art. nr.:

**1531608**  
Nakkestøtte til **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual-Vip** og **Ocean E-Vip**

HMS-nr.:

**199695**



### Vinkelregulerbar benstøtte

Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar. Passer alle produkter i **Ocean**-serien unntatt **Ocean XL**. Monteres og justeres enkelt uten bruk av verktøy.

Art. nr.:

**1546705**  
(venstre)

HMS-nr.:

**199699**

Art. nr.:

**1546439**  
(høyre)

HMS-nr.:

**199698**



### Amputasjonsstøtte

Polstret, både høyde- og vinkelregulerbar. Passer til alle produkter i **Ocean**-serien unntatt **Ocean XL**.

Art. nr.:

**1556893**  
(høyre)

HMS-nr.:

**199701**

Art. nr.:

**1556894**  
(venstre)

HMS-nr.:

**199700**



### Sidestøtte

Monteres i eksisterende hull for armlensinnfestning. Både høyde- og breddejusterbar. Passer til alle **Ocean**-stoler.

Art. nr.:

**1535077**

HMS-nr.:

**199694**



### Multijusterbar nakkestøtteholder

Holder med svært mange tilpasningsmuligheter. Leveres uten nakkepute.

Art. nr.:

**1531613** til **Ocean Vip** og **E-Vip**.

HMS-nr.:

**199697**



### Tippesikring - front

Forhindrer at stolen tipper forover.

Art. nr.:

**1535936** til **Ocean Vip/Vip XL** og **Ocean Dual Vip**.

HMS-nr.:

**199702**



### Hygienepute

Brukes sammen med toalettstolen for å gi trykkavlastning og motvirke fremoverglidning.

Art. nr.:

**LTC3**

Str. i cm (b x d): 45 x 50

## Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer						
	Aquatec Ocean	Aquatec Ocean 24" drivhjul	Aquatec Ocean XL	Aquatec Ocean Vip med tilt	Aquatec Ocean Vip XL med tilt	Aquatec Ocean Dual-Vip med tilt og senk	Aquatec Ocean E-Vip
Dusjstol med svinghjul og bekkenholder og bekken med myksete	Art. nr: <b>1556892</b> HMS-nr.: <b>243289</b>		Art. nr: <b>1640650</b> HMS-nr.: <b>243290</b>				
Dusjstol med 24" drivhjul og bekkenholder og bekken		Art. nr.: <b>1537786</b>					
Dusj-og toalettstol med svinghjul og bekkenholder og bekken med myksete				Art. nr.: <b>1470793</b> HMS-nr.: <b>243291</b>	Art. nr.: <b>1640649</b> HMS-nr.: <b>243292</b>	Art. nr.: <b>1540262</b>	Art. nr.: <b>1640648</b> HMS-nr.: <b>162031</b>
Dimensjoner							
Setebredde	480 mm (A)	480 mm (A)	480 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	500 mm (A)	480 mm (A)
Setedybde	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)	450 mm (B)
Setehøyde	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	475 - 600 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	510 - 610 mm (C)	500 - 1050 mm (C)
Total bredde	560 mm (D)	675 mm (D)	640 mm (D)	595 mm (D)	625 mm (D)	625 mm (D)	730 mm (D)
Total dybde	900 mm (E)	1060 mm (E)	900 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1060 mm (E)	1010 mm (E)
Total høyde uten justerbar hodestøtte	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	940 - 1070 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1085 - 1185 mm (F)	1070 - 1620 mm (F)
Dybde uten benstøtte	700 mm (G)	855 mm (G)	700 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	845 mm (G)	1010 mm (G)
Dybde fotplate	155 mm (H)	155 mm (H)	155 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	160 mm (H)	155 mm (H)
Høyde til armlen	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	680 - 850 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	720 - 860 mm (I)	730 - 1320 mm (I)
Høyde, benstøtte til sete	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	255 - 495 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)	345 - 465 mm (J)
Høyde, gulv til nedre setekant: med holder til bekken	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	390 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 520 mm (K)	420 - 970 mm (K)
uten holder til bekken	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	410 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	440 - 540 mm (K)	465 - 1015 mm (K)
Høyde, sete til armlen	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	210 / 250 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	215 / 245 mm (L)	230 - 270 mm (L)
Bredde mellom armlen	460 mm (M)	460 mm (M)	540 mm (M)	475 mm (M)	555 mm (M)	475 mm (M)	470 mm (M)
Bredde, intimhull i seteplate	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Dybde, intimhull i seteplate	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Tilt setevinkel	-	-	-	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Tilt ryggvinkel	-	-	-	-	-	10° - 50°	-
Høydejustering	25 mm	25 mm	25 mm	50 mm	50 mm	50 mm	trinnløs
Ø Svinghjul	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Hjul	-	24" (610 mm)	-	-	-	-	-
Bredde mellom 24" drivhjul	-	540 mm (N)	-	-	-	-	-
Annen info							
Vekt	14.5 kg	19.5 kg	14.5 kg	23.5 kg	23.5 kg	28.3 kg	39 kg
Maks brukervekt	150 kg	150 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Farge	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit






### Ocean med svinghjul

### Ocean med 24" hjul

### Ocean XL

### Ocean Vip / Vip XL / Dual-Vip

### Ocean E-Vip





**AQUATEC**

Aquatec® | **Toalettstol og toalettforhøyer**

**INVACARE**  
Yes, you can.



## Aquatec H440 Omega Eco - Post 1: Toalettstol



Leveres i pakning på 5 stk.

Invacare **H440 Omega Eco** er rett valg dersom du vil kombinere funksjon, komfort og design. Den er enkel å regulere i høyden, har en komfortabel innleggsplate for setet som er praktisk i bruk og et moderne design som passer godt inn både hjemme og på institusjoner.

### Egenskaper

- Høydejusterbar fra 40,5 cm til 58,5 cm
- Enkel håndtering både av innleggsplaten for setet og toalettbøtten
- Stolen er enkel å rengjøre
- Høy maksimal brukervekt: 140 kg

## Aquatec 9630 Styxo - Post 11: Toalettforhøyer frittstående



Leveres i pakning på 4 stk.

Invacare **9630 Styxo** har mange funksjoner. Den kan enten brukes som toaletttramme, toalettforhøyer, eller som toalettstol med toalettbøtte. Leveres komplett med toalettbøtte med lokk og sprutskjerm.


### Egenskaper

- Setehøyden kan enkelt justeres i 7 trinn, fra 41 cm til 56 cm
- Leveres komplett med toalettsete med lokk, toalettbøtte med lokk og sprutskjerm
- Monteres uten bruk av verktøy og enkel å rengjøre
- Høy maksimal brukervekt: 160 kg


## Tekniske data

	Artikkelnummer	
<b>Produkt</b>	Aquatec <b>H440 Omega Eco</b>	Aquatec <b>9630 Styxo</b>
Toalettstol, 4 stk.		<b>Art.nr: 9630E</b> <b>HMS-nr: 217574</b>
Toalettstol, 5 stk.	<b>Art.nr: 1542903</b>	<b>HMS-nr: 243288</b>
<b>Mål</b>		
Setebredde	450 mm (A)	360 mm (A)
Setedybde	430 mm (B)	420 mm (B)
Setehøyde	405 - 585 mm (C)	410-560 mm (C)
Total bredde	580 mm (D)	620 mm (D)
Total dybde	530 mm (E)	490 mm (E)
Total høyde	790 - 970 mm (F)	600-750 mm (F)
Høyde til armlener	620 - 800 mm (G)	
Høyde opp til nedre setekant		
Med holder for toalettbøtte	335 - 515 mm	
Uten holder for toalettbøtte	345 - 525 mm	
Høyde fra gulv til seteplate	405 - 585 mm	
Bredde mellom armlener	470 mm	
Bredde, intimhull i seteplate	200 mm	
Dybde, intimhull i seteplate	255 mm	
<b>Annen info</b>		
Maks brukervekt	140 kg	160 kg
Vekt	7,5 kg	5,5 kg
Farge	Lavendelblå	Grå

H440 Omega Eco



9630 Styxo





Aquatec **90000** toalettforhøyer avbildet med setehøyde 60 mm og armlener

Aquatec **90000** toalettforhøyer er utviklet for å imøtekomme kravene fra brukere både på institusjoner og hjemme. Med et toalettsete som enkelt kan tas av basen, og komponenter i plast og rustfritt stål, er Aquatec **90000** både enkel å rengjøre og svært robust.

- Tilgjengelig i tre setehøyder: 20 mm, 60 mm og 100 mm
- Oppfellbare, ergonomisk utformede armlener for ekstra støtte - fjernes eller monteres raskt ved hjelp av klipssystem
- Innovativt klipssystem: Toalettsetet kan enkelt tas av basen, uten bruk av verktøy
- Store utskjæringer både foran og bak på toalettringen forenkler hygienestellet
- Høy maksimal brukervekt; 150 kg
- Toalettforhøyerne med setehøyde 60 mm og 100 mm kan leveres med eller uten armlener

**AQUATEC**

## Aquatec® | **Toalettforhøyer og toalettmonterte armlener**

Post 28: Toalettforhøyer

## Aquatec 90000 toalettmonterte armlener




Toalettmonterte armlener

Toalettmonterte armlener/fastmontert toalettforhøyer med armlener.

- Oppfellbare, ergonomisk utformede armlener for ekstra støtte

### Tekniske data

	Artikkelnummer
<b>Produkt</b>	<i>Aquatec 90000 toalettforhøyer</i>
Toalettforhøyer med armlener	<b>Art.nr: 8.31.121 HMS-nr: 243293 (Setehøyde 20 mm)</b> <b>Art.nr: 8.31.111 HMS-nr: 97819 (Setehøyde 60 mm)</b> <b>Art.nr: 8.31.101 HMS-nr: 97820 (Setehøyde 100 mm)</b>
Toalettforhøyer uten armlener	<b>8.31.011 (Setehøyde 60 mm)</b> <b>8.31.001 (Setehøyde 100 mm)</b>
Tilbehør: Adapter som gir en sittestilling på 8° fremover	<b>1470825</b>
<b>Dimensjoner</b>	
Setebredde	36.5 cm (A)
Setedybde	39 cm (B)
Setehøyde	2 / 6 / 10 cm (C)
Total bredde med armlener	54 cm (D)
Total bredde uten armlener	38 cm (E)
Total dybde	47.5 cm (F)
Total høyde med armlener	23 / 27 / 31 cm (G)
Total høyde uten armlener	3 / 7 / 11 cm (H)
Høyde, sete til armlener	20 cm (I)
Bredde mellom armlener	45 cm (J)
Bredde åpning	20.5 cm (K)
Dybde åpning	27.5 cm (L)
<b>Annen info</b>	
Vekt med armlener	4.4 kg (SH:10 cm) 4 kg (SH:6 cm) 3.6 kg (SH:2 cm)
Maks brukervekt	150 kg
Farge	Hvit





**AQUATEC**

*Aquatec*<sup>®</sup> | **Pico**

Post 11: Dusjkrakk





## Aquatec *Pico*

- Modulær dusjstol
- Fire konfigurasjoner
- Strukturert overflate gir et sikkert sete
- Intimutsparring foran eller bak på stolen, da det er to monteringsmuligheter for ryggen
- Høyderegulerbare ben
- Gummiføtter gjør stolen stabil
- Enkel montering uten bruk av verktøy
- Maks brukervekt: 160 kg



## Egenskaper og valg



*Pico*



*Pico med armlener*



*Pico med rygg*



## Tekniske data

	Artikkelnummer
<b>Produkt</b>	<i>Aquatec Pico</i>
Dusjkrakk	<b>Art.nr: 9.20.001 HMS-nr: 24843</b>
Dusjkrakk med armlener. Ikke prisforhandlet.	<b>9.21.001</b>
Dusjstol med rygg. Ikke prisforhandlet	<b>9.23.001</b>
Dusjstol, komplett. Ikke prisforhandlet	<b>9.22.001</b>
Rygg	<b>16469</b>
Armlener, par	<b>16468</b>

Mål	
Setebredde	430 mm (A)
Setedybde	420 mm (B)
Setehøyde	425 - 575 mm (C)
Total bredde	575 mm (D)
Total dybde	520 mm (E)
Total høyde	825 - 975 mm (F)
Høyde opp til armlener	605 - 755 mm (G)
Bredde mellom armlener	430 mm (H)
Bredde, intimutsparring	180 mm
Dybde, intimutsparring	145 mm
Høydejustering	25 mm

Annen info	
Vekt, dusjkrakk	3,2 kg
Vekt, dusjkrakk med armlener	4,1 kg
Vekt, dusjstol med rygg	4,0 kg
Vekt, dusjstol komplett	4,8 kg
Maks brukervekt	160 kg!
Farge	Hvit

*Aquatec Pico*





**AQUATEC**

Aquatec®

# Orca badekarheis

Badekarheis til alle typer badekar  
Post 9: Badekarmontert personløfter



Nyt et sikkert bad med *Aquatec Orca* badekarheis for sittende posisjon - enkelt og med kun ett tastetrykk. Den stabile, robuste rammen med forsterkede sakser og forsterket base gir høy sikkerhet. Den høye ryggen er formet for å gi nakken støtte, og bidrar til å gjøre badet komfortabelt.



- Vedlikeholdsfri aktuator, kraftig men stillegående
- Den ergonomisk utformede ryggen kan foldes opp og ned med én hånd
- Rygg kan senkes til 40°
- Den ergonomiske håndkontrollen flyter i vannet
- Dersom batterikapasiteten i håndkontrollen er for lav, blokkeres muligheten for å senke badekarheisen
- Avtagbar dekkmatte som kan maskinvaskes
- Ny bunnplate med bærehåndtak gjør håndteringen enkel
- Patenterte sugekopper som løsner lett fra badekaret
- Praktisk holder for håndkontroll på ryggen
- Dreneringshull i bunnplaten forenkler rengjøringen
- Bredt sortiment av tilbehør for individuell tilpasning



*Aquatec Orca og Orca XL*  
Prisforhandlet  
Post 9

*Aquatec Orca*

med elektrisk, vinkelregulerbar rygg.

*Aquatec Orca F*

med fast rygg.

*Aquatec Orca XL*

med elektrisk, vinkelregulerbar rygg. Meget høy brukervekt: 170 kg.

## Egenskaper



Kan også brukes uten dekkmatte.



Kan demonteres i to deler.




Praktisk bærehåndtak på fremsiden av bunnplaten.



Holder for håndkontroll.



Dreneringshull i bunnplaten.





Badekarheis i drift.



## Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer		
	Aquatec <b>Orca</b>	Aquatec <b>Orca F</b>	Aquatec <b>Orca XL</b>
Badekarheis med dekkmatte	<b>Art.nr: 1640742</b> <b>HMS-nr: 211366</b>	<b>1471071</b>	<b>Art.nr: 1640939</b> <b>HMS-nr: 211365</b>
<b>Dimensjoner</b>			
Setebredde uten sidestøtte	375 mm	375 mm	375 mm
Setebredde med sidestøtte	715 mm* (A)	715 mm (A)	715 mm (A)
Setedybde	490 mm (B)	490 mm (B)	490 mm (B)
Setehøyde maks	420 mm (C)	420 mm (C)	420 mm (C)
Setehøyde min	60 mm	60 mm	60 mm
Ryggbredde	360 mm (D)	360 mm (D)	360 mm (D)
Rygg høyde	665 mm (E)	665 mm (E)	665 mm (E)
Total dybde (oppreist rygg)	650 mm (F)	690 mm (F)	650 mm (F)
Total dybde (tilbakeleent rygg)	920 mm	-	920 mm
Total høyde med rygg	1075 mm (G)	1075 mm (G)	1075 mm (G)
Baseområde	580 x 285 mm	580 x 285 mm	580 x 285 mm
Tykkelse dekkmatte	3 mm	3 mm	3 mm
<b>Annen info</b>			
Total vekt uten håndkontroll	10,8 kg	11,4 kg	11,6 kg
Total vekt uten batteripakke	-	-	-
Vekt, sete	6,6 kg	7,2 kg	7,4 kg
Vekt, rygg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Vekt, håndkontroll	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Vekt, batteripakke	-	-	-
Brukervekt	140 kg	140 kg	170 kg
Rygg kan senkes til	40°	-	40°
Farge	Hvit	Hvit	Hvit








## Vinkelregulerbare sideplater

Individuelt justerbare sidevanger for sikker sittestilling.

Art. nr.: **1471606** Hvit, til **Orca** (ved bestilling med badekarheis)



## Høydejusterbar hodestøtte

For sikker støtte av hode-og nakkeområdet. Anbefales sammen med spesial rygg. Alle delene for montering av hodestøtten er inkludert.


Art.nr.: **15461** Hvit, til alle **Orca**  
HMS-nr.: **199075**



## Bryst- og hoftebelte

i mykt og hudvennlig materiale.

Art. nr.: **1528702** til **Orca**  
HMS-nr.: **211367**



## Abduksjonskloss

Forhindrer glidning fra seteoverflaten. Til alle batteridrevne badekarheiser.


Art. nr.: **1525932** Blå (ø 70 mm)  
HMS-nr.: **199069**  
Art. nr.: **1525933** Blå (ø 120 mm)  
HMS-nr.: **199068**



## Høydeadapter

Øker sittehøyden med 20, 40, og 60 mm. For alle batteridrevne badekarheiser.

Art. nr.: **15170**  
Høydeadapter 20 mm (4 stk i pakken) inkl. ombygningssett  
HMS-nr.: **109172**  
Art. nr.: **14694**  
Høydeadapter 20 mm (4 stk i pakken) uten ombygningssett



## Sideplateavleder

Brukes for å gjøre sideplatene smalere slik at heisen kan passere hindringer.

Art. nr.: **15309** Til alle batteridrevne badekarheiser  
HMS-nr.: **163185**



## Transportbag med hjul.

Hendig bag til transport av badeheisen.

Art. nr.: **14586AQT**  
Bag til badeheis  
HMS-nr.: **199083**




Vennligst fyll inn ønsket mål ved bestilling

## Spesialtilpassede sideklaffer

Forenkler overføring fra heisen.

Art. nr.: **1471606**  
Sideklaff, uten trekk, til **Orca / Orca F** (ved ettermontering)  
HMS-nr.: **199081**



## Aquatec Trans

Glideplate som forenkler forflytning inn og ut av badekaret.

Art. nr.: **4.03.002** Roterende forflytning, blå  
HMS-nr.: 142889



## Art. numbers

Post/type	Produktbeskrivelse	HMS-Artnr	Leverandørens artnr
Post1: Toalettstol	Toastol Invacare h440 Omega Eco sb45 sd43 sh40-58	243288	1542903
Post2:Dusj- og toalettstol	Dusjtoastol Aquatec Ocean sb48 sd45 sh47-60 hjul armlene oppfell benst delt avtagb	243289	1556892
Post3: Dusj- og toalettstol XL	Dusjtoastol Aquatec Ocean XL sb48 sd45 sh47-60 hjul armlene oppfell benst delt avtagb	243290	1640650
Post4: Dusj- og toalettstol med man. tilt	Dusjtoastol Aquatec Ocean Vip sb50 sd45 sh51-61 hjul armlene oppfell benst delt avtak tilt man pols	243291	1470793
Post4: Dusj- og toalettstol med man. tilt XL	Dusjtoastol Aquatec Ocean Vip XL sb50 sd45 sh51-61 hjul armlene oppfell benst delt avtak tilt man pols	243292	1640649
Post5: Dusj- og toalettstol med elektrisk tilt	Dusjtoastol Aquatec Ocean E-Vip sb48 sd45 sh50-105 hjul armlene oppfell benst tilt el pols	162031	1640648
Tilbehør	Innlegg dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	025117	16343
Tilbehør	Sete intim hull oval dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip myk	025118	16342
Tilbehør	Sikkerhetsbøyle dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean E-Vip	025122	10167-10
Tilbehør	Belte hofte dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	097877	1470082
Tilbehør	Brystbelte dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	097878	1470081
Tilbehør	Lås dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	097885	1470077
Tilbehør	Sikkerhetsbøyle dusjtoastol Aquatec Ocean XL/Ocean VIP XL/Ocean E-Vip XL	097889	1470078
Tilbehør	Sprutskjerm dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	097890	16511
Tilbehør	Dekkeplate dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	170620	1526032
Tilbehør	Sete ergonomisk ekstra mykt dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	199692	1531259
Tilbehør	Sikkerhetsbelte dusjtoastol Aquatec Ocean	199693	1451959
Tilbehør	Sidestøtte dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean E-Vip	199694	1535077
Tilbehør	Nakkestøtte dusjtoastol Aquatec Ocean VIP/Ocean E-Vip	199695	1531608
Tilbehør	Hodestøtte dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	199696	1531465
Tilbehør	Holder dusjtoastol hodest ergonomisk Aquatec Ocean VIP/Ocean E-Vip	199697	1531613
Tilbehør	Benstøtte dusjtoastol ve Aquatec Ocean/Ocean VIP	199698	1546439
Tilbehør	Benstøtte dusjtoastol hø Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean E-Vip	199699	1546705
Tilbehør	Amputasjonsstøtte dusjtoastol Aquatec Ocean E-Vip/Ocean Vip ve	199700	1556894
Tilbehør	Amputasjonsstøtte dusjtoastol Aquatec Ocean E-Vip/Ocean Vip hø	199701	1556893
Tilbehør	Tippesikring foran dusjtoastol Aquatec Ocean VIP/Ocean E-Vip	199702	1535936
Tilbehør	Sete myk variabelt dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	199703	1544469
Tilbehør	Ryggstøtte dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/Ocean E-Vip	199705	1558769
Tilbehør	Rygg fast dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean Vip/Ocean E-Vip	210938	1575299

## Art. numbers

Tilbehør	Lokk bekken dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean VIP/ Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	243284	1541289
Tilbehør	Rygg vinkelstillbar dusjtoastol Aquatec OceanVip	243285	1470085
Tilbehør	Tippesikring dusjtoastol Aquatec/Ocean Vip	243286	1470833
Tilbehør	Klemmer f/amputation support dusjtoastol Aquatec Ocean Vip/Ocean E-Vip	243287	1514508
Reservedel	Sete mykt med intim hull dusjtoastol Aquatec Ocean/ Ocean XL/Ocean E-Vip	025116	16341
Reservedel	Armlen XL bred dusjtoastol Aquatec Ocean VIP, Ocean E-Vip	097875	1470086
Reservedel	Sete mykt med intim hull dusjtoastol Aquatec OceanVip, Ocean Vip XL/Ocean E-Vip	097887	1470075
Reservedel	Lader Aquatec Ocean E-Vip	199843	1471153
Reservedel	Batteri Aquatec Ocean E-Vip	199844	1525920
Reservedel	Hjul dusjtoastol 12,7cm med blå retningslås Aquatec Ocean Vip, Ocean E-Vip	229395	1470687
Reservedel	Hjul dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean Vip/Ocean VIP XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	229396	16259
Reservedel	Motor løft Aquatec Ocean E-vip	229397	1471155
Reservedel	Motor tilt Ocean Aquatec E-Vip	229398	1471156
Reservedel	Bekkenholder dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean XL	229399	1527985
Reservedel	Polster armlen dusjtoastol Aquatec Ocean/Ocean Vip/ Ocean Vip XL/Ocean XL/Ocean E-Vip	229400	16472
Post11: Dusjkrakk - firkantet - XL	Dusjkrakk Aquatec Pico firkantet sb43 sd42 sh42-57 sete utsp	24843	9.20.001
Tilbehør	Armlene dusjkrakk Aquatec Pico	024949	16468
Tilbehør	Rygg dusjkrakk Aquatec Pico	024950	16469
Post27: Toalettforhøyer - fritts. m/arml. og hreg.	Toaforhøyer frittstå Invacare 9630 Styxo sb36 sd42 sh41-56 armlene	217574	9630E
Post28:Toalettforhøyer - fast med armlener	Toaforhøyer fast Aquatec 90000 sh2 sb36 armlene oppfell avtag	243293	8.31.121
Post28:Toalettforhøyer - fast med armlener	Toaforhøyer fast Aquatec 90000 sh6 sb36 armlene oppfell avtag	97819	8.31.111
Post28:Toalettforhøyer - fast med armlener	Toaforhøyer fast Aquatec 90000 sh10 sb36 armlene oppfell avtag	97820	8.31.101
HMS Servicetjeneste	Reparasjon timepris dusjtoastol Aquatec E-vip	243294	1550741
HMS Servicetjeneste	Reisetid timepris dusjtoastol Aquatec E-vip	243295	199084
Post9: badekarmontert per. Løfter sittende	Personløfter badekar Orca el	211366	1640742
Post9: badekarmontert per. Løfter sittende	Personløfter badekar Orca XL el	211365	1640939
Tilbehør	Dreieskive med sideforfl personløfter badekar Aquatec Orca/Orca XL	142889	4.03.002
Tilbehør	Hodestøtte personløfter badekar Aquatec Orca/Orca XL justerbar hvit	199075	15461
Tilbehør	Sideplater personløfter badekar Aquatec Orca	199081	1471606
Tilbehør	Abduksjonskloss personløfter badekar Aquatec Orca/ Orca XL 7 cm	199069	1525932
Tilbehør	Abduksjonskloss personløfter badekar Aquatec Orca/ Orca XL 12 cm	199068	1525933
Tilbehør	Adapter for hreg personløfter badekar Aquatec Orca h2 m/fester sett a 4stk	109172	15170
Tilbehør	Sideplateavviser personløfter badekar Aquatec Orca/ Orca XL	163185	15309
Tilbehør	Transportbag personløfter badekar Aquatec Orca/ Orca XL	199083	14586AQT
Tilbehør	Bekken Brystbelte personløfter badekar Aquatec Orca/Orca XL	211367	1528702



Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2018 Invacare International GmbH. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

Hygienehjelpemidler 2018 - NO - 06/2018