

COMPACT ATTRACT



GO
DO ANY

ANYWHERE EVERYTHING

Küschall Compact attract passer for brukere som ønsker en lett aktiv kryssramme rullestol med høy kvalitet. Compact attract kommer med alle de justeringsmuligheter som er nødvendig for å oppnå en trygg sittestilling, presis manøvrering og enkel kjøring. En komfortabel, praktisk og effektiv rullestol, med både svingbare og avtagbare benstøtter. En perfekt rullestol når man er mye på farten!



Med nedfellbar rygg (min. rygg høyde 42 cm) blir Compact attract enda mindre, og derfor perfekt på reise! (tilbehør)



e-fix drivaggregat kan monteres med både bruker – og ledsagerbetjent styring.



Tidløs og lett



Høyderegulerbar bakenforliggende kjørehåndtak kan monteres som tilbehør.

KONFIGURASJON:

Stolen har aluminiumskryssramme i farge sort matt. Avtagbare benstøtter som er ut – og innsvingbare med 70° fastvinkel og vinkelfaste fotplater. Drivhjulsplate med 3 grader cambring og velcroygg med vinkeljustering. Kjørehåndtakene er høyderegulerbare og er integrerte i ryggørene. Standard setetrekk, avtagbare armlener med korte pads og push brems. 24" Aktive drivhjul i sort med Light wheel luftdekk og aluminiumsdriving. 5" Comfort svinghjul i sort og to stk. innsvingbar tippesikring.

TEKNISKE DATA COMPACT ATTRACT



Frontrammevinkel
70°/90°



Setehøyde
Foran: 430 – 520 mm
Bak: 400 – 490 mm
i trinn på 10 mm



Maks helling
7°



Produktvekt
Ca. 15,9 kg



Setebredde
360 – 500 mm
i trinn på 20 mm



Lengde kne til hæl
380 – 460 mm
i trinn på 10 mm



Svingradius
920 – 1125 mm



Transportvekt uten drivhjul
Ca. 13 kg



Setedybde
360 – 500 mm
i trinn på 20 mm



Total bredde, foldet
Fra ca. 300 mm



Total bredde
SB + 180 mm



Maks brukervekt
130 kg



Høyde rygg
330 – 495 mm
i trinn på 15 mm



Vinkel rygg
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Total lengde
70°: Fra ca. 985 mm
90°: Fra ca. 895 mm
uten benstøtte: 690 mm



Krasj testet
Tilfredsstillers
ISO 7176/-19