

Küschall® K-SERIES 2.0

Prisforhandlet i delkontrakt 2



UNLIMIT YOUR WORLD

Hos Küschall tror vi på at alt er mulig når man virkelig ønsker det. Küschall K - Series 2.0 kan tilpasses dine behov for maksimal prestasjon. Full kraft, full frihet, **Unlimit your world.**

KÜSCHALL K-SERIES

K-Series 2.0 er et ikon innenfor design og en trendsetteende fastramme rullestol. Det geniale modulære sittesystemet kan tilpasses brukers behov, og hele rullestolens dynamiske oppsett gir brukeren de beste kjøreegenskapene.

HYDROFORMING

Den hydroformede rammen med sine nye linjer tar designet til K-serien til et helt nytt nivå. Den nye teknikken er mer enn bare design, den både styrker og øker stivheten. I tillegg får du en moderne og tidløs stol med et ergonomisk grep som letter forflytning og reposisjonering.

HYDROFORMET FRONTRAMME

- Optimale kjøreegenskaper på grunn av mindre fleksibilitet (økt stivhet) i rammen. Ergonomisk grep i kneområdet som er ideell for forflytning inn og ut av stol.

LETT AKTIV BREMS

- Minimalistisk design og presisjon ned til minste detalj. Laget av aluminium og veier kun 164gr. Finnes som tilbehør.

VALG AV RAMMER

- Velg mellom ulike rammer for å bedre følge kroppens bevegelser. Det tilbys både standard og innsvinget ramme i 75° og 90°.

FOTBØYLE

- I helt ny design for å bedre avlaste og posisjonere føttene.



Küschall®

K-SERIES 2.0

NY RYGGBØYLE

- Nytt og dypere design, perfekt for Matrx ryggssystem. Perfekt å gripe tak for eksempel ved løft ut og inn av bil.

FOLDBAR RYGG

- Foldbar rygg som automatisk låses har nå seks mulige ryggvinkler.

SITTEENHETEN

- Er hjertet i K-serien. Sitteenheten tilbyr alltid 5 posisjoner av tippekunktet og mulighet for å justere sittehøyden. Alt for at rullestolen skal passe deg.

SVINGHJULSFESTE

- Ny hydroformet aluminiumsprofil sveiset direkte på frontrammen i samme design som resten av stolen.

SVINGHJULSGAFFEL

- En ny og ren design med integrert lager som reduserer ansamling av smuss, ideell for enklere vedlikehold.

EGENSKAPER

IKONISK

Med sin ikoniske minimalistiske ramme og rene design gir K-series 2.0 deg mulighet til å gjøre det du vil, om det er komme til og fra jobb, skole eller andre spennende fritidsinteresser, K-series 2.0 gir deg friheheten til å være deg.



UNIKT TILBEHØR

K-series 2.0 tilbyr nå fjæring i setet for mer komfortabel kjøring.

Varioaksling gjør det enklere å justere cambringen etter type aktiviteter, som for eksempel sportstaktiviteter, trange passasjer og ved bruk av elektronisk drivaggregat.

JUSTERBAR

Skjult under sitteneheten kan du justere tippepunktet frem og tilbake i fem ulike posisjoner. Oppstår det endret behov kan balansen endres uten at ekstra komponenter kreves. Alt for å passe deg og dine behov.




HYDROFORM-MET RAMME

Teknikken med hydroforming har gjort K-serien stivere og mer robust, noe som gjør at rullestolens kjøreegenskaper og din kjøreopplevelse er mer sensasjonell enn noen gang. Hydroforming har også gjort det mulig å lage et ergonomisk grep i front for å lette forflytning og reposisjonering.

DESIGN


1 VELG RAMMEFARGE



Hvit



Anthracite grå



Space svart



Azurblå



Carmine rød

2 VELG LOGO DESIGN



3 VELG LOGO FARGE



Rød



Svart



Lys grå



Gull



Rød



Blå



Mørk grå



Svart

TEKNISK DATA

SETEBREDDE

320 – 500 mm
I steg på 20 mm



SETEDYBDE

350 – 525 mm
I steg på 25 mm



LENGDE KNE TIL HÆL

290 – 480 mm
I steg på 10 mm



HØYDE RYGG

270 – 480 mm
I steg på 15 mm



VINKEL RYGG

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



SETEHØYDE

Foran: 450 – 520 mm
Bak: 390 – 490 mm
I steg på 10 mm



FRONTRAMME- VINKEL

75° / 90°
V-ramme eller innsvingt



TOTAL BREDDE

SB + 170 mm



TOTAL LENGDE

75°: ca 830 – 1055 mm
90°: ca 760 – 985 mm



TIPPEPUNKT

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



CAMBER

0° / 3° / 6°



TOTAL VEKT

ca 7.8 kg



TRANSPORT VEKT

ca 5.1 kg



MAKS BRUKERVEKT

130 kg



TESTER

Godkjent
ISO 7176-19



Opgitt totalvekt og transportvekt er basert på setebredde 400mm og setedybde 400 mm i den letteste og mest kompakte konfigurasjonen. Vekt og dimensjon kan endres med forskjellige konfigurasjoner. For mer informasjon, se bruksanvisningen på vår hjemmeside.

STANDARD KONFIGURASJON

- Foldbare kjørehåndtak
- Aero Back ryggtrekk, pustende og komfortabelt
- Light Seat setetrekk
- Klesbeskytter i karbon
- alu rygg
- ny ryggbøyle
- hydroformet benstøtte i aluminium
- 75grader ramme
- 3 grader camber
- 4" Starec svinghjul i sort
- 24" Activ drivhjul med alu drivring og light dekk
- Push bremses
- Tippesikringer



UNLIMIT YOUR WORLD

Kundeservice: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Invacare AS
Pb. 6230 Etterstad
0603 Oslo

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world and K-Series are trademarks of Invacare International GmbH. Every effort has been made to ensure that the contents of this publication are fully up-to-date at the time of going to print. As part of its ongoing improvement of products, Invacare International GmbH reserves the right to modify existing models at any time. © July 2019, Invacare International GmbH. All rights reserved. EU - 1659368