

FOR ØKT KOMFORT OG TRYKKAVLASTNING



Den lukkede oversiden og den åpne undersiden gjør puten vaskbar i maskin

Åpningen i midten følger konturen av dusj- og toalettstolen

4 ulike seksjoner med luftfylte SmartCells sikrer optimal trykkfordeling



Puten festes enkelt til setet ved hjelp av stropper i hvert hjørne



- ▲ Perfekt kombinasjon av komfort og hudbeskyttelse i dusjen og på toalettet
- ▲ Enkel å rengjøre grunnet den lukkede oversiden og den åpne strukturen i bunnen
- ▲ Utstyrt med individuelt justerbare festestropper for optimal plassering

Vicair Hygiene består av 4 individuelle seksjoner fylt med Vicair SmartCells, noe som gjør puten til en trykkfordelende og stabil dusj- og toalettpute.

SmartCells-teknologien bidrar til optimal posisjonering, omfordeling av trykket og minimering av skjærkrefter. For spesifikke og individuelle behov kan fyllingen av hver seksjon enkelt justeres.

Nettingmaterialet på undersiden gjør at puten, med SmartCells inni, kan vaskes i maskin på 60° C. Puten er enkel å feste og plassere på grunn av de fire justerbare festestroppene i hvert hjørne.

Vicair Hygiene egner seg til bruk på Invacare Ocean Ergo, men kan også brukes på andre hygiene- og dusjstoler.

PRODUKTEGENSKAPER

Hudbeskyttelse / trykkavlastning

Trykkfordeling	▲▲▲▲△
Reduksjon av skjærkrefter	▲▲▲△△
Mikroklimahåndtering	▲▲▲▲△
Støt- og vibrasjonsdemping	▲▲▲▲▲

Posisjonering

Sidestabilitet	▲▲▲▲△
Frontstabilitet	▲▲▲▲△
Anti-skli	▲▲▲▲△
Tillater manuell tilpasning	▲▲▲▲▲
Økt sittekomfort	▲▲▲▲△

Vedlikehold og sikkerhet

Holdbarhet	▲▲▲▲▲
Pålitelighet	▲▲▲▲▲
Funksjonalitet ved feilbruk	▲▲▲△△
Enkel å vedlikeholde	▲▲▲▲▲
Inkontinensnivå	▲▲▲▲▲

Funksjonalitet og bruk

Komfort	▲▲▲▲▲
Ultralett vekt	▲▲▲▲▲
Tillater enkle forflytninger	▲▲▲△△
Tilgjengelige størrelser	▲▲△△△
Maksimal brukervekt	▲▲▲▲△

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tykkelse	8 cm
Bredde	45 cm
Dybde	48 cm
Vekt	600 gram
Maksimal brukervekt	250 kg
Maskinvask	Maks 60°C

ARTIKKELNUMMER

VHY/4845

HMS-NUMMER

298581