


FOR ET KOMFORTABELT TOALETTBESØK

Overflate som er enkel å rengjøre

Festes enkelt til toalettsetet ved hjelp av 2 stropper

Flatt kammer som gjør det mulig å gjøre små tilpasninger til toalettsetets form



- ▲ Forandrer det harde toalettsetet til en komfortabel sitteflate
- ▲ Stroppene gjør det enkelt å feste puten til toalettsetet
- ▲ Vanntett, enkel å rengjøre og desinfisere

Vicair Liberty TC er en toalettsetepute som tilbyr komfort og hudbeskyttelse under toalettbesøk.

Puten er ideell å bruke når tarm- og blærebehandling resulterer i lengre toalettbesøk og -rutiner.

Puten er svært enkel å bruke, og festes enkelt til toalettsetet ved hjelp av 2 stropper.

Med tre tilgjengelige størrelser kan Liberty TC brukes på et bredt utvalg av toalettseter. Putens bredde er lett justerbar, og puten er dessuten svært enkel å rengjøre og desinfisere.

PRODUKTEGENSKAPER

Hudbeskyttelse/trykkavlastning

Trykkfordeling	▲▲▲▲△
Reduksjon av shear	▲▲▲▲△
Mikroklimahåndtering	▲▲▲▲△
Støt- og vibrasjonsdemping	▲▲▲▲△

Posisjonering

Sidestabilitet	▲▲▲▲△
Frontstabilitet	N/A
Forhindrer glidning	N/A
Tillater manuell tilpasning	N/A
Øker sitteutholdenheten	▲▲▲▲△

Vedlikehold og sikkerhet

Holdbarhet	▲▲▲▲△
Pålitelighet	▲▲▲▲△
Funksjonalitet ved feilbruk	▲▲▲▲△
Enkel å vedlikeholde	▲▲▲▲△
Hygienenivå	▲▲▲▲△

Funksjonalitet og bruk

Komfort	▲▲▲▲△
Ultralett vekt	▲▲▲▲△
Tillater enkle forflytninger	▲▲▲▲△
Tilgjengelige størrelser	▲▲▲▲△
Maksimal brukervekt	▲▲▲▲△

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tykkelse	5 cm
Vekt	350 gram
Maks brukervekt	150 kg

ARTIKKELNUMMER

LTC1/CK/4343	43x43 cm
LTC2/CK/5045	50x45 cm
LTC3/CK/4550	45x50 cm

Størrelsene er oppgitt i bredde x dybde