

# Elektriske scootere fra Invacare

På tilbud  
med NAV

SE VÅRT PRISFORHANDLEDE SORTIMENT



Yes, you can.®

# Når kvalitet, sikkerhet og komfort teller

Invacare har i en årrekke vært en ledende aktør og leverandør i scootemarkedet, med driftssikre kvalitetsprodukter spesialdesignet for norske forhold. Denne sterke posisjonen fortsetter vi å ha i gjeldende Rammeavtale for Elektriske rullestoler\*. I denne katalogen får du en samlet oversikt over de elektriske scootene som Invacare har med i ny avtale. Her vil du også finne artikkelnumre, HMS-numre, standardkonfigurasjoner, teknisk data og en oversikt over tilgjengelig tilbehør.

**Spørsmål?** Kontakt vår kundeservice på tlf 22 57 95 00 eller [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com). Ønsker du å komme i kontakt med en av våre lokale selgere, klikk på [vår ansattoversikt](#) her eller gå inn på [invacare.no](http://invacare.no)

## Innholdsfortegnelse



### Comet Alpine+ scooter

Comet Alpine+.....	s. 3
Standardkonfigurasjon og egenskaper.....	s. 4
Tilbehør.....	s. 5
Teknisk data.....	s. 7
HMS- og artikkelnummer...	s. 7

### Comet Ultra scooter

Comet Ultra.....	s. 3
Standardkonfigurasjon og egenskaper.....	s. 4
Tilbehør.....	s. 5
Teknisk data.....	s. 7
HMS- og artikkelnummer...	s. 7



### Orion Pro scooter

Orion Pro.....	s. 8
Standardkonfigurasjon og egenskaper.....	s. 9
Tilbehør.....	s. 10
Teknisk data.....	s. 11
HMS- og artikkelnummer...	s. 11



# Comet® Alpine+ Comet® Ultra

Vår mestselgende scooter, perfekt for norske kjøreforhold



Yes, you can.

## Spesialdesignet for norske forhold

Invacare Comet Alpine+ er en ideell scooter til utendørs bruk, spesialdesignet og utviklet for norske forhold. Den unike sitteenheten sikrer optimal komfort og ergonomi gjennom hele kjøreturen. I kombinasjon med den automatiske fartsreduksjonen ved svinging er du sikret en trygg og behagelig reise.

### Comet Alpine+ har en rekke unike egenskaper som for eksempel:

- › Eneståene fjæring - som sikrer svært god kjørekomfort på ujevnt underlag
- › Vinkelregulerbar rattstamme - for optimal ergonomi
- › Retningsstabil kjøre mekanisme og enkel manøvrering - tar deg lett frem til målet
- › LCD-display som bl.a. viser hastighet og batterinivå
- › En driftssikker scooter som krever minimalt med vedlikehold

### Standard konfigurasjon og egenskaper

- › Farge Comet Alpine+: Alium blue (standard)
- › Farge Comet Ultra: Marble white (standard)
- › QR-kode på rattstammen som leder deg til brukermanualen\*1
- › Sete med hvite sømmer SB51 x SD 47 cm
- › Comet Alpine+ har brukervekt opp til 160 kg
- › Comet Ultra har brukervekt opp til 220 kg
- › Setet kan roteres, dybdereguleres og ryggen kan vinkelreguleres
- › Oppfellbare og høyderegulerbare armlen
- › Høyderegulerbar nakkestøtte
- › Batteri og lader med IP-grad 44\*2
- › Sorte hjul med diameter 33 cm
- › Krykkeholder, speil og en praktisk kurv foran
- › Lys foran og bak
- › Transportfester for transport av stol uten bruker i bil

\*1 Fra landingssiden, velg NO (Norge) oppe i høyre hjørne, så finner du våre scootere der

\*2 IP 44 innebærer at laderen er beskyttet mot vannsprut og inntrenging av faste fremmedlegemer over 1 mm

Beskrivelse	HMS art. nr.	Invacare art. nr.
Comet Alpine +	238378	1645168
Comet Ultra	238379	1645149



### God ergonomi

Ergonomisk utformet sete med gode justeringsmuligheter. Styret og justeringen av rattstamme er intuitivt og ergonomisk utformet slik at kjøremiljøet enkelt tilpasser seg bruker.



### LCD-panel med klar og lys skjerm

Batteristatus, klokkeslett, temperatur og km-teller vises tydelig på LCD-skjermen som har god kontrast. Informasjon om ev. feil (feilkoder) vil også komme opp. Lyd- og lysstyrke kan enkelt justeres.

På anbud med NAV



Comet Alpine+

**VINNER av post 1**

På anbud med NAV



Comet Ultra

**VINNER av post 3**



Yes, you can.®

## Tilbehør

---

## Tilbehør

---

<b>Øvrige tilbehørsprodukter</b>	<b>Artikkelnummer HMS-nummer</b>	
Comet Alpine+ kan leveres med Modulite seteenheter. Individuelt tilpasset bruker. Ta kontakt med en salgsrepresentant.		238388
Presenning	SP1518240	167692
Piggdekk 4 stk komplett sett sort med felg	1645147	238392
Støtfanger foran	SP1528298	167696
Støtfanger bak	SP1638967	238414





# Orion<sup>®</sup> Pro

Den urbane og fremkommelige scooteren



Yes, you can.



## Urban og fremkommelig

Invacare Orion Pro er en ideell scooter til utendørs bruk, i tettbygde områder og bymiljø. Orion Pro har litt mindre dimensjoner enn storebroren Comet Alpine+, men har beholdt den gode kjørekomforten og fremkommeligheten. Den kan til og med tas med på t-banen.

Den unike sitteenheten har en svært god anatomisk utforming. Kombinert med det unike understellet og den kraftige motoren er du sikret en komfortabel kjøreopplevelse.

### Standard konfigurasjon og egenskaper

Orion Pro er bygget med kvalitetskomponenter og er grundig utprøvd og testet. Konstruksjonen bygger på samme teknologi som storebroren Comet Alpine+ som har vært markedsledende i Norge i en årrekke. Forbedringene er kombinert med eksisterende teknologi som vi vet virker.

Orion Pro har innebygd fartsreduksjon ved sving, kort svingradius og et stort tilbehørsprogram som er tilpasset Norge. Orion Pro er et robust produkt som er designet for å vare.

Beskrivelse	Art.nr.	HMS art. nr.
Orion Pro	1648999	249574

På tilbud med NAV



**VINNER av post 4**

- > Farge: Diamond silver (standard)
- > QR-kode på rattstammen som leder deg til brukermanualen\*<sup>1</sup>
- > Sete med hvite sømmer SB51 x SD 47 cm
- > Orion Pro har brukervekt opp til 160 kg
- > Setet kan roteres, dybdereguleres og ryggen kan vinkelreguleres
- > Oppfellbare og høyderegulerbare armlen
- > Høyderegulerbar nakkestøtte
- > Batteri og lader med IP-grad 44\*<sup>2</sup>
- > Krykkeholder, speil og en praktisk kurv foran er standard
- > Lys foran og bak
- > Transportfester for transport av stol uten bruker i bil

\*<sup>1</sup> Fra landingssiden, velg NO (Norge) oppe i høyre hjørne, så finner du våre scootere der

\*<sup>2</sup> IP 44 innebærer at laderen er beskyttet mot vannsprut og inntrenging av faste fremmedlegemer over 1 mm



### God ergonomi

Ergonomisk utformet sete med gode justeringsmuligheter. Styret og justeringen av rattstamme er intuitivt og ergonomisk utformet slik at kjøremiljøet enkelt tilpasser seg bruker.























Yes, you can.®

## Tilbehør

---

Øvrige tilbehørsprodukter	Artikkelnummer	HMS-nummer
Presenning	SP1518240	167692
Piggdekk 4 stk komplett sett sort med felg	1654735	292765
Støtfanger foran	SP1638965	
Støtfanger bak	SP1638966	

## Tekniske data

Tekniske data				Farger	
					Alium Blue
Setebredde ▼	Setedybde ▼	Høyde gulv til sete ▼	Høyde rygg ▼		
Standard: 510 mm	Standard-sete: 470 mm	Min. 440 mm Maks. 510 mm	Standard-sete 500 mm Premium-sete 630 mm		Marble White
					Diamond Silver
Total bredde ▼	Total lengde ▼	Produktvekt ▼	Maks. brukervekt ▼		Garnet red
650 mm	1320 mm	136 kg	160 kg		Jade Green
					
Batterikapasitet ▼	Svingradius ▼	Maks. kjørelengde ▼	Maks. fart ▼		Black Vinyl
2 x 73 Ah	1720 mm	54 km	10 km/t		
Beskrivelse	Art.nr.	HMS art. nr.			
Orion Pro	1648999	249574			

For mer informasjon om produktet og produktets brukermanual, vennligst se [www.invacare.no](http://www.invacare.no)

Tlf: 22 57 95 00  
norway@invacare.com  
www.invacare.no

Postadresse:  
Invacare AS  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo

Besøksadresse:  
Invacare AS  
Brynsveien 16  
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:  
Invacare AS  
Østensjøveien 19  
0661 Oslo

ESG  
ENVIRONMENTAL SOCIAL & GOVERNANCE

INVACARE

Yes, you can.®