

UTMERKET FOR MANUELLE RULLESTOLBRUKERE MED RYGGSMERTER


Luftteknologi på innsiden
- for komfort, støtte og trykkfordeling



Kombiner med den justerbare
Vicair Strap-ryggen for bedre
posisjonering og balanse



- ▲ Enkel å ta i bruk på standard (sammenleggbare) rullestoler
- ▲ Tilpasser seg automatisk endringer, inkludert ved bakoverlent posisjon
- ▲ Utmerket for brukere med ryggsmertes

Vicair Liberty ryggpute endrer rullestolryggen din fra standard til svært komfortabel ryggstøtte.

Kombinert med den lettmonterte Vicair Strap-ryggen, gir puten perfekt smertelindring, og følger og støtter forsiktig posturale og/eller anatomiske anomalier.

Denne ekstremt lette ryggputen er enkel å transportere, da rullestolen fortsatt kan brettes sammen når puten er festet til den.

Vicair Liberty ryggpute er med andre ord en enkel løsning for å skape god komfort og støtte.

TILGJENGELIGE TREKK

Comfair Cover.

PRODUKTEGENSKAPER
Hudbeskyttelse / trykkavlastning

Trykkfordeling	▲▲▲▲△
Reduksjon av shear	▲▲▲▲△
Mikroklimahåndtering	▲▲▲▲△
Støt- og vibrasjonsdemping	▲▲▲▲△

Posisjonering

Sidestabilitet	▲▲▲▲△
Frontstabilitet	N/A
Forhindrer glidning	▲▲▲▲△
Tillater manuell tilpasning	N/A
Øker sitteutholdenheten	▲▲▲▲△

Vedlikehold og sikkerhet

Holdbarhet	▲▲▲▲△
Pålitelighet	▲▲▲▲△
Funksjonalitet ved feilbruk	▲▲▲▲△
Enkel å vedlikeholde	▲▲▲▲△
Hygienenivå	▲▲▲▲△

Funksjonalitet og bruk

Komfort	▲▲▲▲△
Ultralett vekt	▲▲▲▲△
Tillater enkle forflytninger	▲▲▲▲△
Tilgjengelige størrelser	▲▲▲▲△
Maksimal brukervekt	▲▲▲▲△

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lengde	45 cm
Vekt	350 gram
Maks. brukervekt	150 kg
Tap av setedybde	3 cm

PUTESTØRRELSER

Tilgjengelig i 3 størrelser.

Mentioned cm/inches are the min-max distance between the back canes of the wheelchair.

	cm	inches
LBS/1	36-40	14¼ - 16
LBS/2	40-44	16 - 17½
LBS/3	44-48	17½ - 19