



E-FIX E35/36

Våre drivaggregat fra Alber passer til de aller fleste manuelle rullestoler på markedet.

I listen under får du en oversikt over tilgjengelige monteringskit til Alber e-fix per 13. mars 2025.

Husk å oppgi stolbredde ved henvendelser/bestillinger. Merk at listen vil oppdateres fortløpende. Etterhvert som nye rullestoler kommer til, vil monteringskit til disse rullestolene bli laget fortløpende.



Bestillingstips:

- Oppgi hvilken rullestol drivaggregatet skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit.
- Presiser om det er behov for E-36 til tyngre bruker.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør.
- Anbefalt tilbehør: parallellforskyverbeslag til styreboks, ulike grep, intuitiv ledsagerstyring, ekstra batteri med veske og batteriholder til kryss- eller fastramme



Finner du ikke monteringskit til din rullestol?
Ta kontakt med oss og spør!



22 57 95 00



norway@invacare.com

BESKRIVELSE E-FIX		ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
e-fix E35 med drivhjul i 24" , styreboks (montert på høyre side), batteripakke, batteriholder, batterilader og Jack Up-tippesikringer		1566293-J	321208
e-fix E36 med drivhjul i 24" , styreboks (montert på høyre side), batteripakke, batteriholder, batterilader og Jack Up-tippesikringer		1566303-J	321209
e-fix E35 med drivhjul i 22" , styreboks (montert på høyre side), batteripakke, batteriholder, batterilader og Jack Up-tippesikringer		1566295-J	321207
BESKRIVELSE KIT	RULLESTOLTYPE <i>OBS: HUSK Å OPPGI STOLBREDDE VED HENVENDELSER/BESTILLING</i>	ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
Monteringskit e-fix	Invacare Action 3	1566060	203454
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Azalea Tall	1565328	203449
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Azalea	1565222	166025
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Azalea Assist 12"	1565223	165949
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Clematis	1566063	203455
Monteringskit e-fix	Invacare MyonHC	1591693	235184
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Focus 150	1565224	166011
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Spirea 3	1565225	165995
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Spirea 4 NG	1565297	198319
Monteringskit e-fix	Invacare XLT	1565303	196692
Monteringskit e-fix	Invacare XLT Max	1592615	249634
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Dahlia 30/45 SH43	1592616	249625
Monteringskit e-fix	Invacare Rea Dahlia 30/45 SH45	1592611	249626
Monteringskit e-fix	Küschall Compact 2.0 styreboks hø kan monteres passivt (Compact FF/SA)	1565202	328021
Monteringskit e-fix	Küschall Compact 2.0 styreboks ve, <60 kg. Kan monteres passivt	1565204	165978

BESKRIVELSE KIT	RULLESTOLTYPE <i>OBS: HUSK Å OPPGI STOLBREDDE VED HENVENDELSER/BESTILLING</i>	ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
Monteringskit e-fix	Küschall Compact Attract passivt tyngdepunkt	1591551	230491
Monteringskit e-fix	Küschall Compact Attract	1591493	230392
Monteringskit e-fix	Küschall K-Series m/akslingsforlenger	1593617	285463
Monteringskit e-fix	Küschall Compact 2009	1565200	165973
Monteringskit e-fix	Küschall Compact Hemi	1565201	165975
Monteringskit e-fix	Küschall Compact Petite	1565202	328021
Monteringskit e-fix	Küschall Ultra-Light	1565203	165980
Monteringskit e-fix	Etac Cross	1565182	166051
Monteringskit e-fix	Etac Cross 6	1594491	288747
Monteringskit e-fix	Etac Cross 5 / XL	1591530	230155
Monteringskit e-fix	Etac Cross XL Kort	1565183	166007
Monteringskit e-fix	Etac Cross XL Lang	1565184	166009
Monteringskit e-fix	Etac Twin kort	1565185	165997
Monteringskit e-fix	Etac Twin lang	1565186	165999
Monteringskit e-fix	Etac M100	1592618	249627
Monteringskit e-fix	Etac Prio/Prio3A	1592614	249628
Monteringskit e-fix	Etac Vector	1593636	285471
Monteringskit e-fix	Etac Jump Alpha	1593638	285467
Monteringskit e-fix	Etac Kudu	1593641	285468
Monteringskit e-fix	Etac Catalyst 5	1595394	326602
Monteringskit e-fix	Etac Crissy Aktiv Swingaway	1595396	327493
Monteringskit e-fix	Etac Rogue 2	1595381	327490
Monteringskit e-fix	Etac Xact	1595745	328024
Monteringskit e-fix	Hjelpemiddelspesialisten Motus cs/Motus CV	1565294	203445
Monteringskit e-fix	KiMobility Little Wave Flip, rigid frame	1593633	285462
Monteringskit e-fix	KiMobility Little Wave 3 (OBS! Med 3°, om 0° bruk Rogue XP)	1594911	321396
Monteringskit e-fix	KiMobility Rogue XP	1594909	321398
Monteringskit e-fix	KiMobility Little Wave Click	1595551	327498
Monteringskit e-fix	Medema Finess Sprint/Super sprint	1565187	165984
Monteringskit e-fix	Medema Marius	1565210	166047
Monteringskit e-fix	Netti 1	1565211	165987
Monteringskit e-fix	Netti 4U	1565212	166021
Monteringskit e-fix	Netti 4U Comfort CEDS	1565213	166023
Monteringskit e-fix	Netti II / III	1565214	166027
Monteringskit e-fix	Netti III HD	1565215	166029
Monteringskit e-fix	Netti III m/akslingsforlenger	1593898	321378
Monteringskit e-fix	Netti V	1595399	326837
Monteringskit e-fix	Panthera S3 Alu Axle	1592613	249631
Monteringskit e-fix	Panthera S3 Carbon Axle	1592612	249632
Monteringskit e-fix	Panthera Bambino	1593585	285469
Monteringskit e-fix	Panthera Progeo Ego	1595538	327494
Monteringskit e-fix	Panthera S3 Swing	1595539	327495
Monteringskit e-fix	Panthera Bambino 3	1595548	327496

BESKRIVELSE KIT	RULLESTOLTYPE <i>OBS: HUSK Å OPPGI STOLBREDDE VED HENVENDELSER/BESTILLING</i>	ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
Monteringskit e-fix	Panthera S3 Junior	1595550	327497
Monteringskit e-fix	Panthera U2 standard axle	1595216	321422
Monteringskit e-fix	Panthera U2 Carbon axle	1595217	321421
Monteringskit e-fix	Panthera S3/U3 standard axle	1595220	321424
Monteringskit e-fix	Panthera S3/U3 carbon axle	1595215	321423
Monteringskit e-fix	Panthera S2 2009	1565216	328021
Monteringskit e-fix	Panthera S2 2009 150	1565217	165957
Monteringskit e-fix	Panthera S2 2009 short	1565218	165959
Monteringskit e-fix	Panthera S2 2009 SWING	1565219	165963
Monteringskit e-fix	Panthera U2 2009	1565220	165961
Monteringskit e-fix	Permobil Lifestand LS	1565295	203446
Monteringskit e-fix	Permobil TiLite TR Series 3	1593604	285470
Monteringskit e-fix	Permobil Progeo Exelle Vario	1593608	285464
Monteringskit e-fix	Sunrise Exigo 20, høyre side	1565671	203450
Monteringskit e-fix	Sunrise Exigo 20, venstre side	1566253	249629
Monteringskit e-fix	Sunrise Exigo 30, høyre side	1565672	066877
Monteringskit e-fix	Sunrise Exigo 30, venstre side	1566254	249630
Monteringskit e-fix	Sunrise Life T	1594497	290157
Monteringskit e-fix	Sunrise Life	1566056	203453
Monteringskit e-fix	Sunrise Cirrus 5/G5	1591749	233520
Monteringskit e-fix	Sunrise Breezy BasiX	1565177	165991
Monteringskit e-fix	Sunrise Breezy Relax	1565178	166017
Monteringskit e-fix	Sunrise Breezy Relax XL	1565179	166019
Monteringskit e-fix	Sunrise Breezy Rubix	1565296	203447
Monteringskit e-fix	Sunrise Breezy RubiX XL	1565180	166005
Monteringskit e-fix	Sunrise Cirrus	1565181	166053
Monteringskit e-fix	Sunrise Levo Active Easy S/M	1565206	166035
Monteringskit e-fix	Sunrise Levo Active EasyL/XL	1565205	166033
Monteringskit e-fix	Sunrise Levo Compact Easy V L/XL	1565207	166039
Monteringskit e-fix	Sunrise Levo Compact Easy V S/M	1565208	166041
Monteringskit e-fix	Sunrise Levo Junior	1565209	166037
Monteringskit e-fix	Sunrise Quickie Classic 160	1565221	166001
Monteringskit e-fix	Sunrise Cirrus 4 XL	1565188	166031
Monteringskit e-fix	Sunrise Cirrus KID	1565189	166049
Monteringskit e-fix	Sunrise Emineo	1565190	166015
Monteringskit e-fix	Sunrise Impera	1565191	165965
Monteringskit e-fix	Sunrise Impera S	1565192	328020
Monteringskit e-fix	Sunrise Impera Short	1565193	165969
Monteringskit e-fix	Sunrise Impera SR Kid	1565194	166043
Monteringskit e-fix	Sunrise Legend 2	1565195	166003
Monteringskit e-fix	Sunrise Legend 2 Basic	1565198	165993
Monteringskit e-fix	Sunrise Legend 2 XL	1565199	166013
Monteringskit e-fix	Sunrise Quickie M6	1592617	249633

BESKRIVELSE KIT	RULLESTOLTYPE <i>OBS: HUSK Å OPPGI STOLBREDDE VED HENVENDELSER/BESTILLING</i>	ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
Monteringskit e-fix	Sunrise Argon	1593590	285461
Monteringskit e-fix	Sunrise Xenon XA Swing Away	1593591	285465
Monteringskit e-fix	Sunrise Xenon2 SA Swing Away	1593595	285466
Monteringskit e-fix	Sunrise Medical Youngster 3	1594910	321438
Monteringskit e-fix	Sunrise Argon 2	1595385	327491
Monteringskit e-fix	Sunrise QS5 X	1595389	326524
TILBEHØR		ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
Parallellforskyver		1593361	285522
Ledsagerstyring intuitiv E35 inkl. adapterkabel		1566165	217618
Ledsagerstyring intuitiv E35 inkl. adapterkabel og Dummyhåndtak		1593224	249308
Adapterkabel - Ladeplugg ekstern E35		1566177	217620
Alternativ innfestning av batteripakke FASTRAMME (OBS: Husk å spesifisere stoltype)		1566163	215767
Alternativ innfestning av batteripakke KRYSSRAMME (OBS: Husk å spesifisere stoltype)		1566164	215766
Batterifeste på rammekryss for Compact 2.0 fra setebredde 44 cm		1566353	285433
Batterifeste på rammekryss for Compact 2.0 tom setebredde 42 cm		1566367	249306
Alternativt grep: T-grep		1591586	217625
Alternativt grep: myk ball		1566196	217627
Alternativt grep: stor kule		1565669	217626
Ekstra stor knapp for hastighetsregulering		1566197	285425
Ekstra batteriveske		1566168	285355
Stor batteripakke		1566153	217724
Eikebeskyttere 24"		1566666	285382
Forhøyede knotter		1566178	269683
Beskyttelse for styreboks		1565836	217624
Modifiseringssett drivagg e-fix std drivhjul (12 mm aksling)		1521191	234420
Modifiseringssett drivagg e-fix std drivhjul (12,7 mm aksling, 1/2")		1457835	153096