



Ryggputer fra Vicair



For optimal trykkavlastning,
støtte og stabilitet



Yes, you can.®


Ryggputer fra Vicair - Et trygt og komfortabelt valg

Smart og velutprøvd teknologi


Med hundrevis av luftfylte SmartCells™, gir våre ryggputer fra Vicair optimal trykkfordeling, støtte og stabilitet til ulike brukere med ulike behov. Ingen brukere er like, og derfor vil også behovet for posisjonering være forskjellig. Ryggputene fra Vicair er utviklet med den anerkjente og innovative Vicair-teknologien. De små og fleksible luftcellene, SmartCells™, beveger seg mot hverandre uten friksjon, og former seg automatisk etter kroppens fasong og konturer. Resultatet er en optimal kombinasjon av trykkfordeling, støtte og stabilitet – samtidig som de pustende egenskapene bidrar til et godt mikroklima og økt komfort.

Optimal sittestilling og komfort


Stadig flere innser hvor viktig det er med god ryggstøtte. Våre ryggputer fra Vicair gir både optimal sittestilling og komfort, samtidig som den øker stabiliteten, bevegelsesfriheten og forebygger feilstillinger. Alle ryggputene fra Vicair er enkle å bruke, og kan enkelt tilpasses individuelle behov. Uansett hvilken Vicair-rygg du velger vil puten være både trygg i bruk og enkel å vedlikeholde. Ryggene har dessuten svært lav egenvekt, og er enkle å montere av og på rullestolen.



Kan inngå i behandlingsplan
ved trykksår



100 % pustende



Kan maskinvaskes

Bli kjent med vårt utvalg av Vicair-rygger

Vicair Multifunctional O2 Back

Vicair Multifunctional O2 Back plasseres direkte på rullestolens ryggstøtte, og festes enkelt på den solide ryggstøtten ved hjelp av borrelås. Ryggputen passer perfekt til en hel rekke stoler, deriblant elektriske rullestoler og komfortrullestoler. Puten er spesialdesignet for å passe Invacares egne komfortrullestoler, og kan brukes i flere typer ryggssystemer og tilt-in-space-stoler med justerbar setedybde.

Vicair Multifunctional O2 Back er delt inn i 10 ulike seksjoner, og gir brukeren optimal trykkfordeling, støtte og komfort. Selv om puten automatisk tilpasser seg kroppens konturer, kan puten også tilpasses individuelt mens brukeren fortsatt lener seg mot puten. Puten er 100 % maskinvaskbar og pustende - for et bedre mikroklima, enklere vedlikehold og optimal komfort for brukeren.

Vicair Multifunctional O2 Back bidrar til å forebygge trykksår, og vil derfor være et godt supplement i en behandlingsplan for trykksår (trinn I-IV).



Anatomic Back

Vicair Anatomic Back er en svært komfortabel universalrygg som gir optimal posisjonering, trykkfordeling og komfort. Vicair Anatomic Back følger asymmetriske kroppskonturer og sørger for at brukeren sitter trygt og stabilt. Puten er spesielt godt egnet ved (ekstreme) ryggdeformiteter som f.eks. skoliose. Puten vil automatisk tilpasse seg brukerens rygg og konturer, men kan også tilpasses ytterligere mens brukeren fortsatt lener seg mot puten. Puten kan også brukes i rullestoler uten ryggstøtteplate.

Vicair Anatomic Back bidrar til å forebygge trykksår, og vil derfor være et godt supplement i en behandlingsplan for trykksår (trinn I-IV).



Vicair Liberty Back

Vicair Liberty Back er en utmerket ryggpute for brukere med ryggsmertor. Puten er enkel å montere på en standard (sammenleggbar) rullestol, og vil på sekunder gjøre om rullestolryggen fra en standard rygg til en svært komfortabel rygg med god støtte. Puten tilpasser seg automatisk endringer, også når ryggstøtten føres bakover.

Vicair Liberty er laget på samme måte som Vicair Liberty sitteputer, med et silikonlag mellom cellene. Puten gir optimal smertelindring og vil følge og støtte posturale eller anatomiske uregelmessigheter på en god og skånsom måte. Vicair Liberty Back har en ekstremt lav egenvekt, noe som gjør den ekstra enkel å transportere, også når stolen er foldet sammen.



Vicair Multifunctional O2 Back

Den beste ryggstøtten for brukere av manuelle tilt-in-space-rullestoler og elektriske rullestoler



- ✓ Gir god støtte i forskjellige stillinger
- ✓ Følger ryggradens naturlige krumninger og konturer
- ✓ Gir optimal trykkfordeling

Utmerket trykkfordeling, komfort og støtte gjør denne ryggputen perfekt i en lang rekke situasjoner. Puten kan brukes i flere typer ryggssystemer og i tilt-in-space- stoler med justerbar setedybde. Puten festes enkelt på den solide ryggstøtten ved hjelp av borrelåstropper. Puten er utviklet for å støtte en oppreist stilling ved å skape ekstra støtte i den lumbale og torakale delen av ryggen. Puten tilpasser seg også automatisk til kroppens konturer. Puten kan også tilpasses ytterligere for å imøtekomme optimal posisjonering og/eller trykktilpasning, dette mens brukeren fortsatt lener seg mot puten.

TILGJENGELIGE TREKK

Comfair Cover.

PRODUKTEGENSKAPER


Hudbeskyttelse/trykkavlastning	
Trykkfordeling	●●●●●
Reduksjon av shear	●●●●○
Mikroklimahåndtering	●●●●●
Støt- og vibrasjonsdemping	●●●●●
Posisjonering	
Sidestabilitet	●●●●○
Frontstabilitet	N/A
Forhindrer glidning	●●●●●
Tillater manuell tilpasning	●●●●●
Øker sitteutholdenheten	●●●●●
Vedlikehold og sikkerhet	
Holdbarhet	●●●●●
Pålitelighet	●●●●●
Funksjonalitet ved feilbruk	●●●●○
Enkel å vedlikeholde	●●●●○
Hygienenivå	●●●●●
Funksjonalitet og bruk	
Komfort	●●●●●
Ultralett vekt	●●●●○
Tillater enkle forflytninger	●●●●○
Tilgjengelige størrelser	●●●●○
Maksimal brukervekt	●●●●○

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vekt	975 gram
Maks brukervekt	150 kg
Maskinvask	60°C
Tap av setedybde	3 cm

PUTESTØRRELSER

- Standard
- På forespørsel



Se artikkelnummeroversikt bakerst i brosjyren.

Vicair Anatomic Back

Gir optimal posisjonering og støtte for enhver manuell rullestolbruker



- ✓ Optimal posisjonering
- ✓ Avlaster ryggraden
- ✓ Former og tilpasser seg ryggens konturer

Vicair Anatomic ryggpute er en svært komfortabel og universell ryggstøtte, som muliggjør optimal posisjonering og trykkfordeling av høy kvalitet. Puten tilpasser seg automatisk konturene til brukerens rygg, men kan også justeres ytterligere ved behov. Justeringene kan gjøres mens brukeren fortsatt lener seg mot puten. Puten kan også brukes i rullestoler uten ryggstøtteplate. Puten er svært godt egnet ved (ekstreme) ryggdeformiteter. Den anatomiske ryggen følger asymmetriske kroppskonturer og sørger for at brukeren sitter trygt, komfortabelt og stabilt.

TILGJENGELIGE TREKK

Air Exchange Cover.

PRODUKTEGENSKAPER


Hudbeskyttelse/trykkavlastning	
Trykkfordeling	●●●●●
Reduksjon av shear	●●●●○
Mikroklimahåndtering	●●●○
Støt- og vibrasjonsdemping	●●●●●
Posisjonering	
Sidestabilitet	●●●●○
Frontstabilitet	N/A
Forhindrer glidning	●●●●○
Tillater manuell tilpasning	●●●●●
Øker sitteutholdenheten	●●●●●
Vedlikehold og sikkerhet	
Holdbarhet	●●●●●
Pålitelighet	●●●●●
Funksjonalitet ved feilbruk	●●●●○
Enkel å vedlikeholde	●●●●○
Hygienenivå	●●●○
Funksjonalitet og bruk	
Komfort	●●●●●
Ultralett vekt	●●●●○
Tillater enkle forflytninger	●●●●○
Tilgjengelige størrelser	●●●●●
Maksimal brukervekt	●●●●○

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vekt	900 gram
Maks brukervekt	150 kg
Tap av setedybde	3 cm

PUTESTØRRELSER

- Standard
- På forespørsel



Se artikkelnummeroversikt bakerst i brosjyren.

Vicair Liberty Back

Utmerket for manuelle rullestolbrukere med ryggsmarter



> **Luftteknologi på innsiden**
- for komfort, støtte og trykkfordeling

- ✓ Enkel å ta i bruk på standard (sammenleggbare) rullestoler
- ✓ Tilpasser seg automatisk endringer, også når ryggstøtten er bakoverlent
- ✓ Utmerket for brukere med ryggsmarter

Vicair Liberty ryggpute endrer rullestolryggen din fra standard til svært komfortabel på en rask og effektiv måte. Puten gir optimal smertelindring, og følger og støtter posturale eller anatomiske uregelmessigheter på en god og skånsom måte. Denne ekstremt lette ryggputen er enkel å transportere, da rullestolen fortsatt kan brettes sammen når puten er festet til den. Vicair Liberty ryggpute er med andre ord en enkel løsning for å skape god komfort og støtte.

TILGJENGELIGE TREKK

Comfair Cover.

PRODUKTEGENSKAPER

Hudbeskyttelse/trykkavlastning	
Trykkfordeling	●●●○○
Reduksjon av shear	●●●○○
Mikroklimahåndtering	●●○○○
Støt- og vibrasjonsdemping	●●●○○
Posisjonering	
Sidestabilitet	●●●○○
Frontstabilitet	N/A
Forhindrer glidning	●●●○○
Tillater manuell tilpasning	N/A
Øker sitteutholdenheten	●●●●○
Vedlikehold og sikkerhet	
Holdbarhet	●●●●○
Pålitelighet	●●●●○
Funksjonalitet ved feilbruk	●●●●○
Enkel å vedlikeholde	●●●●●
Hygienivå	●●●○○
Funksjonalitet og bruk	
Komfort	●●●●○
Ultralett vekt	●●●●●
Tillater enkle forflytninger	●●●●●
Tilgjengelige størrelser	●●○○○
Maksimal brukervekt	●●●●○

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Vekt	350 gram
Maks brukervekt	150 kg
Tap av setedybde	3 cm

PUTESTØRRELSER

Vicair Liberty er tilgjengelig i 3 ulike størrelser.

Målene under er min/max bredde mellom ryggbøylene på rullestolen.

Bredde (cm)	Høyde (cm)
36-40	45
40-44	45
44-48	45

Tilbehør



Vicair Butterfly

- > Den smale og avlange puten Vicair Butterfly passer til de fleste rygger, ikke bare rullestoler. Ryggstøtten består av 3 ulike seksjoner fylt med patenterte SmartCells, og gir økt stabilitet og støtte til korsryggen. Vicair Butterfly plasseres direkte på den eksisterende ryggen. Vicair Liberty-ryggen passer til de aller fleste brukere og rullestoler, og festes enkelt ved hjelp av borrelåsstropper.

Artikkelnumre

Under finner du en oversikt over artikkelnumrene for våre Vicair ryggputer i standard-størrelser. Dersom du har spørsmål om våre øvrige størrelser eller ønsker å bestille en Vicair-rygg i en spesialstørrelse, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Artikkelnummer	Størrelse (bredde x høyde)
Vicair Multifunctional O2 Back:	
Artikkelnummeret inkluderer Multifunctional O2 ryggpute og comfair-trekk.	
OMFB/CC/3645	36 x 45 cm
OMFB/CC/4145	41 x 45 cm
OMFB/CC/4645	46 x 45 cm
OMFB/CC/3754	37 x 54 cm
OMFB/CC/4054	40 x 54 cm
OMFB/CC/4554	45 x 54 cm
OMFB/CC/5054	50 x 54 cm
Vicair Anatomic Back:	
Artikkelnummeret inkluderer Anatomic ryggpute og air exchange-trekk	
AABC/AX/3532	35 x 32 cm
AABC/AX/4032	40 x 32 cm
AABC/AX/4040	40 x 40 cm
AABC/AX/4048	40 x 48 cm
AABC/AX/4540	45 x 40 cm
AABC/AX/4548	45 x 48 cm
AABC/AX/4556	45 x 56 cm
AABC/AX/5048	50 x 48 cm
AABC/AX/5056	50 x 56 cm

Artikkelnummer	Størrelse (bredde x høyde)
Liberty Back:	
Artikkelnummeret inkluderer ryggpute og comfair-trekk	
LBC/CK/1	36-40 x 45 cm
LBC/CK/2	40-44 x 45 cm
LBC/CK/3	44-48 x 45 cm
Butterfly	
Artikkelnummeret inkluderer Butterfly-ryggpute og comfair-trekk.	
ABU/CK/4020	40 x 20 cm
ABU/CK/4520	45 x 20 cm
ABU/CK/5020	50 x 20 cm

Se artikkelnummeroversikt bakerst i brosjyren.

Fant du ikke det du lette etter?
Ikke nøl med å kontakte vår kundeservice
eller din lokale Invacare-representant.

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo