



Alber® e-pilot®

NYHET!



Sett fart på din manuelle rullestol



Yes, you can.®

E-pilot: Sporty, smart og stilig!

1. plass
Delkontrakt 20

Alber e-pilot P15 monteres raskt og enkelt, og din manuelle rullestol blir forvandlet til et sporty og funksjonelt kjøretøy.

Alber e-pilot tar deg raskt og sikkert frem og tilbake til jobb, besøk hos venner og familie eller ut på tur i mer ulendt terreng.

Med Alber e-pilot kommer du seg rundt både raskt, komfortabelt og miljøvennlig.

Perfekt i hverdagen

Alber e-pilot er perfekt for daglige rutiner, enten man skal på jobb, en tur til byen, besøke venner og familie eller luften hunden. E-pilot kan gjøre hverdagen enklere, morsommere og gi mer overskudd. E-pilot gjør lengre turer i mer ulendt terreng, på grus og i oppoverbakker mulig. Den kobles enkelt av etter bruk, slik at den manuelle rullestolen kan brukes på vanlig måte.

Moderne, innovativ og lydløs

Alber e-pilot er utformet i et moderne design. Den er testet og godkjent hos TÜV og er full av innovative funksjoner. Motoren er ekstra kraftig med unik akselerasjon og gode kjøreegenskaper - og den kjører helt lydløst. Batteri og kabler er integrert i et smart design. Alber e-pilot er utstyrt med kraftige hydrauliske skivebremsesom kan brukes med høyre eller venstre hånd. Alber e-pilot har USB-inngang og en flyttbar 2,4" multifunksjonell skjerm med farger og nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.



Inkluderte komponenter



Drivenheten

En elegant drivenhet designet i aluminium. E-pilot er utstyrt med sikker og robust stativfunksjon, slik at det er enkelt å komme til når den skal kobles på eller av, i tillegg til at den er enkel å oppbevare når den ikke er i bruk. Batteriet og kablene er integrert i et smart og funksjonelt design. E-pilot er utstyrt med store, brukervennlige funksjonsknapper.



Vektlodd

Ekstra vektlodd for bedre trekraft og akselerasjon av drivhjulet. Vektloddene kan enkelt fjernes ved behov.



Batteri

Kraftig 13,8 Ah batteri som gir en rekkevidde på 50 km, avhengig av hvor og hvordan det kjøres, brukerens vekt og temperaturen i omgivelsene. Batteriet kan lades både når det er montert på E-pilot og når det ikke er montert.



Lader

Laderen kobler automatisk fra når batteriet er fulladet. Et utladet batteri lades opp på ca. 4 timer.



Multifunksjonell display

Avtakbar 2,4" multifunksjonell fargeskjerm for nyttig informasjon om hastighet, rekkevidde, batterikapasitet, servicemeldinger osv.

Muligheter

Farger

E-pilot drivenheten er sort, og leveres med hvite deksler som standard. Dekslar i andre farger kan leveres som tilbehør. Kontakt oss for mer informasjon om fargedekslar.





NYHET!

Cruisekontroll

Praktisk og behagelig cruisekontroll er nå tilgjengelig i Alber sin egen Mobility App - uten ekstra kostnad.



Hjelpeshåndtak

Praktisk hjelpeshåndtak som forenkler innfesting av E-Pilot og reduserer belastning ved bruk



E-pilot-konfigurator

Sett sammen din optimale e-pilot med tilgjengelig tilbehør i Alber sin egen e-pilot-konfigurator.

[Fullstendig oversikt over alt tilbehør for e-pilot kan du også finne her](#)

Tekniske data

	Maks. brukervekt ▼	Maks. totalvekt ▼	Maks. høyde på hindringer ▼	Maks. helling ▼	Drivhjulsstørrelse ▼	Motor ▼
Alber e-pilot	Maks. 100 kg	Maks. 135 kg	Opptil 10 %	Opp til 15 %	16"	250 W / maks. 650 W
	Volt ▼	Maks. dreiningsmoment ▼	Hastighet ▼	Batterikapasitet ▼	Batterieffekt ▼	Rekkevidde ▼
Alber e-pilot	36 V	40 Nm	10 km/t	36 V, 13.8 Ah	496 Wh	Opptil 50 km

HOVEDPRODUKT (standardkonfigurasjon)

Art-nr	HMS-nr	Beskrivelse
1592322-L	321213	E-pilot P15 drivenhet m/ vektlodd for bedre grep, standard frontlys, batteri, lader og multifunksjonelt display. Drivenheten leveres som standard med knastedekk og hvite deksler.

BESTILLINGSTIPS

- Oppgi hvilken rullestol e-pilot P15 skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør.
- Anbefalt tilbehør: Sidespeil og Supernova frontlys. Se og bli sett!

●●● MADE IN GERMANY

CE Complies with Medical Device Directive 93/42/EEC

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo

SE VÅRE PRODUKTVIDEOER



Scann QR-koden med telefonen din, og få tilgang til våre produktpresentasjoner og "how to"-videoer.

YouTube

ESG
ENVIRONMENTAL SOCIAL & GOVERNANCE



Yes, you can.®