



VIAGO V24

Våre drivaggregat fra Alber passer til de aller fleste manuelle rullestoler på markedet.

I listen under får du en oversikt over tilgjengelige monteringskit til Alber viaGO V24 per 13. mars 2025. **Husk å oppgi stolbredde ved henvendelser/bestillinger.** Merk at listen vil oppdateres fortløpende. Etter hvert som nye rullestoler kommer til, vil monteringskit til disse rullestolene bli laget fortløpende.



Bestillingstips:

- Oppgi hvilken rullestol drivaggregatet skal monteres på, samt stolens setebredde og setedybde, for riktig monteringskit.
- Merk at det må være kjørehåndtak på stolen som viaGo skal monteres på.
- Ved ny-bestilling: Husk å spesifisere ønsket tilbehør.
- Anbefalt tilbehør: Ledsagerbrems*^{*}, ekstra kjørehåndtak* for bedre ergonomi for ledsager og Jack Up tippesikringer.

* Stolspesifikt tilbehør fra stolleverandør



**Finner du ikke monteringskit til din rullestol?
Ta kontakt med oss og spør!**



22 57 95 00



norway@invacare.com

BESKRIVELSE VIAGO V24		ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
viaGo V24 kjøreenhet, håndkontroll og lader. Merk at det må være kjørehåndtak på stolen som ViaGo skal monteres på.		1595002	321214
BESKRIVELSE KIT	RULLESTOLTYPE OBS: HUSK Å OPPGI STOLBREDDE VED HENVENDELSER/BESTILLING		HMS-NUMMER
Monteringskit viaGo	Monteringsbrakett small V24 S 36-42 cm	ARTIK1594952 MERK	321562
Monteringskit viaGo	Monteringsbrakett V24 M 42-50 cm	1594953	321561
Monteringskit viaGo	Monteringsbrakett V24 L 50-56 cm	1594954	321560
Monteringskit viaGo	Invacare Rea Azalea sb 39 cm	1595701	327624
Monteringskit viaGo	Invacare Rea Azalea sb 44 og 49 cm	1595702	327625
Monteringskit viaGo	Küschall Compact SA/FF (Merk : Passer til setebredde 34-42 cm)	1595736	328573
Monteringskit viaGo	Küschall Compact SA/FF (Merk : Passer til setebredde 44-50 cm)	1595391	326791
Monteringskit viaGo	KiMobility/Etac Catalyst 5 sb 43-48 cm	1595797	328576
Monteringskit viaGo	Etac Cross 6 sb 35-42 cm	1595488	327535
Monteringskit viaGo	Etac Cross 6 sb 42,5-50 cm	1595489	327536
Monteringskit viaGo	Etac Cross 6 sb 50-53 cm	1595490	327537
Monteringskit viaGo	Etac Cross 5 XL sb 37,5-40 cm	1595520	327538
Monteringskit viaGo	Etac Cross 5 XL sb M 42-50 cm	1595540	327539
Monteringskit viaGo	Etac Cross 5 XL sb 60 cm	1595592	327544
Monteringskit viaGo	Etac Cross Transit sb 35-40 cm	1595595	327547
Monteringskit viaGo	Etac Cross Transit sb 42,5-50 cm	1595596	327548
Monteringskit viaGo	Etac Cross Transit sb 52,5-60 cm	1595597	327549
Monteringskit viaGo	Etac Kudu	1595674	327623
Monteringskit viaGo	Etac Prio 3A m/ledsagerbrems	1595543	327541
Monteringskit viaGo	Etac Xact	1595762	328577
Monteringskit viaGo	Handicare Emineo sb 45	1595784	328575
Monteringskit viaGo	Netti III u/ ledsagerbrems	1595546	327542
Monteringskit viaGo	Netti III	1595400	326352
Monteringskit viaGo	Netti V	1595519	326604
Monteringskit viaGo	Sunrise Youngster 3 m/ ledsagerbrems	1595552	327543
TILBEHØR		ARTIKKELNUMMER	HMS-NUMMER
Ekstra kjørehåndtak for bedre ergonomi (Stolspesifikt tilbehør fra stolleverandør)			
Ledsagerbrems (Stolspesifikt tilbehør fra stolleverandør)			
Jack Up tippesikringer		1593206	285532
Ergonomisk håndkontroll		1596054	